



## *Endoskopische Ohrchirurgie*

### *Endoscopic Ear Surgery*

*Endoscopic ear surgery instruments were developed to meet the unique requirements of this surgical technique. They feature both suction and dissection integrated in one instrument, which allows the other hand to operate the endoscope.*

The unique modular design with detachable handles and working elements allows surgeons to customize each set according to their needs and practice.

Two different handles offer either permanent or conventional finger-controlled suction.

The detachable working elements can be easily interchanged when preparing for or during the procedure and easily exchanged in case replacement is needed.

*Endoskopische Instrumente für die Ohrchirurgie wurden entwickelt, um den speziellen Anforderungen dieser Operationstechnik gerecht zu werden. Sie verfügen über ein integriertes Arbeitselement sowie eine Absaugung. Dadurch ist die andere Hand frei, um das Endoskop zu führen.*


Das einzigartige modulare Design mit abnehmbarem Arbeitselement und Griff ermöglicht es dem Chirurgen, jedes Set nach seinen Bedürfnissen, Gewohnheiten und seiner chirurgischen Praxis anzupassen.

Zwei verschiedene Griffe bieten entweder eine permanente oder konventionelle Absaugung, welche durch einen Finger kontrolliert wird.

Die abnehmbaren Arbeitselemente können bei der Vorbereitung auf einen Eingriff oder währenddessen individuell ausgetauscht bzw. ersetzt werden.

# Instrumentenset für die endoskopische Ohrchirurgie

## Instrument set for endoscopic ear surgery



Arbeitsэлемент | Working element

Handstück | Handle

Optional: Adapter

Kombinieren Sie Ihr eigenes Set.  
Create your own set.

270045FX	Saugdissektor kurz, links Suction dissector short, left	
270065FX	Saugdissektor kurz, rechts Suction dissector short, right	
270046FX	Saugdissektor mittel, links Suction dissector middle, left	
270066FX	Saugdissektor mittel, rechts Suction dissector middle, right	
270047FX	Saugdissektor lang, links Suction dissector long, left	
270067FX	Saugdissektor lang, rechts Suction dissector long, right	
270060FX	Saugdissektor S-gebogen, links Suction dissector S-curved, left	
270080FX	Saugdissektor S-gebogen, rechts Suction dissector S-curved, right	
270225FX	Häkchen gewinkelt hook, angled	
270235FX	Rundmesser, 1 mm Round knife, 1 mm	
270236FX	Rundmesser, 2 mm Round knife, 2 mm	
270237FX	Rundmesser, 2,5 mm Round knife, 2,5 mm	
270120FX	Saugmesser, oval Suction knife, oval	
270025FX	Handstück mit Unterbrecher Handle with suction control	
270030FX	Handstück ohne Unterbrecher - permanente Saugung Handle without suction control - permanent suction	
Optional: 270026FX	Adapter drehbar für Absaugschlauch Adapter rotatable for suction tubing	

FENTEX medical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat. Sie finden FENTEX medical ganz in der Nähe von Tuttlingen, dem weltbekannten Zentrum für Medizintechnik und Chirurgie.

Die Fertigung von FENTEX Instrumenten und Endoskopen erfolgt ausschließlich in Deutschland. Höchste Sorgfalt sichert Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

FENTEX medical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons. It is located near Tuttlingen, the world renowned „Silicon Valley“ of surgical instruments.

FENTEX instruments and endoscopes are exclusively made in Germany. High quality components and attention to detail all in combination result in precision, dependability and durability of FENTEX products.

# FENTEX

medical

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 2  
D-78579 Neuhausen ob Eck  
Germany

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0  
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com  
www.fentexmedical.com



FENTEX Instruments - Made in Germany