

Precision meets Quality *in*

■ *ENT* ■ *Head & Neck* ■ *Facial Surgery*

Full catalogue
Gesamtkatalog

FENTEXmedical GmbH


take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17
info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

FENTEX Instruments · *Made in Germany*

© FENTEXmedical GmbH · 2023 · Art.-Nr 010FX





Edition 2023

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 and directive 93/42/EEC.

Katalogausgabe 2023

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 und der Richtlinie 93/42/EWG.



Contact Details

Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH
take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49(0) 7467 - 949 62 0
Fax +49(0) 7467 - 949 62 17

infol@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- and Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.





Precision meets Quality

Endoscopy
Endoskopie



507080FX **TWIN-CAM HD**, 1-Chip Full HD Camera, with integrated LED light source
TWIN-CAM HD, 1-Chip Full HD Kamera, mit integrierter LED Lichtquelle

- Multifunctional system
- Camera and Light source
- Full HD resolution
- Multilingual menu

- Multifunktionssystem
- Kamera und Lichtquelle
- Full HD-Auflösung
- Mehrsprachiges Menü

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
 Image sensor: 1/3" MOS
 Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption)

100–240 V (95 VA)

Frequency

50–60 Hz (interlaced scan)

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
 TV resolution: > 900 lines
 Sensitivity: < 3 lux (1/1,4)
 White balance automatically
 Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Lamp

LED lamp, comparable 50 W

Light guide connection

Storz

Connections

<i>Video out terminal</i>	<i>Other connections</i>
1 x HDMI	1 x PS2 (Keyboard)
	1 x Remote IN (footswitch)
	1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

I

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Device classification

I

Features

White balance, boost function
 On-screen-menu
 3 user settings storable
 2.5 digital zoom
 Freeze function
 Character generator

Dimensions control unit

295 mm x 128 mm x 278 mm (W x H x D)
 weight: approx. 5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05 m (10 ft) cable, mains cable, HDMI cable, user manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
 Bildsensor: 1/3" MOS
 Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (95 VA)

Frequenz

50–60 Hz (Halbbildmodus)

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
 TV-Auflösung: > 900 Zeilen
 Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
 Automatischer Weißabgleich
 Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Lichtquelle

LED Lichtquelle, Leistung: 50 Watt

Lichtleiteranschluss

Storz

Anschlüsse

<i>Signalausgänge</i>	<i>Andere Anschlüsse</i>
1 x HDMI	1 x PS2 (Tastatur)
	1 x Remote IN (Fußschalter)
	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

I

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Geräteklassifizierung

I

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
 On-Screen-Menü
 3 Benutzereinstellungen speicherbar
 2,5 x Digitaler Zoom
 Freeze-Funktion
 Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

295 mm x 128 mm x 278 mm (B x H x T)
 Gewicht: ca. 5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05 m (10 ft) Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung



507085FX **TWIN-CAM HD**, 1-Chip Full HD Camera, with integrated LED light source and USB
TWIN-CAM HD, 1-Chip Full HD Kamera, mit integrierter LED Lichtquelle und USB

- Multifunctional system
- Camera and Light source
- Full HD resolution
- Multilingual menu
- Image-/Video recording

- Multifunktionssystem
- Kamera und Lichtquelle
- Full HD-Auflösung
- Mehrsprachiges Menü
- Bild-/Videoaufnahme

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
Image sensor: 1/3" MOS
Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption)

100–240 V (95 VA)

Frequency

50–60 Hz (interlaced scan)

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
TV resolution: > 900 lines
Sensitivity: < 3 lux (1/1,4)
White balance automatically
Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Lamp

LED lamp, comparable 50 W

Light guide connection

Storz

Connections

<i>Video out terminal</i>	<i>Other connections</i>
1 x HDMI	1 x PS2 (Keyboard)
	1 x Remote IN (footswitch)
	1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

I

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Device classification

I

Features

White balance, boost function
On-screen-menu
3 user settings storable
2.5 digital zoom
Freeze function
Character generator

Dimensions control unit

295 mm x 128 mm x 278 mm (W x H x D)
weight: approx. 5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05 m (10 ft) cable, mains cable, HDMI cable, user manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
Bildsensor: 1/3" MOS
Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (95 VA)

Frequenz

50–60 Hz (Halbbildmodus)

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
TV-Auflösung: > 900 Zeilen
Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
Automatischer Weißabgleich
Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Lichtquelle

LED Lichtquelle, Leistung: 50 Watt

Lichtleiteranschluss

Storz

Anschlüsse

<i>Signalausgänge</i>	<i>Andere Anschlüsse</i>
1 x HDMI	1 x PS2 (Tastatur)
	1 x Remote IN (Fußschalter)
	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

I

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Geräteklassifizierung

I

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
On-Screen-Menü
3 Benutzereinstellungen speicherbar
2,5 x Digitaler Zoom
Freeze-Funktion
Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

295 mm x 128 mm x 278 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05 m (10 ft) Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung



507105FX **ONE-CAM HD, 1-Chip Full HD Camera**
ONE-CAM HD, 1-Chip Full HD Kamera

- Full HD resolution
- High speed shutter
- Multilingual menu
- 3 user settings storable
- Remote camera head
- Image- / Video recording

- Full HD Auflösung
- High speed shutter
- Mehrsprachiges Menü
- 3 Benutzerprofile speicherbar
- Remote Kamerakopf
- Bild- / Videoaufnahme

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
Image sensor: 1/3" MOS
Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption):

100–240 V (25 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
TV resolution: > 1000 lines
Sensitivity: < 3 lux (1/1,4)
White balance automatically
Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Recording

Image format: JPG 1920 x 1080
Video format: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
(H.264 Codec); Image rate 60fps
Connection: USB (A)

Connections

Video out terminal	Other connections
1 x HDMI / DVI	1 x USB (A) (USB-keyboard)
1 x Y-Pb-Pr (Component)	1 x Remote IN (footswitch)
1 x Video (PAL / NTSC)	1 x Remote OUT (video printer, video recorder,...)
1 x S-Video (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

I

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 6001-1-1

Device classification

I

Features

White balance, boost function
On-screen-menu
3 user settings storable
2.5 digital zoom
Freeze function
Character generator

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 351 mm (W x H x D);
weight: approx. 4.5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05 m (10 ft) cable, mains cable,
Y/C cable, BNC cable, HDMI-DVI cable, HDMI cable, user
manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
Bildsensor: 1/3" MOS
Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (25 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
TV-Auflösung: > 1000 Zeilen
Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
Automatischer Weißabgleich
Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Aufnahme

Bildformat: JPG 1920 x 1080
Videoformat: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
(H.264 Codec); Bildrate 60fps
Anschluss: USB (A)

Anschlüsse

Signalausgänge	Andere Anschlüsse
1 x HDMI / DVI	1 x USB (A) (USB-Tastatur)
1 x Y-Pb-Pr	1 x Remote IN (Fußschalter)
1 x Video (PAL / NTSC)	1 x Remote OUT (Video printer, Videorekorder,...)
1 x S-Video (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

I

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 6001-1-1

Geräteklassifizierung

I

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
On-Screen-Menü
3 Benutzereinstellungen speicherbar
2,5 x Digitaler Zoom
Freeze-Funktion
Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 351 mm (B x H x T);
Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05 m (10 ft) Kabel, Netzkabel,
Y/C-Kabel, BNC-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-Kabel,
Bedienungsanleitung



507090FX **TRE-CAM HD**, 3-Chip Full HD Camera
TRE-CAM HD, 3-Chip Full HD Kamera

- Full HD resolution
- High speed shutter
- Multilingual menu
- 3 user settings storable
- Remote camera head
- Image- / Video recording

- Full HD Auflösung
- High speed shutter
- Mehrsprachiges Menü
- 3 Benutzerprofile speicherbar
- Remote Kamerakopf
- Bild- / Videoaufnahme

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Camera head

Aspect ratio: 16:9
 Image sensor: 3 x 1/3" MOS
 Immersible (using the attached cap)

Voltage range (current consumption)

100–240 V (40 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Video system

Image resolution: full HD 1920 x 1080
 TV resolution: > 1000 lines
 Sensitivity: < 3 lux (1/1.4)
 White balance automatically
 Shutter speed: 1/50 (1/60) to 1/100.000 sec

Recording

Image format: JPG 1920 x 1080
 Video format: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
 (H.264 Codec); Image rate 60fps
 Connection: USB (A)

Connections

<i>Video out terminal</i>	<i>Other connections</i>
2 x HD SDI	1 x USB (A) (USB-keyboard)
1 x HDMI / DVI	1 x Remote IN (footswitch)
1 x Y-Pb-Pr (Component)	1 x Remote OUT (video
1 x Y/C (PAL / NTSC)	printer, video recorder,...)
1 x CVBS (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Protection class

|

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1

Device classification

|

Features

White balance, boost function
 On-screen-menu
 3 user settings storable
 2.5 digital zoom
 Freeze function
 Character generator

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 351 mm (W x H x D);
 weight: approx. 4.5 kg

Delivery contains

CCU, camera head with 3,05m (10ft) cable, mains cable,
 Y/C cable, BNC cable, HDMI-DVI cable, HDMI cable, user
 manual

Technische Daten

Kamerakopf

Bildformat 16:9
 Bildsensor: 3 x 1/3" MOS
 Einlegbar (mit der angebrachten Kappe)

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (40 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Videosystem

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080
 TV-Auflösung: > 1000 Zeilen
 Empfindlichkeit: < 3 Lux (1/1,4)
 Automatischer Weißabgleich
 Automatikverschluss: 1/50 (1/60) bis 1/100.000 sec

Aufnahme

Bildformat: JPG 1920 x 1080
 Videoformat: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4
 (H.264 Codec); Bildrate 60fps
 Anschluss: USB (A)

Anschlüsse Signalausgänge

<i>Videoausgang</i>	<i>Andere Anschlüsse</i>
2 x HD SDI	1 x USB (A) (USB-Tastatur)
1 x HDMI / DVI	1 x Remote IN (Fußschalter)
1 x Y-Pb-Pr (Komponente)	1 x Remote OUT (Video-
1 x Y/C (PAL / NTSC)	printer, Videorekorder, ...)
1 x CVBS (PAL / NTSC)	1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse

|

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-1

Geräteklassifizierung

|

Ausstattung

Weißabgleich, Boost-Funktion
 On-Screen-Menü
 3 Benutzereinstellungen speicherbar
 2,5 x Digitaler Zoom
 Freeze-Funktion
 Zeichengenerator

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 351 mm (B x H x T);
 Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferung enthält

CCU, Kamerakopf mit 3,05m (10ft) Kabel, Netzkabel,
 Y/C-Kabel, BNC-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-Kabel,
 Bedienungsanleitung



508510FX **SOLO-LITE LED**, LED Light Source
SOLO-LITE LED, LED Lichtquelle

- Low noise
- Low heat conduction
- Electronical light control via buttons
- Pure daylight quality

- Geringer Geräuschpegel
- Geringe Wärmeübertragung
- Elektronische Helligkeitssteuerung über Tasten
- Tageslichtqualität

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

LED module

LED CRI 90, Daylight quality, approx. 5700 K
 Lifetime: > 20.000 hr

Voltage range (current consumption)

100–240 V (130 VA)

Frequency

50–60 Hz

Device protection

2 x T3,15 A

Light guide connection

Storz adapter, automatic light intensity control

Connections

Video-IN *Other connections*
 1 x Video, BNC 1 x RJ45 (Service)

Protection class (acc.to IEC 60601-1)

|

Safety class

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Device classification

|

Dimensions control unit

360 mm x 125 mm x 251 mm (W x H x D);
 weight: approx. 5 kg

Delivery contains

Light source, mains cable, user manual

Technische Daten

LED Modul

LED CRI 90, Tageslichtqualität, ca. 5700 K
 Lebensdauer: > 20.000 Hr

Spannungsbereich (Stromverbrauch)

100–240 V (130 VA)

Frequenz

50–60 Hz

Geräteschutz

2 x T3,15 A

Lichtleiteranschluss

Storz Adapter, automatische Lichtintensitätsregelung

Anschlüsse

Signaleingänge *Andere Anschlüsse*
 1 x Video, BNC 1 x RJ45 (Service)

Schutzklasse (nach IEC 60601-1)

|

Sicherheitsklasse

BF

IP-Code

IP 20

Standard

IEC 60601-1-2

Geräteklassifizierung

|

Abmessungen Steuergerät

360 mm x 125 mm x 251 mm (B x H x T);
 Gewicht: ca. 5 kg

Lieferung enthält

Lichtquelle, Netzkabel, Bedienungsanleitung



509050FX **24" Monitor**
 24" Monitor

509060FX **27" Monitor**
 27" Monitor

- IPS display with a large viewing angle of 178°
- Precise and true color illustration of fine details
- Robust metal housing

- IPS Display mit großem Blickwinkel von 178°
- Präzise und farbgetreue Abbildung feinsten Details
- Robustes Metallgehäuse

Endoscopy Endoskopie

Technical Data

Display

Panel: 24" or 27"
 Resolution: 1920 x 1080 pixels (Full HD)
 Brightness: 250cd/rn2
 Pixel failure class: 1
 Pixel/ Dot/ Pitch: 24" 0.2475 mm
 27" 0.3114 mm
 Viewing angle: horizontal 178°
 vertical 178°
 Color display: 16,7 Mio.

Video Interfaces

1 x VGA; 1 x DVI-I; 1 x HDMI

Power Supply

Internal power adaper (max. 60W)

Environmental Conditions

Operating: – Temperatur +10°C...+40°C
 – Humidity 10%...85%, non condensing
 Storage: – Temperatur –20°C...+60°C
 – Humidity 10%...85%, non condensing

Potential Equalization

Equipotential bonding bolt according to DIN 42801

Housing

Material: Metal, powder coated
 Color: – Housing RAL 9003 (white, matted)
 – Glasprint RAL 9003 (white)
 Protection Class: Front IP65, rear IP54
 Dimensions: – 24" 595 x 379 x 60 mm (W x H x D)
 weight approx. 10 kg
 – 27" 677 x 431 x 60 mm (W x H x D)
 weight approx. 12 kg
 Mounting: VESA 100

Conformity

CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2

Technische Daten

Display

Panel: 24" oder 27"
 Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
 Helligkeit: 250cd/m2
 Pixelfehler: Klasse 1
 Pixelgröße: 24" 0,2475 mm
 27" 0,3114 mm
 Blickwinkel: horizontal 178°
 vertikal 178°
 Farben: 16,7 Mio.

Video-Schnittstellen

1 x VGA; 1 x DVI-1; 1 x HDMI

Stromversorgung

Internes med. Netzteil (max. 60W)

Umgebungsbedingungen

Betrieb: – Temperatur +10°C...+40°C
 – Luftfeuchte 10%...85%, nicht kondensierend
 Lagerung: – Temperatur –20°C...+60°C
 – Luftfeuchte 10%...85%, nicht kondensierend

Potentialausgleich

Bolzen nach DIN 42801

Gehäuse

Ausführung: Metall, pulverbeschichtet
 Farbe: – Gehäuse RAL 9003 (weiß, matt)
 – Glasdruck RAL 9003 (weiß)
 Schutzklasse: Front 11265, Rückseite IP54
 Abmessungen: – 24" 595 x 379 x 60 mm (B x H x T)
 Gewicht ca. 10 kg
 – 27" 677 x 431 x 60 mm (B x H x T)
 Gewicht ca. 12 kg
 Befestigung: VESA 100

Konformität:

CE, EN60601-1, EN60601-1-2



710395FX **LED Battery light source**, with magnetic USB charger
LED Akku-Lichtquelle, mit magnetischer USB Ladestation



507018FX **TV Adapter**, f=18mm, C-Mount, waterproof
TV Adapter, f=18mm, C-Mount, einlegbar

507018FX	f=18mm, C-Mount, waterproof	f=18mm, C-Mount, einlegbar
507022FX	f=22mm, C-Mount, waterproof	f=22mm, C-Mount, einlegbar
507024FX	f=24mm, C-Mount, waterproof	f=24mm, C-Mount, einlegbar
507025FX	f=25mm, C-Mount, waterproof	f=25mm, C-Mount, einlegbar
507028FX	f=28mm, C-Mount, waterproof	f=28mm, C-Mount, einlegbar



507034FX **Zoom TV Adapter**, f=16-35mm, C-Mount, waterproof
Zoom TV Adapter, f=16-35mm, C-Mount, einlegbar



718100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm

718100FX	autoclavable / 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718130FX	autoclavable / 30°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718400FX	autoclavable / 0°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm
718430FX	autoclavable / 30°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm



717100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm

717100FX	autoclavable / 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
717130FX	autoclavable / 30°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
717170FX	autoclavable / 70°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm



728500FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm

728500FX	autoclavable / 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728530FX	autoclavable / 30°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728570FX	autoclavable / 70°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm



728200FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm

728200FX	autoclavable / 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728230FX	autoclavable / 30°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728270FX	autoclavable / 70°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm



728100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm



701300FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm

701300FX	autoclavable / 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm
701330FX	autoclavable / 30°, WL 27 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm



730100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm

730100FX	autoclavable / 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730130FX	autoclavable / 30°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 30°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730145FX	autoclavable / 45°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 45°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730170FX	autoclavable / 70°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 70°, NL 150 mm, Ø 3 mm



716100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm

716100FX	autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716130FX	autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716200FX	not autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716230FX	not autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



750300FX **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
HD Sinuskop, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750300FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750330FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750345FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750370FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



700900FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm


700900FX	autoclavable / 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700930FX	autoclavable / 30°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700970FX	autoclavable / 70°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 300 mm, Ø 4 mm



750270FX **Hi-View Micro-Laryngoscope**, autoclavable, 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Mikro-Laryngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



520970FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 8 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 8 mm



522090FX **Tele-Laryngo-Pharyngoscope**, with 5x and 7x magnification, soakable, 90°, WL 200 mm, Ø 10 mm
Tele-Laryngo-Pharyngoskop, mit Vergrößerung 5x und 7x, einlegbar, 90°, NL 200 mm, Ø 10 mm




521670FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm

521671FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, high magnification, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, hohe Vergrößerung, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm



521170FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm

520170FX	soakable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
520190FX	soakable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521170FX	autoclavable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521190FX	autoclavable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm



708591FX **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 290 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 1 starres Endoskop, Größe 290 x 80 x 52 mm

708590FX	for 2 rigid endoscopes / size 290 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 290 x 80 x 52 mm
708591FX	for 1 rigid endoscope / size 290 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 290 x 80 x 52 mm
708592FX	for 1 rigid endoscope / size 460 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 460 x 80 x 52 mm
708593FX	for 2 rigid endoscopes / size 460 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 460 x 80 x 52 mm



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

863100FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Pipettenflasche, 25 ml


863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



863116FX **ENDO-PAD**, sterile, for use with 863101FX, Ø 34 mm, pack of 6 pcs.
ENDO-PAD, steril, zur Verwendung mit 863101FX, Ø 34 mm, Packung zu 6 Stück

863120FX **ENDO-PAD**, sterile, with antifog solution, Ø 34 mm, pack of 10 pcs.
ENDO-PAD, steril, mit Antibeslagmittel, Ø 34 mm, Packung zu 10 Stück



710819FX **Sialoscope**, 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm
Sialoskop, 0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

710819FX 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm
0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

710820FX with working channel Ø 0.45 mm / 0°, WL 110 mm, Ø 1.1 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,45 mm / 0°, NL 110 mm, Ø 1,1 mm

710830FX with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 120 mm, Ø 1.4 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 120 mm, Ø 1,4 mm

710840FX with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 100 mm, Ø 1.2 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 100 mm, Ø 1,2 mm



700715FX **Nasopharyngoscope, 0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm**
Nasopharyngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm

700715FX	0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm	0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm
700730FX	0°, WL 300 mm, Ø 2.8 mm	0°, NL 300 mm, Ø 2,8 mm
700735FX	with working channel / 0°, WL 300 mm, Ø 3.8 mm	mit Arbeitskanal / 0°, NL 300 mm, Ø 3,8 mm



700723FX **USB Video Rhinolaryngoscope**, 0°, WL 300 mm, Ø 3.6 mm
USB Video Rhinolaryngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,6 mm



716500FX **Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

716500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

716703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



816500FX **High Performance Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Hochleistungs-Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

816500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

816703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



507270FX **Video Capture and Storage Device, USB 200**
Video Aufnahme- und Speichereinheit, USB 200



507280FX **HD Video Capture and Storage Device, USB 300**
HD Video Aufnahme- und Speichereinheit, USB 300



503050FX **UNI-CART Trolley**, Basic Version with four wheel base
UNI-CART Gerätewagen, Basisversion mit vier Auslegern




503110FX **Equipment Trolley, Version "E"**, with 3 shelves
Gerätewagen, Version „E“, mit 3 Ablagen




503120FX **Equipment Trolley, Version "E", with 3 shelves**
Gerätewagen, Version „E“, mit 3 Ablagen




503130FX **Equipment Trolley, Version "S", with 5 shelves**
Gerätewagen, Version „S“, mit 5 Ablagen





Precision meets Quality

Otology
Otologie



270000FX **Wire Basket for EES Set**, including lid and silicone brackets, 270 x 170 x 35 mm
Siebkorb für EOC Set, inkl. Deckel und Silikonhalter, 270 x 170 x 35 mm

Otology
Otologie



270025FX **Handle**, with suction control
Handstück, mit Unterbrecherloch

270030FX **Handle**, without suction control
Handstück, ohne Unterbrecherloch



270026FX **Adapter**, rotatable, for suction tubing
Adapter, drehbar, für Absaugschlauch



270045FX **Suction Dissector**, short, left
Saugdissektor, kurz, links

270065FX **Suction Dissector**, short, right
Saugdissektor, kurz, rechts



270046FX **Suction Dissector**, medium, left
Saugdissektor, mittel, links

270066FX **Suction Dissector**, medium, right
Saugdissektor, mittel, rechts



270047FX **Suction Dissector**, long, left
Saugdissektor, lang, links

270067FX **Suction Dissector**, long, right
Saugdissektor, lang, rechts

Otology
Otologie



270080FX **Suction Dissector**, S-curved, right
Saugdissektor, S-gebogen, rechts

270060FX **Suction Dissector**, S-curved, left
Saugdissektor, S-gebogen, links



270120FX **Suction Knife**, oval
Saugmesser, oval



270225FX **Hook**, angled
Häkchen, gewinkelt



270235FX **Round Knife**, 1 mm
Rundmesser, 1 mm

270235FX	1 mm	1 mm
270236FX	2 mm	2 mm
270237FX	2.5 mm	2,5 mm



275005FX **Elevator by Benedict, left**
Elevatorium nach Benedict, links

275005FX	left	links
275015FX	90° left	90° links
275025FX	0° left	0° links



275010FX **Elevator by Benedict, right**
Elevatorium nach Benedict, rechts

275010FX	right	rechts
275020FX	90° right	90° rechts
275030FX	0° right	0° rechts



275100FX **Scoring Instrument by Benedict, straight**
Ritzinstrument nach Benedict, gerade



275200FX **Rasp by Benedict, straight**
Feile nach Benedict, gerade



038100FX **Tuning Fork by Hartmann, C = 128 Hz**
Stimmgabel nach Hartmann, C = 128 Hz

038100FX	C = 128 Hz	C = 128 Hz
038101FX	C1 = 256 Hz	C1 = 256 Hz
038102FX	C2 = 512 Hz	C2 = 512 Hz
038103FX	C3 = 1024 Hz	C3 = 1024 Hz
038104FX	C4 = 2048 Hz	C4 = 2048 Hz
038105FX	C5 = 4096 Hz	C5 = 4096 Hz



038112FX **Tuning Fork by Hartmann, C2 = 512 Hz**
Stimmgabel nach Hartmann, C2 = 512 Hz

038113FX **Tuning Fork by Hartmann, C3 = 1024 Hz**
Stimmgabel nach Hartmann, C3 = 1024 Hz



038200FX **Tuning Fork by Lucae**, with foot, C = 128 Hz
Stimmgabel nach Lucae, mit Fuß, C = 128 Hz

038200FX	with foot, C = 128 Hz	mit Fuß, C = 128 Hz
038201FX	with foot, C1 = 256 Hz	mit Fuß, C1 = 256 Hz
038202FX	with foot, C2 = 512 Hz	mit Fuß, C2 = 512 Hz
038203FX	with foot, C3 = 1024 Hz	mit Fuß, C3 = 1024 Hz
038204FX	with foot, C4 = 2048 Hz	mit Fuß, C4 = 2048 Hz
038205FX	with foot, C5 = 4096 Hz	mit Fuß, C5 = 4096 Hz



038210FX **Foot**, for Tuning Forks by Lucae
Fuß, für Lucae Stimmgabeln



038401FX **Tuning Fork**, with foot, A1 = 440 Hz
Stimmgabel, mit Fuß, A1 = 440 Hz



038600FX **Tuning Fork Set by Hartmann**, including 5 tuning forks in a case
Stimmgabel-Besteck nach Hartmann, mit 5 Stimmgabeln im Etui



551100FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with fixed glasses, with headband, without power supply
Nystagmusbrille nach Frenzel, mit festem Glas, mit Kopfband, ohne Stromversorgung



551200FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with hinged lenses, with headband, without power supply
Nystagmusbrille nach Frenzel, mit hochklappbaren Gläsern, mit Kopfband, ohne Stromversorgung



551300FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with fixed glasses, without headband, with battery handle
Nystagmusbrille nach Frenzel, mit festen Gläsern, ohne Kopfband, mit Batteriehandgriff



851300FX **Headlight CLAR F**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm
Stirnlampe CLAR F, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm



851307FX **Headlight CLAR 131**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm
Stirnlampe CLAR 131, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm

851308FX **Headlight CLAR 131**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 98 mm
Stirnlampe CLAR 131, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 98 mm

Otology
Otologie



851800FX **Headlight CLAR 55**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm
Stirnlampe CLAR 55, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm



852200FX **Fiber Optic Headlight**, with integrated light cable 2.3 m, and Storz connection
Fiberoptik Stirnleuchte, mit festverbundenem Lichtkabel 2,3 m, und Storz Anschluss



852300FX **Microspot Fiber Optic Headlight**, with integrated light cable 2.3 m, without light source adapter
Mikrospot Fiberoptik Stirnleuchte, mit festverbundenem Lichtkabel 2,3 m, ohne Lichtquellenadapter



852400FX **Super Spot Fiber Optic Headlight**, black, with integrated light cable, and Storz/Wolf connection
Super Spot Fiberoptik Stirnleuchte, schwarz, mit festverbundenem Lichtkabel, und Storz/Wolf Anschluss



852600FX **LED Micro Headlight**, extremely light + comfortable headband
LED Mikro-Stirnleuchte, superleichtes komfortables Stirnband



852800FX **Power LED headlight**, black, complete system including charger
Power LED Stirnleuchte, schwarz, komplettes System inkl. Ladegerät

852801FX **Power LED headlight**, white, complete system including charger
Power LED Stirnleuchte, weiß, komplettes System inkl. Ladegerät



852900FX **OP Fibre Optic Headlight**, with special cable for long time use, without light source adapter
OP Fiberoptik Stirnleuchte, mit geteiltem Spezialkabel, ohne Lichtquellenadapter



832600FX **Powder Blower by Kabierske**, complete, with 3 different cannulas
Pulverbläser nach Kabierske, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen



832601FX **Spare Bottle**, brown, for 832600FX, 30 cc
Ersatzflasche, braun, für 832600FX, 30 ccm



832605FX **Rubber Bulb**, for 832600FX
Gummiball, für 832600FX

832608FX **Cannula**, straight, for 832600FX, 8 cm
Kanüle, gerade, für 832600FX, 8 cm



832611FX **Cannula**, straight, for 832600FX, 11 cm
Kanüle, gerade, für 832600FX, 11 cm



832613FX **Cannula**, curved, for 832600FX, 13 cm
Kanüle, gebogen, für 832600FX, 13 cm



840100FX **Liquid Atomizer**, complete, 30 cc
Flüssigkeitszerstäuber, komplett, 30 ccm



Otology
Otologie



840200FX **Liquid Atomizer**, complete (but without rubber bulb)
Flüssigkeitszerstäuber, komplett (aber ohne Gummiball)



840101FX **Spare Bottle**, brown, for 840100FX, 30 cc
Ersatzflasche, braun, für 840100FX, 30 ccm



840300FX **Rubber Bulb**, for 840100FX
Gummiball, für 840100FX



010200FX **Ear Syringe**, Luer-Lock, 2 tips, metal, 100 cc
Ohrspritze, Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall, 100 ml

010200FX	Luer-Lock, 2 tips, metal / 100 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 100 ml
010250FX	Luer-Lock, 2 tips, metal / 150 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 150 ml
010300FX	Luer-Lock, 2 tips, metal / 200 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 200 ml



010301FX **Cannula**, for Ear Syringe, cone end, Luer-Lock
Kanüle, für Ohrspritze, konisch, Luer-Lock



010302FX **Cannula**, for Ear Syringe, olive end, Luer-Lock
Kanüle, für Ohrspritze, olivenförmig, Luer-Lock



010306FX **Protection Shield**, for Ear Syringe, Luer-Lock
Spritzschutz-Teller, für Ohrspritze, Luer-Lock



551510FX **OCULUS Surgical Eye Loupe**, complete with head band (black), 1.8x magnification
OCULUS Lupenbrille, komplett mit Kopfband (schwarz), 1,8x Vergrößerung

551511FX **OCULUS Surgical Eye Loupe**, complete with head band (black), 2.5x magnification
OCULUS Lupenbrille, komplett mit Kopfband (schwarz), 2,5x Vergrößerung



551501FX **Slip-On Objectives**, for 551510FX, to increase magnification to 2.5x
Lupenvorsatzobjektive, für 551510FX, zur Erhöhung der Vergrößerung auf 2,5x



824100FX **Rubber Bulb by Politzer**
Gummibirne nach Politzer



833153FX **Connecting Nozzle, for 824100FX**
Einsteckkonus, für 824100FX

Otology
Otologie

833154FX **Ear Tip**, for 824100FX, Ø 4 mm
Ohrolive, für 824100FX, Ø 4 mm



833155FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 15 mm
Nasenolive, für 824100FX, Ø 15 mm



833157FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 17 mm
Nasenolive, für 824100FX, Ø 17 mm



833162FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 22 mm
Nasenolive, für 824100FX, Ø 22 mm





016100FX **Eustachian Catheter by Hartmann, size 0**
 Tubenkatheter nach Hartmann, Fig. 0

016100FX	size 0	Fig. 0
016101FX	size 1	Fig. 1
016102FX	size 2	Fig. 2
016103FX	size 3	Fig. 3
016104FX	size 4	Fig. 4
016105FX	size 5	Fig. 5



016602FX **Eustachian Catheter by Williams**
 Tubenkatheter nach Williams



018100FX **Ear Speculum by Hartmann, size 0**
Ohrtrichter nach Hartmann, Fig. 0

018100FX	size 0	Fig. 0
018101FX	size 1	Fig. 1
018102FX	size 2	Fig. 2
018103FX	size 3	Fig. 3
018104FX	size 4	Fig. 4
018105FX	size 5	Fig. 5



018201FX **Ear Speculum by Hartmann**, for post-operative check-up, size 1
Ohrtrichter nach Hartmann, zur Nachbehandlung, Fig. 1

018201FX	for post-operative check-up / size 1	zur Nachbehandlung / Fig. 1
018202FX	for post-operative check-up / size 2	zur Nachbehandlung / Fig. 2



018208FX **Ear Speculum by Hartmann**, for post-operative check-up, black finis, size 1
Ohrtrichter nach Hartmann, zur Nachbehandlung, schwarz, Fig. 1

018208FX	for post-operative check-up, black finis / size 1	zur Nachbehandlung, schwarz / Fig. 1
018209FX	for post-operative check-up, black finis / size 2	zur Nachbehandlung, schwarz / Fig. 2



018301FX **Ear Speculum by Politzer**, short, for infants, size 1
Ohrtrichter nach Politzer, kurz, für Kinder, Fig. 1

018301FX	short, for infants / size 1	kurz, für Kinder / Fig. 1
018302FX	short, for infants / size 2	kurz, für Kinder / Fig. 2
018303FX	short, for infants / size 3	kurz, für Kinder / Fig. 3
018304FX	short, for infants / size 4	kurz, für Kinder / Fig. 4



018501FX **Ear Speculum by Toynbee, size 1**
Ohrtrichter nach Toynbee, Fig. 1

018501FX	size 1	Fig. 1
018502FX	size 2	Fig. 2
018503FX	size 3	Fig. 3
018504FX	size 4	Fig. 4



018605FX **Ear Speculum by Holmgren, self-retaining, black finish, size 1**
Ohrtrichter nach Holmgren, selbsthaltend, schwarz, Fig. 1

018605FX	self-retaining, black finish / size 1	selbsthaltend, schwarz / Fig. 1
018606FX	self-retaining, black finish / size 2	selbsthaltend, schwarz / Fig. 2
018607FX	self-retaining, black finish / size 3	selbsthaltend, schwarz / Fig. 3

Otology
Otologie



018801FX **Ear Speculum by Gruber**, oval, size 1
Ohrtrichter nach Gruber, oval, Fig. 1

018801FX	oval / size 1	oval / Fig. 1
018802FX	oval / size 2	oval / Fig. 2
018803FX	oval / size 3	oval / Fig. 3
018804FX	oval / size 4	oval / Fig. 4
018811FX	round / size 1	rund / Fig. 1
018812FX	round / size 2	rund / Fig. 2
018813FX	round / size 3	rund / Fig. 3
018814FX	round / size 4	rund / Fig. 4



019701FX **Ear Speculum by Bruenings**, round, size 1
Ohrtrichter nach Bruenings, rund, Fig. 1

019701FX	round / size 1	rund / Fig. 1
019702FX	round / size 2	rund / Fig. 2
019703FX	round / size 3	rund / Fig. 3
019704FX	round / size 4	rund / Fig. 4
019710FX	round / size 0	rund / Fig. 0
019720FX	round / size 00	rund / Fig. 00
019730FX	round / size 000	rund / Fig. 000



115101FX **Ear Speculum by Zoellner**, oval, black finish, size 1
Ohrtrichter nach Zöllner, oval, schwarz eloxiert, Fig. 1

115101FX	oval, black finish / size 1	oval, schwarz eloxiert / Fig. 1
115102FX	oval, black finish / size 2	oval, schwarz eloxiert / Fig. 2
115103FX	oval, black finish / size 3	oval, schwarz eloxiert / Fig. 3
115104FX	oval, black finish / size 4	oval, schwarz eloxiert / Fig. 4
115105FX	oval, black finish / size 5	oval, schwarz eloxiert / Fig. 5
115106FX	oval, black finish / size 6	oval, schwarz eloxiert / Fig. 6



116101FX **Ear Speculum by Farrior**, round, straight, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, rund, gerade, Fig. 1

116101FX	round, straight / size 1	rund, gerade / Fig. 1
116102FX	round, straight / size 2	rund, gerade / Fig. 2
116103FX	round, straight / size 3	rund, gerade / Fig. 3
116104FX	round, straight / size 4	rund, gerade / Fig. 4
116105FX	round, straight / size 5	rund, gerade / Fig. 5
116106FX	round, straight / size 6	rund, gerade / Fig. 6
116107FX	round, straight / size 7	rund, gerade / Fig. 7



116111FX **Ear Speculum by Farrior**, round, straight, black finish, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, rund, gerade, schwarz, Fig. 1

116111FX	round, straight, black finish / size 1	rund, gerade, schwarz / Fig. 1
116112FX	round, straight, black finish / size 2	rund, gerade, schwarz / Fig. 2
116113FX	round, straight, black finish / size 3	rund, gerade, schwarz / Fig. 3
116114FX	round, straight, black finish / size 4	rund, gerade, schwarz / Fig. 4
116115FX	round, straight, black finish / size 5	rund, gerade, schwarz / Fig. 5
116116FX	round, straight, black finish / size 6	rund, gerade, schwarz / Fig. 6
116117FX	round, straight, black finish / size 7	rund, gerade, schwarz / Fig. 7



116301FX **Ear Speculum by Farrior**, oval, 20° oblique, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, oval, 20° abgeschrägt, Fig. 1

116301FX	oval, 20° oblique / size 1	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 1
116302FX	oval, 20° oblique / size 2	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 2
116303FX	oval, 20° oblique / size 3	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 3
116304FX	oval, 20° oblique / size 4	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 4
116305FX	oval, 20° oblique / size 5	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 5
116306FX	oval, 20° oblique / size 6	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 6
116307FX	oval, 20° oblique / size 7	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 7



116311FX **Ear Speculum by Farrior**, oval, 20° oblique, black finish, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, oval, 20° abgeschrägt, schwarz, Fig. 1

116311FX	oval, 20° oblique, black finish / size 1	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 1
116312FX	oval, 20° oblique, black finish / size 2	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 2
116313FX	oval, 20° oblique, black finish / size 3	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 3
116314FX	oval, 20° oblique, black finish / size 4	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 4
116315FX	oval, 20° oblique, black finish / size 5	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 5
116316FX	oval, 20° oblique, black finish / size 6	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 6
116317FX	oval, 20° oblique, black finish / size 7	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 7




116501FX **Ear Speculum by Farrior**, oval, 35° oblique, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, oval, 35° abgeschrägt, Fig. 1

116501FX	oval, 35° oblique / size 1	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 1
116502FX	oval, 35° oblique / size 2	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 2
116503FX	oval, 35° oblique / size 3	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 3
116504FX	oval, 35° oblique / size 4	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 4
116505FX	oval, 35° oblique / size 5	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 5
116506FX	oval, 35° oblique / size 6	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 6
116507FX	oval, 35° oblique / size 7	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 7



116511FX **Ear Speculum by Farrior**, oval, 35° oblique, black finish, size 1
Ohrtrichter nach Farrior, oval, 35° abgeschrägt, schwarz, Fig. 1

116511FX	oval, 35° oblique, black finish / size 1	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 1
116512FX	oval, 35° oblique, black finish / size 2	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 2
116513FX	oval, 35° oblique, black finish / size 3	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 3
116514FX	oval, 35° oblique, black finish / size 4	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 4
116515FX	oval, 35° oblique, black finish / size 5	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 5
116516FX	oval, 35° oblique, black finish / size 6	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 6
116517FX	oval, 35° oblique, black finish / size 7	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 7



018712FX **Metal Support**, for 12 Ear Specula
Metalständer, für 12 Ohrtrichter



019100FX **Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings, complete set**
Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings, komplettes Set



020700FX **Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings, complete set (large)**
Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings, komplettes Set (groß)



019400FX **Rubber Bulb**, with connector
Halbgebläse, mit Anschluss



019401FX **Connector only**, for Rubber Bulb by Bruenings
Anschluss-Stück allein, für Gummiball nach Bruenings



019800FX **Magnifier Head by Bruenings**, pneumatic, closed, without magnification
Lupenkörper nach Bruenings, pneumatisch, geschlossen, ohne Vergrößerung

019900FX **Magnifier Head by Bruenings**, anastigmatic, closed, with magnification
Lupenkörper nach Bruenings, anastigmatisch, geschlossen, mit Vergrößerung



718100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm

718100FX	autoclavable / 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718130FX	autoclavable / 30°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
718400FX	autoclavable / 0°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm
718430FX	autoclavable / 30°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm



717100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm

717100FX	autoclavable / 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
717130FX	autoclavable / 30°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
717170FX	autoclavable / 70°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm



716100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm

716100FX	autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716130FX	autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716200FX	not autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
716230FX	not autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm



118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118902FX **Ear Speculum Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Ohrtrichter-Halter, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX



803285FX **Otoscope Set**, UNI-Series, incl. 3 specula and handle, in plastic case
Otoskop-Set, UNI-Serie, inkl. 3 Trichter und Griff, in Kunststofftasche



803582FX **Ear Speculum**, for Otoscope UNI-Series, reusable, 2 mm
Ohrtrichter, für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar, 2 mm



803582FX	for Otoscope UNI-Series, reusable / 2 mm für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 2 mm
803583FX	for Otoscope UNI-Series, reusable / 3 mm für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 3 mm
803584FX	for Otoscope UNI-Series, reusable / 4 mm für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 4 mm
803585FX	for Otoscope UNI-Series, reusable / 5 mm für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 5 mm
803589FX	for Otoscope UNI-Series, reusable / 9 mm für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 9 mm

Otology
Otologie



806565FX e-scope® Otoscope LED, with 5 each specula 2.5 + 4 mm, 3.7 V, black, in case
e-scope® Otoskop LED, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5 + 4 mm, 3,7 V, schwarz, im Etui



806566FX e-scope® Otoscope LED, with 5 each specula 2.5 + 4 mm, 3.7 V, white, in case
e-scope® Otoskop LED, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5 + 4 mm, 3,7 V, weiß, im Etui



806560FX **ri-mini® Otoscope Fibre Optic**, with 5 each specula 2.5+4 mm, 2.5 V, in case
ri-mini® Otokop Fiberoptik, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5+ 4mm, 2,5 V, im Etui



806810FX **Otoscope Set, ri-scope®, 2.5 V**
Otokop Set, ri-scope®, 2,5 V



806751FX **Ear Speculum Single Use**, for ri-scope® L1/L2 + ri-mini®, 2 mm, pack of 100 pcs.
Einmalohrtrichter, für ri-scope® L1/L2 + ri-mini®, 2 mm, Packung zu 100 Stück

806751FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2 mm, pack of 100 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2 mm, Packung zu 100 Stück

806752FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2,5 mm, pack of 100 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2,5 mm, Packung zu 100 Stück

806753FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 3 mm, pack of 100 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 3 mm, Packung zu 100 Stück

806754FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 4 mm, pack of 100 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 4 mm, Packung zu 100 Stück

806755FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 5 mm, pack of 100 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 5 mm, Packung zu 100 Stück



806761FX **Ear Speculum Reusable**, for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope, 2 mm, pack of 10 pcs.
Wiederverwendbare Ohrtrichter, für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope, 2 mm, Packung zu 10 Stück

806761FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2 mm, pack of 10 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2 mm, Packung zu 10 Stück

806762FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2,5 mm, pack of 10 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2,5 mm, Packung zu 10 Stück

806763FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 3 mm, pack of 10 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 3 mm, Packung zu 10 Stück

806764FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 4 mm, pack of 10 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 4 mm, Packung zu 10 Stück

806765FX for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 5 mm, pack of 10 pcs.
für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 5 mm, Packung zu 10 Stück

Otology
Otologie



021100FX **Ear Probe by Stacke**, German silver, 11 cm
Ohrsonde nach Stacke, neusilber, 11 cm

021200FX **Ear Probe by Stacke**, silver, 11 cm
Ohrsonde nach Stacke, silber, 11 cm



021300FX **Ear Probe by Stacke-Frenzel**, angled tip, silver, 9 cm
Ohrsonde nach Stacke-Frenzel, abgewinkelt, silber, 9 cm



022114FX **Cotton Applicator by Farrell**, serrated, 14 cm, Ø 1,2 mm
Watteträger nach Farrell, geriffelt, 14 cm, Ø 1,2 mm

022116FX **Cotton Applicator by Farrell**, serrated, 16 cm, Ø 1,2 mm
Watteträger nach Farrell, geriffelt, 16 cm, Ø 1,2 mm



022314FX **Cotton Applicator by Farrell**, triangular, 14 cm, Ø 1,2 mm
Watteträger nach Farrell, dreikant, 14 cm, Ø 1,2 mm

022316FX **Cotton Applicator by Farrell**, triangular, 16 cm, Ø 1,2 mm
Watteträger nach Farrell, dreikant, 16 cm, Ø 1,2 mm



022612FX

022612FX **Cotton Applicator by Frohn**, twisted end, 12 cm, Ø 1,0 mm
Watteträger nach Frohn, spiralförmig, 12 cm, Ø 1,0 mm

022612FX	twisted end / 12 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 12 cm, Ø 1,0 mm
022614FX	twisted end / 14 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 14 cm, Ø 1,0 mm
022616FX	twisted end / 16 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 16 cm, Ø 1,0 mm



022818FX

022818FX

022818FX **Applicator/Curette by Jobson-Horne, 18 cm**
Watteträger/Kürette nach Jobson-Horne, 18 cm



023100FX **Ear Loop by Billeau, 16.5 cm, size 0**
Ohrschlinge nach Billeau, 16,5 cm, Fig. 0



023100FX

023101FX

023102FX

023103FX

023100FX	16.5 cm, size 0	16,5 cm, Fig. 0
023101FX	16.5 cm, size 1	16,5 cm, Fig. 1
023102FX	16.5 cm, size 2	16,5 cm, Fig. 2
023103FX	16.5 cm, size 3	16,5 cm, Fig. 3



023301FX **Ear Loop by Snellen**, curved, serrated, 15.5 cm, size 1
Ohrschlinge nach Snellen, gebogen, gerieft, 15,5 cm, Fig. 1



023301FX



023302FX



023303FX

023301FX	curved, serrated / 15.5 cm, size 1	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 1
023302FX	curved, serrated / 15,5 cm, size 2	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 2
023303FX	curved, serrated / 15,5 cm, size 3	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 3



023401FX **Ear Loop by Shapleigh**, curved, serrated, 15.5 cm, size 1
Ohrschlinge nach Shapleigh, gebogen, gerieft, 15,5 cm, Fig. 1



023401FX



023402FX

023401FX	curved, serrated / 15,5 cm, size 1	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 1
023402FX	curved, serrated / 15,5 cm, size 2	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 2

Otology
Otologie



023501FX **Ear Hook by Day**, 15 cm, size 1
Ohrhäkchen nach Day, 15 cm, Fig. 1

023502FX **Ear Hook by Day**, 15 cm, size 2
Ohrhäkchen nach Day, 15 cm, Fig. 2



023601FX **Ear Hook by Lucae**, 14 cm, size 1
Ohrhäkchen nach Lucae, 14 cm, Fig. 1

023601FX	14 cm, size 1	14 cm, Fig. 1
-----------------	---------------	---------------

023602FX	14 cm, size 2	14 cm, Fig. 2
-----------------	---------------	---------------

023603FX	14 cm, size 3	14 cm, Fig. 3
-----------------	---------------	---------------



023701FX **Ear Hook by Wagener**, drop shaped, 16 cm, size 1
Ohrhäkchen nach Wagener, tropfenförmig, 16 cm, Fig. 1

023701FX	drop shaped / 16 cm, size 1	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 1
-----------------	-----------------------------	-------------------------------

023702FX	drop shaped / 16 cm, size 2	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 2
-----------------	-----------------------------	-------------------------------

023703FX	drop shaped / 16 cm, size 3	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 3
-----------------	-----------------------------	-------------------------------

023704FX	drop shaped / 16 cm, size 4	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 4
-----------------	-----------------------------	-------------------------------



023801FX **Ear Hook**, without ball end, 15.5 cm, size 1
Ohrhäkchen, ohne Knopf, 15,5 cm, Fig. 1



023803FX **Ear Hook**, with ball end, 45°, 15.5 cm
Ohrhäkchen, mit Knopf, 45°, 15,5 cm



023901FX **Ear Hook by Lillie**, with ball end, 17.3 cm
Ohrhäkchen nach Lillie, mit Knopf, 17,3 cm



024000FX **Ear Hook and Spoon by Gross**, sharp, 13 cm
Ohrhäkchen und Löffel nach Gross, scharf, 13 cm

024001FX **Ear Hook and Spoon by Gross**, blunt, 13 cm
Ohrhäkchen und Löffel nach Gross, stumpf, 13 cm

Otology
Otologie



024116FX

024116FX

Ear Spatula by Moldenhauer, 16 cm
Ohrhebel nach Moldenhauer, 16 cm



024200FX

024200FX

Ear Spatula by Zaufal, 16 cm
Ohrhebel nach Zaufal, 16 cm





025120FX **Ear Curette by Buck**, blunt, 15 cm, size 00
Ohrkürette nach Buck, stumpf, 15 cm, Fig. 00



025120FX	blunt / 15 cm, size 00	stumpf / 15 cm, Fig. 00
025110FX	blunt / 15 cm, size 0	stumpf / 15 cm, Fig. 0
025101FX	blunt / 15 cm, size 1	stumpf / 15 cm, Fig. 1
025102FX	blunt / 15 cm, size 2	stumpf / 15 cm, Fig. 2
025103FX	blunt / 15 cm, size 3	stumpf / 15 cm, Fig. 3
025220FX	sharp / 15 cm, size 00	scharf / 15 cm, Fig. 00
025210FX	sharp / 15 cm, size 0	scharf / 15 cm, Fig. 0
025201FX	sharp / 15 cm, size 1	scharf / 15 cm, Fig. 1
025202FX	sharp / 15 cm, size 2	scharf / 15 cm, Fig. 2
025203FX	sharp / 15 cm, size 3	scharf / 15 cm, Fig. 3



025400FX **Ear Curette**, angled, 35° upcurved, blunt, WL 9 cm, size 0
Ohrkürette, kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf, NL 9 cm, Fig. 0

025400FX	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 0	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 0
025401FX	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 1	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 1
025402FX	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 2	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 2
025403FX	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 3	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 3



037100FX **Ear Polypus Snare by Krause**, 18 cm
Ohrpolypenschnürer nach Krause, 18 cm



037600FX **Snare Wires**, for Ear Polypus Snare, pack of 100 pcs., Ø 0.2 mm
Schnürdrähte, für Ohrpolypenschnürer, Packung zu 100 S, Ø 0,2 mm

037700FX **Snare Wires**, for Ear Polypus Snare, pack of 12 pcs., Ø 0.2 mm
Schnürdrähte, für Ohrpolypenschnürer, Packung zu 12 St, Ø 0,2 mm



018720FX **Ointment Jar by Sofie**
Salben-Ei nach Sofie



033100FX

033100FX **Ear Knife by Politzer**, angled, 16 cm
Parazentesenadel nach Politzer, kniegebogen, 16 cm



033200FX

033200FX

Ear Knife, straight, 16.5 cm
Parazentesenadel, gerade, 16,5 cm



033500FX

033500FX

Ear Knife by Royce, angled, up-cutting, 16 cm
Ohrmesser nach Royce, abgewinkelt, aufwärts schneidend, 16 cm



033700FX

033700FX

Ear Knife by Royce, bayonet-shaped, up-cutting, 18 cm
Ohrmesser nach Royce, bajonettförmig, aufwärts schneidend, 18 cm



034100FX

034100FX **Ear Knife by Lucae**, bayonet-shaped, 18.5 cm
Parazentesenadel nach Lucae, bajonettförmig, 18,5 cm



034801FX

034801FX **Ear Knife by Politzer**, straight, 16 cm
Ohrmesser nach Politzer, gerade, 16 cm



034802FX

034802FX **Ear Knife by Politzer**, curved, 16 cm
Ohrmesser nach Politzer, gebogen, 16 cm

Otology
Otologie



035300FX

035300FX **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip straight, WL 9 cm, Ø 2 mm
Saugrohr nach Verhoeven, distales Ende gerade, NL 9 cm, Ø 2 mm

035300FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 2 mm
035400FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 1,5 mm
035500FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 3 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 3 mm
035601FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 4 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 4 mm



035303FX

035303FX **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip curved up, WL 9 cm, Ø 2 mm
Saugrohr nach Verhoeven, distales Ende nach oben gebogen, NL 9 cm, Ø 2 mm

035303FX	distal tip curved up / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende nach oben gebogen / NL 9 cm, Ø 2 mm
035403FX	distal tip curved up / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende nach oben gebogen / NL 9 cm, Ø 1,5 mm



035304FX

035304FX **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip curved down, WL 9 cm, Ø 2 mm
Saugrohr nach Verhoeven, distales Ende nach unten gebogen, NL 9 cm, Ø 2 mm

035304FX	distal tip curved down / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende nach unten gebogen / NL 9 cm, Ø 2 mm
035404FX	distal tip curved down / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende nach unten gebogen / NL 9 cm, Ø 1,5 mm



036110FX **Suction Tube by Nijmegen**, WL 7 cm, Ø 1 mm
Saugrohr nach Nijmegen, NL 7 cm, Ø 1 mm

036110FX	WL 7 cm, Ø 1 mm	NL 7 cm, Ø 1 mm
036115FX	WL 7 cm, Ø 1.5 mm	NL 7 cm, Ø 1,5 mm
036120FX	WL 7 cm, Ø 2 mm	NL 7 cm, Ø 2 mm
036125FX	WL 7 cm, Ø 2.5 mm	NL 7 cm, Ø 2,5 mm
036130FX	WL 7 cm, Ø 3 mm	NL 7 cm, Ø 3 mm
036140FX	WL 7 cm, Ø 4 mm	NL 7 cm, Ø 4 mm



036610FX **Suction Tube**, cylindrical, Luer, WL 9 cm, Ø 1 mm
Saugrohr, zylindrisch, Luer, NL 9 cm, Ø 1 mm

036610FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1 mm
036615FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,5 mm
036620FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2 mm
036625FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2.5 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2,5 mm
036630FX	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 3 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 3 mm
036640FX	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 4 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 4 mm
036650FX	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 5 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 5 mm



165102FX **Suction Handle by Wullstein**, with cut-off hole, Luer-Cone, 11 cm
Sauggriff nach Wullstein, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 11 cm



165602FX **Suction Handle by House**, with cut-off hole, Luer-Cone, 5.2 cm
Sauggriff nach House, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 5,2 cm



165603FX **Suction Handle by House**, with cut-off hole, Luer-Cone, 5.2 cm
Sauggriff nach House, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 5,2 cm



166205FX **Suction Tube by House**, angled, Luer-Lock, WL 7 cm, Ø 0.5 mm
Nadelsauger nach House, kniegebogen, Luer-Lock, NL 7 cm, Ø 0,5 mm

166205FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,5 mm
166206FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.6 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,6 mm
166207FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.7 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,7 mm
166208FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.8 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,8 mm
166210FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1 mm
166212FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,2 mm
166215FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,5 mm
166218FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.8 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,8 mm
166220FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2 mm
166222FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2.2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2,2 mm
166225FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2,5 mm
166230FX	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 3 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 3 mm



166310FX **Suction Tube**, straight, Luer-Lock, malleable, WL 10 cm, Ø 1 mm
Saugrohr, gerade, Luer-Lock, biegsam, NL 10 cm, Ø 1 mm

166310FX	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1 mm
166313FX	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1.3 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1,3 mm
166315FX	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1.5 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1,5 mm
166320FX	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 2 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 2 mm
166325FX	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 2.5 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 2,5 mm



167105FX **Suction Tube by Plester**, with cut-off hole, Luer, 19 cm, 5 Fr.
Saugrohr nach Plester, mit Unterbrecherloch, Luer, 19 cm, 5 Charr.

167105FX	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 5 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 5 Charr.
167107FX	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 7 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 7 Charr.
167108FX	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 8 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 8 Charr.
167109FX	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 9 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 9 Charr.



034903FX **Suction Tube by Baron**, without cleaning wire, WL 7.5 cm, 3 Charr.
Saugrohr nach Baron, ohne Reinigungsdraht, NL 7,5 cm, 3 Charr.

034903FX	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 3 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 3 Charr.
034905FX	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 5 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 5 Charr.
034907FX	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 7 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 7 Charr.



034913FX **Suction Tube by Baron**, without cleaning wire, WL 10 cm, 3 Charr.
Saugrohr nach Baron, ohne Reinigungsdraht, NL 10 cm, 3 Charr.

034913FX	without cleaning wire / WL 10 cm, 3 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 3 Charr.
-----------------	--	---

034915FX	without cleaning wire / WL 10 cm, 5 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 5 Charr.
-----------------	--	---

034917FX	without cleaning wire / WL 10 cm, 7 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 7 Charr.
-----------------	--	---



110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
-----------------	---	---

110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
-----------------	---	---

110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
-----------------	---	---

110109FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 9 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 9 Charr.
-----------------	---	---

110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
-----------------	--	--

110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
-----------------	--	--

110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.
-----------------	--	--



168100FX **Suction Tube by Zöllner**, with 0.7 mm tip, WL 10 cm
Saugrohr nach Zöllner, mit 0,7 mm Aufsatz, NL 10 cm



168205FX **Tip by Zöllner**, for Suction Tube 168100FX, Ø 0.5 mm
Aufsatz nach Zöllner, für Saugrohr 168100FX, Ø 0,5 mm

168205FX	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.5 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,5 mm
168207FX	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.7 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,7 mm
168209FX	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.9 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,9 mm
168212FX	for Suction Tube 168100FX / Ø 1.2 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 1,2 mm



168601FX **Suction and Irrigation Tube by House**, cylindrical, Luer, WL 9 cm, Ø 4.5 mm x 2 mm
Spül- und Saugrohr nach House, zylindrisch, Luer, NL 9 cm, Ø 4,5 mm x 2 mm

168601FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.5 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,5 mm x 2 mm
168602FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 3 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 3 mm x 2 mm
168603FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2.5 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2,5 mm x 2 mm
168604FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.8 mm x 1.8 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,8 mm x 1,8 mm
168605FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.5 mm x 1.2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,5 mm x 1,2 mm
168606FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.2 mm x 0.9 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,2 mm x 0,9 mm
168607FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 0.9 mm x 0.7 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 0,9 mm x 0,7 mm
168608FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.0 mm x 2.7 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,0 mm x 2,7 mm
168612FX	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.7 mm x 4.0 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,7 mm x 4,0 mm



169120FX **Suction Tube by Schuhknecht**, without mandrin, WL 7.5 cm, 20 Gauge
Saugrohr nach Schuhknecht, ohne Mandrin, NL 7,5 cm, 20 Gauge

169120FX	without mandrin / WL 7.5 cm, 20 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 20 Gauge
169124FX	without mandrin / WL 7.5 cm, 24 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 24 Gauge
169126FX	without mandrin / WL 7.5 cm, 26 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 26 Gauge



105100FX

105100FX **Raspatory by Farabeuf**, straight, 15 cm, width 13 mm
Raspatorium nach Farabeuf, gerade, 15 cm, Breite 13 mm




105200FX

105200FX **Raspatory by Farabeuf**, curved, 15 cm, width 13 mm
Raspatorium nach Farabeuf, gebogen, 15 cm, Breite 13 mm



105211FX

105211FX **Raspatory by Farabeuf**, curved, 17.5 cm, width 11 mm
Raspatorium nach Farabeuf, gebogen, 17,5 cm, Breite 11 mm



105600FX

105600FX **Elevator by Adson**, straight, 17 cm, width 8 mm
Elevatorium nach Adson, gerade, 17 cm, Breite 8 mm



105709FX **Elevator by Jansen**, 19.5 cm, width 9 mm
Elevatorium nach Jansen, 19,5 cm, Breite 9 mm

105714FX **Elevator by Jansen**, 19.5 cm, width 14 mm
Elevatorium nach Jansen, 19,5 cm, Breite 14 mm



105806FX **Raspatory by v. Eicken**, 19.5 cm, width 6 mm
Raspatorium nach v. Eicken, 19,5 cm, Breite 6 mm



108101FX **Raspatory by Lempert**, slightly curved, 17 cm, width 2 mm
Raspatorium nach Lempert, leicht gebogen, 17 cm, Breite 2 mm

108101FX	slightly curved / 17 cm, width 2 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 2 mm
108102FX	slightly curved / 17 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 3 mm
108103FX	slightly curved / 17 cm, width 4 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 4 mm
108104FX	slightly curved / 17 cm, width 5 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 5 mm
108107FX	slightly curved / 17 cm, width 7 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 7 mm



161601FX

161601FX **Raspatory by Wullstein**, large, slightly curved, 16 cm, width 5.5 mm
Raspatorium nach Wullstein, breit, leicht gebogen, 16 cm, Breite 5,5 mm

161600FX **Raspatory by Wullstein**, delicate, slightly curved, 16 cm, width 4 mm
Raspatorium nach Wullstein, schmal, leicht gebogen, 16 cm, Breite 4 mm

161602FX **Raspatory by Wullstein**, delicate, slightly curved, 16 cm, width 2.6 mm
Raspatorium nach Wullstein, schmal, leicht gebogen, 16 cm, Breite 2,6 mm

Otology
Otologie



161700FX **Duckbill Elevator by Shambough-Derlacki**, 16.5 cm, width 3 mm
Duckbill Elevator n. Shambough-Derlacki, 16,5 cm, Breite 3 mm



161800FX **Raspatory by Plester**, 18 cm, width 8 mm
Raspatorium nach Plester, 18 cm, Breite 8 mm



161900FX **Raspatory by Fisch**, 15.5 cm, width 10 mm
Raspatorium nach Fisch, 15,5 cm, Breite 10 mm



215100FX **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm
Doppelelevatorium nach Freer, halbscharf / stumpf, 20 cm



215200FX **Elevator by Freer**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



120102FX **Gouge by Trautmann (Partsch)**, 14 cm, width 2 mm
Hohlmeißel nach Trautmann (Partsch), 14 cm, Breite 2 mm

120102FX	14 cm, width 2 mm	14 cm, Breite 2 mm
120104FX	14 cm, width 4 mm	14 cm, Breite 4 mm
120105FX	14 cm, width 5 mm	14 cm, Breite 5 mm
120106FX	14 cm, width 6 mm	14 cm, Breite 6 mm
120108FX	14 cm, width 8 mm	14 cm, Breite 8 mm
120110FX	14 cm, width 10 mm	14 cm, Breite 10 mm
120112FX	14 cm, width 12 mm	14 cm, Breite 12 mm



120202FX **Chisel by Trautmann (Partsch)**, 14 cm, width 2 mm
Flachmeißel nach Trautmann (Partsch), 14 cm, Breite 2 mm

120202FX	14 cm, width 2 mm	14 cm, Breite 2 mm
120203FX	14 cm, width 3 mm	14 cm, Breite 3 mm
120204FX	14 cm, width 4 mm	14 cm, Breite 4 mm
120206FX	14 cm, width 6 mm	14 cm, Breite 6 mm
120208FX	14 cm, width 8 mm	14 cm, Breite 8 mm
120210FX	14 cm, width 10 mm	14 cm, Breite 10 mm



121104FX **Gouge by Bruenings**, 16 cm, width 4 mm
Hohlmeißel nach Bruenings, 16 cm, Breite 4 mm

121106FX **Gouge by Bruenings**, 16 cm, width 6 mm
Hohlmeißel nach Bruenings, 16 cm, Breite 6 mm



329103FX **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 3
Skalpellsgriff, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 3

329110FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 10	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 10
329111FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 11	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 11
329112FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 12	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 12
329115FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 15	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 15



329110FX



329111FX



329112FX



329115FX



142130FX **Curette by Spratt, 17 cm, size 000**
Scharfer Löffel nach Spratt, 17 cm, Fig. 000



142130FX



142120FX



142100FX



142101FX



142102FX



142103FX

142130FX	17 cm, size 000	17 cm, Fig. 000
142120FX	17 cm, size 00	17 cm, Fig. 00
142100FX	17 cm, size 0	17 cm, Fig. 0
142101FX	17 cm, size 1	17 cm, Fig. 1
142102FX	17 cm, size 2	17 cm, Fig. 2
142103FX	17 cm, size 3	17 cm, Fig. 3



143150FX **Curette by Lempert, 21 cm, size 00000**
Scharfer Löffel nach Lempert, 21 cm, Fig. 00000



143150FX



143140FX



143130FX



143120FX



143110FX



143101FX



143102FX

143150FX	21 cm, size 00000	21 cm, Fig. 00000
143140FX	21 cm, size 0000	21 cm, Fig. 0000
143130FX	21 cm, size 000	21 cm, Fig. 000
143120FX	21 cm, size 00	21 cm, Fig. 00
143110FX	21 cm, size 0	21 cm, Fig. 0
143102FX	21 cm, size 2	21 cm, Fig. 2
143101FX	21 cm, size 1	21 cm, Fig. 1



130100FX **Mallet by Hajek**, steel, solid, 21 cm, 200 g
Hammer nach Hajek, Stahl, massiv, 21 cm, 200 g




313100FX **Mallet by Cottle**, black handle, 18 cm, 335 g
Hammer nach Cottle, schwarzer Griff, 18 cm, 335 g




313600FX **Metal Mallet**, with replaceable nylon facings, 18 cm, 220 g
Metallhammer, mit auswechselbaren Kunststoffbacken, 18 cm, 220 g



313601FX **Spare Nylon Facings**, pair, for mallet 313600FX
Nylon-Ersatzbacken, Paar, für Hammer 313600FX



131100FX **Bone Rongeur by Luer**, curved, 15 cm
Knochenzange nach Luer, gebogen, 15 cm



132100FX **Bone Rongeur by Lempert**, delicate, straight, 19 cm
Knochenzange nach Lempert, schlank, gerade, 19 cm



133100FX **Bone Rongeur by Beyer**, curved, 18 cm
Knochenzange nach Beyer, gebogen, 18 cm



135101FX **Bone Rongeur by Kerrison**, WL 8 cm, size 1
Knochenstanze nach Kerrison, NL 8 cm, Fig. 1



135101FX



135102FX



135103FX

135101FX	WL 8 cm, size 1	NL 8 cm, Fig. 1
135102FX	WL 8 cm, size 2	NL 8 cm, Fig. 2
135103FX	WL 8 cm, size 3	NL 8 cm, Fig. 3



137101FX **Bone Rongeur by Citelli**, through-cutting, WL 8 cm, size 1
Knochenstanze nach Citelli, durchschneidend, NL 8 cm, Fig. 1



137101FX



137102FX



137103FX

137101FX	through-cutting / WL 8 cm, size 1	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 1
137102FX	through-cutting / WL 8 cm, size 2	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 2
137103FX	through-cutting / WL 8 cm, size 3	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 3



032111FX **Ear Dressing Forceps by Troeltsch**, delicate, serrated, 11 cm, WL 5.5 cm
Ohrpinzette nach Troeltsch, fein, gerieft, 11 cm, NL 5,5 cm

032111FX	delicate, serrated / 11 cm, WL 5.5 cm	fein, gerieft / 11 cm, NL 5,5 cm
032113FX	serrated / 13 cm, WL 7.5 cm	gerieft / 13 cm, NL 7,5 cm
032118FX	serrated / 18 cm, WL 10 cm	gerieft / 18 cm, NL 10 cm



032414FX

032414FX **Ear Dressing Forceps by Lucae**, bayonet-shaped, 14 cm
Ohrpinzette nach Lucae, bajonettförmig, 14 cm



032424FX

032424FX **Ear Dressing Forceps by Lucae**, extra delicate, bayonet-shaped, 14 cm
Ohrpinzette nach Lucae, extra schlank, bajonettförmig, 14 cm



032416FX

032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



032426FX

032426FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, extra delicate, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, extra schlank, bajonettförmig, 16 cm



032419FX **Ear Dressing Forceps by Gruenwald**, bayonet-shaped, 19 cm
Ohrpinzette nach Grünwald, bajonettförmig, 19 cm



109811FX **Jeweller Forceps**, straight, 11 cm
Uhrmacher-Pinzette, gerade, 11 cm



109911FX **Jeweller Forceps**, curved, 11.5 cm
Uhrmacher-Pinzette, gebogen, 11,5 cm



108712FX **Dressing Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm
Anatomische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm

108715FX **Dressing Forceps by Semken**, straight, 15 cm
Anatomische Pinzette nach Semken, gerade, 15 cm



108812FX **Tissue Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm, 1 x 2 Zähne

108815FX **Tissue Forceps by Semken**, straight, 15 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Semken, gerade, 15 cm, 1 x 2 Zähne

Otology
Otologie



109015FX **Dressing Forceps by McIndoe, 15 cm**
Anatomische Pinzette nach McIndoe, 15 cm



109100FX **Dressing Forceps, narrow, straight, 13 cm**
Anatomische Pinzette, schmal, gerade, 13 cm

109100FX	narrow, straight / 13 cm	schmal, gerade / 13 cm
109101FX	delicate, straight / 14 cm	fein, gerade / 14,5 cm
109111FX	Standard, straight / 10.5 cm	Standard, gerade / 10,5 cm
109113FX	Standard, straight / 13 cm	Standard, gerade / 13 cm
109114FX	Standard, straight / 14.5 cm	Standard, gerade / 14,5 cm
109116FX	Standard, straight / 16 cm	Standard, gerade / 16 cm



109211FX **Tissue Forceps, Standard, straight, 10.5 cm, 1 x 2 teeth**
Chirurgische Pinzette, Standard, gerade, 10,5 cm, 1 x 2 Zähne

109211FX	Standard, straight / 10.5 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 10,5 cm, 1 x 2 Zähne
109213FX	Standard, straight / 13 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 13 cm, 1 x 2 Zähne
109214FX	Standard, straight / 14.5 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 14,5 cm, 1 x 2 Zähne
109216FX	Standard, straight / 16 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 16 cm, 1 x 2 Zähne
109244FX	delicate, straight / 14.5 cm, 1 x 2 teeth	fein, gerade / 14,5 cm, 1 x 2 Zähne



109310FX **Iris Forceps by Graefe**, straight, 10 cm
Irispinzette nach Graefe, gerade, 10 cm

109310FX	straight / 10 cm	gerade / 10 cm
109320FX	curved / 10 cm	gebogen / 10 cm
109410FX	straight / 10 cm, 1 x 2 teeth	gerade / 10 cm, 1 x 2 Zähne
109420FX	curved / 10 cm, 1 x 2 teeth	gebogen / 10 cm, 1 x 2 Zähne



109310FX



109320FX



109410FX



109420FX

Otology
Otologie



109515FX

109515FX **Tissue Forceps by Gillies**, 15 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Gillies, 15 cm, 1 x 2 Zähne



109516FX

109516FX **Atraumatic Forceps by DeBakey**, angled, 16 cm, width 2 mm
Atraumatische Pinzette nach DeBakey, abgewinkelt, 16 cm, Breite 2 mm



109616FX


109616FX **Atraumatic Forceps by DeBakey**, straight, 16 cm, width 1.5 mm
Atraumatische Pinzette nach DeBakey, gerade, 16 cm, Breite 1,5 mm



109716FX

109716FX


Atraumatic Forceps by DeBakey, straight, 16 cm, width 2 mm
Atraumatische Pinzette nach DeBakey, gerade, 16 cm, Breite 2 mm



172100FX

172100FX

Ossicle Holding Clamp by Derlacki, 12 cm
Gehörknöchelpinzette nach Derlacki, 12 cm



172300FX

172300FX

Atraumatic Forceps by Helms, pointed, slender, 15 cm
Atraumatische Pinzette nach Helms, spitz, schmal, 15 cm



172400FX

172400FX **CI Electrode Forceps**, with longitudinal groove, 15.5 cm
CI Elektrodenpinzette, mit Längsnut, 15,5 cm



325112FX **Tissue Forceps by Adson-Brown**, 12 cm
Pinzette nach Adson-Brown, 12 cm



325212FX **Dressing Forceps by Adson**, 12 cm
Anatomische Pinzette nach Adson, 12 cm



325312FX **Tissue Forceps by Adson, 12 cm, 1 x 2 teeth**
Chirurgische Pinzette nach Adson, 12 cm, 1 x 2 Zähne



325412FX **Dressing Forceps by Micro-Adson, 12 cm**
Anatomische Pinzette nach Mikro-Adson, 12 cm




325512FX **Tissue Forceps by Micro-Adson, 12 cm, 1 x 2 teeth**
Chirurgische Pinzette nach Mikro-Adson, 12 cm, 1 x 2 Zähne



177610FX **Scissors**, straight, sh/sh, 10.5 cm
Schere, gerade, sp/sp, 10,5 cm

177610FX	straight, sh/sh / 10.5 cm	gerade, sp/sp / 10,5 cm
177612FX	straight, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177621FX	straight, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177709FX	straight, sh/sh / 9 cm	gerade, sp/sp / 9 cm
177710FX	curved, sh/sh / 10.5 cm	gebogen, sp/sp / 10,5 cm
177712FX	curved, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177721FX	curved, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177809FX	curved, sh/sh / 9 cm	gebogen, sp/sp / 9 cm
177812FX	straight, sh/sh / 11.5 cm	gerade, sp/sp / 11,5 cm
177822FX	straight, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm
177912FX	curved, sh/sh / 11.5 cm	gebogen, sp/sp / 11,5 cm
177922FX	curved, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm



177110FX **Scissors**, straight, bl/bl, 10.5 cm
Schere, gerade, st/st, 10,5 cm

177110FX	straight, bl/bl / 10.5 cm	gerade, st/st / 10,5 cm
177112FX	straight, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177210FX	curved, bl/bl / 10.5 cm	gebogen, st/st / 10,5 cm
177212FX	curved, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177312FX	straight, bl/bl / 11.5 cm	gerade, st/st / 11,5 cm
177412FX	curved, bl/bl / 11.5 cm	gebogen, st/st / 11,5 cm



176614FX **Scissors by Joseph**, straight, 14 cm
Schere nach Joseph, gerade, 14 cm


176614FX	straight / 14 cm	gerade / 14 cm
176714FX	curved / 14 cm	gebogen / 14 cm
176814FX	straight, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm
176914FX	curved, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gebogen, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm



176614FX



176714FX



176814FX



176914FX



083412FX **Operating Scissors**, delicate, curved, sharp/sharp, 12 cm
Chirurgische Schere, fein, gebogen, spitz/spitz, 12 cm



083512FX **Operating Scissors**, delicate, curved, sharp/blunt, 12 cm
Chirurgische Schere, fein, gebogen, spitz/stumpf, 12 cm



169600FX **Wire Cutter by Schuhknecht**, serrated blades, 10 cm
Drahtschere nach Schuhknecht, Schneiden gezahnt, 10 cm

Otology
Otologie



338814FX

338814FX **Scissors by Kilner**, curved, blunt / blunt, 14 cm
Schere nach Kilner, gebogen, stumpf / stumpf, 14 cm



338913FX

338913FX **Scissors by Kilner**, curved, blunt / blunt, with TC, 13 cm
Schere nach Kilner, gebogen, stumpf / stumpf, mit TC, 13 cm



112316FX **Dissecting Scissors by Lexer**, straight, 16 cm
Präparierschere nach Lexer, gerade, 16 cm

112316FX	straight / 16 cm	gerade / 16 cm
112326FX	straight, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm
112416FX	curved / 16 cm	gebogen / 16 cm
112426FX	curved, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gebogen, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm



442114FX

442114FX **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm
Präparierschere nach Metzenbaum, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm



442314FX



442314FX

Dissecting Scissors by Metzenbaum, curved, blunt / blunt, with TC, 14.5 cm

Präparierschere nach Metzenbaum, gebogen, stumpf / stumpf, mit TC, 14,5 cm




113115FX **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 15 cm
Nadelhalter nach Crile-Wood, mit Hartmetalleinlagen, 15 cm


113115FX	with tungsten carbide inserts / 15 cm	mit Hartmetalleinlagen / 15 cm
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------

113118FX	with tungsten carbide inserts / 18 cm	mit Hartmetalleinlagen / 18 cm
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------

113120FX	with tungsten carbide inserts / 20 cm	mit Hartmetalleinlagen / 20 cm
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------



113213FX **Needle Holder by Halsey**, with tungsten carbide inserts, 13 cm
Nadelhalter nach Halsey, mit Hartmetalleinlagen, 13 cm



114016FX **Needle Holder by Mayo-Hegar**, straight, 16 cm
Nadelhalter nach Mayo-Hegar, gerade, 16 cm

114016FX	straight / 16 cm	gerade / 16 cm
114018FX	straight / 18 cm	gerade / 18 cm
114117FX	straight, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm
114118FX	straight, with tungsten carbide inserts / 18 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 18 cm



365113FX **Needle Holder by Neivert**, thumb ring upturned, 13 cm
Nadelhalter nach Neivert, schräger Daumenring, 13 cm




100111FX **Retractor by Wullstein**, sharp, 11 cm, 3 x 3 prongs
Wundsperrerr nach Wullstein, scharf, 11 cm, 3 x 3 Zähne

100111FX	sharp / 11 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 11 cm, 3 x 3 Zähne
100113FX	sharp / 13 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 13 cm, 3 x 3 Zähne
100116FX	sharp / 16 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 16 cm, 3 x 3 Zähne
100211FX	blunt / 11 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 11 cm, 3 x 3 Zähne
100213FX	blunt / 13 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 13 cm, 3 x 3 Zähne
100216FX	blunt / 16 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 16 cm, 3 x 3 Zähne



100311FX **Retractor by Weitlaner**, sharp, 11 cm, 2 x 3 prongs
Wundsperrerr nach Weitlaner, scharf, 11 cm, 2 x 3 Zähne

100311FX	sharp / 11 cm, 2 x 3 prongs	scharf / 11 cm, 2 x 3 Zähne
100313FX	sharp / 13 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 13 cm, 3 x 4 Zähne
100316FX	sharp / 16 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 16 cm, 3 x 4 Zähne
100320FX	sharp / 20 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 20 cm, 3 x 4 Zähne
100411FX	blunt / 11 cm, 2 x 3 prongs	stumpf / 11 cm, 2 x 3 Zähne
100413FX	blunt / 13 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 13 cm, 3 x 4 Zähne
100416FX	blunt / 16 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 16 cm, 3 x 4 Zähne
100420FX	blunt / 20 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 20 cm, 3 x 4 Zähne



100513FX Retractor by **Schuhknecht**, curved, 13 cm, 3 x 3 prongs
Wundsperrer nach Schuhknecht, gebogen, 13 cm, 3 x 3 Zähne



101111FX Retractor by **Plester**, semi sharp, 11 cm, 2 x 2 prongs
Wundsperrer nach Plester, halbscharf, 11 cm, 2 x 2 Zähne

101113FX Retractor by **Fisch**, semi sharp, 13 cm, 2 x 2 prongs
Wundsperrer nach Fisch, halbscharf, 13 cm, 2 x 2 Zähne



101500FX **Retractor by Williger**, 13 cm, 4 sharp prongs
Wundhaken nach Williger, 13 cm, 4 scharfe Zähne



101211FX **Retractor by Plester**, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left
Wundsperrer nach Plester, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

101211FX	11 cm, 2 prongs right, solid blade left	11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt
101213FX	13 cm, 3 prongs right, solid blade left	13 cm, 3 Z. rechts, links volles Blatt
101311FX	11 cm, 2 prongs left, solid blade right	11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt
101313FX	13 cm, 3 prongs left, solid blade right	13 cm, 3 Z. links, rechts volles Blatt



101401FX Retractor by Helms, 11 cm, 2 prongs right, full blade left
Wundsperrer nach Helms, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

101402FX Retractor by Helms, 11 cm, 2 prongs left, full blade right
Wundsperrer nach Helms, 11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt



101911FX Retractor by Wigand, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left
Wundsperrer nach Wigand, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

102011FX Retractor by Wigand, 11 cm, 2 prongs left, solid blade right
Wundsperrer nach Wigand, 11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt



102411FX **Retractor by Perkins**, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left
Wundsperrerr nach Perkins, 11 cm, 2 Z. rechts, volles Blatt links

102411FX	11 cm, 2 prongs right, solid blade left	11 cm, 2 Z. rechts, volles Blatt links
102413FX	13 cm, 3 prongs right, solid blade left	13 cm, 3 Z. rechts, volles Blatt links
102511FX	11 cm, 2 prongs left, solid blade right	11 cm, 2 Z. links, volles Blatt rechts
102513FX	13 cm, 3 prongs left, solid blade right	13 cm, 3 Z. links, volles Blatt rechts



102617FX **Retractor by Fisch**, semi sharp, wide opening, 16.5 cm, 3 x 3 prongs
Wundsperrerr nach Fisch, halbscharf, weitspreizend, 16,5 cm, 3 x 3 Zähne

102618FX **Retractor by Fisch**, blunt, average opening, 16.5 cm, 3 x 3 prongs
Wundsperrerr nach Fisch, stumpf, normalspreizend, 16,5 cm, 3 x 3 Zähne



102717FX Retractor by Fisch, 16.5 cm, 2 pr. right, solid blade left
Wundsperrerr nach Fisch, 16,5 cm, 3 Z. rechts, links volles Blatt

102817FX Retractor by Fisch, 16.5 cm, 2 pr. left, solid blade right
Wundsperrerr nach Fisch, 16,5 cm, 3 Z. links, rechts volles Blatt



102917FX Retractor by House, 16.5 cm, 3 pr. right, solid blade left
Wundsperrerr nach House, 16,5 cm, 3 Z. rechts, volles Blatt links

103017FX Retractor by House, 16.5 cm, 3 pr. left, solid blade right
Wundsperrerr nach House, 16,5 cm, 3 Z. links, volles Blatt rechts



150111FX **Round Knife by Rosen**, straight, 16.5 cm, size 1
Rundschnittmesser nach Rosen, gerade, 16,5 cm, Fig. 1

150111FX	straight / 16.5 cm, size 1	gerade / 16,5 cm, Fig. 1
150112FX	straight / 16.5 cm, size 2	gerade / 16,5 cm, Fig. 2
150113FX	straight / 16.5 cm, size 3	gerade / 16,5 cm, Fig. 3
150114FX	straight / 16.5 cm, size 4	gerade / 16,5 cm, Fig. 4
150115FX	straight / 16.5 cm, size 5	gerade / 16,5 cm, Fig. 5
150116FX	straight / 16.5 cm, size 6	gerade / 16,5 cm, Fig. 6
150117FX	straight / 16.5 cm, size 7	gerade / 16,5 cm, Fig. 7



150131FX **Round Knife by Rosen**, 30° angled, 16.5 cm, size 1
Rundschnittmesser nach Rosen, 30° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

150131FX	30° angled / 16.5 cm, size 1	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
150132FX	30° angled / 16.5 cm, size 2	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
150133FX	30° angled / 16.5 cm, size 3	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
150135FX	30° angled / 16.5 cm, size 5	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
150137FX	30° angled / 16.5 cm, size 7	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7



150101FX **Round Knife by Rosen, 45° angled, 16.5 cm, size 1**
Rundschnittmesser nach Rosen, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

150101FX	45° angled / 16.5 cm, size 1	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
150102FX	45° angled / 16.5 cm, size 2	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
150103FX	45° angled / 16.5 cm, size 3	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
150104FX	45° angled / 16.5 cm, size 4	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 4
150105FX	45° angled / 16.5 cm, size 5	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
150106FX	45° angled / 16.5 cm, size 6	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 6
150107FX	45° angled / 16.5 cm, size 7	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7




150161FX **Round Knife by Rosen, 90° angled, 16.5 cm, size 1**
Rundschnittmesser nach Rosen, 90° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

150161FX	90° angled / 16.5 cm, size 1	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
150162FX	90° angled / 16.5 cm, size 2	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
150163FX	90° angled / 16.5 cm, size 3	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
150165FX	90° angled / 16.5 cm, size 5	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
150167FX	90° angled / 16.5 cm, size 7	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7








150111FX8 **Round Knife by Rosen**, straight, color ring blue, 16 cm, size 1
Rundschnittmesser nach Rosen, gerade, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

150111FX8	straight, color ring blue / 16 cm, size 1	gerade, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	
150112FX8	straight, color ring green / 16 cm, size 2	gerade, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	
150113FX8	straight, color ring red / 16 cm, size 3	gerade, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	
150114FX8	straight, color ring violet / 16 cm, size 4	gerade, Farbring violett / 16 cm, Fig. 4	
150115FX8	straight, color ring orange / 16 cm, size 5	gerade, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	
150116FX8	straight, color ring yellow / 16 cm, size 6	gerade, Farbring gelb / 16 cm, Fig. 6	
150117FX8	straight, color ring white / 16 cm, size 7	gerade, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	










150131FX8 **Round Knife by Rosen**, 30° angled, color ring blue, 16 cm, size 1
Rundschnittmesser nach Rosen, 30° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

150131FX8	30° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	30° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	
150132FX8	30° angled, color ring green / 16 cm, size 2	30° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	
150133FX8	30° angled, color ring red / 16 cm, size 3	30° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	
150135FX8	30° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	30° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	
150137FX8	30° angled, color ring white / 16 cm, size 7	30° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	

Otology
Otologie








150101FX8 **Round Knife by Rosen, 45° angled, color ring blue, 16 cm, size 1**
Rundschnittmesser nach Rosen, 45° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

150101FX8	45° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	45° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	
150102FX8	45° angled, color ring green / 16 cm, size 2	45° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	
150103FX8	45° angled, color ring red / 16 cm, size 3	45° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	
150104FX8	45° angled, color ring violet / 16 cm, size 4	45° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, Fig. 4	
150105FX8	45° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	45° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	
150106FX8	45° angled, color ring yellow / 16 cm, size 6	45° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, Fig. 6	
150107FX8	45° angled, color ring white / 16 cm, size 7	45° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	



150161FX8 **Round Knife by Rosen, 90° angled, color ring blue, 16 cm, size 1**
Rundschnittmesser nach Rosen, 90° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

150161FX8	90° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	90° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	
150162FX8	90° angled, color ring green / 16 cm, size 2	90° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	
150163FX8	90° angled, color ring red / 16 cm, size 3	90° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	
150165FX8	90° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	90° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	
150167FX8	90° angled, color ring white / 16 cm, size 7	90° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	



150600FX

150600FX

Micro-Raspatory, 16.5 cm
Mikro-Raspatorium, 16,5 cm



151100FX

151100FX

Lancet Knife by Rosen, 45° angled, 16.5 cm, size 2 x 3 mm
Lanzettmesser nach Rosen, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, Größe 2 x 3 mm



151300FX

151300FX

Flap Knife by Ronis, straight, 15 cm, 7mm knife
Inzisionsmesser nach Ronis, gerade, 15 cm, 7 mm Messer



151600FX

151600FX **Flap Knife by Plester**, 16.5 cm, size 3.5 x 2.3 mm
Inzisionsmesser nach Plester, 16,5 cm, Größe 3,5 x 2,3 mm



152100FX

152100FX **Roller Knife by Schuhknecht**, vertical blade, 16.5 cm, Ø 3.2 mm
Rollmesser nach Schuhknecht, vertikales Schneideblatt, 16,5 cm, Ø 3,2 mm



152200FX

152200FX **Roller Knife by Schuhknecht**, horizontal blade, 16.5 cm, Ø 3.2 mm
Rollmesser nach Schuhknecht, horizontales Schneideblatt, 16,5 cm, Ø 3,2 mm



153600FX

153600FX

Knife by Wullstein, 16.5 cm
Sichelmesser nach Wullstein, 16,5 cm



153700FX

153700FX

Sickle Knife by Plester, curved, 16.5 cm
Sichelmesser nach Plester, gebogen, 16,5 cm



153730FX

153730FX

Sickle Knife by Plester, strongly curved, 16.5 cm
Sichelmesser nach Plester, stark gebogen, 16,5 cm

Otology
Otologie



153800FX

153800FX

Sickle Knife by Plester, curved, very delicate, 16.5 cm
Sichelmesser nach Plester, gebogen, sehr fein, 16,5 cm



153900FX

153900FX

Sickle Knife by Dornhoffer, curved, very delicate, 16.5 cm, size 1 x 4 mm
Sichelmesser nach Dornhoffer, gebogen, sehr fein, 16,5 cm, Größe 1 x 4 mm



154100FX **Needle by Wullstein**, straight, sharp, 16.5 cm
Nadel nach Wullstein, gerade, scharf, 16,5 cm

154100FX	straight, sharp / 16.5 cm	gerade, scharf / 16,5 cm
154200FX	straight, blunt / 16.5 cm	gerade, stumpf / 16,5 cm
154300FX	curved long, sharp / 16.5 cm	lang gebogen, scharf / 16,5 cm
154400FX	curved long, blunt / 16.5 cm	lang gebogen, stumpf / 16,5 cm
154500FX	curved short, sharp / 16.5 cm	kurz gebogen, scharf / 16,5 cm
154600FX	curved short, blunt / 16.5 cm	kurz gebogen, stumpf / 16,5 cm
154700FX	slightly curved, sharp / 16.5 cm	leicht gebogen, scharf / 16,5 cm
154800FX	slightly curved, blunt / 16.5 cm	leicht gebogen, stumpf / 16,5 cm





154100FX8 **Needle by Wullstein**, straight, sharp, color ring white, 16 cm
Nadel nach Wullstein, gerade, scharf, Farbring weiss, 16 cm

154100FX8	straight, sharp, color ring white / 16 cm	gerade, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
154200FX8	straight, blunt, color ring orange / 16 cm	gerade, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
154300FX8	curved long, sharp, color ring white / 16 cm	lang gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
154400FX8	curved long, blunt, color ring orange / 16 cm	lang gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
154500FX8	curved short, sharp, color ring white / 16 cm	kurz gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
154600FX8	curved short, blunt, color ring orange / 16 cm	kurz gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
154700FX8	slightly curved, sharp, color ring white / 16 cm	leicht gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
154800FX8	slightly curved, blunt, color ring orange / 16 cm	leicht gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●



155102FX **Micro-Hook**, 90° angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen, 90° abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

155102FX	90° angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
155104FX	90° angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
155105FX	90° angled / 16.5 cm, 0.5 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,5 mm
155106FX	90° angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
155108FX	90° angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
155110FX	90° angled / 16.5 cm, 1 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm
155112FX	90° angled / 16.5 cm, 1.2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,2 mm
155115FX	90° angled / 16.5 cm, 1.5 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,5 mm
155120FX	90° angled / 16.5 cm, 2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 2 mm



155102FX8 **Micro-Hook**, 90° angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen, 90° abgewinkelt, Farbring weiss, 16 cm, 0,2 mm

155102FX8	90° angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm	90° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, 0,2 mm	
155104FX8	90° angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm	90° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, 0,4 mm	
155105FX8	90° angled, color ring grey / 16 cm, 0.5 mm	90° abgewinkelt, Farbring grau / 16 cm, 0,5 mm	
155106FX8	90° angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm	90° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, 0,6 mm	
155108FX8	90° angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm	90° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, 0,8 mm	
155110FX8	90° angled, color ring red / 16 cm, 1 mm	90° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, 1 mm	
155112FX8	90° angled, color ring green / 16 cm, 1.2 mm	90° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, 1,2 mm	
155115FX8	90° angled, color ring blue / 16 cm, 1.5 mm	90° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, 1,5 mm	
155120FX8	90° angled, color ring black / 16 cm, 2 mm	90° abgewinkelt, Farbring schwarz / 16 cm, 2 mm	










156102FX **Micro-Hook**, 45° angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

156102FX	45° angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
156104FX	45° angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
156105FX	45° angled / 16.5 cm, 0.5 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,5 mm
156106FX	45° angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
156108FX	45° angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
156110FX	45° angled / 16.5 cm, 1 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm
156112FX	45° angled / 16.5 cm, 1.2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,2 mm
156115FX	45° angled / 16.5 cm, 1.5 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,5 mm
156120FX	45° angled / 16.5 cm, 2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 2 mm



156102FX8 **Micro-Hook**, 45° angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen, 45° abgewinkelt, Farbring weiss, 16 cm, 0,2 mm

156102FX8	45° angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm	45° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, 0,2 mm	
156104FX8	45° angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm	45° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, 0,4 mm	
156105FX8	45° angled, color ring grey / 16 cm, 0.5 mm	45° abgewinkelt, Farbring grau / 16 cm, 0,5 mm	
156106FX8	45° angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm	45° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, 0,6 mm	
156108FX8	45° angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm	45° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, 0,8 mm	
156110FX8	45° angled, color ring red / 16 cm, 1 mm	45° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, 1 mm	
156112FX8	45° angled, color ring green / 16 cm, 1.2 mm	45° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, 1,2 mm	
156115FX8	45° angled, color ring blue / 16 cm, 1.5 mm	45° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, 1,5 mm	
156120FX8	45° angled, color ring black / 16 cm, 2 mm	45° abgewinkelt, Farbring schwarz / 16 cm, 2 mm	



156225FX



156225FX

Footplate Hook by Fisch, tip 90° angled upwards, 16 cm, 0.2 mm
Fußplattenhäkchen nach Fisch, Spitze 90° aufwärts, 16 cm, 0,2 mm



156230FX



156230FX

Footplate Hook by Fisch, tip 90° angled downwards, 16 cm, 0.2 mm
Fußplattenhäkchen nach Fisch, Spitze 90° abwärts, 16 cm, 0,2 mm



156300FX



156300FX

Hook by Gerlach, 16.5 cm, 1.25 mm
Häkchen nach Gerlach, 16,5 cm, 1,25 mm



156700FX



156700FX

Hook by Plester, retrograde, 15.5 cm, 2 mm
Häkchen nach Plester, retrograd, 15,5 cm, 2 mm

Otology
Otologie



156800FX

156800FX **Footplate Hook by Plester**, 16.5 cm, 0.3 mm
Fußplattenhäkchen nach Plester, 16,5 cm, 0,3 mm



156900FX

156900FX **Guiding Fork by Plester**, straight, 16.5 cm
Einführungsgabel nach Plester, gerade, 16,5 cm

156945FX **Guiding Fork by Plester**, tip 45° angled, 16.5 cm
Einführungsgabel nach Plester, Spitze 45° abgewinkelt, 16,5 cm



157100FX **Micro Needle by Schuhknecht**, straight, sharp, shaft angled, 16.5 cm
Interpositionsnadel nach Schuhknecht, gerade, scharf, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm

157200FX **Micro Needle by Schuhknecht**, straight, blunt, shaft angled, 16.5 cm
Interpositionsnadel nach Schuhknecht, gerade, stumpf, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm



158202FX



158202FX **Micro-Hook by Schuhknecht, 90° left, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° links, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

158202FX	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
158204FX	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
158206FX	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
158208FX	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
158210FX	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



158202FX8



158202FX8 **Micro-Hook by Schuhknecht, 90° left, shaft angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring, 16 cm, 0,2 mm

158202FX8	90° left, shaft angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,2 mm	○
158204FX8	90° left, shaft angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,4 mm	●
158206FX8	90° left, shaft angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,6 mm	●
158208FX8	90° left, shaft angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,8 mm	●
158210FX8	90° left, shaft angled, color ring red / 16 cm, 1 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 1 mm	●



158302FX

158302FX **Micro-Hook by Schuhknecht, 90° right, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° rechts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

158302FX	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
158304FX	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
158306FX	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
158308FX	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
158310FX	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



158302FX8

158302FX8 **Micro-Hook by Schuhknecht, 90° right, shaft angled, color ring whit, 16 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring, 16 cm, 0,2 mm

158302FX8	90° right, shaft angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,2 mm	○
158304FX8	90° right, shaft angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,4 mm	●
158306FX8	90° right, shaft angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,6 mm	●
158308FX8	90° right, shaft angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,8 mm	●
158310FX8	90° right, shaft angled, color ring red / 16 cm, 1 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 1 mm	●



158402FX **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° upwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° aufwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

158402FX	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
158404FX	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
158406FX	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
158408FX	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
158410FX	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



158502FX **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° downwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 90° abwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

158502FX	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
158504FX	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
158506FX	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
158508FX	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
158510FX	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



159102FX **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° downwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 45° abwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

159102FX	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
159104FX	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
159106FX	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
159108FX	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
159110FX	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159202FX **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° left, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 45° links, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

159202FX	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
159204FX	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
159206FX	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
159208FX	45° left, shaft angled / 16 cm, 0.8 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
159210FX	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159302FX



159302FX **Micro-Hook by Schuhknecht, 45° right, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 45° rechts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

159302FX	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
159304FX	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
159306FX	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
159308FX	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
159310FX	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159402FX



159402FX **Micro-Hook by Schuhknecht, 45° upwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm**
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht, 45° aufwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

159402FX	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
159404FX	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
159406FX	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
159408FX	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
159410FX	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm

Otology
Otologie



160100FX

160100FX **Elevator by Rosen**, 16 cm, size 1.2 x 13 mm
Elevatorium nach Rosen, 16 cm, Größe 1,2 x 13 mm



160500FX

160500FX **Raspatory**, oval, 16 cm, width 1.8 mm
Raspatorium, oval, 16 cm, Breite 1,8 mm

160520FX **Raspatory**, oval, 16 cm, width 1.2 mm
Raspatorium, oval, 16 cm, Breite 1,2 mm



160600FX

160600FX **Dissector**, delicate, double curved, right, 16 cm
Dissektor, fein, doppelt gebogen, rechts, 16 cm



160700FX

160700FX **Dissector**, delicate, double curved, left, 16 cm
Dissektor, fein, doppelt gebogen, links, 16 cm



156600FX

156600FX **Stapes Probe**, 16 cm
Stapes Sonde, 16 cm



160536FX

160536FX **Excavator by Austin**, right, shaft straight, 16.5 cm
Exkavator nach Austin, rechts, Schaft gerade, 16,5 cm



160537FX

160537FX **Excavator by Austin**, left, shaft straight, 16.5 cm
Exkavator nach Austin, links, Schaft gerade, 16,5 cm



162602FX

162602FX **Hand-Perforator by Larkin**, 16 cm, Ø 0.8 mm
Hand-Perforator nach Larkin, 16 cm, Ø 0,8 mm



163101FX

163101FX **Dissector by Fisch**, double curved, right, 16 cm
Dissektor nach Fisch, doppelt gebogen, rechts, 16 cm



163102FX

163102FX **Dissector by Fisch**, double curved, left, 16 cm
Dissektor nach Fisch, doppelt gebogen, links, 16 cm



163103FX

163103FX **Dissector by Fisch**, single curved, right, 16 cm
Dissektor nach Fisch, einfach gebogen, rechts, 16 cm



163104FX

163104FX **Dissector by Fisch**, single curved, left, 16 cm
Dissektor nach Fisch, einfach gebogen, links, 16 cm



303900FX **Oil Whetstone „Arkansas“**, wedge-shaped
Abziehstein „Arkansas“, keilförmig



156660FX

156660FX **Stapes Probe**, with angled shaft, 16 cm, 4 mm
Stapes Sonde, mit abgewinkeltem Schaft, 16 cm, 4 mm

156660FX	with angled shaft / 16 cm, 4 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 4 mm
156665FX	with angled shaft / 16 cm, 4.5 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 4,5 mm
156670FX	with angled shaft / 16 cm, 5 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 5 mm

Otology
Otologie



162700FX

162700FX **Hand-Burr**, Diamond, 16.5 cm, Ø 0.7 mm
Hand-Bohrer, Diamant, 16,5 cm, Ø 0,7 mm



162806FX

162806FX **Hand-Burr**, Stainless Steel, angled, 16.5 cm, Ø 0.6 mm
Hand-Bohrer, Edelstahl, abgewinkelt, 16,5 cm, Ø 0,6 mm



163105FX

163105FX **Sickle Knife by Fisch**, 16 cm, 1.6 x 9 mm
Sichelmesser nach Fisch, 16 cm, 1,6 x 9 mm



163106FX

163106FX **Stapes Instrument by Fisch**, 16.5 cm
Stapes Instrument nach Fisch, 16,5 cm



163203FX

163203FX **Perforator by Fisch**, 16.5 cm, Ø 0.3 mm
Perforator nach Fisch, 16,5 cm, Ø 0,3 mm

163203FX	16.5 cm, Ø 0.3 mm	16,5 cm, Ø 0,3 mm
163204FX	16.5 cm, Ø 0.4 mm	16,5 cm, Ø 0,4 mm
163205FX	16.5 cm, Ø 0.5 mm	16,5 cm, Ø 0,5 mm
163206FX	16.5 cm, Ø 0.6 mm	16,5 cm, Ø 0,6 mm



163203FX8 **Perforator by Fisch**, color ring white, 16 cm, Ø 0.3 mm
Perforator nach Fisch, Farbring weiss, 16 cm, Ø 0,3 mm

163203FX8	color ring white / 16 cm, Ø 0.3 mm	Farbring weiss / 16 cm, Ø 0,3 mm	○
163204FX8	color ring yellow / 16 cm, Ø 0.4 mm	Farbring gelb / 16 cm, Ø 0,4 mm	●
163205FX8	color ring grey / 16 cm, Ø 0.5 mm	Farbring grau / 16 cm, Ø 0,5 mm	●
163206FX8	color ring orange / 16 cm, Ø 0.6 mm	Farbring orange / 16 cm, Ø 0,6 mm	●



163304FX **Probe by Fisch**, 16.5 cm, Ø 0.4 mm
Sonde nach Fisch, 16,5 cm, Ø 0,4 mm

163304FX	16.5 cm, Ø 0.4 mm	16,5 cm, Ø 0,4 mm
163306FX	16.5 cm, Ø 0.6 mm	16,5 cm, Ø 0,6 mm
163308FX	16.5 cm, Ø 0.8 mm	16,5 cm, Ø 0,8 mm



163600FX **Mallet by Heermann**, large, 21.5 cm
Hammer nach Heermann, groß, 21,5 cm

163601FX **Mallet by Heermann**, small, 16.5 cm
Hammer nach Heermann, klein, 16,5 cm



164500FX

164500FX **Atticus mirror by Heermann**, malleable, stainless, 16 cm, Ø 4 mm
Paukenspiegel nach Heermann, biegsam, Edelstahl, 16 cm, Ø 4 mm



164200FX **Handle by Heermann**, for 164110FX-130FX and 532113 -216FX, 13 cm
Handgriff nach Heermann, für 164110FX-130FX und 532113 -216FX, 13 cm



164300FX **Handle by Heermann**, for 164110FX-130FX and 532113 -216FX, 9 cm
Handgriff nach Heermann, für 164110FX-130FX und 532113 -216FX, 9 cm



164110FX **Gouge by Heermann**, curved, 11 cm, size 1 mm
Hohlmeißel nach Heermann, gebogen, 11 cm, Größe 1 mm

164110FX	curved / 11 cm, size 1 mm	gebogen / 11 cm, Größe 1 mm
164115FX	curved / 11 cm, size 1.5 mm	gebogen / 11 cm, Größe 1,5 mm
164130FX	curved / 11 cm, size 3 mm	gebogen / 11 cm, Größe 3 mm



164600FX



164600FX **Gelfoam Pressure Forceps by House**, 18 cm, blade 11 x 14 mm
Gelfoam Quetschzange nach House, 18 cm, Blatt 11 x 14 mm

164600FX	18 cm, blade 11 x 14 mm	18 cm, Blatt 11 x 14 mm
164601FX	18 cm, blade 30 x 30 mm	18 cm, Blatt 30 x 30 mm
164602FX	18 cm, blade 22 x 30 mm	18 cm, Blatt 22 x 30 mm




170700FX **Vein Press by Shea**, 13 cm, Ø 25 mm
Venenpresse nach Shea, 13 cm, Ø 25 mm



169500FX **Wire Bending Die by Schuhknecht**
Biegegerät nach Schuhknecht



169400FX **Piston Cutting Block, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED**
Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT



169504FX **Cutting Block**, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 0.4 mm
Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 0,4 mm

169506FX **Cutting Block**, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 0.6 mm
Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 0,6 mm



169800FX **Cutting Block**, made of stainless steel, with mm scale, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED
Schneidblock, aus Metall, mit mm-Skala, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT



169710FX **Cutting Block**, white, round, made of POM C (Plastic), Ø 60 x 10 mm
Schneidblock, weiss, rund, aus POM C (Kunststoff), Ø 60 x 10 mm



169720FX **Cutting Block**, black, round, made of POM C (Plastic), Ø 60 x 35 mm
Schneidblock, schwarz, rund, aus POM C (Kunststoff), Ø 60 x 35 mm



169405FX **Cartilage Cutting Block**, made of Teflon, 85 x 55 x 10 mm
Schneidblock, aus Teflon, 85 x 55 x 10 mm



169730FX **Cutting Block**, made of Glas, one side silk finish, 80 x 100 x 6 mm
Schneidblock, aus Glas, einseitig mattiert, 80 x 100 x 6 mm



185100FX



185100FX **Wire Crimper by McGee**, straight, WL 8 cm
Drahtschließzängchen nach McGee, gerade, NL 8 cm

185100FX	straight / WL 8 cm	gerade / NL 8 cm
185101FX	curved left / WL 8 cm	links gebogen / NL 8 cm
185102FX	curved right / WL 8 cm	rechts gebogen / NL 8 cm

Otology
Otologie



185110FX

185110FX **Wire Crimper by Greven**, straight, WL 8 cm
Drahtschließzängchen nach Greven, gerade, NL 8 cm



185200FX

185200FX **Wire Crimper by Fisch-McGee**, straight, WL 8 cm
Drahtschließzängchen nach Fisch-McGee, gerade, NL 8 cm



185210FX

185210FX **Wire Crimper**, with spring, WL 8 cm
Drahtschließzängchen, mit Feder, NL 8 cm



172600FX **Curette by House**, double-ended, curved, round / round, 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm
Löffel nach House, doppelendig, gebogen, rund / rund, 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172600FX double-ended, curved, round / round / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm
doppelendig, gebogen, rund / rund / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172700FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm
doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172701FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 1.5 mm / Ø 1.8 mm
doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 1,5 mm / Ø 1,8 mm

172702FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 2.2 mm / Ø 2.5 mm
doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 2,2 mm / Ø 2,5 mm

172703FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 2.3 mm / Ø 2.7 mm
doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm


172800FX double-ended, straight, round / round / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm
doppelendig, gerade, rund / rund / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm




178100FX **Ear Scissors by Bellucci**, straight, delicate, WL 8 cm, blade 4 mm
Ohrscherchen nach Bellucci, gerade, zart, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm




178100FX



178101FX



178102FX



178103FX



178200FX

178100FX	straight, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	gerade, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
178101FX	curved left, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	links gebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
178102FX	curved right, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	rechts gebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
178103FX	curved up, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	aufgebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
178200FX	straight, extra delicate / WL 8 cm, blade 3 mm	gerade, extra zart / NL 8 cm, Blattlänge 3 mm
178220FX	straight, extra delicate / WL 8 cm, blade 2 mm	gerade, extra zart / NL 8 cm, Blattlänge 2 mm

Otology
Otologie




178140FX




178140FX **Ear Scissors by Mc Gee**, straight, delicate, WL 8 cm, blade 4 mm
Ohrscherchen nach McGee, gerade, zart, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm




178300FX **Ear Scissors by Shea-Bellucci**, straight, WL 8 cm, blade 8 mm
Ohrscherchen nach Shea-Bellucci, gerade, NL 8 cm, Blattlänge 8 mm



178300FX



178301FX



178302FX


178300FX	straight / WL 8 cm, blade 8 mm	gerade / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm
178301FX	curved left / WL 8 cm, blade 8 mm	links gebogen / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm
178302FX	curved right / WL 8 cm, blade 8 mm	rechts gebogen / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm



178400FX **Neurectomy Scissors by Fisch**, straight, WL 8 cm, blade 4 mm
Neurektomieschere nach Fisch, gerade, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm



178410FX **Neurectomy Scissors by Fisch**, straight, straight sheath, WL 8 cm, blade 4 mm
Neurektomieschere nach Fisch, gerade, gerader Schaft, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm



178600FX

178600FX **Ear Scissors by Wullstein**, straight, delicate, WL 9 cm
Ohrscherchen nach Wullstein, gerade, zart, NL 9 cm

Otology
Otologie



178700FX




178700FX **Ear Scissors by Wullstein**, straight, very delicate, WL 8 cm
Ohrscherchen nach Wullstein, gerade, extra zart, NL 8 cm




178701FX **Crurotomy Scissors by Fisch**, curved left, WL 8 cm, blade 1.5 mm
Crurotomiescherchen nach Fisch, links gebogen, NL 8 cm, Blatt 1,5 mm



178702FX **Crurotomy Scissors by Fisch**, curved right, WL 8 cm, blade 1.5 mm
Crurotomiescherchen nach Fisch, rechts gebogen, NL 8 cm, Blatt 1,5 mm



178701FX



178702FX



183103FX

183104FX

183103FX

Malleus Nipper by Dieter, upbiting, WL 8 cm
Hammerkopfstanze nach Dieter, aufwärts schneidend, NL 8 cm

183104FX

Malleus Nipper by Dieter, downbiting, WL 8 cm
Hammerkopfstanze nach Dieter, abwärts schneidend, NL 8 cm



026100FX

026100FX

Ear Forceps by Hartmann, serrated jaws, WL 8 cm
Ohrzängchen nach Hartmann, gerieftes Maul, NL 8 cm

Otology
Otologie



026200FX



026200FX **Ear Forceps by Hartmann**, serrated jaws, WL 8 cm, 1 x 2 teeth
Ohrzängchen nach Hartmann, gerieftes Maul, NL 8 cm, 1 x 2 Zähne



026400FX



026400FX **Ear Forceps by Duckbill**, flat, serrated jaws, WL 8 cm
Ohrzängchen nach Duckbill, schnabelförmiges Maul, flach, gerieft, NL 8 cm



027101FX



027101FX **Ear Forceps by Hartmann**, round cupped jaws, WL 8 cm, Ø 1.5 mm
Ohrzängchen nach Hartmann, runder Löffel, NL 8 cm, Ø 1,5 mm

027101FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 1.5 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 1,5 mm
027102FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 2 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 2 mm
027103FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 2.5 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 2,5 mm
027104FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 3 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 3 mm



027600FX



027600FX **Ear Forceps by Hartmann-Hoffmann**, through-cutting, round cupped jaws, WL 8 cm, Ø 2 mm
Ohrzängchen nach Hartmann-Hoffmann, durchschneidend, runder Löffel, NL 8 cm, Ø 2 mm



028100FX **Ear Forceps by Struempel**, straight, oval jaws, fenestrated, WL 8 cm
Ohrzängchen nach Strümpel, gerade, ovaler Löffel, gefenstert, NL 8 cm



028100FX

028101FX

028102FX

028100FX	straight, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	gerade, ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm
028101FX	45° upcurved, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	45° aufgebog., ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm
028102FX	90° upcurved, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	90° aufgebog., ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm



029100FX

029100FX **Ear Forceps by Wullstein-Blakesley, WL 10 cm**
Ohrzängchen nach Wullstein-Blakesley, NL 10 cm



028500FX **Ear Forceps by Tilley, 14 cm**
Ohrzängchen nach Tilley, 14 cm



031100FX



031200FX

031100FX **Ear Tampon Forceps by Hartmann**, slender, WL 6 cm
Ohrtamponzängchen nach Hartmann, schlank, NL 6 cm

031200FX **Ear Tampon Forceps by Hartmann**, extra delicate, WL 6 cm
Ohrtamponzängchen nach Hartmann, extra schlank, NL 6 cm



179600FX **Micro Ear Forceps**, straight, delicate, oval cupped, WL 8 cm
Mikro-Ohrzängchen, gerade, fein, ovaler Löffel, NL 8 cm

179600FX straight, delicate, oval cupped / WL 8 cm
gerade, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179601FX curved left, delicate, oval cupped / WL 8 cm
links gebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179602FX curved right, delicate, oval cupped / WL 8 cm
rechts gebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179603FX curved up, delicate, oval cupped / WL 8 cm
aufgebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179604FX curved down, delicate, oval cupped / WL 8 cm
abgebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm



179700FX **Micro Ear Forceps**, straight, very delicate, oval cupped, WL 8 cm
Mikro-Ohrzängchen, gerade, sehr fein, ovaler Löffel, NL 8 cm

179700FX straight, very delicate, oval cupped / WL 8 cm
gerade, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179701FX curved left, very delicate, oval cupped / WL 8 cm
links gebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179702FX curved right, very delicate, oval cupped / WL 8 cm
rechts gebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179703FX curved up, very delicate, oval cupped / WL 8 cm
aufgebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

179800FX straight, extra delicate, oval cupped / WL 8 cm
gerade, extra fein, ovaler Löffel / NL 8 cm




180100FX **Micro Ear Forceps by Hartmann**, straight, delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.8 x 6 mm
Mikro-Ohrzängchen nach Hartmann, gerade, zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,8 x 6 mm




180100FX




180600FX



180601FX



180602FX



180603FX

180100FX straight, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 6 mm
gerade, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 6 mm

180600FX straight, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
gerade, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180601FX curved left, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
links gebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180602FX curved right, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
rechts gebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180603FX curved up, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
aufgebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180605FX straight, delicate, horizontal, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
gerade, zart, horizontal öffnend, gerief / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm



180610FX **Micro Ear Forceps by Hartmann**, straight, delicate, smooth, WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
Mikro-Ohrzängchen nach Hartmann, gerade, zart, glatt, NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180610FX straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm
gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

180710FX straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.6 x 4 mm
gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,6 x 4 mm

180810FX straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.5 x 4.5 mm
gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,5 x 4,5 mm



180700FX **Micro Ear Forceps by Fisch**, straight, extra delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.6 x 4 mm
Mikro-Ohrzängchen nach Fisch, gerade, extra zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,6 x 4 mm

180800FX **Micro Ear Forceps by Fisch**, straight, extra delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.5 x 4.5 mm
Mikro-Ohrzängchen nach Fisch, gerade, extra zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,5 x 4,5 mm



181600FX



181600FX **Ear Forceps by House**, straight, serrated, WL 8 cm
Ohrzängchen nach House, gerade, gerieft, NL 8 cm

181600FX	straight, serrated / WL 8 cm	gerade, gerieft / NL 8 cm
181601FX	curved left, horizontal, serrated / WL 8 cm	links gebogen, horizontal, gerieft / NL 8 cm
181602FX	curved right, horizontal, serrated / WL 8 cm	rechts gebogen, horizontal, gerieft / NL 8 cm
181605FX	straight, horizontal, serrated / WL 8 cm	gerade, horizontal, gerieft / NL 8 cm



181800FX

181800FX **Grasping Forceps by Heermann**, straight, serrated, WL 8 cm
Pinzettenzängchen nach Heermann, gerade, gerieft, NL 8 cm

181800FX	straight, serrated / WL 8 cm	gerade, gerieft / NL 8 cm
181801FX	curved left, serrated / WL 8 cm	links gebogen, gerieft / NL 8 cm
181802FX	curved right, serrated / WL 8 cm	rechts gebogen, gerieft / NL 8 cm
181803FX	straight, horizontal, serrated / WL 8 cm	gerade, horizontal öffnend, gerieft / NL 8 cm



185300FX **Ventilation Tube Inserter**, with 2 Mandrins, WL 10 cm
Einführungsinstrument, für Paukenröhrchen, mit 2 Mandrins, NL 10 cm



185310FX **Mandrin**, for 185300FX, Ø 1 mm
Mandrin, für 185300FX, Ø 1 mm






185310FX	for 185300FX / Ø 1 mm	für 185300FX / Ø 1 mm
185312FX	for 185300FX / Ø 1.2 mm	für 185300FX / Ø 1,2 mm








185400FX **Ventilation Tube Inserter Forceps**, for tubes with 0.95 mm lumen and more
Einsetzzängchen, für Paukenröhrchen mit Lumen ab 0,95 mm



185800FX **T-Tube Inserter**, for 6, 9 and 12 mm C-Flex Tubes
Einsetzinstrument, für T-Form Paukenröhrchen 6, 9 und 12 mm

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tung- sten carbide	Cross-Cut, Tung- sten carbide
Länge mm	mm	Diamant, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX (9,5 mm)	-
70	0.7	-	142107FX	-	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	-	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
-	-	-	-	-	-	-
95	0.6	-	250406FX	-	250806FX (0,5 mm)	-
95	0.8	-	-	-	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	-	250810FX	-
95	1.4	-	-	-	-	-
95	1.8	-	-	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	-	-	-	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	-	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	-	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	-	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tung- sten carbide	Cross-Cut, Tung- sten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
95	4.5	-	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	-	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	-	-	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	-	-
95	7.0	-	250470FX	250370FX	250870FX	-
125	0.6	-	260406FX	-	-	-
125	0.8	-	-	-	-	-
125	1.0	-	260410FX	-	-	-
125	1.4	-	-	-	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	-	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	-	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	-	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	-	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	-	260440FX	-	260840FX	-
125	4.5	-	260445FX	-	-	-
125	5.0	-	-	-	260850FX	-
125	6.0	-	260460FX	-	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	-	260470FX	-	260870FX	-



199600FX **Temporal Bone Holder**
Felsenbeinhalter




187600FX **Instrument rack, for 6 ear forceps**
Instrumentenständer, für 6 Ohrzängchen



708671FX **Wire Basket, with lid, size 170 x 50 x 25 mm**
Siebkorb, mit Deckel, Größe 170 x 50 x 25 mm

Otology
Otologie



708673FX **Wire Basket**, with lid, size 135 x 170 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 135 x 170 x 35 mm



708675FX **Wire Basket**, with lid, size 240 x 240 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 240 x 240 x 35 mm




708677FX **Wire Basket**, with lid, size 270 x 170 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 270 x 170 x 35 mm



708660FX **Wire Basket**, for middle ear instruments, size 240 x 250 x 40 mm
Siebkorb, mit Deckel, für Mittelohrinstrumente, Größe 240 x 250 x 40 mm

708680FX **Wire Basket**, for middle ear instruments, size 480 x 250 x 40 mm
Siebkorb, mit Deckel, für Mittelohrinstrumente, Größe 480 x 250 x 40 mm



708910FX **Ergo Tray**, with lid, size 127 x 225 x 38 mm
Ergo Tray, mit Deckel, Größe 127 x 225 x 38 mm

708910FX	with lid / size 127 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 127 x 225 x 38 mm
708920FX	with lid / size 280 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 280 x 225 x 38 mm
708930FX	with lid / size 380 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 380 x 225 x 38 mm



708935FX **Ergo Tray**, without lid, size 89 x 130 x 26 mm
Ergo Tray, ohne Deckel, Größe 89 x 130 x 26 mm



708936FX **Ergo Tray**, without lid, size 150 x 130 x 26 mm
Ergo Tray, ohne Deckel, Größe 150 x 130 x 26 mm



187901FX **Metal-Tray**, with lid, Dimensions: 200 x 100 x 50 mm
Metall-Tray, mit Knopfdeckel, Maße: 200 x 100 x 50 mm

187901FX with lid / Dimensions: 200 x 100 x 50 mm
mit Knopfdeckel / Maße: 200 x 100 x 50 mm

187902FX with lid / Dimensions: 300 x 200 x 50 mm
mit Knopfdeckel / Maße: 300 x 200 x 50 mm

187903FX with lid / Dimensions: 500 x 270 x 70 mm
mit Knopfdeckel / Maße: 500 x 270 x 70 mm

187912FX with lid and silicone mat / Dimensions: 300 x 200 x 50 mm
mit Knopfdeckel und Silikonmatte / Maße: 300 x 200 x 50 mm

187913FX with lid and silicone mat / Dimensions: 500 x 270 x 70 mm
mit Knopfdeckel und Silikonmatte / Maße: 500 x 270 x 70 mm



706100FX **Sterilization Container**, 1/1 Aluminium, perforated lid, size 580 x 280 x 100 mm
Sterilcontainer, 1/1, Aluminium, perforierter Deckel, Größe 580 x 280 x 100 mm

706100FX 1/1 Aluminium, perforated lid / size 580 x 280 x 100 mm
 1/1, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 580 x 280 x 100 mm

706135FX 1/1 Aluminium, perforated lid / size 580 x 280 x 135 mm
 1/1, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 580 x 280 x 135 mm

706200FX 1/2 Aluminium, perforated lid / size 285 x 280 x 100 mm
 1/2, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 285 x 280 x 100 mm

706235FX 1/2 Aluminium, perforated lid / size 285 x 280 x 135 mm
 1/2, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 285 x 280 x 135 mm


706400FX Aluminium, perforated lid / size 310 x 190 x 40 mm
 Aluminium, perforierter Deckel / Größe 310 x 190 x 40 mm


706430FX Aluminium, perforated lid / size 310 x 190 x 130 mm
 Aluminium, perforierter Deckel / Größe 310 x 190 x 130 mm



708700FX **Wire Basket**, size 240 x 250 x 50 mm
Siebkorb, Größe 240 x 250 x 50 mm

708700FX	size 240 x 250 x 50 mm	Größe 240 x 250 x 50 mm
708701FX	size 240 x 250 x 70 mm	Größe 240 x 250 x 70 mm
708702FX	size 480 x 250 x 50 mm	Größe 480 x 250 x 50 mm
708703FX	size 480 x 250 x 70 mm	Größe 480 x 250 x 70 mm
708704FX	size 480 x 250 x 100 mm	Größe 480 x 250 x 100 mm





Precision meets Quality

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



728500FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm

728500FX	autoclavable / 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728530FX	autoclavable / 30°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728570FX	autoclavable / 70°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm



728200FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm

728200FX	autoclavable / 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728230FX	autoclavable / 30°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728270FX	autoclavable / 70°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm



728100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



730100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm

730100FX	autoclavable / 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730130FX	autoclavable / 30°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 30°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730145FX	autoclavable / 45°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 45°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730170FX	autoclavable / 70°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 70°, NL 150 mm, Ø 3 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



750300FX **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
HD Sinuskop, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750300FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750330FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750345FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750370FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

863100FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Pipettenflasche, 25 ml

863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



863116FX **ENDO-PAD**, sterile, for use with 863101FX, Ø 34 mm, pack of 6 pcs.
ENDO-PAD, steril, zur Verwendung mit 863101FX, Ø 34 mm, Packung zu 6 Stück

863120FX **ENDO-PAD**, sterile, with antifog solution, Ø 34 mm, pack of 10 pcs.
ENDO-PAD, steril, mit Antibeslagmittel, Ø 34 mm, Packung zu 10 Stück

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418500FX

418500FX **Sinuscopy Trocar**, beak-shaped distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schnabelförmig, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm



418600FX

418600FX **Sinuscopy Trocar**, oblique distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schräg, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418600FX oblique distal tip, for 4 mm scopes / Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
 Ende schräg, für 4 mm Optiken / Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418603FX oblique distal tip, for 2.7 mm scopes / Ø 3.3 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 2,7 mm Optiken / Ø 3,3 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm

418604FX oblique distal tip, for 3 mm scopes / Ø 4 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 3 mm Optiken / Ø 4 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm



049415FX **Antrum Trocar Needle by Lichtwitz**, WL 10 cm, Ø 1.5 mm
Kieferhöhlenpunktionsnadel n. Lichtwitz, NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049415FX WL 10 cm, Ø 1.5 mm NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049418FX WL 10 cm, Ø 1.8 mm NL 10 cm, Ø 1,8 mm

049420FX WL 10 cm, Ø 2 mm NL 10 cm, Ø 2 mm



032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



049702FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049702FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049703FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049704FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049712FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, short curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, kurz gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049712FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049713FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049714FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049802FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, malleable, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, biegsam, 15 cm, Ø 2,5 mm

049802FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 2,5 mm
049803FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 3 mm
049804FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 4 mm



110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



049702FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049702FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049703FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049704FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049712FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, short curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, kurz gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049712FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049713FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049714FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049802FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, malleable, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, biegsam, 15 cm, Ø 2,5 mm

049802FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 2,5 mm
049803FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 3 mm
049804FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 4 mm




110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



110116FX **Suction Tube by Frazier**, ball point tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.


110116FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110118FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110120FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110122FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110125FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



111106FX **Suction Tube by Frazier**, with graduation, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, mit Graduierung, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

111106FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
111107FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
111108FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
111109FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 9 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 9 Charr.
111110FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
111112FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
111115FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



250106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 15 cm, 6 Fr.
Saugkanüle nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 15 cm, 6 Charr.

250106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 6 Charr.
250108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 8 Charr.
250110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 10 Charr.
250112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 12 Charr.
250115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 15 Charr.



111710FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, slightly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, leicht gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.

111810FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, strongly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, stark gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.



250220FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved upwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze aufwärts gebogen, kugelförmiges E, NL 13 cm, Ø 3 mm



250221FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved downwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze abwärts gebogen, kugelförmiges En, NL 13 cm, Ø 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



730116FX **Bipolar Forceps**, straight, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, gerade, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm



730116FX **730119FX** **731116FX** **731119FX** **732116FX** **732119FX**

730116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm
730119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm
731116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
731119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
732116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
732119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



741116FX **Bipolar Forceps**, angled, with guiding pin, 16 cm, tip 1 mm
Bipolare Pinzette, abgewinkelt, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 1 mm



741116FX **741119FX** **742116FX** **742119FX**

741116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
741119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
742116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
742119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



761116FX **Bipolar Forceps**, bayonet, with guiding pin, 16.5 cm, straight tip 1 mm
Bipolare Pinzette, bajonett, mit Führungsstift, 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm



761116FX

761119FX

762119FX

761116FX	bayonet, with guiding pin / 16.5 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm
761119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 1 mm
762119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 2 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 2 mm



750861FX **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



726504FX **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



726506FX **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



726508FX **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m



726516FX **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m




726313FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm




726314FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m



201200FX **Septum Needle**, angled, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, kniegebogen, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm



201210FX **Septum Needle**, straight, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, gerade, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



215100FX **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm
Doppelelevatorium nach Freer, halbscharf / stumpf, 20 cm



215200FX **Elevator by Freer**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



215215FX **Elevator by Weiss**, double-ended, blunt / blunt
Doppelelevatorium nach Weiss, stumpf / stumpf



305100FX **Elevator by Masing**, double-ended, sharp / blunt, graduated, 21.5 cm
Doppelelevatorium nach Masing, scharf / stumpf, graduiert, 21,5 cm



305900FX **Suction Elevator by Gorney**, with Mandrin, 19 cm
Saugelevatorium nach Gorney, mit Mandrin, 19 cm



360100FX

360100FX **Suction Elevator by Guillen**, straight tip, 20 cm
Saugelevatorium nach Guillen, Spitze gerade, 20 cm



418719FX **Maxillary Sinus Seeker**, double-ended, ball ends, 19 cm, Ø 1.2 mm and 2 mm
Kieferhöhlensonde, doppelendig, kugelförmige Enden, 19 cm, Ø 1,2 mm und 2 mm



418825FX **Frontal Sinus Seeker by Castelnovo**, double-ended, curved, 21 cm
Stirnhöhlensonde nach Castelnovo, doppelendig, gebogen, 21 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418826FX **Frontal Sinus Seeker by Kuhn**, double-ended, both sides curved 90°, 22 cm, Fig. 2
Stirnhöhlensonde nach Kuhn, doppelendig, beide Seiten 90° gebogen, 22 cm, Fig. 2



407125FX **Frontal Sinus Bougie by Ritter-Halle**, 16 cm, Ø 2,5 mm
Stirnhöhlenbougie nach Ritter-Halle, 16 cm, Ø 2,5 mm

407125FX	16 cm, Ø 2,5 mm	16 cm, Ø 2,5 mm
407130FX	16 cm, Ø 3 mm	16 cm, Ø 3 mm
407140FX	16 cm, Ø 4 mm	16 cm, Ø 4 mm
407150FX	16 cm, Ø 5 mm	16 cm, Ø 5 mm



418210FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, strong pattern, Ø 3 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, kräftiges Modell, Ø 3 mm

418211FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, slender pattern, Ø 2.5 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, schlankes Modell, Ø 2,5 mm



408600FX **Antrum Rasp by Watson-Williams**, slightly curved, blunt, 23 cm
Kieferhöhlenraspel nach Watson-Williams, leicht gebogen, stumpf, 23 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



411100FX **Chisel by West**, 18 cm, width 4 mm
Flachmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



411200FX **Gouge by West**, 18 cm, width 4 mm
Hohlmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



418100FX **Antrum Elevator by Sewall**, 19.5 cm
Kieferhöhlen-Elevatorium nach Sewall, 19,5 cm



418101FX **Antrum Curette**, oval, 19 cm, size 1
Antrumlöffel, oval, 19 cm, Fig. 1

418101FX	oval / 19 cm, size 1	oval / 19 cm, Fig. 1
418102FX	oval / 19 cm, size 2	oval / 19 cm, Fig. 2
418103FX	oval / 19 cm, size 3	oval / 19 cm, Fig. 3



418201FX **Antrum Curette**, round, small, 19 cm
Antrumlöffel, rund, klein, 19 cm



418202FX **Antrum Curette**, oblong, small, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, klein, 19 cm



418203FX **Antrum Curette**, oblong, large, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, groß, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418204FX



418204FX **Frontal Sinus Curette**, 55° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 55° gebogen, längsoval, 19 cm



418205FX



418205FX **Frontal Sinus Curette**, 90° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 90° gebogen, längsoval, 19 cm



404100FX **Antrum Curette by Faulkner**, double-ended, 21 cm
Kieferhöhlenkürette nach Faulkner, doppelendig, 21 cm



406101FX **Antrum Curette by Halle**, malleable, 21 cm, size 1
Kieferhöhlenlöffel nach Halle, biegsam, 21 cm, Fig. 1

406101FX	malleable / 21 cm, size 1	biegsam / 21 cm, Fig. 1
406102FX	malleable / 21 cm, size 2	biegsam / 21 cm, Fig. 2
406103FX	malleable / 21 cm, size 3	biegsam / 21 cm, Fig. 3



418303FX **Antrum Curette**, small, forward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, vorwärts schneidend, 19 cm



418304FX **Antrum Curette**, small, backward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, rückwärts schneidend, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



403101FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 1**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 1



403102FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 2**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 2



403103FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 3**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 3



403104FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 4**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 4

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



403105FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 5
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 5



403106FX

403106FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 6
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 6



418401FX **Sickle Knife**, pointed, 19 cm
Sichelmesser, spitz, 19 cm

418401FX	pointed / 19 cm	spitz / 19 cm
418402FX	round / 19 cm	abgerundet / 19 cm
418403FX	pointed, curved left / 19 cm	spitz, links gebogen / 19 cm
418404FX	pointed, curved right / 19 cm	spitz, rechts gebogen / 19 cm



153700FX **Sickle Knife by Plester**, curved, 16.5 cm
Sichelmesser nach Plester, gebogen, 16,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226300FX **Nasal Scissors**, straight, serrated, WL 13 cm
Nasenschere, gerade, gezahnt, NL 13 cm

226300FX straight, serrated / WL 13 cm
gerade, gezahnt / NL 13 cm

226300FXF straight, serrated / WL 13 cm, with flush connector
gerade, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226301FX curved left, serrated / WL 13 cm
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226301FXF curved left, serrated / WL 13 cm, with flush connector
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226302FX curved right, serrated / WL 13 cm
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226302FXF curved right, serrated / WL 13 cm, with flush connector
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226303FX curved up, serrated / WL 13 cm
aufwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226304FX curved down, serrated / WL 13 cm
abwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm



226400FX **Nasal Scissors**, straight, smooth, WL 11.5 cm
Nasenschere, gerade, glatt, NL 11,5 cm

226400FX	straight, smooth / WL 11.5 cm	gerade, glatt / NL 11,5 cm
226401FX	curved left, smooth / WL 11.5 cm	links gebogen, glatt / NL 11,5 cm
226402FX	curved right, smooth / WL 11.5 cm	rechts gebogen, glatt / NL 11,5 cm



226100FX **Nasal Scissors by Heymann**, standard, smooth blades, WL 9.5 cm
Nasenschere nach Heymann, Standard, glatte Schneiden, NL 9,5 cm

226100FX	standard, smooth blades / WL 9.5 cm	Standard, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226109FX	small, smooth blades / WL 9 cm	klein, glatte Schneiden / NL 9 cm
226111FX	large, smooth blades / WL 11 cm	groß, glatte Schneiden / NL 11 cm
226200FX	standard, serrated blades / WL 9.5 cm	Standard, gezahnte Schneiden / NL 9,5 cm
226201FX	small, curved left, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, links gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226202FX	small, curved right, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, rechts gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm



412502FX **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

412503FX **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 15 cm, width 3 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 15 cm, Schnittbreite 3 mm



413002FX

413002FX **Sphenoid Punch by FS-Kerrison**, 90° upbiting, detachable, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze nach FS-Kerrison, 90° nach oben schneidend, zerlegbar, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413001FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413002FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413003FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413004FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413021FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413022FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413023FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413024FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413402FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413403FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413404FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



412101FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, WL 14 cm, width 4 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm



412101FX



412102FX



412301FX



412302FX



412401FX



412402FX

412101FX 90° upbiting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412102FX 90° downbiting cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412301FX 40° upbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412302FX 40° downbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach unten rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412401FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412402FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 2 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm



412600FX

412600FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 2 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 2 mm

412601FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 1 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 1 mm



413100FX

413100FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, 360° rotatable, WL 17 cm, width 3 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, 360° drehbar, NL 17 cm, Schnittbreite 3 mm



413200FX **Sphenoid Punch by McKenty**, through-cutting, rotatable, WL 14.5 cm, width 2 mm
Keilbeinstanze nach McKenty, durchschneidend, drehbar, NL 14,5 cm, Schnittbreite 2 mm



234603FX



234603FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 3,5 mm

234606FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 4,5 mm



412702FX



- 412702FX** **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 2 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm
- 412703FX** **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 3 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234835FX

234835FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234845FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234865FX

234865FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234866FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



235036FXF



235036FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm




235046FXF




235046FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235066FXF

235066FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm



235076FXF


235076FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235035FXF

235035FX **Circular Cutting Punch**, straight, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235035FX	straight / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235035FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235045FX	straight / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235045FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235065FX

235065FX **Circular Cutting Punch**, 60° upturned, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 60° aufgebogen, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235065FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 3.5 mm 60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235065FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm 60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235075FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 4.5 mm 60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235075FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm 60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234945FX



234935FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234945FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234613FX

234613FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234616FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234623FX

234623FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234626FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236311FX **Frontal Sinus Punch**, 45°, vertical, with flush connector, WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 45°, vertikal, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236311FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236312FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236313FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236314FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236333FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236334FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236343FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236344FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236301FX



236301FX **Frontal Sinus Punch**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236301FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend


236301FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend



236303FX



236303FX **Frontal Sinus Punch**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235501FX **Double Spoon Forceps**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
Doppellöffel-Zange, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235503FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235504FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235501FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235501FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235513FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235513FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm



235505FX **Double Spoon Forceps**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
Doppellöffel-Zange, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235507FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235509FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235509FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235510FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm


235510FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235224FX **Double Spoon Forceps**, 110°, vertical, oval, WL 14 cm, spoon Ø 4 mm
Doppellöffel-Zange, 110°, vertikal, NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm

235210FX	110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm	110°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm
235211FX	110°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm	110°, vertikal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm
235214FX	110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm	110°, horizontal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm
235224FX	110°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm	110°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm



235270FX

235270FX **Double Spoon Forceps**, 70°, horizontal, oval, WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
Doppellöffel-Zange, 70°, horizontal, NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235270FX 70°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm


235270FXF 70°, horiz., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235271FX 70°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235271FXF 70°, vert., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm



415100FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, oval, w. flush connector, WL 15 cm, spoon 2.5 x 3 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, oval, mit Spülanschluss, NL 15 cm, Löffel 2,5 x 3 mm




415105FX

415105FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, round, WL 18 cm, spoon Ø 4 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, rund, NL 18 cm, Löffel Ø 4 mm



415170FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 70° down, vertical opening, WL 12 cm, spoon Ø 3 mm
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 70° abgebogen, vertikal öffnend, NL 12 cm, Löffel Ø 3 mm



415210FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 110° down, horizontal opening, WL 13 cm, spoon 3 x 6 mm, with LL
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 110° abgebogen, seitlich öffnend, NL 13 cm, Löffel 3 x 6 mm, mit LL



236500FX



236501FX



236502FX

236500FX **S-Bite Nasal Forceps**, straight, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm
S-Bite Nasenzange, gerade, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236500FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236501FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236502FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm



236600FX



236601FX



236602FX

236600FX **S-Bite Nasal Forceps**, 45° upcurved, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm
S-Bite Nasenzange, 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236600FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236601FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236602FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235300FX



235300FX **Suction Forceps by Gruenwald**, straight, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, gerade, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



235301FX



235301FX **Suction Forceps by Gruenwald**, 45° upturned, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, 45°, aufgebogen, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



236702FX



236702FX **S-Bite Nasal Forceps**, 70°, vertical, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
S-Bite , 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236702FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236703FX 70°, right, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, rechts, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236704FX 70° left, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70° links, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236712FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, short curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, kurze Biegung

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226901FX

226901FX **Nasal Forceps**, straight, through cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226902FX

226902FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226903FX

226903FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, klein, NL 14 cm



226915FX



226915FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226904FX



226904FX

Nasal Spoon Forceps, straight, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, gerade, ovaler Löffel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226905FX



226905FX **Nasal Spoon Forceps**, 45° upturned, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, 45° aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226906FX



226906FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226907FX



226907FX

Nasal Forceps, shaft curved up, backbiting, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebogen, rückwärts schneidend, NL 14 cm



226908FX



226908FX

Nasal Forceps, shaft curved up, through-cutting, large, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, groß, NL 14 cm



226909FX



226909FX

Nasal Spoon Forceps, shaft curved up, oval cup, medium, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebog., ovaler Löffel, mittel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226910FX



226910FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226911FX



226911FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



226912FX



226912FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226913FX



226913FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, medium, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, mittel, NL 11,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226914FX








226914FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



230100FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 11 cm, Fig. 0



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	0 = 3,0 mm	230100FX	230200FX	230300FX
	1 = 3,5 mm	230101FX	230201FX	230301FX
	2 = 4,0 mm	230102FX	230202FX	230302FX
	3 = 5,0 mm	230103FX	230203FX	230303FX
	4 = 5,5 mm	230104FX	230204FX	-

230100FX	straight / WL 11 cm, size 0	gerade / NL 11 cm, Fig. 0
230101FX	straight / WL 11 cm, size 1	gerade / NL 11 cm, Fig. 1
230102FX	straight / WL 11 cm, size 2	gerade / NL 11 cm, Fig. 2
230103FX	straight / WL 11 cm, size 3	gerade / NL 11 cm, Fig. 3
230104FX	straight / WL 11 cm, size 4	gerade / NL 11 cm, Fig. 4
230200FX	45° upturned / WL 11 cm, size 0	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230201FX	45° upturned / WL 11 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230202FX	45° upturned / WL 11 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230203FX	45° upturned / WL 11 cm, size 3	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3
230204FX	45° upturned / WL 11 cm, size 4	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 4
230300FX	90° upturned / WL 11 cm, size 0	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230301FX	90° upturned / WL 11 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230302FX	90° upturned / WL 11 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230303FX	90° upturned / WL 11 cm, size 3	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3



231601FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 15 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 15 cm, Fig. 1



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	1 = 3,5 mm	231601FX	231701FX	231801FX
	2 = 4,0 mm	231602FX	231702FX	231802FX
	3 = 5,0 mm	231603FX	-	-

231601FX	straight / WL 15 cm, size 1	gerade / NL 15 cm, Fig. 1
231602FX	straight / WL 15 cm, size 2	gerade / NL 15 cm, Fig. 2
231603FX	straight / WL 15 cm, size 3	gerade / NL 15 cm, Fig. 3
231701FX	45° upturned / WL 15 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231702FX	45° upturned / WL 15 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2
231801FX	90° upturned / WL 15 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231802FX	90° upturned / WL 15 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2



230140FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, semi-detachable, WL 12 cm, Size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, teilzerlegbar, NL 12 cm, Fig. 0

230140FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230141FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230142FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, size 2
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

230240FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230241FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230242FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

230340FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230341FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230342FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



230600FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved left, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach links gebogen, NL 10 cm, Fig. 1

230700FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved right, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach rechts gebogen, NL 10 cm, Fig. 1



236900FX

236900FX **Suction Forceps by Blakesley**, straight, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, gerade, NL 10 cm, Fig. 0

236900FX	straight / WL 10 cm, size 0	gerade / NL 10 cm, Fig. 0
236901FX	straight / WL 10 cm, size 1	gerade / NL 10 cm, Fig. 1
236902FX	straight / WL 10 cm, size 2	gerade / NL 10 cm, Fig. 2



237000FX



237000FX **Suction Forceps by Blakesley**, 30° upturned, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, 30° aufgebogen, NL 10 cm, Fig. 0

237000FX	30° upturned / WL 10 cm, size 0	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 0
237001FX	30° upturned / WL 10 cm, size 1	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1
237002FX	30° upturned / WL 10 cm, size 2	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2



235900FX



235900FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

235900FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 0	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
235901FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 1	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
235902FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 2	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236000FX



236000FX **Nasal Forceps by Blakesley**, 45° upturned, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

236000FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 0
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0

236001FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 1
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1

236002FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 2
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



227600FX



227600FX **Nasal Cutting Forceps by Struycken**, WL 11 cm
Conchotom nach Struycken, NL 11 cm



228601FX **Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke**, through-cutting, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Grünwald-Henke, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 1

228601FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228602FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2
228603FX	through-cutting / WL 11 cm, size 3	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 3



234300FX



234300FX **Nasal Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, gerade, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm

234345FX **Nasal Forceps by Wigand**, 45° upcurved, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm



234400FX **Nasal Cutting Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, large, WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
Conchotom nach Wigand, gerade, durchschneidend, groß, NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm



234400FX



234445FX



234500FX



234545FX

234400FX straight, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
gerade, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234445FX 30° upcurved, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
30° aufgebogen, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234500FX straight, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm
gerade, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm

234545FX 30° upcurved, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm
30° aufgebogen, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm



227100FX **Nasal Forceps by Takahashi**, straight, WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm
Nasenzange nach Takahashi, gerade, NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm



227100FX

227101FX

227102FX

227100FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm
227101FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm
227102FX	45° upturned / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	45° aufgebogen / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm



238101FX **Suction Forceps by Takahashi**, straight, WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm
Saugzange nach Takahashi, gerade, NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm



238101FX

238102FX

238201FX

238202FX

238101FX	straight / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238102FX	straight / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm
238201FX	45° upturned / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238202FX	45° upturned / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm



415600FX

415600FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm

415600FX 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm

415600FXF 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

415601FX 90-120° backbiter, jaws curved upwards / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach oben / NL 10 cm

415602FX 90-120° backbiter, jaws curved to right / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach rechts / NL 10 cm

415603FX 90-120° backbiter, jaws curved to left / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach links / NL 10 cm

415604FX 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm

415604FXF 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

415605FX 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm

415605FXF 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



415610FX

415610FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm, drehbar

415630FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 13 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 13 cm, drehbar



235100FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235101FX

235102FX

235100FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235101FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235102FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235120FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235120FX

235121FX

235122FX

235120FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235121FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235122FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235110FX



235110FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235111FX



235111FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235115FX




235115FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235125FX

235125FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235150FX

235150FX **Antrum Punch by Tobey**, shaft curved, rotatable, backwards, WL 10 cm
Antrumstanze nach Tobey, Schaft abgebogen, drehbar, rückwärts, NL 10 cm



235200FX

235200FX **Antrum Suction Punch**, straight, upside backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrum-Saugstanze, gerade, nach oben rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235200FX straight, upside backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach oben rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235201FX straight, left side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach links rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235202FX straight, right side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach rechts rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234902FXF



234901FXF **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234902FXF **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



234904FX



234903FX **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234904FX **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



230500FX



230500FX **Polyp Grasping Forceps by Wigand**, 60° upturned, WL 11 cm, spoon 6 x 14 mm
Polypenfasszange nach Wigand, 60° aufgebogen, NL 11 cm, Löffel 6 x 14 mm



234100FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, straight, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, gerade, gezahnt, NL 11 cm

234145FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, 45° upturned, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, 45° aufgebogen, gezahnt, NL 11 cm



234100FX



234145FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234210FX



234210FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 1
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 1

234220FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 2
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 2



228100FX **Nasal Cutting Forceps by Schmeden**, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Conchotom nach Schmeden, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

228100FX	through-cutting / WL 11 cm, size 0	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
228101FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228102FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



228100FX



228101FX



228102FX



229101FX

229101FX **Nasal Cutting Forceps by Hartmann**, round, with grid, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Hartmann, rund, mit Fanggitter, NL 11 cm, Fig. 1

229101FX round, with grid / WL 11 cm, size 1
 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 1



229102FX round, with grid / WL 11 cm, size 2
 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 2



229103FX round, with grid / WL 11 cm, size 3
 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 3



229104FX round, with grid / WL 11 cm, size 4
 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 4



Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



241100FX **Forceps by Struempel**, straight, oval, fenestrated, WL 10 cm
Zängchen nach Strümpel, gerade, oval, gefenstert, NL 10 cm



241100FX



241145FX



241190FX

241100FX	straight, oval, fenestrated / WL 10 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 10 cm
241145FX	45° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	45° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm
241190FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm



242100FX



242100FX **Scissors by Bellucci**, straight, WL 10 cm
Schere nach Bellucci, gerade, NL 10 cm



238519FX **Ethmoid Forceps by Draf**, straight, oval, fenestrated, WL 19 cm
Siebbeinzange nach Draf, gerade, oval, gefenstert, NL 19 cm

238513FX	straight, oval, fenestrated / WL 13 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 13 cm
238516FX	straight, oval, fenestrated / WL 16 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 16 cm
238519FX	straight, oval, fenestrated / WL 19 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 19 cm



238613FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 60° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 60° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238613FX	60° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238616FX	60 ° upturned, oval, fenestrated / WL 16 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238619FX	60 ° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



238713FX



238713FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 90 ° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 90° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238713FX	90 ° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238716FX	90 ° upturned, oval fenestrated / WL 16 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238719FX	90 ° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm



226570FX **Nasal Spoon Forceps**, straight, round cup, Ø 2.5 mm, WL 18 cm
Nasenlöffelzange, gerade, runder Löffel, Ø 2,5 mm, NL 18 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



238813FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 13 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 13 cm

238816FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 16 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 16 cm



226540FX **Nasal Scissors**, straight, extra delicate, WL 19 cm
Nasenschere, gerade, extra zart, NL 19 cm

226540FX	straight, extra delicate / WL 19 cm	gerade, extra zart / NL 19 cm
226541FX	curved left, extra delicate / WL 19 cm	nach links gebogen, extra zart / NL 19 cm
226542FX	curved right, extra delicate / WL 19 cm	nach rechts gebogen, extra zart / NL 19 cm
226545FX	45° curved up, extra delicate / WL 19 cm	45° aufgebogen, extra zart / NL 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



239101FX **Micro Elevator by Draf**, slightly curved, 25 cm, width 1 mm
Mikro-Elevatorium nach Draf, leicht gebogen, 25 cm, Breite 1 mm

239101FX	slightly curved / 25 cm, width 1 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 1 mm
239102FX	slightly curved / 25 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239103FX	strongly curved / 25 cm, width 3 mm	stark gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239104FX	angled / 25 cm, width 4 mm	abgewinkelt / 25 cm, Breite 4 mm



239301FX **Round Knife by Draf**, straight, 19 cm, Ø 1.5 mm
Rundschnittmesser nach Draf, gerade, 19 cm, Ø 1,5 mm

239301FX	straight / 19 cm, Ø 1.5 mm	gerade / 19 cm, Ø 1,5 mm
239302FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 1.5 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 1,5 mm
239401FX	45° angled, straight shaft / 19 cm, Ø 2 mm	45° abgewinkelt, gerader Schaft / 19 cm, Ø 2 mm
239402FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 2 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 2 mm
239501FX	straight, vertical cutting / 19 cm	gerade, vertikal schneidend / 19 cm
239502FX	bayonet-shaped, vertical cutting / 19 cm	bajonettförmig, vertikal schneidend / 19 cm



418350FX **Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis**, lateral curved sheath end, sharp, Ø 3 mm
Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis, Schaftende seitlich gebogen, scharf, Ø 3 mm

418350FX lateral curved sheath end, sharp / Ø 3 mm Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 3 mm

418351FX lateral curved sheath end, sharp / Ø 5 mm Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 5 mm

418352FX tip angled 45°, sharp / Ø 3 mm Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 3 mm

418353FX tip angled 45°, sharp / Ø 5 mm Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 5 mm



419000FX **Hook**, blunt, 90° angled, 19 cm, 0.5 mm
Häkchen, stumpf, 90° abgewinkelt, 19 cm, 0,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen




239003FX **Dissector**, tip 45° angled, sharp, 24 cm, 3 mm
Dissektor, Spitze 45° abgewinkelt, scharf, 24 cm, 3 mm








239201FX **Sickle Knife by Draf**, 19 cm
Sichelmesser nach Draf, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX (9,5 mm)	-
70	0.7	-	142107FX	-	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	-	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
-	-	-	-	-	-	-
95	0.6	-	250406FX	-	250806FX (0,5 mm)	-
95	0.8	-	-	-	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	-	250810FX	-
95	1.4	-	-	-	-	-
95	1.8	-	-	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	-	-	-	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	-	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	-	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	-	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX

Sinus Surgery Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tung- sten carbide	Cross-Cut, Tung- sten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
95	4.5	-	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	-	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	-	-	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	-	-
95	7.0	-	250470FX	250370FX	250870FX	-
125	0.6	-	260406FX	-	-	-
125	0.8	-	-	-	-	-
125	1.0	-	260410FX	-	-	-
125	1.4	-	-	-	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	-	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	-	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	-	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	-	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	-	260440FX	-	260840FX	-
125	4.5	-	260445FX	-	-	-
125	5.0	-	-	-	260850FX	-
125	6.0	-	260460FX	-	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	-	260470FX	-	260870FX	-



829700FX **Handpiece**, straight, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, gerade, mit externer Kühlung, für 7cm Bohrer

829700FX straight, with external cooling / for 7 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 7cm Bohrer

829720FX straight, with external cooling / for 9.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829750FX straight, with external cooling / for 12.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



829800FX **Handpiece**, angled, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, abgewinkelt, mit externer Kühlung, für 7 cm Bohrer

829800FX angled, with external cooling / for 7 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 7 cm Bohrer

829855FX angled, with external cooling / for 9.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829880FX angled, with external cooling / for 12.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



397701FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 55 mm



397702FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 55 mm



397705FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 75 mm




397706FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 75 mm



041101FX **Nasal Speculum by Hartmann-Halle**, 15.5 cm, blade length 29 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle, 15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1


041101FX	15.5 cm, blade length 29 mm, size 1	15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1
041102FX	15.5 cm, blade length 33 mm, size 2	15,5 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 2
041103FX	15.5 cm, blade length 37 mm, size 3	15,5 cm, Blattlänge 37 mm, Fig. 3






041601FX **Nasal Speculum by Hartmann**, 15 cm, blade length 27 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann, 15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1


041601FX	15 cm, blade length 27 mm, size 1	15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1
041602FX	15 cm, blade length 30 mm, size 2	15 cm, Blattlänge 30 mm, Fig. 2
041603FX	15 cm, blade length 34 mm, size 3	15 cm, Blattlänge 34 mm, Fig. 3



041601FX



041602FX




041603FX




041701FX **Nasal Speculum Model Vienna**, 14 cm, blade length 26 mm, size 1
Nasenspekulum Modell Wien, 14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1


041701FX	14 cm, blade length 26 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1
041702FX	14 cm, blade length 29.5 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 29,5 mm, Fig. 2
041703FX	14 cm, blade length 33 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 3



041701FX



041702FX




041703FX




043101FX **Nasal Speculum by Hartmann**, for adults, 13 cm, blade length 34 mm
Nasenspekulum nach Hartmann, für Erwachsene, 13 cm, Blattlänge 34 mm

043101FX	for adults / 13 cm, blade length 34 mm	für Erwachsene / 13 cm, Blattlänge 34 mm
043102FX	for children / 13 cm, blade length 27 mm	für Kinder / 13 cm, Blattlänge 27 mm



043101FX




043102FX



042001FX **Nasal Speculum by Killian**, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042001FX	with set screw / 14 cm, blade length 40 mm, size 1	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042002FX	with set screw / 14 cm, blade length 55 mm, size 2	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042003FX	with set screw / 14 cm, blade length 75 mm, size 3	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042004FX	with set screw / 14 cm, blade length 90 mm, size 4	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





042101FX **Nasal Speculum by Killian, 14 cm, blade length 40 mm, size 1**
Nasenspekulum nach Killian, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042101FX	14 cm, blade length 40 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042102FX	14 cm, blade length 55 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042103FX	14 cm, blade length 75 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042104FX	14 cm, blade length 90 mm, size 4	14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





300101FX **Nasal Speculum by Cottle**, with set screw, 13 cm, size 1, blade length 35 mm
Nasenspekulum nach Cottle, mit Stellschraube, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm


300101FX	with set screw / 13 cm, size 1, blade length 35 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300102FX	with set screw / 13 cm, size 2, blade length 50 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300103FX	with set screw / 13 cm, size 3, blade length 75 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300104FX	with set screw / 13 cm, size 4, blade length 90 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





300201FX **Nasal Speculum by Cottle, 13 cm, size 1, blade length 35 mm**
Nasenspekulum nach Cottle, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm

300201FX	13 cm, size 1, blade length 35 mm	13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300202FX	13 cm, size 2, blade length 50 mm	13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300203FX	13 cm, size 3, blade length 75 mm	13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300204FX	13 cm, size 4, blade length 90 mm	13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm



Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



402201FX **Retractor by Middeldorpf**, 21.5 cm, size 14 x 17 mm
Wundhaken nach Middeldorpf, 21,5 cm, Größe 14 x 17 mm

402201FX	21.5 cm, size 14 x 17 mm	21,5 cm, Größe 14 x 17 mm
402202FX	22 cm, size 20 x 22 mm	22 cm, Größe 20 x 22 mm
402203FX	23.5 cm, size 26 x 30 mm	23,5 cm, Größe 26 x 30 mm



402601FX **Retractor by Langenbeck**, 21 cm, size 35 x 7 mm
Wundhaken nach Langenbeck, 21 cm, Größe 35 x 7 mm

402601FX	21 cm, size 35 x 7 mm	21 cm, Größe 35 x 7 mm
402602FX	21 cm, size 35 x 10 mm	21 cm, Größe 35 x 10 mm
402603FX	21 cm, size 35 x 15 mm	21 cm, Größe 35 x 15 mm
402604FX	21 cm, size 60 x 20 mm	21 cm, Größe 60 x 20 mm



400112FX **Lip Retractor by Sternberg, 12 cm**
Lippenretraktor nach Sternberg, 12 cm

400112FX	12 cm	12 cm
400114FX	14 cm	14 cm
400116FX	16 cm	16 cm



407200FX **Orbita Protector, 23.5 cm**
Orbitaschützer, 23,5 cm



407312FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 12 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 12 mm

407317FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 17 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 17 mm




086108FX Towel Forceps by Backhaus, 8 cm
Tuchklemme nach Backhaus, 8 cm

086108FX	8 cm	8 cm
086111FX	11 cm	11 cm
086113FX	13 cm	13 cm




920715FX **Rhino-Sheets**, sterile, pack of 10 x 6 pcs., 15 x 13 mm
Rhino Saugtupfer, steril, Packung zu 10 x 6 Stück, 15 x 13 mm



920740FX **Rhino-Sheets**, long, sterile, pack of 10 x 4 pcs., 40 x 12 mm
Rhino Saugtupfer, lang, steril, Packung zu 10 x 4 Stück, 40 x 12 mm





Precision meets Quality


Rhinology
Rhinologie




040100FX **Nasal Speculum by Tieck-Halle, for babies, 13 cm, blade length 17.5 mm**
Nasenspekulum nach Tieck-Halle, für Kleinkinder, 13 cm, Blattlänge 17,5 mm

040100FX for babies / 13 cm, blade length 17.5 mm für Kleinkinder / 13 cm, Blattlänge 17,5 mm

040110FX for children / 13 cm, blade length 21 mm für Kinder / 13 cm, Blattlänge 21 mm



040100FX



040110FX




041101FX **Nasal Speculum by Hartmann-Halle, 15.5 cm, blade length 29 mm, size 1**
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle, 15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1


041101FX 15.5 cm, blade length 29 mm, size 1 15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1

041102FX 15.5 cm, blade length 33 mm, size 2 15,5 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 2


041103FX 15.5 cm, blade length 37 mm, size 3 15,5 cm, Blattlänge 37 mm, Fig. 3



041101FX



041102FX



041103FX




041401FX **Nasal Speculum by Thudichum, small, 6.5 cm**
Nasenspekulum nach Thudichum, klein, 6,5 cm


041401FX	small / 6.5 cm	klein / 6,5 cm
041402FX	medium / 6.5 cm	mittel / 6,5 cm
041403FX	large / 6.5 cm	groß / 6,5 cm



041401FX



041402FX




041403FX




041601FX **Nasal Speculum by Hartmann**, 15 cm, blade length 27 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann, 15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1


041601FX	15 cm, blade length 27 mm, size 1	15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1
041602FX	15 cm, blade length 30 mm, size 2	15 cm, Blattlänge 30 mm, Fig. 2
041603FX	15 cm, blade length 34 mm, size 3	15 cm, Blattlänge 34 mm, Fig. 3



041601FX



041602FX




041603FX




041701FX **Nasal Speculum Model Vienna**, 14 cm, blade length 26 mm, size 1
Nasenspekulum Modell Wien, 14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1


041701FX	14 cm, blade length 26 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1
041702FX	14 cm, blade length 29.5 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 29,5 mm, Fig. 2
041703FX	14 cm, blade length 33 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 3



041701FX



041702FX



041703FX




041801FX **Nasal Speculum by Beckmann**, 15 cm, blade length 22 mm, Size 1
Nasenspekulum nach Beckmann, 15 cm, Blattlänge 22 mm, Fig. 1

041801FX 15 cm, blade length 22 mm, Size 1
15 cm, Blattlänge 22 mm, Fig. 1

041802FX 15 cm, blade length 25 mm, Size 2
15 cm, Blattlänge 25 mm, Fig. 2

041803FX 15 cm, blade length 29 mm, Size 3
15 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 3






043101FX **Nasal Speculum by Hartmann**, for adults, 13 cm, blade length 34 mm
Nasenspekulum nach Hartmann, für Erwachsene, 13 cm, Blattlänge 34 mm

043101FX for adults / 13 cm, blade length 34 mm für Erwachsene / 13 cm, Blattlänge 34 mm


043102FX for children / 13 cm, blade length 27 mm für Kinder / 13 cm, Blattlänge 27 mm





042001FX **Nasal Speculum by Killian**, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042001FX	with set screw / 14 cm, blade length 40 mm, size 1	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042002FX	with set screw / 14 cm, blade length 55 mm, size 2	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042003FX	with set screw / 14 cm, blade length 75 mm, size 3	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042004FX	with set screw / 14 cm, blade length 90 mm, size 4	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





042101FX **Nasal Speculum by Killian, 14 cm, blade length 40 mm, size 1**
Nasenspekulum nach Killian, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042101FX	14 cm, blade length 40 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042102FX	14 cm, blade length 55 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042103FX	14 cm, blade length 75 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042104FX	14 cm, blade length 90 mm, size 4	14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





042240FX **Nasal Speculum by Killian-Struycken**, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian-Struycken, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042240FX	with set screw / 14 cm, blade length 40 mm, size 1	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042255FX	with set screw / 14 cm, blade length 55 mm, size 2	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042275FX	with set screw / 14 cm, blade length 75 mm, size 3	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042290FX	with set screw / 14 cm, blade length 90 mm, size 4	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





042340FX **Nasal Speculum by Killian-Struycken**, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian-Struycken, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1

042340FX	14 cm, blade length 40 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042355FX	14 cm, blade length 55 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042375FX	14 cm, blade length 75 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042390FX	14 cm, blade length 90 mm, size 4	14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4






042755FX **Nasal Speculum by Killian**, with light carrier 042700FX, 14 cm, blade length 55 mm, size 2
Nasenspekulum nach Killian, mit Lichtträger 042700FX, 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2

042740FX with light carrier 042700FX / 14 cm, blade length 40 mm, size 1
 mit Lichtträger 042700FX / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1

042755FX with light carrier 042700FX / 14 cm, blade length 55 mm, size 2
 mit Lichtträger 042700FX / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2

042775FX with light carrier 042700FX / 14 cm, blade length 75 mm, size 3
 mit Lichtträger 042700FX / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3

042790FX with light carrier 042700FX / 14 cm, blade length 90 mm, size 4
 mit Lichtträger 042700FX / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4




042700FX **Light Carrier**, for 042740FX - 042790FX, Ø 3 mm
Lichtträger, für 042740FX - 042790FX, Ø 3 mm



300101FX **Nasal Speculum by Cottle**, with set screw, 13 cm, size 1, blade length 35 mm
Nasenspekulum nach Cottle, mit Stellschraube, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm


300101FX	with set screw / 13 cm, size 1, blade length 35 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300102FX	with set screw / 13 cm, size 2, blade length 50 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300103FX	with set screw / 13 cm, size 3, blade length 75 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300104FX	with set screw / 13 cm, size 4, blade length 90 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





300201FX **Nasal Speculum by Cottle, 13 cm, size 1, blade length 35 mm**
Nasenspekulum nach Cottle, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm

300201FX	13 cm, size 1, blade length 35 mm	13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300202FX	13 cm, size 2, blade length 50 mm	13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300203FX	13 cm, size 3, blade length 75 mm	13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300204FX	13 cm, size 4, blade length 90 mm	13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





300601FX **Nasal Speculum by Cottle**, black, with set screw, 13 cm, blade length 35 mm
Nasenspekulum nach Cottle, schwarz, mit Stellschraube, 13 cm, Blattlänge 35 mm

300601FX	black, with set screw / 13 cm, blade length 35 mm	schwarz, mit Stellschraube / 13 cm, Blattlänge 35 mm
300603FX	black, with set screw / 13 cm, blade length 50 mm	schwarz, mit Stellschraube / 13 cm, Blattlänge 50 mm
300604FX	black, with set screw / 13 cm, blade length 75 mm	schwarz, mit Stellschraube / 13 cm, Blattlänge 75 mm




300640FX **Nasal Speculum by Killian-Walter**, extra thin blades, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm
Nasenspekulum nach Killian-Walter, sehr dünne Blätter, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm

300640FX	extra thin blades, with set screw / 14 cm, blade length 40 mm sehr dünne Blätter, mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm
-----------------	--

300655FX	extra thin blades, with set screw / 14 cm, blade length 55 mm sehr dünne Blätter, mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm
-----------------	--

300675FX	extra thin blades, with set screw / 14 cm, blade length 75 mm sehr dünne Blätter, mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm
-----------------	--

300690FX	extra thin blades, with set screw / 14 cm, blade length 90 mm sehr dünne Blätter, mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm
-----------------	--






300740FX **Nasal Speculum by Killian**, tapered, with set screw, 14 cm, size 1, blade length 40 mm
Nasenspekulum nach Killian, spitz zulaufend, mit Stellschraube, 14 cm, Fig. 1, Blattlänge 40 mm

300740FX tapered, with set screw / 14 cm, size 1, blade length 40 mm
 spitz zulaufend, mit Stellschraube / 14 cm, Fig. 1, Blattlänge 40 mm

300755FX tapered, with set screw / 14 cm, size 2, blade length 55 mm
 spitz zulaufend, mit Stellschraube / 14 cm, Fig. 2, Blattlänge 55 mm

300775FX tapered, with set screw / 14 cm, size 3, blade length 75 mm
 spitz zulaufend, mit Stellschraube / 14 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm

300790FX tapered, with set screw / 14 cm, size 4, blade length 90 mm
 spitz zulaufend, mit Stellschraube / 14 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm






300840FX **Nasal Speculum by Killian**, tapered, 14 cm, size 1, blade length 40 mm
Nasenspekulum nach Killian, spitz zulaufend, 14 cm, Fig. 1, Blattlänge 40 mm

300840FX tapered / 14 cm, size 1, blade length 40 mm
spitz zulaufend / 14 cm, Fig. 1, Blattlänge 40 mm

300855FX tapered / 14 cm, size 2, blade length 55 mm
spitz zulaufend / 14 cm, Fig. 2, Blattlänge 55 mm

300875FX tapered / 14 cm, size 3, blade length 75 mm
spitz zulaufend / 14 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm

300890FX tapered / 14 cm, size 4, blade length 90 mm
spitz zulaufend / 14 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp, for Flexible Arm 118900FX**
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter, for Flexible Arm 118900FX**
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX

Rhinology
Rhinologie



397400FX **Nasal Retractor by Aufricht**, for 118900FX
Nasenhaken nach Aufricht, für 118900FX



397500FX **Nasal Retractor by Aufricht**, for 118900FX, 2 teeth
Nasenhaken nach Aufricht, für 118900FX, zweizahnig



397701FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 55 mm



397702FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 55 mm



397705FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 75 mm



397706FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 75 mm



032113FX **Ear Dressing Forceps by Troeltsch**, serrated, 13 cm, WL 7.5 cm
Ohrpinzette nach Troeltsch, gerieft, 13 cm, NL 7,5 cm



032116FX **Ear Dressing Forceps by Troeltsch**, serrated, 16 cm
Ohrpinzette nach Troeltsch, gerieft, 16 cm



032118FX **Ear Dressing Forceps by Troeltsch**, serrated, 18 cm, WL 10 cm
Ohrpinzette nach Troeltsch, gerieft, 18 cm, NL 10 cm




032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



032419FX **Ear Dressing Forceps by Gruenwald**, bayonet-shaped, 19 cm
Ohrpinzette nach Grünwald, bajonettförmig, 19 cm



045600FX **Choana Hook by Lange**, 22 cm
Choanenhaken nach Lange, 22 cm



110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



250106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 15 cm, 6 Fr.
Saugkanüle nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 15 cm, 6 Charr.

250106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 6 Charr.
250108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 8 Charr.
250110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 10 Charr.
250112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 12 Charr.
250115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 15 Charr.



110116FX **Suction Tube by Frazier**, ball point tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110116FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110118FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110120FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110122FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110125FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



211616FX **Nasal Cotton Applicator**, round, serrated, 15 cm
Nasenwatteträger, rund, gerieft, 15 cm

211616FX	round, serrated / 15 cm	rund, gerieft / 15 cm
211618FX	round, serrated / 18 cm	rund, gerieft / 18 cm



730116FX **Bipolar Forceps**, straight, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, gerade, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm



730116FX **730119FX** **731116FX** **731119FX** **732116FX** **732119FX**

730116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm
730119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm
731116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
731119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
732116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
732119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



741116FX **Bipolar Forceps**, angled, with guiding pin, 16 cm, tip 1 mm
Bipolare Pinzette, abgewinkelt, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 1 mm



741116FX **741119FX** **742116FX** **742119FX**

741116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
741119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
742116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
742119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



761116FX **Bipolar Forceps**, bayonet, with guiding pin, 16.5 cm, straight tip 1 mm
Bipolare Pinzette, bajonett, mit Führungsstift, 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm



761116FX

761119FX

762119FX

761116FX	bayonet, with guiding pin / 16.5 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm
761119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 1 mm
762119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 2 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 2 mm



750861FX **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm



726504FX **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



726506FX **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



726508FX **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m




726516FX **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m




726313FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm



726314FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm



726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m



222121FX

222121FX **Nasal Dressing Forceps by Hartmann**, serrated, WL 11 cm
Nasentamponzange nach Hartmann, gerieft, NL 11 cm



222216FX

222216FX **Nasal Dressing Forceps by Hartmann**, delicate, serrated, WL 7,5 cm
Nasentamponzange nach Hartmann, fein, gerieft, NL 7,5 cm



223600FX **Nasal Dressing Forceps by Westmacott**, serrated, 20 cm
Nasentamponzange nach Westmacott, gerieft, 20 cm



224100FX **Nasal Dressing Forceps by Westmacott**, extra delicate, serrated, 20 cm
Nasentamponzange nach Westmacott, extra zart, gerieft, 20 cm



840100FX **Liquid Atomizer**, complete, 30 cc
Flüssigkeitszerstäuber, komplett, 30 ccm



840101FX **Spare Bottle**, brown, for 840100FX, 30 cc
Ersatzflasche, braun, für 840100FX, 30 ccm



840200FX **Liquid Atomizer**, complete (but without rubber bulb)
Flüssigkeitszerstäuber, komplett (aber ohne Gummiball)



840300FX **Rubber Bulb**, for 840100FX
Gummiball, für 840100FX



210300FX **Nasal Snare by Lange-Wilde**, bayonet-shaped, 25 cm
Nasenpolypenschnürer nach Lange-Wilde, bajonettförmig, 25 cm



210600FX **Nasal Snare by Krause**, 25 cm
Nasenpolypenschnürer nach Krause, 25 cm



211100FX **Nasal Snare Wire**, for 210100FX-600FX, pack of 12 pcs., 10 cm, Ø 0.3 mm
Drahtschlinge, für 210100FX-600FX, Packung zu 12 Stück, 10 cm, Ø 0.3 mm

211100FX for 210100FX-600FX, pack of 12 pcs. / 10 cm, Ø 0.3 mm
für 210100FX-600FX, Packung zu 12 Stück / 10 cm, Ø 0.3 mm

211135FX for 210100FX-600FX, pack of 12 pcs. / 10 cm, Ø 0.35 mm
für 210100FX-600FX, Packung zu 12 Stück / 10 cm, Ø 0.35 mm

211203FX for 210100FX-600FX, pack of 100 pcs. / 10 cm, Ø 0.3 mm
für 210100FX-600FX, Packung zu 100 Stück / 10 cm, Ø 0.3 mm



226300FX

226300FX **Nasal Scissors**, straight, serrated, WL 13 cm
Nasenschere, gerade, gezahnt, NL 13 cm

226300FX straight, serrated / WL 13 cm
gerade, gezahnt / NL 13 cm

226300FXF straight, serrated / WL 13 cm, with flush connector
gerade, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226301FX curved left, serrated / WL 13 cm
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226301FXF curved left, serrated / WL 13 cm, with flush connector
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226302FX curved right, serrated / WL 13 cm
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226302FXF curved right, serrated / WL 13 cm, with flush connector
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226303FX curved up, serrated / WL 13 cm
aufwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226304FX curved down, serrated / WL 13 cm
abwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

Rhinology
Rhinologie



226400FX

226400FX **Nasal Scissors**, straight, smooth, WL 11.5 cm
Nasenschere, gerade, glatt, NL 11,5 cm

226400FX	straight, smooth / WL 11.5 cm	gerade, glatt / NL 11,5 cm
226401FX	curved left, smooth / WL 11.5 cm	links gebogen, glatt / NL 11,5 cm
226402FX	curved right, smooth / WL 11.5 cm	rechts gebogen, glatt / NL 11,5 cm



226100FX

226100FX **Nasal Scissors by Heymann**, standard, smooth blades, WL 9.5 cm
Nasenschere nach Heymann, Standard, glatte Schneiden, NL 9,5 cm

226100FX	standard, smooth blades / WL 9.5 cm	Standard, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226109FX	small, smooth blades / WL 9 cm	klein, glatte Schneiden / NL 9 cm
226111FX	large, smooth blades / WL 11 cm	groß, glatte Schneiden / NL 11 cm
226200FX	standard, serrated blades / WL 9.5 cm	Standard, gezahnte Schneiden / NL 9,5 cm
226201FX	small, curved left, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, links gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226202FX	small, curved right, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, rechts gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm



227600FX



227600FX **Nasal Cutting Forceps by Struycken**, WL 11 cm
Conchotom nach Struycken, NL 11 cm



228100FX **Nasal Cutting Forceps by Schmeden**, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Conchotom nach Schmeden, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

228100FX	through-cutting / WL 11 cm, size 0	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
228101FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228102FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



228100FX



228101FX



228102FX



228601FX **Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke**, through-cutting, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Grünwald-Henke, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 1

228601FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228602FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2
228603FX	through-cutting / WL 11 cm, size 3	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 3



228601FX



228602FX







228603FX



229101FX

229101FX **Nasal Cutting Forceps by Hartmann**, round, with grid, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Hartmann, rund, mit Fanggitter, NL 11 cm, Fig. 1

229101FX	round, with grid / WL 11 cm, size 1 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 1	
229102FX	round, with grid / WL 11 cm, size 2 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 2	
229103FX	round, with grid / WL 11 cm, size 3 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 3	
229104FX	round, with grid / WL 11 cm, size 4 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 4	



227100FX **Nasal Forceps by Takahashi**, straight, WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm
Nasenzange nach Takahashi, gerade, NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm

227100FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm
227101FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm
227102FX	45° upturned / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	45° aufgebogen / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm



227100FX



227101FX



227102FX



230400FX



230400FX **Nasal Forceps by Struempel-Voss**, 45° upturned, extra delicate, WL 11 cm
Nasenzange nach Struempel-Voss, 45° aufgebogen, extra zart, NL 11 cm



234100FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, straight, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, gerade, gezahnt, NL 11 cm

234145FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, 45° upturned, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, 45° aufgebogen, gezahnt, NL 11 cm



234100FX



234145FX



230100FX Nasal Forceps by Blakesley, straight, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 11 cm, Fig. 0



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	0 = 3,0 mm	230100FX	230200FX	230300FX
	1 = 3,5 mm	230101FX	230201FX	230301FX
	2 = 4,0 mm	230102FX	230202FX	230302FX
	3 = 5,0 mm	230103FX	230203FX	230303FX
	4 = 5,5 mm	230104FX	230204FX	-

230100FX	straight / WL 11 cm, size 0	gerade / NL 11 cm, Fig. 0
230101FX	straight / WL 11 cm, size 1	gerade / NL 11 cm, Fig. 1
230102FX	straight / WL 11 cm, size 2	gerade / NL 11 cm, Fig. 2
230103FX	straight / WL 11 cm, size 3	gerade / NL 11 cm, Fig. 3
230104FX	straight / WL 11 cm, size 4	gerade / NL 11 cm, Fig. 4




230200FX	45° upturned / WL 11 cm, size 0	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230201FX	45° upturned / WL 11 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230202FX	45° upturned / WL 11 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230203FX	45° upturned / WL 11 cm, size 3	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3
230204FX	45° upturned / WL 11 cm, size 4	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 4

230300FX	90° upturned / WL 11 cm, size 0	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230301FX	90° upturned / WL 11 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230302FX	90° upturned / WL 11 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230303FX	90° upturned / WL 11 cm, size 3	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3



231601FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 15 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 15 cm, Fig. 1



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	1 = 3,5 mm	231601FX	231701FX	231801FX
	2 = 4,0 mm	231602FX	231702FX	231802FX
	3 = 5,0 mm	231603FX	-	-

231601FX	straight / WL 15 cm, size 1	gerade / NL 15 cm, Fig. 1
231602FX	straight / WL 15 cm, size 2	gerade / NL 15 cm, Fig. 2
231603FX	straight / WL 15 cm, size 3	gerade / NL 15 cm, Fig. 3
231701FX	45° upturned / WL 15 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231702FX	45° upturned / WL 15 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2
231801FX	90° upturned / WL 15 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231802FX	90° upturned / WL 15 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2

Rhinology
Rhinologie



226901FX



226901FX **Nasal Forceps**, straight, through cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226902FX



226902FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226903FX



226903FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, klein, NL 14 cm



226915FX



226915FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226904FX



226904FX

Nasal Spoon Forceps, straight, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, gerade, ovaler Löffel, NL 14 cm



226905FX



226905FX

Nasal Spoon Forceps, 45° upturned, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, 45° aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm

Rhinology
Rhinologie



226906FX



226906FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226907FX



226907FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, backbiting, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebogen, rückwärts schneidend, NL 14 cm



226908FX



226908FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, large, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, groß, NL 14 cm



226909FX



226909FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, medium, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebog., ovaler Löffel, mittel, NL 14 cm



226910FX



226910FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226911FX



226911FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm

Rhinology
Rhinologie



226912FX

226912FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226913FX

226913FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, medium, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, mittel, NL 11,5 cm



226914FX

226914FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



231101FX

231102FX



231101FX **Septum Forceps by Luc**, 20.5 cm, size 1
Septumzange nach Luc, 20,5 cm, Fig. 1

231102FX **Septum Forceps by Luc**, 20.5 cm, size 2
Septumzange nach Luc, 20,5 cm, Fig. 2



232101FX **Septum Forceps by Bruenings**, 19 cm, WL 11 cm, size 1
Septumzange nach Bruenings, 19 cm, NL 11 cm, Fig. 1

232101FX	19 cm, WL 11 cm, size 1	19 cm, NL 11 cm, Fig. 1
232102FX	19 cm, WL 11 cm, size 2	19 cm, NL 11 cm, Fig. 2
232103FX	19 cm, WL 11 cm, size 3	19 cm, NL 11 cm, Fig. 3
232104FX	19 cm, WL 11 cm, size 4	19 cm, NL 11 cm, Fig. 4



232101FX



232102FX



232103FX



232104FX



233100FX **Septum Forceps by Craig**, straight, cupped jaws, sharp, 18 cm, WL 10 cm
Septumzange nach Craig, gerader Löffel, scharf, 18 cm, NL 10 cm

233200FX **Septum Forceps by Craig-Domnick**, curved, cupped jaws, sharp, 18 cm, WL 10 cm
Septumzange nach Craig-Domnick, gebogener Löffel, scharf, 18 cm, NL 10 cm



233100FX



233200FX



233300FX **Septum Forceps by Knight**, 18 cm, WL 10 cm
Septumzange nach Knight, 18 cm, NL 10 cm



235600FX

235600FX **Septum Forceps by Jansen**, with spoon, 18 cm
Septumzange nach Jansen, mit Löffel, 18 cm



235700FX

235700FX **Septum Forceps by Jansen-Middleton**, through-cutting, 19 cm
Septumzange nach Jansen-Middleton, durchschneidend, 19 cm



341600FX **Septum Scissors by Becker**, angled, double-action, 18 cm
Septumschere nach Becker, abgewinkelt, mit Doppelgelenk, 18 cm



342100FX **Septum Morcelizer by Rubin**, double-action, 22 cm
Knorpelquetschzange nach Rubin, mit Doppelgelenk, 22 cm



340100FX **Bone Cutting Forceps by Cottle-Kazanjan**, 18.5 cm
Knochensplitterzange n. Cottle-Kazanjan, 18,5 cm



340600FX **Nasal Scissors by Caplan**, angled, serrated, double-action, 22 cm
Nasenschere nach Caplan, abgewinkelt, gezahnt, mit Doppelgelenk, 22 cm



340800FX **Nasal Hump Rongeur by Rowland**, straight, double-action, 18 cm
Nasenzange nach Rowland, gerade, mit Doppelgelenk, 18 cm



108101FX **Raspatory by Lempert**, slightly curved, 17 cm, width 2 mm
Raspatorium nach Lempert, leicht gebogen, 17 cm, Breite 2 mm

108101FX	slightly curved / 17 cm, width 2 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 2 mm
108102FX	slightly curved / 17 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 3 mm
108103FX	slightly curved / 17 cm, width 4 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 4 mm
108104FX	slightly curved / 17 cm, width 5 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 5 mm
108107FX	slightly curved / 17 cm, width 7 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 7 mm




213100FX **Mucosa Knife by Freer**, 15 cm
Mukosamesser nach Freer, 15 cm



214100FX **Septum Knife by Freer**, 19 cm
Septummesser nach Freer, 19 cm



215100FX **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm
Doppelelevatorium nach Freer, halbscharf / stumpf, 20 cm



215200FX **Elevator by Freer**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



215215FX **Elevator by Weiss**, double-ended, blunt / blunt
Doppelelevatorium nach Weiss, stumpf / stumpf



215300FX **Raspatory by Freer**, curved, 16.5 cm
Raspatorium nach Freer, gebogen, 16,5 cm

Rhinology
Rhinologie



215310FX **Elevator**, angled end, 16.5 cm, width 4 mm
Elevatorium, vorne abgewinkelt, 16,5 cm, Breite 4 mm



215700FX **Elevator by Freer-Joseph**, double-ended, slender, 20 cm
Doppelevatorium nach Freer-Joseph, schlank, 20 cm



216100FX **Elevator by Killian**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelevatorium nach Killian, scharf / stumpf, 18 cm

216200FX **Elevator by Killian**, double-ended, sharp / blunt, 23 cm
Doppelevatorium nach Killian, scharf / stumpf, 23 cm



216600FX **Raspatory by Cottle**, slightly curved, 18.5 cm, width 8 mm
Raspatorium nach Cottle, leicht gebogen, 18,5 cm, Breite 8 mm



219101FX **Swivel Knife by Ballenger**, bayonet-shaped, 19.5 cm, width 3 mm
Schwingmesser nach Ballenger, bajonettförmig, 19,5 cm, Breite 3 mm



219102FX **Swivel Knife by Ballenger**, bayonet-shaped, 19.5 cm, width 4 mm
Schwingmesser nach Ballenger, bajonettförmig, 19,5 cm, Breite 4 mm



220101FX

220101FX **Chisel by Freer**, straight, 18.5 cm, width 4 mm
Flachmeißel nach Freer, gerade, 18,5 cm, Breite 4 mm



220102FX

220102FX **Chisel by Freer**, slightly curved, 18.5 cm, width 4 mm
Flachmeißel nach Freer, leicht gebogen, 18,5 cm, Breite 4 mm



221100FX

221100FX **Septum Gouge by Killian-Claus**, bayonet-shaped, 16.5 cm, width 5 mm
Septummeißel nach Killian-Claus, bajonettförmig, 16,5 cm, Breite 5 mm



221200FX

221200FX **Septum Gouge by Killian-Claus**, bayonet-shaped, V-shaped blade, 16.5 cm, width 5 mm
Septummeißel nach Killian-Claus, bajonettförmig, mit Kerbe, 16,5 cm, Breite 5 mm



302103FX

302103FX **Elevator by McKenty**, 14.5 cm, width 3 mm
Elevatorium nach McKenty, 14,5 cm, Breite 3 mm

302103FX	14.5 cm, width 3 mm	14,5 cm, Breite 3 mm
302104FX	14.5 cm, width 4 mm	14,5 cm, Breite 4 mm
302105FX	14.5 cm, width 5 mm	14,5 cm, Breite 5 mm



302600FX **Elevator by McKenty**, double-ended, 22 cm
Doppelelevatorium nach McKenty, 22 cm



304600FX **Elevator by Cottle**, double-ended, blunt / blunt, graduated, 23 cm
Doppelelevatorium nach Cottle, stumpf / stumpf, graduiert, 23 cm



304900FX **Elevator by Cottle**, double-ended, sharp / blunt, graduated, 20 cm
Doppelelevatorium nach Cottle, scharf / stumpf, graduiert, 20 cm



305100FX Elevator by **Masing**, double-ended, sharp / blunt, graduated, 21.5 cm
Doppelelevatorium nach Masing, scharf / stumpf, graduiert, 21,5 cm



305600FX Elevator by **Cottle**, double-ended, strong and slight curve, 22.5 cm
Doppelelevatorium nach Cottle, starke und schwache Biegung, 22,5 cm



305700FX Elevator by **Pennington**, double-ended, right and left curve, 20 cm
Doppelelevatorium nach Pennington, rechte und linke Biegung, 20 cm



305900FX **Suction Elevator by Gorney**, with Mandrin, 19 cm
Saugelevatorium nach Gorney, mit Mandrin, 19 cm



360100FX

360100FX **Suction Elevator by Guillen**, straight tip, 20 cm
Saugelevatorium nach Guillen, Spitze gerade, 20 cm



303900FX **Oil Whetstone „Arkansas“**, wedge-shaped
Abziehstein „Arkansas“, keilförmig

Rhinology
Rhinologie



307104FX

307104FX **Chisel by Cottle**, straight, graduated, 18.5 cm, width 4 mm
Meißel nach Cottle, gerade, graduert, 18,5 cm, Breite 4 mm

307104FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 4 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 4 mm
307107FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 7 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 7 mm
307109FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 9 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 9 mm
307112FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 12 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 12 mm




307206FX **Chisel by Cottle**, curved, graduated, 18.5 cm, width 6 mm
Meißel nach Cottle, gebogen, graduert, 18,5 cm, Breite 6 mm



307304FX

307304FX **Osteotome by Cottle**, straight, graduated, 18.5 cm, width 4 mm
Osteotom nach Cottle, gerade, graduert, 18,5 cm, Breite 4 mm

307304FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 4 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 4 mm
307306FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 6 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 6 mm
307307FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 7 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 7 mm
307309FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 9 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 9 mm
307312FX	straight, graduated / 18.5 cm, width 12 mm	gerade, graduert / 18,5 cm, Breite 12 mm



307502FX

307502FX **Chisel by Cottle**, straight, graduated, with crossbar, 18.5 cm, width 2 mm
Meißel nach Cottle, gerade, graduiert, mit Griffbalken, 18,5 cm, Breite 2 mm

307502FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 2 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 2 mm

307504FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 4 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 4 mm

307507FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 7 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 7 mm

307509FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 9 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 9 mm

307512FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 12 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 12 mm



307604FX-307606FX



307804FX-307806FX



307604FX **Osteotome by Cottle**, straight, graduated, with crossbar, 18.5 cm, width 4 mm
Osteotom nach Cottle, gerade, graduiert, mit Griffbalken, 18,5 cm, Breite 4 mm

307604FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 4 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 4 mm

307606FX straight, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 6 mm
gerade, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 6 mm

307804FX curved, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 4 mm
gebogen, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 4 mm

307806FX curved, graduated, with crossbar / 18.5 cm, width 6 mm
gebogen, graduiert, mit Griffbalken / 18,5 cm, Breite 6 mm



310600FX **Osteotome by Cottle**, graduated, single-guarded, 18.5 cm, width 5 mm
Osteotom nach Cottle, einseitiger Schutzdorn, graduiert, 18,5 cm, Breite 5 mm



310605FX **Osteotome by Cottle**, graduated, single-guarded, with crossbar, 18.5 cm, width 5 mm
Osteotom nach Cottle, einseitiger Schutzdorn + Griffbalken, graduiert, 18,5 cm, Breite 5 mm



310610FX **Osteotome by Cottle**, graduated, double-guarded, with crossbar, 18.5 cm, width 10 mm
Osteotom nach Cottle, beidseitiger Schutzdorn + Griffbalken, graduiert, 18,5 cm, Breite 10 mm

310610FX graduated, double-guarded, with crossbar / 18.5 cm, width 10 mm
 beidseitiger Schutzdorn + Griffbalken / graduiert, 18,5 cm, Breite 10 mm

310612FX graduated, double-guarded, with crossbar / 18.5 cm, width 12 mm
 beidseitiger Schutzdorn + Griffbalken / graduiert, 18,5 cm, Breite 12 mm

310614FX graduated, double-guarded, with crossbar / 18.5 cm, width 14 mm
 beidseitiger Schutzdorn + Griffbalken / graduiert, 18,5 cm, Breite 14 mm

310616FX graduated, double-guarded, with crossbar / 18.5 cm, width 16 mm
 beidseitiger Schutzdorn + Griffbalken / graduiert, 18,5 cm, Breite 16 mm



310610FX



310612FX



310614FX



310616FX




306404FX **Chisel by Peck**, 15 cm, width 4 mm
Meißel nach Peck, 15 cm, Breite 4 mm



307702FX **Osteotome by Sheehan**, straight, hexagonal handle, 16 cm, width 2 mm
Osteotom nach Sheehan, gerade, Sechskantgriff, 16 cm, Breite 2 mm

307702FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 2 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 2 mm
307703FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 3 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 3 mm
307704FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 4 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 4 mm
307705FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 5 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 5 mm
307706FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 6 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 6 mm
307707FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 7 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 7 mm
307708FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 8 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 8 mm
307709FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 9 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 9 mm
307710FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 10 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 10 mm
307711FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 11 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 11 mm
307712FX	straight, hexagonal handle / 16 cm, width 12 mm	gerade, Sechskantgriff / 16 cm, Breite 12 mm





310800FX **Osteotome „Model Würzburg“**, curved, with double guard, 18 cm, width 3 mm
Osteotom „Würzburger Modell“, gebogen, mit beidseitigem Schutzdorn, 18 cm, Breite 3 mm



310800FX



310801FX




310802FX

310800FX	curved, with double guard / 18 cm, width 3 mm	gebogen, mit beidseitigem Schutzdorn / 18 cm, Breite 3 mm
310801FX	curved, with single guard left / 18 cm, width 3 mm	gebogen, mit Schutzdorn links / 18 cm, Breite 3 mm
310802FX	curved, with single guard right / 18 cm, width 3 mm	gebogen, mit Schutzdorn rechts / 18 cm, Breite 3 mm



307402FX **Mini-Osteotome**, straight, 12.5 cm, width 2 mm
Mini-Osteotom, gerade, 12,5 cm, Breite 2 mm


307402FX	straight / 12.5 cm, width 2 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 2 mm
307404FX	straight / 12.5 cm, width 4 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 4 mm
307406FX	straight / 12.5 cm, width 6 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 6 mm
307408FX	straight / 12.5 cm, width 8 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 8 mm
307410FX	straight / 12.5 cm, width 10 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 10 mm
307412FX	straight / 12.5 cm, width 12 mm	gerade / 12,5 cm, Breite 12 mm





307422FX **Mini-Osteotome**, curved, 12.5 cm, width 2 mm
Mini-Osteotom, gebogen, 12,5 cm, Breite 2 mm


307422FX	curved / 12.5 cm, width 2 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 2 mm
307424FX	curved / 12.5 cm, width 4 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 4 mm
307426FX	curved / 12.5 cm, width 6 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 6 mm
307428FX	curved / 12.5 cm, width 8 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 8 mm
307430FX	curved / 12.5 cm, width 10 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 10 mm
307432FX	curved / 12.5 cm, width 12 mm	gebogen / 12,5 cm, Breite 12 mm





307902FX **Osteotome by Converse**, 18 cm, width 2 mm
Osteotom nach Converse, 18 cm, Breite 2 mm

307902FX	18 cm, width 2 mm	18 cm, Breite 2 mm
307903FX	18 cm, width 3 mm	18 cm, Breite 3 mm
307904FX	18 cm, width 4 mm	18 cm, Breite 4 mm
307905FX	18 cm, width 5 mm	18 cm, Breite 5 mm
307906FX	18 cm, width 6 mm	18 cm, Breite 6 mm
307907FX	18 cm, width 7 mm	18 cm, Breite 7 mm
307908FX	18 cm, width 8 mm	18 cm, Breite 8 mm
307909FX	18 cm, width 9 mm	18 cm, Breite 9 mm
307910FX	18 cm, width 10 mm	18 cm, Breite 10 mm
307911FX	18 cm, width 11 mm	18 cm, Breite 11 mm
307912FX	18 cm, width 12 mm	18 cm, Breite 12 mm
307914FX	18 cm, width 14 mm	18 cm, Breite 14 mm





308000FX **Chisel by Converse**, straight, with single guard, 19 cm, width 5 mm
Meißel nach Converse, gerade, mit einseitigem Schutzdorn, 19 cm, Breite 5 mm



308000FX	straight, with single guard / 19 cm, width 5 mm	gerade, mit einseitigem Schutzdorn / 19 cm, Breite 5 mm
308001FX	curved left, with single guard / 19 cm, width 5 mm	links geb., mit einseitigem Schutzdorn / 19 cm, Breite 5 mm
308002FX	curved right, with single guard / 19 cm, width 5 mm	rechts geb., mit einseitigem Schutzdorn / 19 cm, Breite 5 mm
308021FX	curved left, with single guard / 19 cm, width 2.2 mm	links geb., mit einseitigem Schutzdorn / 19 cm, Breite 2,2 mm
308022FX	curved right, with single guard / 19 cm, width 2.2 mm	rechts geb., mit einseitigem Schutzdorn / 19 cm, Breite 2,2 mm



306110FX **Osteotome by Rubin**, with finger grip, 16 cm, width 10 mm
Osteotom nach Rubin, mit Halteknopf, 16 cm, Breite 10 mm

306110FX	with finger grip / 16 cm, width 10 mm	mit Halteknopf / 16 cm, Breite 10 mm
306112FX	with finger grip / 16 cm, width 12 mm	mit Halteknopf / 16 cm, Breite 12 mm
306114FX	with finger grip / 16 cm, width 14 mm	mit Halteknopf / 16 cm, Breite 14 mm
306116FX	with finger grip / 16 cm, width 16 mm	mit Halteknopf / 16 cm, Breite 16 mm



306110FX



306112FX



306114FX



306116FX



306200FX

306200FX

Gouge by Rubin, double-guarded, with finger grip, 16 cm

Hohlmeißel nach Rubin, beidseitiger Schutzdorn, mit Halteknopf, 16 cm



306610FX

Osteotome by Cinelli, double-guarded, 16 cm, width 10 mm

Osteotom nach Cinelli, beidseitiger Schutzdorn, 16 cm, Breite 10 mm

306610FX	double-guarded / 16 cm, width 10 mm	beidseitiger Schutzdorn / 16 cm, Breite 10 mm
306612FX	double-guarded / 16 cm, width 12 mm	beidseitiger Schutzdorn / 16 cm, Breite 12 mm
306614FX	double-guarded / 16 cm, width 14 mm	beidseitiger Schutzdorn / 16 cm, Breite 14 mm
306616FX	double-guarded / 16 cm, width 16 mm	beidseitiger Schutzdorn / 16 cm, Breite 16 mm



306610FX



306612FX



306614FX



306616FX



309630FX **Gouge by Walter**, 19 cm, width 3 mm
Hohlmeißel nach Walter, 19 cm, Breite 3 mm

309630FX	19 cm, width 3 mm	19 cm, Breite 3 mm
309645FX	19 cm, width 4.5 mm	19 cm, Breite 4,5 mm



309630FX



309645FX



309702FX **Osteotome by Walter**, 19 cm, width 2 mm
Osteotom nach Walter, 19 cm, Breite 2 mm

309702FX	19 cm, width 2 mm	19 cm, Breite 2 mm
309703FX	19 cm, width 3 mm	19 cm, Breite 3 mm
309704FX	19 cm, width 4 mm	19 cm, Breite 4 mm
309707FX	19 cm, width 7 mm	19 cm, Breite 7 mm
309709FX	19 cm, width 9 mm	19 cm, Breite 9 mm
309712FX	19 cm, width 12 mm	19 cm, Breite 12 mm



309702FX



309703FX



309704FX



309707FX



309709FX



309712FX



310100FX **Chisel by Masing**, straight, with single guard, 18 cm
Meißel nach Masing, gerade, mit einseitigem Schutzdorn, 18 cm



310100FX



310101FX



310102FX

310100FX	straight, with single guard / 18 cm	gerade, mit einseitigem Schutzdorn / 18 cm
310101FX	curved left, with single guard / 18 cm	links geb., mit einseitigem Schutzdorn / 18 cm
310102FX	curved right, with single guard / 18 cm	rechts geb., mit einseitigem Schutzdorn / 18 cm



310105FX **Chisel by Masing**, straight, with double guard, 16 cm, width 10 mm
Meißel nach Masing, gerade, mit beidseitigem Schutzdorn, 16 cm, Breite 10 mm



312100FX **Osteotome by Neivert**, straight, 20.5 cm
Osteotom nach Neivert, gerade, 20,5 cm



312101FX



312102FX

312100FX	straight / 20.5 cm	gerade / 20,5 cm
312101FX	curved left / 20.5 cm	links gebogen / 20,5 cm
312102FX	curved right / 20.5 cm	rechts gebogen / 20,5 cm



312600FX **Osteotome by Silver**, straight, with single guard, 18.5 cm
Osteotom nach Silver, gerade, mit einseitigem Schutzdorn, 18,5 cm



312601FX



312602FX

312600FX	straight, with single guard / 18.5 cm	gerade, mit einseitigem Schutzdorn / 18,5 cm
312601FX	curved left, with single guard / 18.5 cm	links geb., mit einseitigem Schutzdorn / 18,5 cm
312602FX	curved right, with single guard / 18.5 cm	rechts geb., mit einseitigem Schutzdorn / 18,5 cm



130100FX **Mallet by Hajek**, steel, solid, 21 cm, 200 g
Hammer nach Hajek, Stahl, massiv, 21 cm, 200 g



313100FX **Mallet by Cottle**, black handle, 18 cm, 335 g
Hammer nach Cottle, schwarzer Griff, 18 cm, 335 g



313600FX **Metal Mallet**, with replaceable nylon facings, 18 cm, 220 g
Metallhammer, mit auswechselbaren Kunststoffbacken, 18 cm, 220 g



313601FX **Spare Nylon Facings**, pair, for mallet 313600FX
Nylon-Ersatzbacken, Paar, für Hammer 313600FX



329500FX **Scalpel Handle by Masing**, 14 cm
Skalpelli Griff nach Masing, 14 cm



329103FX **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 3
Skalpelli Griff, passend für Skalpelli klingen Fig. 10-15, Nr. 3



329107FX **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 7
Skalpelli Griff, passend für Skalpelli klingen Fig. 10-15, Nr. 7

329110FX **Scalpel Blades**, sterile, pack of 100 pcs., Fig. 10
Skalpelli klingen, steril, Packung zu 100 Stück, Fig. 10

329110FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 10	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 10
329111FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 11	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 11
329115FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 15	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 15



329110FX



329111FX



329115FX



329410FX **Scalpel Handle**, round, 12.5 cm
Skalpelligriff, rund, 12,5 cm

329430FX **Scalpel Handle**, round, 15 cm
Skalpelligriff, rund, 15 cm

329462FX **Mini Scalpel Blade**, sterile, pack of 25 pcs., Fig. 62
Mini-Skalpellklingen, steril, Packung zu 25 Stück, Fig. 62

329462FX	sterile, pack of 25 pcs. / Fig. 62	steril, Packung zu 25 Stück / Fig. 62
329464FX	sterile, pack of 25 pcs. / Fig. 64	steril, Packung zu 25 Stück / Fig. 64
329465FX	sterile, pack of 25 pcs. / Fig. 65	steril, Packung zu 25 Stück / Fig. 65
329467FX	sterile, pack of 25 pcs. / Fig. 67	steril, Packung zu 25 Stück / Fig. 67



329462FX



329464FX



329465FX



329467FX



303100FX **Nasal Knife by Cottle**, rounded edge, 13.5 cm
Septummesser nach Cottle, rund, 13,5 cm



332100FX **Nasal Knife by Masing**, slightly curved, rounded tip, 14 cm
Ritzmesser nach Masing, leicht gebogen, abgerundete Spitze, 14 cm



334100FX **Rhinoplastic Knife by Joseph**, straight, rounded tip, 15 cm
Nasenplastikmesser nach Joseph, gerade, abgerundete Spitze, 15 cm



335100FX



335300FX

335100FX **Rhinoplastic Knife by Joseph**, straight, sharp, 15 cm
Nasenplastikmesser nach Joseph, gerade, scharf, 15 cm

335300FX **Rhinoplastic Knife by Joseph**, straight, blunt, 15 cm
Nasenplastikmesser nach Joseph, gerade, stumpf, 15 cm



336100FX **Rhinoplastic Knife by Fomon**, curved, double edged, 15,5 cm
Nasenplastikmesser nach Fomon, gebogen, zweischneidig, 15,5 cm

Rhinology
Rhinologie



315100FX



315200FX

315100FX **Hook by Cottle**, angled, black finish, 14.5 cm
Häkchen nach Cottle, abgewinkelt, geschwärzt, 14,5 cm

315200FX **Hook by Cottle**, curved, black finish, 14.5 cm
Häkchen nach Cottle, rund gebogen, geschwärzt, 14,5 cm



316100FX **Hook by Cottle**, 2 prongs, right blunt, left sharp, 15 cm, width 10 mm
Häkchen nach Cottle, zweizahnig, rechts stumpf, links scharf, 15 cm, Breite 10mm



316200FX **Hook by Cottle**, 2 prongs, right sharp, left blunt, 15 cm, width 10 mm
Häkchen nach Cottle, zweizahnig, rechts scharf, links stumpf, 15 cm, Breite 10mm



316300FX **Hook by Cottle**, 2 prongs, right sharp, left sharp, 15 cm, width 10 mm
Häkchen nach Cottle, zweizahnig, beidseitig scharf, 15 cm, Breite 10mm



316400FX **Skin Hook by Gillies**, small, sharp, 1 prong, 18 cm
Hauthäkchen nach Gillies, klein, scharf, einzahnig, 18 cm



316500FX **Hook by Freer**, sharp, 2 prongs, 15 cm
Häkchen nach Freer, scharf, zweizahnig, 15 cm



316602FX **Hook by Joseph**, sharp, 2 prongs, 16 cm, width 2 mm
Häkchen nach Joseph, scharf, zweizahnig, 16 cm, Breite 2 mm

316602FX	sharp, 2 prongs / 16 cm, width 2 mm	scharf, zweizahnig / 16 cm, Breite 2 mm
316605FX	sharp, 2 prongs / 16 cm, width 5 mm	scharf, zweizahnig / 16 cm, Breite 5 mm
316607FX	sharp, 2 prongs / 16 cm, width 7 mm	scharf, zweizahnig / 16 cm, Breite 7 mm
316610FX	sharp, 2 prongs / 16 cm, width 10 mm	scharf, zweizahnig / 16 cm, Breite 10 mm
316612FX	sharp, 2 prongs / 16 cm, width 12 mm	scharf, zweizahnig / 16 cm, Breite 12 mm



316602FX



316605FX



316607FX



316610FX



316612FX

Rhinology
Rhinologie



316700FX **Nasal Hook by Fomon**, blunt, 2 prongs, 16.5 cm, width 10 mm
Nasenflügelhaken nach Fomon, stumpf, zweizahnig, 16,5 cm, Breite 10 mm



317100FX

317100FX **Skin Hook by Frazier**, sharp, 1 prong, 12.5 cm
Hauthäkchen nach Frazier, scharf, einzahnig, 12,5 cm



317200FX

317200FX **Hook by Cottle**, sharp, 1 prong, 15 cm
Häkchen nach Cottle, scharf, einzahnig, 15 cm



318100FX **Retractor by Cottle**, blunt, 4 prongs, 15 cm
Haken nach Cottle, stumpf, vierzahnig, 15 cm



319100FX **Alar Retractor by Cottle**, short blade, 14 cm
Nasenflügelhaken nach Cottle, kurzes Blatt, 14 cm



319600FX **Alar Retractor by Cottle**, with lip, 15 cm
Nasenflügelhaken nach Cottle, mit Lippe, 15 cm



320100FX **Knife Guide/Retractor by Cottle-Neivert**, large, 22 cm
Doppelhaken nach Cottle-Neivert, groß, 22 cm



320101FX **Knife Guide/Retractor by Cottle-Neivert**, small, 19 cm
Doppelhaken nach Cottle-Neivert, klein, 19 cm



320600FX **Knife Guide/Retractor by Neivert**, made of wire, 18 cm
Doppelhaken nach Neivert, aus Draht, 18 cm



464100FX Retractor by Senn-Miller, 3 sharp prongs, 16 cm
Wundhäkchen nach Senn-Miller, 3 scharfe Zähne, 16 cm



464200FX Retractor by Senn-Miller, 3 blunt prongs, 16 cm
Wundhäkchen nach Senn-Miller, 3 stumpfe Zähne, 16 cm



320700FX Nasal Retractor by Walter, double-ended, 12.5 cm
Doppelinstrument nach Walter, 12,5 cm



322600FX **Nasal Retractor by Aufricht**, 17 cm, blade length 60 mm
Nasenrückenhaken nach Aufricht, 17 cm, Blattlänge 60 mm

322700FX **Nasal Retractor by Aufricht**, 17 cm, blade length 45 mm
Nasenrückenhaken nach Aufricht, 17 cm, Blattlänge 45 mm



322900FX **Retractor by Cottle**, with thimble, sharp, 2 prongs, 5.5 cm, width 10 mm
Häkchen nach Cottle, mit Fingerring, scharf, zweizahnig, 5,5 cm, Breite 10 mm




324300FX **Alar Retractor by Converse**, double-ended, blunt / blunt, 2 prongs, 12 cm
Doppel-Nasenflügelhaken nach Converse, stumpf / stumpf, zweizahnig, 12 cm



324400FX **Alar Retractor by Kilner**, sharp, two prongs, 8.5 cm, width 10 mm
Nasenflügelhaken nach Kilner, scharf, zweizahnig, 8,5 cm, Breite 10 mm

324400FX	sharp, two prongs / 8.5 cm, width 10 mm	scharf, zweizahnig / 8,5 cm, Breite 10 mm
324401FX	blunt, two prongs / 8.5 cm, width 10 mm	stumpf, zweizahnig / 8,5 cm, Breite 10 mm
324402FX	sharp, two prongs / 8.5 cm, width 13 mm	scharf, zweizahnig / 8,5 cm, Breite 13 mm



168310FX




168310FX **Scissors by Stevens**, straight, blunt, 10.5 cm
Schere nach Stevens, gerade, stumpf, 10,5 cm



168410FX



168410FX **Scissors by Stevens**, curved, blunt, 10.5 cm
Schere nach Stevens, gebogen, stumpf, 10,5 cm



168513FX **Scissors by Goldman-Fox**, straight, bottom blade serrated, with TC, 13 cm
Schere nach Goldman-Fox, gerade, unteres Blatt gezahnt, mit TC, 13 cm

168513FX	straight, bottom blade serrated, with TC / 13 cm	gerade, unteres Blatt gezahnt, mit TC / 13 cm
168713FX	curved, bottom blade serrated, with TC / 13 cm	gebogen, unteres Blatt gezahnt, mit TC / 13 cm
168813FX	curved, Super Cut / 13 cm	gebogen, Super Cut / 13 cm



168513FX



168713FX



168813FX




112114FX **Operating Scissors by Mayo**, straight, 14.5 cm
Chirurgische Schere nach Mayo, gerade, 14,5 cm

112114FX	straight / 14.5 cm	gerade / 14,5 cm
112117FX	straight / 17 cm	gerade / 17 cm
112214FX	curved / 14.5 cm	gebogen / 14,5 cm
112217FX	curved / 17 cm	gebogen / 17 cm



176614FX **Scissors by Joseph**, straight, 14 cm
Schere nach Joseph, gerade, 14 cm


176614FX	straight / 14 cm	gerade / 14 cm
176714FX	curved / 14 cm	gebogen / 14 cm
176814FX	straight, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm
176914FX	curved, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gebogen, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm



176614FX



176714FX



176814FX



176914FX



177110FX **Scissors**, straight, bl/bl, 10.5 cm
Schere, gerade, st/st, 10,5 cm

177110FX	straight, bl/bl / 10.5 cm	gerade, st/st / 10,5 cm
177112FX	straight, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177210FX	curved, bl/bl / 10.5 cm	gebogen, st/st / 10,5 cm
177212FX	curved, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177312FX	straight, bl/bl / 11.5 cm	gerade, st/st / 11,5 cm
177412FX	curved, bl/bl / 11.5 cm	gebogen, st/st / 11,5 cm



179715FX-179818FX

179715FX **Dissecting Scissors by Reynolds**, curved, 15 cm
Präparierschere nach Reynolds, gebogen, 15 cm


179715FX	curved / 15 cm	gebogen / 15 cm
179718FX	curved / 18 cm	gebogen / 18 cm
179815FX	curved, Super Cut / 15 cm	gebogen, Super Cut / 15 cm
179818FX	curved, Super Cut / 18 cm	gebogen, Super Cut / 18 cm



338812FX-338913FX

338812FX **Scissors by Kilner**, curved, blunt / blunt, 12 cm
Schere nach Kilner, gebogen, stumpf / stumpf, 12 cm

338812FX	curved, blunt / blunt / 12 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 12 cm
338814FX	curved, blunt / blunt / 14 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14 cm
338913FX	curved, blunt / blunt, with TC / 13 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 13 cm



177610FX **Scissors**, straight, sh/sh, 10.5 cm
Schere, gerade, sp/sp, 10,5 cm

177610FX	straight, sh/sh / 10.5 cm	gerade, sp/sp / 10,5 cm
177612FX	straight, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177621FX	straight, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177710FX	curved, sh/sh / 10.5 cm	gebogen, sp/sp / 10,5 cm
177712FX	curved, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177721FX	curved, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177812FX	straight, sh/sh / 11.5 cm	gerade, sp/sp / 11,5 cm
177822FX	straight, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm
177912FX	curved, sh/sh / 11.5 cm	gebogen, sp/sp / 11,5 cm
177922FX	curved, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm



442114FX **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm
Präparierschere nach Metzenbaum, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

442114FX	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
442118FX	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
442120FX	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
442314FX	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
442318FX	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
442320FX	curved, blunt / blunt, with TC / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 20 cm
442714FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
442718FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm
442720FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 20 cm



442214FX **Dissecting Scissors by Metzenbaum-Fino**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm
Präparierschere nach Metzenbaum-Fino, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

442214FX	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
442218FX	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
442220FX	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
442514FX	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
442518FX	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
442814FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
442818FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm



177510FX **Tenotomy Scissors by Stevens**, straight, sharp, Ergo-Rings, 10 cm
Sehnenscherer nach Stevens, gerade, spitz, Ergo-Ringe, 10 cm



177511FX **Tenotomy Scissors by Stevens**, curved, blunt, Ergo-Rings, 10 cm
Sehnenscherer nach Stevens, gebogen, stumpf, Ergo-Ringe, 10 cm



177521FX **Tenotomy Scissors by Stevens**, curved, blunt, Ergo-Rings, Super Cut, 10 cm
Sehnenscherer nach Stevens, gebogen, stumpf, Ergo-Ringe, Super Cut, 10 cm



338510FX **Scissors by Walter**, angled, 10 cm
Schere nach Walter, abgewinkelt, 10 cm



338612FX

338612FX **Scissors by Fomon**, strongly curved, 12 cm
Schere nach Fomon, stark gebogen, 12 cm



338712FX Scissors by Fomon, curved, 12 cm
Schere nach Fomon, gebogen, 12 cm



339100FX Dorsal Scissors by Fomon, angular, serrated blades, 13.5 cm
Nasenschere nach Fomon, kniegebogen, gezahnte Schneiden, 13,5 cm



339101FX Dorsal Scissors by Fomon, angular, smooth blades, 13.5 cm
Nasenschere nach Fomon, kniegebogen, glatte Schneiden, 13,5 cm



339102FX **Dorsal Scissors by Fomon**, angular, serrated blades, with TC, 13.5 cm
Nasenschere nach Fomon, kniegebogen, gezahnte Schneiden, mit TC, 13,5 cm



339103FX **Dorsal Scissors by Fomon**, angular, Super Cut version, 13.5 cm
Nasenschere nach Fomon, kniegebogen, Super Cut Ausführung, 13,5 cm



339200FX **Dorsal Scissors by Cottle**, angular, smooth blades, 16 cm
Nasenschere nach Cottle, kniegebogen, glatte Schneiden, 16 cm



339300FX **Dorsal Scissors by Cottle**, angular, smooth blades, with TC, 16 cm
Nasenschere nach Cottle, kniegebogen, glatte Schneiden, mit TC, 16 cm



339400FX **Dorsal Scissors by Cottle**, angular, Super Cut version, 16 cm
Nasenschere nach Cottle, kniegebogen, Super Cut Ausführung, 16 cm



301100FX **Columella Forceps by Cottle, 10.5 cm**
Columella Pinzette nach Cottle, 10,5 cm



301200FX **Columella Forceps by Cottle, for children, 8.5 cm**
Columella Pinzette nach Cottle, für Kinder, 8,5 cm



325112FX **Tissue Forceps by Adson-Brown, 12 cm**
Pinzette nach Adson-Brown, 12 cm



325212FX **Dressing Forceps by Adson, 12 cm**
Anatomische Pinzette nach Adson, 12 cm



325312FX **Tissue Forceps by Adson, 12 cm, 1 x 2 teeth**
Chirurgische Pinzette nach Adson, 12 cm, 1 x 2 Zähne



325412FX

325412FX **Dressing Forceps by Micro-Adson, 12 cm**
Anatomische Pinzette nach Mikro-Adson, 12 cm



325512FX

325512FX **Tissue Forceps by Micro-Adson, 12 cm, 1 x 2 teeth**
Chirurgische Pinzette nach Mikro-Adson, 12 cm, 1 x 2 Zähne



326111FX **Fixation Forceps by Graefe**, 11 cm, 7 x 8 prongs
Fixierpinzette nach Graefe, 11 cm, 7 x 8 Zähne



326315FX **Atraumatic Forceps by Glanz**, 15 cm
Atraumatische Pinzette nach Glanz, 15 cm



327115FX **Lower Lateral Forceps by Cottle**, bayonet-shaped, serrated, with teeth, 15 cm
Nasenpinzette nach Cottle, bajonettförmig, gerieft, mit Zahnung, 15 cm



328100FX **Cartilage Forceps by Hinderer**, 12.5 cm, 2 x 2 teeth
Nasenpinzette nach Hinderer, 12,5 cm, 2 x 2 Zähne



328110FX **Suture Forceps by Castroviejo**, 10.5 cm, 1 x 2 teeth
Fadenpinzette nach Castroviejo, 10,5 cm, 1 x 2 Zähne



108712FX

108712FX **Dressing Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm
Anatomische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm



108812FX

108812FX **Tissue Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm, 1 x 2 Zähne



109310FX **Iris Forceps by Graefe**, straight, 10 cm
Irispinzette nach Graefe, gerade, 10 cm

109310FX	straight / 10 cm	gerade / 10 cm
109320FX	curved / 10 cm	gebogen / 10 cm
109410FX	straight / 10 cm, 1 x 2 teeth	gerade / 10 cm, 1 x 2 Zähne
109420FX	curved / 10 cm, 1 x 2 teeth	gebogen / 10 cm, 1 x 2 Zähne



109310FX



109320FX



109410FX



109420FX



109515FX **Tissue Forceps by Gillies**, 15 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Gillies, 15 cm, 1 x 2 Zähne




113115FX **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 15 cm
Nadelhalter nach Crile-Wood, mit Hartmetalleinlagen, 15 cm




113213FX **Needle Holder by Halsey**, with tungsten carbide inserts, 13 cm
Nadelhalter nach Halsey, mit Hartmetalleinlagen, 13 cm



365113FX **Needle Holder by Neivert**, thumb ring upturned, 13 cm
Nadelhalter nach Neivert, schräger Daumenring, 13 cm



367115FX **Needle Holder by Senning**, with tungsten carbide inserts, 15 cm
Nadelhalter nach Senning, mit Hartmetalleinlagen, 15 cm



367117FX **Needle Holder by Senning**, with tungsten carbide inserts, 17 cm
Nadelhalter nach Senning, mit Hartmetalleinlagen, 17 cm



368109FX **Needle Holder by Masing-Cottle**, ear forceps shape, smooth jaws, WL 8 cm
Nadelhalter nach Masing-Cottle, Ohrzängchen-Form, glatte Maulteile, NL 8 cm



352101FX **Nasal Rasp**, double-ended, coarse, with TC, 20 cm, size 1 and 2
Knochenraspel, doppelendig, grob, mit TC, 20 cm, Fig. 1 und 2



352101FX



352102FX



352103FX



352104FX



352105FX

352101FX double-ended, coarse, with TC / 20 cm, size 1 and 2
doppelendig, grob, mit TC / 20 cm, Fig. 1 und 2

352102FX double-ended, coarse and medium, with TC / 20 cm, size 3 and 4
doppelendig, grob und mittel, mit TC / 20 cm, Fig. 3 und 4

352103FX double-ended, medium, with TC / 20 cm, size 5 and 6
doppelendig, mittel, mit TC / 20 cm, Fig. 5 und 6

352104FX double-ended, medium and fine, with TC / 20 cm, size 7 and 8
doppelendig, mittel und fein, mit TC / 20 cm, Fig. 7 und 8

352105FX double-ended, fine, with TC / 20 cm, size 9 and 10
doppelendig, fein, mit TC / 20 cm, Fig. 9 und 10



353101FX **Nasal Rasp by Parkes**, coarse, with tungsten carbide inserts, 20.5 cm, size 1
Nasenraspel nach Parkes, grob, mit Hartmetalleinlagen, 20,5 cm, Fig. 1

353101FX coarse, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 1
grob, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 1

353102FX coarse, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 2
grob, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 2

353103FX coarse, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 3
grob, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 3

353104FX medium, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 4
mittel, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 4

353105FX medium, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 5
mittel, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 5

353106FX medium, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 6
mittel, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 6

353107FX fine, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 7
fein, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 7

353108FX fine, with tungsten carbide inserts / 20.5 cm, size 8
fein, mit Hartmetalleinlagen / 20,5 cm, Fig. 8



353501FX **Nasal Rasp by Maltz**, coarse, with tungsten carbide inserts, 17 cm, size 1
Nasenraspel nach Maltz, grob, mit Hartmetalleinlagen, 17 cm, Fig. 1

353501FX	coarse, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 1	grob, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 1
353502FX	coarse, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 2	grob, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 2
353503FX	coarse, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 3	grob, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 3
353504FX	medium, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 4	mittel, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 4
353505FX	medium, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 5	mittel, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 5
353506FX	medium, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 6	mittel, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 6
353507FX	fine, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 7	fein, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 7
353508FX	fine, with tungsten carbide inserts / 17 cm, size 8	fein, mit Hartmetalleinlagen / 17 cm, Fig. 8



353600FX **Nasal Rasp by Maltz**, down-cutting, 2 blood grooves, 16 cm
Nasenraspel nach Maltz, auf Zug schneidend, 2 Blutrinnen, 16 cm



353800FX **Nasal Rasp by Maltz**, up-cutting, 2 blood grooves, 16 cm
Nasenraspel nach Maltz, auf Druck schneidend, 2 Blutrinnen, 16 cm



353601FX **Nasal Rasp by Maltz**, down-cutting, 2 blood grooves, TC, 16.5 cm
Nasenraspel nach Maltz, auf Zug schneidend, 2 Blutrinnen, TC, 16,5 cm



353602FX **Nasal Rasp by Maltz**, up-cutting, 2 blood grooves, TC, 16.5 cm
Nasenraspel nach Maltz, auf Druck schneidend, 2 Blutrinnen, TC, 16,5 cm



353700FX **Nasal Rasp by Maltz**, down-cutting, 2 blood grooves, 16 cm, slender model
Nasenraspel nach Maltz, auf Zug schneidend, 2 Blutrinnen, 16 cm, schlankes Modell

353900FX **Nasal Rasp by Maltz**, up-cutting, 2 blood grooves, 16 cm, slender model
Nasenraspel nach Maltz, auf Druck schneidend, 2 Blutrinnen, 16 cm, schlankes Modell



353603FX **Nasal Rasp by Miller**, double-ended, horizontal serration, TC, 16 cm, No. 1
Nasenraspel nach Miller, doppelendig, quengerieft, TC, 16 cm, Nr. 1

353604FX **Nasal Rasp by Miller**, double-ended, crossed serration, TC, 16 cm, No. 2
Nasenraspel nach Miller, doppelendig, karo-gerieft, TC, 16 cm, Nr. 2



353603FX



353604FX



353620FX **Glabella Nasal Rasp by Aufricht**, with tungsten carbide inserts, 20.5 cm
Glabella Nasenraspel nach Aufricht, mit Hartmetalleinlagen, 20,5 cm



353100FX **Nasal Rasp by Cottle-Masing**, double-ended, fine, 21.5 cm
Knochenfeile nach Cottle-Masing, doppelendig, fein, 21,5 cm



353200FX **Nasal Rasp by Cottle-Masing**, double-ended, coarse, 21.5 cm
Knochenfeile nach Cottle-Masing, doppelendig, grob, 21,5 cm



353300FX **Nasal Rasp by Kleinert-Kutz (Fomon)**, double-ended, 20 cm
Nasenraspel nach Kleinert-Kutz (Fomon), doppelendig, 20 cm



354000FX **Nasal Rasp by Joseph**, fine, 17 cm
Nasenraspel nach Joseph, fein, 17 cm



354001FX **Nasal Rasp by Joseph**, coarse, 17 cm
Nasenraspel nach Joseph, grob, 17 cm



354100FX **Nasal Rasp by Cottle**, down-cutting, 21 cm
Nasenraspel nach Cottle, auf Zug schneidend, 21 cm



354500FX **Glabella Nasal Rasp by Aufricht**, up and down-cutting, 19 cm
Glabella Nasenraspel nach Aufricht, auf Zug und Druck schneidend, 19 cm



354600FX



354700FX

354500FX	up and down-cutting / 19 cm	auf Zug und Druck schneidend / 19 cm
354600FX	down-cutting / 21 cm	auf Zug schneidend / 21 cm
354700FX	up-cutting / 21 cm	auf Druck schneidend / 21 cm



357200FX **Nasal Rasp by Cottle**, with diamond coating, 20.5 cm
Nasenraspel nach Cottle, mit Diamantbeschichtung, 20,5 cm



357300FX **Nasal Rasp by Aufricht**, with diamond coating, 20.5 cm
Nasenraspel nach Aufricht, mit Diamantbeschichtung, 20,5 cm

Rhinology
Rhinologie



357401FX **Nasal Rasp**, straight, with diamond coating, 19 cm
Nasenraspel, gerade, mit Diamantbeschichtung, 19 cm



357403FX

357403FX **Nasal Rasp**, curved backward, with diamond coating, 19 cm
Nasenraspel, rückwärts geb., mit Diamantbeschichtung, 19 cm



357500FX **Nasal Rasp by Fomon**, double-ended, with diamond coating, 21 cm
Nasenraspel nach Fomon, doppelendig, mit Diamantbeschichtung, 21 cm



311100FX **Cartilage Insertion Forceps by Cottle**, 15 cm
Knorpel einlegepinzette nach Cottle, 15 cm



348101FX **Nasal Saw by Joseph**, bayonet-shaped, left, 18 cm
Nasensäge nach Joseph, bajonettförmig, links, 18 cm

348101FX	bayonet-shaped, left / 18 cm	bajonettförmig, links / 18 cm
348102FX	bayonet-shaped, right / 18 cm	bajonettförmig, rechts / 18 cm
348200FX	straight / 18 cm	gerade / 18 cm



350100FX **Bone & Cartilage Crusher by Cottle**, with removal clamp
Knorpel-/Knochenquetsche nach Cottle, mit Entnahmeklammer



350700FX **Bone & Cartilage Crusher by Tolsdorff**, to press pieces of bone up to Ø 4 mm
Knorpel-/Knochenquetsche nach Tolsdorff, zum Pressen von Stücken bis zu Ø 4 mm



379100FX **Caliper by Castroviejo**, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 8 cm, 0 - 20 mm
Zirkel nach Castroviejo, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 8 cm, 0 - 20 mm



363600FX **Ruler with mm and inch scale**, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 20 cm, flexible
Messstab mit mm und Zoll Skala, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 20 cm, flexibel



343100FX **Septum Straightening Forceps by Walsham**, detachable, 21.5 cm
Septumrichtzange nach Walsham, zerlegbar, 21,5 cm



344100FX **Septum Straightening Forceps by Cottle-W**, straight, 23 cm
Septumrichtzange nach Cottle-Walsham, gerade, 23 cm

344100FX	straight / 23 cm	gerade / 23 cm
344201FX	left / 23 cm	links / 23 cm
344202FX	right / 23 cm	rechts / 23 cm



345100FX **Septum Straightening Forceps by Asch**, 22.5 cm
Septumrichtzange nach Asch, 22,5 cm

Rhinology
Rhinologie



360600FX **Nasal Fracture Elevator**, strong pattern, 17 cm
Nasenfraktur Elevatorium, kräftiges Modell, 17 cm



361100FX **Nasal Fracture Elevator by Boies**, 18.5 cm
Nasenfraktur Elevatorium nach Boies, 18,5 cm



361200FX **Nasal Fracture Elevator by Goldman**, 19.5 cm
Nasenfraktur Elevatorium nach Goldman, 19,5 cm



086108FX **Towel Forceps by Backhaus, 8 cm**
Tuchklemme nach Backhaus, 8 cm


086108FX	8 cm	8 cm
086111FX	11 cm	11 cm
086113FX	13 cm	13 cm



222317FX **Nasal Dressing Forceps by Tilley, 17 cm**
Nasentamponzange nach Tilley, 17 cm



920715FX **Rhino-Sheets**, sterile, pack of 10 x 6 pcs., 15 x 13 mm
Rhino Saugtupfer, steril, Packung zu 10 x 6 Stück, 15 x 13 mm



920740FX **Rhino-Sheets**, long, sterile, pack of 10 x 4 pcs., 40 x 12 mm
Rhino Saugtupfer, lang, steril, Packung zu 10 x 4 Stück, 40 x 12 mm

The NT-Rhinoplasty Set designed by Prof. G. J. Nolst Trenité includes a number of extremely high quality instruments for functional and cosmetic rhinoplasty procedures. The golden Titanium Nitride coating indicates that these German made precision instruments have been carefully designed to help improve the surgical result by reducing postoperative ecchymosis and oedema.

Das NT-Rhinoplastik-Set, entwickelt von Prof. Dr. G. J. Nolst Trenité, besteht aus sehr hochwertigen Instrumenten, die besonders für die delikaten chirurgischen Arbeiten bei funktionalen und kosmetischen Nasenkorrekturen hilfreich sind. Die NT-Instrumente ergänzen das vorhandene Grundsieb, wobei die goldfarbene Titannitritbeschichtung kennzeichnend für die dauerhafte Qualität dieser Produkte ist. Die Operationsergebnisse lassen sich durch den Einsatz hochwertiger Instrumente optimieren (geringere postoperative Einblutungen und reduzierte Narbenbildung).



308500FX **Micro Osteotome**, with guard, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 2.2 mm
Mikro-Osteotom, mit Schutzdorn, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 2,2 mm



308501FX **Micro Osteotome**, with guard, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 3 mm
Mikro-Osteotom, mit Schutzdorn, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 3 mm



308499FX **Micro Osteotome**, with guard, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 4 mm
Mikro-Osteotom, mit Schutzdorn, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 4 mm

Rhinology
Rhinologie



308502FX **Micro Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 2 mm
Mikro-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 2 mm



308525FX **Micro Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 2.5 mm
Mikro-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 2,5 mm



308503FX **Micro Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 3 mm
Mikro-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 3 mm



308504FX **Micro Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 4 mm
Mikro-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 4 mm



308506FX **Micro Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 6 mm
Mikro-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 6 mm



308510FX **Hump Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 10 mm
Höcker-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 10 mm



308512FX **Hump Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 12 mm
Höcker-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 12 mm



308514FX **Hump Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 14 mm
Höcker-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 14 mm



308516FX **Hump Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 16 mm
Höcker-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 16 mm



308518FX **Hump Osteotome**, Nolst Trenité pattern, 18 cm, width 18 mm
Höcker-Osteotom, Nolst Trenité Modell, 18 cm, Breite 18 mm



308523FX **Raspatory by Lempert-Joseph**, Nolst Trenité pattern, 20 cm
Raspatorium nach Lempert-Joseph, Nolst Trenité Modell, 20 cm



308540FX **Glabella Nasal Rasp by Aufricht**, Nolst Trenité pattern, 20 cm
Glabella Nasenraspel nach Aufricht, Nolst Trenité Modell, 20 cm



308560FX **Nasal Retractor by Aufricht**, Nolst Trenité pattern
Nasenrückenhaken nach Aufricht, Nolst Trenité Modell



330101FX **Nasal Forceps by Blakesley**, Nolst Trenité pattern, WL 11 cm
Nasenzange nach Blakesley, Nolst Trenité Modell, NL 11 cm



325612FX **Tissue Forceps by Adson-Brown**, Nolst Trenité pattern, 12 cm
Pinzette nach Adson-Brown, Nolst Trenité Modell, 12 cm



325712FX **Dressing Forceps by Adson**, Nolst Trenité pattern, 12 cm
Anatomische Pinzette nach Adson, Nolst Trenité Modell, 12 cm



325812FX **Tissue Forceps by Adson**, Nolst Trenité pattern, 12 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette nach Adson, Nolst Trenité Modell, 12 cm, 1 x 2 Zähne



177615FX **Rhinoplastic Scissors**, straight, sh/sh, Nolst Trenité pattern, 10 cm
Rhinoplastik Schere, gerade, sp/sp, Nolst Trenité Modell, 10 cm



177715FX **Rhinoplastic Scissors**, curved, sh/sh, Nolst Trenité pattern, 10 cm
Rhinoplastik Schere, gebogen, sp/sp, Nolst Trenité Modell, 10 cm



338610FX **Scissors by Walter**, angled, Nolst Trenité pattern, 10 cm
Schere nach Walter, abgewinkelt, Nolst Trenité Modell, 10 cm



338915FX **Scissors by Kilner**, curved, Nolst Trenité pattern, 14 cm
Schere nach Kilner, gebogen, Nolst Trenité Modell, 14 cm



308551FX **Hook**, 1 prong, Nolst Trenité pattern
Häkchen, einzahlig, Nolst Trenité Modell




308552FX **Hook**, 2 prongs, Nolst Trenité pattern, width 2 mm
Häkchen, zweizahlig, Nolst Trenité Modell, Breite 2 mm



308555FX **Hook**, 2 prongs, Nolst Trenité pattern, width 10 mm
Häkchen, zweizahlig, Nolst Trenité Modell, Breite 10 mm





Precision meets Quality

Oral Cavity
Mundhöhle



054200FX **Handle**, for 054400FX - 054430FX
Griff, für 054400FX - 054430FX



054400FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, without thread, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde, Fig. 0

054400FX	Rhodium plated glass, without thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 0
054401FX	Rhodium plated glass, without thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 1
054402FX	Rhodium plated glass, without thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 2
054403FX	Rhodium plated glass, without thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 3
054404FX	Rhodium plated glass, without thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 4
054405FX	Rhodium plated glass, without thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 5
054406FX	Rhodium plated glass, without thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 6
054407FX	Rhodium plated glass, without thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 7
054408FX	Rhodium plated glass, without thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 8
054409FX	Rhodium plated glass, without thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 9
054410FX	Rhodium plated glass, without thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 10
054420FX	Rhodium plated glass, without thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 00
054430FX	Rhodium plated glass, without thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 000

Oral cavity
Mundhöhle



053800FX **Handle**, for 054500FX - 054530FX
Griff, für 054500FX - 054530FX



054500FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with thread, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde, Fig. 0

054500FX	Rhodium plated glass, with thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 0
054501FX	Rhodium plated glass, with thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 1
054502FX	Rhodium plated glass, with thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 2
054503FX	Rhodium plated glass, with thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 3
054504FX	Rhodium plated glass, with thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 4
054505FX	Rhodium plated glass, with thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 5
054506FX	Rhodium plated glass, with thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 6
054507FX	Rhodium plated glass, with thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 7
054508FX	Rhodium plated glass, with thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 8
054509FX	Rhodium plated glass, with thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 9
054510FX	Rhodium plated glass, with thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 10
054520FX	Rhodium plated glass, with thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 00
054530FX	Rhodium plated glass, with thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 000



054600FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with handle, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff, Fig. 0

054600FX	Rhodium plated glass, with handle / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 0
054601FX	Rhodium plated glass, with handle / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 1
054602FX	Rhodium plated glass, with handle / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 2
054603FX	Rhodium plated glass, with handle / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 3
054604FX	Rhodium plated glass, with handle / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 4
054605FX	Rhodium plated glass, with handle / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 5
054606FX	Rhodium plated glass, with handle / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 6
054607FX	Rhodium plated glass, with handle / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 7
054608FX	Rhodium plated glass, with handle / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 8
054609FX	Rhodium plated glass, with handle / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 9
054610FX	Rhodium plated glass, with handle / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 10
054620FX	Rhodium plated glass, with handle / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 00
054630FX	Rhodium plated glass, with handle / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 000



054212FX **Rhinoscopic Mirror by Michel**, 27 cm, size 1
Rhinoskopiespiegel nach Michel, 27 cm, Fig. 1

054212FX	27 cm, size 1	27 cm, Fig. 1
054214FX	27 cm, size 2	27 cm, Fig. 2
054216FX	27 cm, size 3	27 cm, Fig. 3
054218FX	27 cm, size 4	27 cm, Fig. 4

Oral cavity
Mundhöhle



728100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm



701300FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm

701300FX	autoclavable / 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm
701330FX	autoclavable / 30°, WL 27 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm

Oral cavity
Mundhöhle



750300FX **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
HD Sinuskop, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750300FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750330FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750345FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750370FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



700900FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm

700900FX	autoclavable / 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700930FX	autoclavable / 30°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 300 mm, Ø 4 mm
700970FX	autoclavable / 70°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 300 mm, Ø 4 mm

Oral cavity
Mundhöhle



520970FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 8 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 8 mm



522090FX **Tele-Laryngo-Pharyngoscope**, with 5x and 7x magnification, soakable, 90°, WL 200 mm, Ø 10 mm
Tele-Laryngo-Pharyngoskop, mit Vergrößerung 5x und 7x, einlegbar, 90°, NL 200 mm, Ø 10 mm



750270FX **Hi-View Micro-Laryngoscope**, autoclavable, 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Mikro-Laryngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



521670FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm

521671FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, high magnification, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, hohe Vergrößerung, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm



521170FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm

520170FX	soakable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
520190FX	soakable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521170FX	autoclavable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521190FX	autoclavable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm



700715FX **Nasopharyngoscope**, 0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm
Nasopharyngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm


700715FX	0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm	0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm
700730FX	0°, WL 300 mm, Ø 2.8 mm	0°, NL 300 mm, Ø 2,8 mm
700735FX	with working channel / 0°, WL 300 mm, Ø 3.8 mm	mit Arbeitskanal / 0°, NL 300 mm, Ø 3,8 mm



118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp, for Flexible Arm 118900FX**
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118902FX **Ear Speculum Clamp, for Flexible Arm 118900FX**
Ohrtrichter-Halter, für Flexiblen Arm 118900FX

Oral cavity
Mundhöhle



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

863100FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Pipettenflasche, 25 ml

863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



708591FX **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 290 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 1 starres Endoskop, Größe 290 x 80 x 52 mm

708590FX	for 2 rigid endoscopes / size 290 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 290 x 80 x 52 mm
708591FX	for 1 rigid endoscope / size 290 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 290 x 80 x 52 mm
708592FX	for 1 rigid endoscope / size 460 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 460 x 80 x 52 mm
708593FX	for 2 rigid endoscopes / size 460 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 460 x 80 x 52 mm



716500FX **Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

716500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
 mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
 mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
 mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
 mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

716703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
 mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
 mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

Oral cavity
Mundhöhle



401601FX

401600FX **Epipharyngeal Forceps by Jatho**, horizontal opening, WL 15 cm
Nasenrachenzange nach Jatho, horizontal öffnend, NL 15 cm

401601FX **Epipharyngeal Forceps by Jatho**, vertical opening, WL 15 cm
Nasenrachenzange nach Jatho, vertikal öffnend, NL 15 cm



402100FX **Adenoid Forceps by St. Clair-Thomson**, 19 cm
Nasenrachenzange nach St. Clair-Thomson, 19 cm

Oral cavity
Mundhöhle



402301FX



402301FX **Biopsy Forceps by Ronis**, upturned sheath, with triangular basket, WL 13 cm, Size 1
Probeexzisionszange nach Ronis, aufgebogen, mit triangulärem Fangkorb, NL 13 cm, Fig. 1

Oral cavity
Mundhöhle



402400FX **Adenoid Punch by Meltzer**, straight, with triangular basket, WL 14 cm, Size 0
Nasenrachen-Conchotom by Meltzer, gerade, mit triangulärem Fangkorb, NL 14 cm, Fig. 0

402400FX	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 0	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 0
402401FX	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 1	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 1
402402FX	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 2	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 2
402403FX	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 3	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 3



402400FX



402401FX



402402FX



402403FX



402411FX



402411FX **Adenoid Punch by Meltzer**, straight, with round basket, WL 14 cm, Size. 1
Nasenrachen-Conchotom by Meltzer, gerade, mit rundem Fangkorb, NL 14 cm, Fig. 1



440100FX **Adenoid Curette by Beckmann**, straight, 22 cm, size 0
Ringmesser nach Beckmann, gerade, 22 cm, Fig. 0

440100FX	straight / 22 cm, size 0	gerade / 22 cm, Fig. 0
440101FX	straight / 22 cm, size 1	gerade / 22 cm, Fig. 1
440102FX	straight / 22 cm, size 2	gerade / 22 cm, Fig. 2
440103FX	straight / 22 cm, size 3	gerade / 22 cm, Fig. 3
440104FX	straight / 22 cm, size 4	gerade / 22 cm, Fig. 4
440105FX	straight / 22 cm, size 5	gerade / 22 cm, Fig. 5



440300FX **Adenoid Curette by Negus**, curved, 21 cm, size 0
Ringmesser nach Negus, gebogen, 21 cm, Fig. 0

440300FX	curved / 21 cm, size 0	gebogen / 21 cm, Fig. 0
440301FX	curved / 21 cm, size 1	gebogen / 21 cm, Fig. 1
440302FX	curved / 21 cm, size 2	gebogen / 21 cm, Fig. 2
440303FX	curved / 21 cm, size 3	gebogen / 21 cm, Fig. 3
440304FX	curved / 21 cm, size 4	gebogen / 21 cm, Fig. 4
440305FX	curved / 21 cm, size 5	gebogen / 21 cm, Fig. 5



440500FX **Adenoid Curette by Barnhill**, straight, 21.5 cm, size 0
Ringmesser nach Barnhill, gerade, 21,5 cm, Fig. 0

440500FX	straight / 21.5 cm, size 0	gerade / 21,5 cm, Fig. 0
440501FX	straight / 21.5 cm, size 1	gerade / 21,5 cm, Fig. 1
440502FX	straight / 21.5 cm, size 2	gerade / 21,5 cm, Fig. 2

Oral cavity
Mundhöhle



440801FX **Adenoid Curette by Jones**, 4 mm, minimum order qty. 10 pcs
Ringmesser nach Jones, 4 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.



440801FX



440802FX



440803FX

440801FX	4 mm, minimum order qty. 10 pcs	4 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.
440802FX	6 mm, minimum order qty. 10 pcs	6 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.
440803FX	8 mm, minimum order qty. 10 pcs	8 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.



441000FX **Adenoid Curette by Stubbs**, angled, 22 cm, size 0
Ringmesser nach Stubbs, abgewinkelt, 22 cm, Fig. 0



441000FX



441001FX



441002FX



441003FX

441000FX	angled / 22 cm, size 0	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 0
441001FX	angled / 22 cm, size 1	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 1
441002FX	angled / 22 cm, size 2	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 2
441003FX	angled / 22 cm, size 3	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 3



440601FX **Adenotome by La Force**, detachable, 23 cm, size 1
Adenotom nach La Force, demontierbar, 23 cm, Fig.1


440601FX	detachable / 23 cm, size 1	demontierbar / 23 cm, Fig.1
440602FX	detachable / 23 cm, size 2	demontierbar / 23 cm, Fig.2
440603FX	detachable / 23 cm, size 3	demontierbar / 23 cm, Fig.3



440701FX **Adenotome by Shambough**, detachable, 23 cm, size 1
Adenotom nach Shambough, demontierbar, 23 cm, Fig. 1

440701FX	detachable / 23 cm, size 1	demontierbar / 23 cm, Fig. 1
440702FX	detachable / 23 cm, size 2	demontierbar / 23 cm, Fig. 2
440703FX	detachable / 23 cm, size 3	demontierbar / 23 cm, Fig. 3

Oral cavity
Mundhöhle



440611FX **Adenotome Blade**, for use with 440601FX and 440701FX, size 1
Adenotom-Klinge, zur Verwendung mit 440601FX und 440701FX, Fig. 1

440611FX	for use with 440601FX and 440701FX / size 1	zur Verwendung mit 440601FX und 440701FX / Fig. 1
440612FX	for use with 440602FX and 440702FX / size 2	zur Verwendung mit 440602FX und 440702FX / Fig. 2
440613FX	for use with 440603FX and 440703FX / size 3	zur Verwendung mit 440603FX und 440703FX / Fig. 3

Oral cavity
Mundhöhle



443100FX **Pillar Retractor by Nager, 21 cm**
Gaumenhaken nach Nager, 21 cm



443600FX **Arch Palate Hook by Hofer, 23 cm**
Gaumenbogenhaken nach Hofer, 23 cm



444100FX **Uvula Retractor by Haslinger, 17 cm**
Gaumensegelhalter nach Haslinger, 17 cm



832600FX **Powder Blower by Kabierske**, complete, with 3 different cannulas
Pulverbläser nach Kabierske, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen



832601FX **Spare Bottle**, brown, for 832600FX, 30 cc
Ersatzflasche, braun, für 832600FX, 30 ccm



832605FX **Rubber Bulb**, for 832600FX
Gummiball, für 832600FX

832608FX **Cannula**, straight, for 832600FX, 8 cm
Kanüle, gerade, für 832600FX, 8 cm



832611FX **Cannula**, straight, for 832600FX, 11 cm
Kanüle, gerade, für 832600FX, 11 cm



832613FX **Cannula**, curved, for 832600FX, 13 cm
Kanüle, gebogen, für 832600FX, 13 cm



Oral cavity
Mundhöhle



051100FX **Tongue Depressor by Bruenings**, 19 cm
Zungendrucker nach Brünings, 19 cm



051200FX **Tongue Depressor by Frenzel**, 16,5 cm
Zungendrucker nach Frenzel, 16,5 cm



051701FX **Tongue Depressor by Wieder**, 15 cm, blade width 30 mm, size 1
Zungendrucker nach Wieder, 15 cm, Blattbreite 30 mm, Fig. 1

051702FX **Tongue Depressor by Wieder**, 15 cm, blade width 35 mm, size 2
Zungendrucker nach Wieder, 15 cm, Blattbreite 35 mm, Fig. 2



052200FX **Tongue Depressor by Doyen, for children, 13 cm**
Zungendrucker nach Doyen, für Kinder, 13 cm

052300FX **Tongue Depressor by Doyen, for adults, 16 cm**
Zungendrucker nach Doyen, für Erwachsene, 16 cm



052600FX **Tongue Depressor by Hartmann, 15 cm**
Zungendrucker nach Hartmann, 15 cm



052700FX **Tongue Depressor by Tobold, 14.5 cm**
Zungendrucker nach Tobold, 14,5 cm

Oral cavity
Mundhöhle



420109FX **Mouth Gag by Jennings**, open type, 9 cm
Mundsperrer nach Jennings, offenes Modell, 9 cm

420109FX	open type / 9 cm	offenes Modell / 9 cm
420111FX	open type / 11 cm	offenes Modell / 11 cm
420113FX	open type / 13 cm	offenes Modell / 13 cm



421109FX **Mouth Gag by Whitehead**, without tongue blade, 9 cm
Mundsperrer nach Whitehead, ohne Zungendrucker, 9 cm

421109FX	without tongue blade / 9 cm	ohne Zungendrucker / 9 cm
421111FX	without tongue blade / 11 cm	ohne Zungendrucker / 11 cm
421113FX	without tongue blade / 13 cm	ohne Zungendrucker / 13 cm



422109FX **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, small type, 9 cm
Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert, automatisch nachstellende Sperre, 9 cm

422109FX	small type / 9 cm	automatisch nachstellende Sperre / 9 cm
422111FX	standard type / 11 cm	automatisch nachstellende Sperre / 11 cm
422113FX	large type / 13 cm	automatisch nachstellende Sperre / 13 cm



423109FX **Mouth Gag by Jennings**, standard type, 9 cm
Mundsperrerr nach Jennings, Standardmodell, 9 cm

423109FX	standard type / 9 cm	Standardmodell / 9 cm
423111FX	standard type / 11 cm	Standardmodell / 11 cm
423113FX	standard type / 13 cm	Standardmodell / 13 cm
423115FX	standard type / 15 cm	Standardmodell / 15 cm

Oral cavity
Mundhöhle




424111FX **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, standard type, 11 cm
Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert, Standardmodell, 11 cm

424113FX **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, standard type, 13 cm
Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert, Standardmodell, 13 cm



424200FX **Cheek and Lip Expander by Spandex**, small type, autoclavable, Box with 2 Pcs.
Wangen- und Lippen Expander nach Spandex, kleines Modell, autoklavierbar, Box mit 2 Stück

424201FX **Cheek and Lip Expander by Spandex**, large type, autoclavable, Box with 2 Pcs.
Wangen- und Lippen Expander nach Spandex, großes Modell, autoklavierbar, Box mit 2 Stück



424920FX **Suspension Aparatus Bipod by Draffin**, plate 40 cm
Mundsperrer-Aufhängung nach Draffin, Platte 40 cm



429100FX **Chest Support by Negus**, for adults, rod length 14 cm
Bruststütze nach Negus, für Erwachsene, Stützstange 14 cm

429200FX **Chest Support by Negus**, for children, rod length 8.5 cm
Bruststütze nach Negus, für Kinder, Stützstange 8,5 cm

Oral cavity
Mundhöhle



425100FX **Mouth Gag by Mclvor**, frame only
Mundsperrerr nach Mclvor, Halter allein



425101FX **Tongue Depressor by Mclvor**, smooth, size 1, 23 x 70 mm
Zungenspatel nach Mclvor, glatt, Fig. 1, 23 x 70 mm

425101FX	smooth / size 1, 23 x 70 mm	glatt / Fig. 1, 23 x 70 mm
425102FX	smooth / size 2, 25 x 86 mm	glatt / Fig. 2, 25 x 86 mm
425103FX	smooth / size 3, 26 x 100 mm	glatt / Fig. 3, 26 x 100 mm



426100FX **Mouth Gag by Davis-Boyle, left frame only**
Mundsperrerr nach Davis-Boyle, linker Halter allein

426100FX	left frame only	linker Halter allein
426300FX	right frame only	rechter Halter allein
426400FX	for children, left frame only	für Kinder, linker Halter allein



426110FX **Silicone Bite Liners, exchangeable, in pairs**
Silikoneinlage, auswechselbar, paarweise

Oral cavity
Mundhöhle



427100FX **Mouth Gag by Kilner-Doughty, left frame only**
Mundsperrerr nach Kilner-Doughty, linker Halter allein



428500FX **Mouth Gag by Davis-Meyer, right frame only**
Mundsperrerr nach Davis-Meyer, rechter Halter allein



426101FX **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, smooth, size 1, 20 x 30 mm
Zungenspatel nach Davis-Boyle, glatt, Fig.1, 20 x 30 mm



426101FX



426102FX



426103FX



426104FX



426105FX

426101FX	smooth / size 1, 20 x 30 mm	glatt / Fig.1, 20 x 30 mm
426102FX	smooth / size 2, 23 x 65 mm	glatt / Fig. 2, 23 x 65 mm
426103FX	smooth / size 3, 24 x 80 mm	glatt / Fig. 3, 24 x 80 mm
426104FX	smooth / size 4, 25 x 93 mm	glatt / Fig. 4, 25 x 93 mm
426105FX	smooth / size 5, 26 x 108 mm	glatt / Fig. 5, 26 x 108 mm

Oral cavity
Mundhöhle



426202FX **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, with anaesthetic tube, size 2, 23 x 65 mm
Zungenspatel nach Davis-Boyle, mit Narkoserohr, Fig. 2, 23 x 65 mm



426202FX



426203FX



426204FX



426205FX

426202FX	with anaesthetic tube / size 2, 23 x 65 mm	mit Narkoserohr / Fig. 2, 23 x 65 mm
426203FX	with anaesthetic tube / size 3, 24 x 80 mm	mit Narkoserohr / Fig. 3, 24 x 80 mm
426204FX	with anaesthetic tube / size 4, 25 x 93 mm	mit Narkoserohr / Fig. 4, 25 x 93 mm
426205FX	with anaesthetic tube / size 5, 26 x 108 mm	mit Narkoserohr / Fig. 5, 26 x 108 mm



426401FX **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, for children, smooth, size 1, 17 x 30 mm
Zungenspatel nach Davis-Boyle, für Kinder, glatt, Fig. 1, 17 x 30 mm



426401FX



426402FX



426403FX



426405FX



426404FX

426401FX	for children, smooth / size 1, 17 x 30 mm	für Kinder, glatt / Fig. 1, 17 x 30 mm
426402FX	for children, smooth / size 2, 19 x 45 mm	für Kinder, glatt / Fig. 2, 19 x 45 mm
426403FX	for children, smooth / size 3, 20 x 60 mm	für Kinder, glatt / Fig. 3, 20 x 60 mm
426404FX	for children, smooth / size 4, 22 x 70 mm	für Kinder, glatt / Fig. 4, 22 x 70 mm
426405FX	for children, smooth / size 5, 22 x 80 mm	für Kinder, glatt / Fig. 5, 22 x 80 mm

Oral cavity
Mundhöhle



427101FX **Tongue Depressor by Russel-Davis**, with central channel, size 1, 28 x 65 mm
Zungenspatel nach Russel-Davis, mit Tubusrinne, Fig. 1, 28 x 65 mm



427101FX



427102FX



427103FX



427104FX



427105FX

427101FX	with central channel / size 1, 28 x 65 mm	mit Tubusrinne / Fig. 1, 28 x 65 mm
427102FX	with central channel / size 2, 32 x 75 mm	mit Tubusrinne / Fig. 2, 32 x 75 mm
427103FX	with central channel / size 3, 37 x 80 mm	mit Tubusrinne / Fig. 3, 37 x 80 mm
427104FX	with central channel / size 4, 41 x 94 mm	mit Tubusrinne / Fig. 4, 41 x 94 mm
427105FX	with central channel / size 5, 46 x 103 mm	mit Tubusrinne / Fig. 5, 46 x 103 mm



428701FX **Tongue Depressor by Russel-Davis**, with central channel+lateral outlet left, size 1, 28 x 65 mm, without wire frame
Zungenspatel nach Russel-Davis, mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links, Fig. 1, 28 x 65 mm, ohne Bügel



428701FX



428702FX



428703FX



428704FX



428705FX

428701FX with central channel+lateral outlet left / size 1, 28 x 65 mm, without wire frame
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 1, 28 x 65 mm, ohne Bügel

428702FX with central channel+lateral outlet left / size 2, 32 x 75 mm, without wire frame
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 2, 32 x 75 mm, ohne Bügel

428703FX with central channel+lateral outlet left / size 3, 37 x 80 mm, without wire frame
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 3, 37 x 80 mm, ohne Bügel

428704FX with central channel+lateral outlet left / size 4, 41 x 94 mm, without wire frame
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 4, 41 x 94 mm, ohne Bügel


428705FX with central channel+lateral outlet left / size 5, 46 x 103 mm, without wire frame
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 5, 46 x 103 mm, ohne Bügel



427700FX Mouth Gag by Dingmann, frame only
Mundsperrerr nach Dingmann, Halter allein



427710FX Mouth Gag by Dingmann, complete, with depressors 427701-703FX
Mundsperrerr nach Dingmann, komplett, mit Zungenspateln 427701-703FX



427701FX **Tongue Depressor by Dingmann, size 1, 24 x 62 mm**
Zungenspatel nach Dingmann, Fig. 1, 24 x 62 mm

427701FX	/ size 1, 24 x 62 mm	/ Fig. 1, 24 x 62 mm
427702FX	/ size 2, 28 x 65 mm	/ Fig. 2, 28 x 65 mm
427703FX	/ size 3, 31 x 75 mm	/ Fig. 3, 31 x 75 mm



428302FX **Tongue Depressor by Ring, left, size 2, 23 x 58 mm**
Zungenspatel nach Ring, links, Fig. 2, 23 x 58 mm

428302FX	left / size 2, 23 x 58 mm	links / Fig. 2, 23 x 58 mm
428303FX	left / size 3, 27 x 72 mm	links / Fig. 3, 27 x 72 mm
428304FX	left / size 4, 34 x 87 mm	links / Fig. 4, 34 x 87 mm
428305FX	left / size 5, 37 x 95 mm	links / Fig. 5, 37 x 95 mm
428402FX	right / size 2, 23 x 58 mm	rechts / Fig. 2, 23 x 58 mm
428403FX	right / size 3, 27 x 72 mm	rechts / Fig. 3, 27 x 72 mm
428404FX	right / size 4, 34 x 87 mm	rechts / Fig. 4, 34 x 87 mm
428405FX	right / size 5, 37 x 95 mm	rechts / Fig. 5, 37 x 95 mm

Oral cavity
Mundhöhle



428101FX **Tongue Depressor „Model Wuerzburg“**, size 1, 28 x 66 mm
Zungenspatel „Würzburger Modell“, Fig. 1, 28 x 66 mm



428101FX



428102FX



428103FX



428104FX



428105FX

428101FX	size 1, 28 x 66 mm	Fig. 1, 28 x 66 mm
428102FX	size 2, 32 x 75 mm	Fig. 2, 32 x 75 mm
428103FX	size 3, 34 x 83 mm	Fig. 3, 34 x 83 mm
428104FX	size 4, 37 x 93 mm	Fig. 4, 37 x 93 mm
428105FX	size 5, 38 x 100 mm	Fig. 5, 38 x 100 mm



329203FX **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 3L
Skalpellgriff, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 3L



329107FX **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 7
Skalpellgriff, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 7

329110FX **Scalpel Blades**, sterile, pack of 100 pcs., Fig. 10
Skalpellklingen, steril, Packung zu 100 Stück, Fig. 10

329110FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 10	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 10
329111FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 11	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 11
329112FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 12	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 12
329115FX	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 15	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 15



329110FX



329111FX



329112FX



329115FX

Oral cavity
Mundhöhle



113118FX **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 18 cm
Nadelhalter nach Crile-Wood, mit Hartmetalleinlagen, 18 cm

113120FX **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 20 cm
Nadelhalter nach Crile-Wood, mit Hartmetalleinlagen, 20 cm



448100FX **Tonsil Knife by Abraham**, 21 cm
Tonsillenmesser nach Abraham, 21 cm



449100FX **Tonsil Knife by Bruenings**, 22.5 cm
Tonsillenmesser nach Brünings, 22,5 cm



449200FX **Tonsil Knife by Colver-Fischer**, 22.5 cm
Tonsillenmesser nach Colver-Fischer, 22,5 cm



449600FX **Dressing Forceps by Duplay**, curved, with ratchet, 20 cm
Kornzange nach Duplay, gebogen, mit Sperre, 20 cm



430100FX **Tonsillotome by Sluder-Ballenger**, complete, handle and 3 blades size 1-3
Tonsillotom nach Sluder-Ballenger, komplett, Griff und 3 Aufsätze Fig. 1-3



430110FX **Handle**, for 430100FX
Griff, für 430100FX

Oral cavity
Mundhöhle

430201FX **Blade**, for 430100FX, size 1
Aufsatz, für 430100FX, Fig. 1

430201FX	for 430100FX / size 1	für 430100FX / Fig. 1
430202FX	for 430100FX / size 2	für 430100FX / Fig. 2
430203FX	for 430100FX / size 3	für 430100FX / Fig. 3



430201FX



430202FX



430203FX



432101FX **Tonsil Dissector by Henke**, 23 cm, width 12 mm
Tonsillendissektor nach Henke, 23 cm, Breite 12 mm

432102FX **Tonsil Dissector by Henke**, 23 cm, width 17 mm
Tonsillendissektor nach Henke, 23 cm, Breite 17 mm



432300FX **Tonsil Dissector by Henke**, double-ended, 26 cm, width 12 und 18mm
Tonsillendissektor nach Henke, doppelendig, 26 cm, Breite 12 und 18mm



433100FX **Tonsil Dissector by Hurd**, 23 cm, width 10 mm
Tonsillendissektor nach Hurd, 23 cm, Breite 10 mm



433200FX **Tonsil Dissector by Hurd**, with fenestrated hook, 23 cm, width 11.5 mm
Tonsillendissektor nach Hurd, mit gefenestertem Gaumenhaken, 23 cm, Breite 11,5 mm



433600FX **Tonsil Dissector**, serrated spoon and sharp lancet tip, 21.5 cm, width 10 mm
Tonsillendissektor, gezahnter Löffel + scharfe Lanzenspitze, 21,5 cm, Breite 10 mm



435100FX **Tonsil Forceps by Blohmke**, 21 cm
Tonsillenfasszange nach Blohmke, 21 cm

Oral cavity
Mundhöhle



435600FX **Tonsil Forceps by Colver**, straight, 19 cm
Tonsillenfasszange nach Colver, gerade, 19 cm



435601FX **Tonsil Forceps by Colver**, curved, 19 cm
Tonsillenfasszange nach Colver, gebogen, 19 cm



436100FX **Tonsil Forceps by Tyding**, 21 cm, 2 x 2 teeth
Tonsillenfasszange nach Tyding, 21 cm, 2 x 2 Zähne



436200FX **Tonsil Forceps by Tivnen, 21 cm, 3 x 3 teeth**
Tonsillenfasszange nach Tivnen, 21 cm, 3 x 3 Zähne



437118FX **Tonsil Forceps by White, 18 cm**
Tonsillenfasszange nach White, 18 cm

437123FX **Tonsil Forceps by White, 23 cm**
Tonsillenfasszange nach White, 23 cm

Oral cavity
Mundhöhle



109103FX **Dressing Forceps**, narrow, straight, 20 cm
Anatomische Pinzette, schmal, gerade, 20 cm

109120FX **Dressing Forceps**, Standard, straight, 20 cm
Anatomische Pinzette, Standard, gerade, 20 cm



109203FX **Tissue Forceps**, narrow, straight, 20 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette, schmal, gerade, 20 cm, 1 x 2 Zähne

109220FX **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 1 x 2 teeth
Chirurgische Pinzette, Standard, gerade, 20 cm, 1 x 2 Zähne

109223FX **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 2 x 3 teeth
Chirurgische Pinzette, Standard, gerade, 20 cm, 2 x 3 Zähne

109224FX **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 3 x 4 teeth
Chirurgische Pinzette, Standard, gerade, 20 cm, 3 x 4 Zähne



451620FX **Tonsil Dressing Forceps by Brophy**, straight, 20 cm
Tonsillenpinzette nach Brophy, gerade, 20 cm



434100FX **Suction Tube by Yankauer, 27 cm**
Saugrohr nach Yankauer, 27 cm



434103FX **Suction Tube by Yankauer, 21 cm**
Saugrohr nach Yankauer, 21 cm



441500FX **Tonsil Scissors by Lillie**, curved, 19 cm
Tonsillenschere nach Lillie, gebogen, 19 cm



441600FX **Tonsil Scissors by Boettcher**, curved, 19 cm
Tonsillenschere nach Boettcher, gebogen, 19 cm



441700FX **Tonsil Scissors by Prince**, curved, 18.5 cm
Tonsillenschere nach Prince, gebogen, 18,5 cm



441900FX **Tonsil Scissors by Good**, curved, 19 cm
Tonsillenschere nach Good, gebogen, 19 cm



175317FX **Tonsil Scissors by Toennis-Adson**, curved, 17.5 cm
Tonsillenschere nach Toennis-Adson, gebogen, 17,5 cm



175417FX **Tonsil Scissors by Toennis-Adson**, curved, with tungsten carbide inserts, 17.5 cm
Tonsillenschere nach Toennis-Adson, gebogen, mit Hartmetalleinlagen, 17,5 cm



441800FX **Tonsil Scissors by Dean**, curved, sharp, serrated, 17 cm
Tonsillenschere nach Dean, gebogen, spitz, gezahnt, 17 cm



442600FX **Tonsil Scissors by Muck**, curved, 18 cm
Tonsillenschere nach Muck, gebogen, 18 cm




442114FX **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm
Präparierschere nach Metzenbaum, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

441918FX	straight, blunt / blunt / 18 cm	gerade, stumpf / stumpf / 18 cm
441920FX	straight, blunt / blunt / 20 cm	gerade, stumpf / stumpf / 20 cm
442114FX	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
442118FX	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
442120FX	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
442314FX	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
442318FX	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
442320FX	curved, blunt / blunt, with TC / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 20 cm
442714FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
442718FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm
442720FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 20 cm
442918FX	straight, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gerade, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm
442920FX	straight, blunt / blunt, Super Cut / 20 cm	gerade, stumpf / stumpf, Super Cut / 20 cm



442214FX **Dissecting Scissors by Metzenbaum-Fino**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm
Präparierschere nach Metzenbaum-Fino, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

442214FX	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
442218FX	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
442220FX	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
442514FX	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
442518FX	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
442814FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
442818FX	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm



452318FX **Tonsil Forceps by Mikulicz**, curved, slender, 18 cm, 1 x 2 teeth
Tonsillenklemme nach Mikulicz, gebogen, schlank, 18 cm, 1 x 2 Zähne



450100FX **Tonsil Forceps by Heiss-Birkett**, straight, slender, 20 cm
Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett, gerade, schlank, 20 cm

450200FX **Tonsil Forceps by Heiss-Birkett**, slightly curved, slender, 20 cm
Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett, leicht gebogen, schlank, 20 cm



450100FX



450200FX



451100FX **Tonsil Forceps by Schnidt**, slightly curved, slender, 19 cm
Tonsillenklemme nach Schnidt, leicht gebogen, schlank, 19 cm

451200FX **Tonsil Forceps by Schnidt**, strongly curved, slender, 19 cm
Tonsillenklemme nach Schnidt, stark gebogen, schlank, 19 cm



451100FX



451200FX



452100FX **Tonsil Forceps by Negus**, large curved, slender, 19 cm
Tonsillenklemme nach Negus, weite Biegung, schlank, 19 cm

452200FX **Tonsil Forceps by Negus**, narrow curved, slender, 19 cm
Tonsillenklemme nach Negus, enge Biegung, schlank, 19 cm



452100FX



452200FX

Oral cavity
Mundhöhle



178001FX **Universal Wire Cutting Scissors**, saw edge, 12 cm
Universal Drahtschere, gezahnt, 12 cm




178003FX **Universal Wire Cutting Scissors**, saw edge, with TC inserts, 12 cm
Universal Drahtschere, gezahnt, mit Hartmetalleinlagen, 12 cm



446100FX **Tonsil Snare by Bruenings, 28 cm**
Tonsillenschnürer nach Brünings, 28 cm



446200FX **Tonsil Snare by Eves, 27 cm**
Tonsillenschnürer nach Eves, 27 cm



446400FX **Tonsil Snare by Tyding**
Tonsillenschnürer nach Tyding

Oral cavity
Mundhöhle



446300FX **Tonsil Wire Loops**, closed, pack of 100 pcs., Ø 0.4 mm, length 50 mm
Tonsillenschlingen, geschlossen, Packung zu 100 Stück, Ø 0,4 mm, Länge 50 mm



446500FX **Loop Applicator by Roeder**, Model E, 27 cm
Ligaturinstrument nach Roeder, Modell E, 27 cm



446600FX **Tonsil Suture Needle by Nager**, 24 cm
Tonsillennadel nach Nager, 24 cm



446800FX **Tonsil Suture Needle by Hurd**, curved left, for the right hand, 22.5 cm
Tonsillennadel nach Hurd, links gebogen, für die rechte Hand, 22,5 cm

Oral cavity
Mundhöhle



446900FX **Tonsil Suture Needle by Hurd**, curved right, for the left hand, 22.5 cm
Tonsillennadel nach Hurd, rechts gebogen, für die linke Hand, 22,5 cm



447000FX **Suture Hook**, round, pointed, 20.5 cm
Fadenhäkchen, rund, spitz, 20,5 cm



447200FX **Knot Tier**, fork shaped, blunt, 21.5 cm
Knotenführer, gabelförmig, stumpf, 21,5 cm

Oral cavity
Mundhöhle



011302FX **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 2 cc
Dreiring-Spritze, Luer-Lock, 2 ml

011305FX **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 5 cc
Dreiring-Spritze, Luer-Lock, 5 ml



011600FX **Tonsil Needle**, straight, Luer-Lock
Tonsillen-Kanüle, gerade, Luer-Lock



011700FX **Tonsil Needle**, 90° angled, Luer-Lock
Tonsillen-Kanüle, 90° gebogen, Luer-Lock



710819FX **Sialoscope**, 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm
Sialoskop, 0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

710819FX 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm
0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

710820FX with working channel Ø 0.45 mm / 0°, WL 110 mm, Ø 1.1 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,45 mm / 0°, NL 110 mm, Ø 1,1 mm

710830FX with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 120 mm, Ø 1.4 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 120 mm, Ø 1,4 mm

710840FX with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 100 mm, Ø 1.2 mm
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 100 mm, Ø 1,2 mm

Oral cavity
Mundhöhle


443509FX **Salivary Duct Probe by Bowman**, cylindric, silver, size 0000/000
Speichelgangsonde nach Bowman, zylindrisch, Silber, Fig. 0000/000

443509FX	cylindric, silver / size 0000/000	zylindrisch, Silber / Fig. 0000/000
443510FX	cylindric, silver / size 00/0	zylindrisch, Silber / Fig. 00/0
443511FX	cylindric, silver / size 0/1	zylindrisch, Silber / Fig. 0/1
443512FX	cylindric, silver / size 1/2	zylindrisch, Silber / Fig. 1/2
443513FX	cylindric, silver / size 2/3	zylindrisch, Silber / Fig. 2/3
443514FX	cylindric, silver / size 3/4	zylindrisch, Silber / Fig. 3/4
443516FX	cylindric, silver / size 5/6	zylindrisch, Silber / Fig. 5/6
443518FX	cylindric, silver / size 7/8	zylindrisch, Silber / Fig. 7/8
443519FX	cylindric, stainless steel / size 0000/000	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 0000/000
443520FX	cylindric, stainless steel / size 00/0	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 00/0
443521FX	cylindric, stainless steel / size 0/1	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 0/1
443522FX	cylindric, stainless steel / size 1/2	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 1/2
443523FX	cylindric, stainless steel / size 2/3	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 2/3
443524FX	cylindric, stainless steel / size 3/4	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 3/4
443526FX	cylindric, stainless steel / size 5/6	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 5/6
443528FX	cylindric, stainless steel / size 7/8	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 7/8



443530FX **Salivary Duct Probe by Bowman**, ball-ended, silver, size 00/0
Speichelgangsonde nach Bowman, geknöpft, Silber, Fig. 00/0

443529FX	ball-ended, silver / size 0000/000	geknöpft, Silber / Fig. 0000/000
443530FX	ball-ended, silver / size 00/0	geknöpft, Silber / Fig. 00/0
443531FX	ball-ended, silver / size 0/1	geknöpft, Silber / Fig. 0/1
443532FX	ball-ended, silver / size 1/2	geknöpft, Silber / Fig. 1/2
443533FX	ball-ended, silver / size 2/3	geknöpft, Silber / Fig. 2/3
443534FX	ball-ended, silver / size 3/4	geknöpft, Silber / Fig. 3/4
443536FX	ball-ended, silver / size 5/6	geknöpft, Silber / Fig. 5/6
443538FX	ball-ended, silver / size 7/8	geknöpft, Silber / Fig. 7/8
443539FX	ball-ended, stainless steel / size 0000/000	geknöpft, Edelstahl / Fig. 0000/000
443540FX	ball-ended, stainless steel / size 00/0	geknöpft, Edelstahl / Fig. 00/0
443541FX	ball-ended, stainless steel / size 0/1	geknöpft, Edelstahl / Fig. 0/1
443542FX	ball-ended, stainless steel / size 1/2	geknöpft, Edelstahl / Fig. 1/2
443543FX	ball-ended, stainless steel / size 2/3	geknöpft, Edelstahl / Fig. 2/3
443544FX	ball-ended, stainless steel / size 3/4	geknöpft, Edelstahl / Fig. 3/4
443546FX	ball-ended, stainless steel / size 5/6	geknöpft, Edelstahl / Fig. 5/6
443548FX	ball-ended, stainless steel / size 7/8	geknöpft, Edelstahl / Fig. 7/8

Oral cavity
Mundhöhle



443403FX **Salivary Duct Dilator by Wilder**, 11 cm, Ø 4 mm, size 3
Speichelgangdilator nach Wilder, 11 cm, Ø 4 mm, Fig. 3

443401FX	11 cm, Ø 4 mm, size 1	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 1
443402FX	11 cm, Ø 4 mm, size 2	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 2
443403FX	11 cm, Ø 4 mm, size 3	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 3
443411FX	11 cm, Ø 3 mm, size 1	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 1
443412FX	11 cm, Ø 3 mm, size 2	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 2
443413FX	11 cm, Ø 3 mm, size 3	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 3



443110FX **Salivary Duct Scissors by Perwitschky**, ball ended, 10 cm
Speichelgangschere nach Perwitschky, Ende kugelförmig, 10 cm

Oral cavity
Mundhöhle



443205FX **Cannula for Sialography**, Luer-Lock, ball ended, 9.5 cm, Ø 0.5 mm
Kanüle zur Sialographie, Luer-Lock, geknöpft, 9,5 cm, Ø 0,5 mm

443205FX	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.5 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,5 mm
443207FX	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.7 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,7 mm
443209FX	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.9 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,9 mm
443210FX	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 1 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 1 mm
443212FX	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 1.2 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 1,2 mm



443246FX **Lacrimal Duct Cannula by Bangerter**, Luer-Lock, lateral fenestration, 6 cm, Ø 0.6 mm
Tränenwegkanüle nach Bangerter, Luer-Lock, seitliche Öffnung, 6 cm, Ø 0,6 mm

443248FX **Lacrimal Duct Cannula by Bangerter**, Luer-Lock, lateral fenestration, 6 cm, Ø 0.8 mm
Tränenwegkanüle nach Bangerter, Luer-Lock, seitliche Öffnung, 6 cm, Ø 0,8 mm



729216FX **Bipolar Forceps**, straight, non-stick, with guiding pin, 16 cm, needle tip
Bipolare Pinzette, gerade, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, Nadelspitze

729216FX straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, needle tip
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Nadelspitze

730216FX straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm

730219FX straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm

731216FX straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm

731219FX straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm

731240FX straight, non-stick, with guiding pin / 24 cm, tip 1 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, Spitze 1 mm

732216FX straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm

732219FX straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm

Oral cavity
Mundhöhle



740216FX **Bipolar Forceps**, angled, non-stick, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm

740216FX angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm

740219FX angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm

741216FX angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm

741219FX angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm

741240FX angled, non-stick, with guiding pin / 24 cm, tip 1 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, Spitze 1 mm

742216FX angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm

742219FX angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



759216FX **Bipolar Forceps**, bayonet, non-stick, with guiding pin, 16 cm, straight needle tip
Bipolare Pinzette, bajonett, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, gerade Nadelspitze

759216FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight needle tip
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Nadelspitze

760216FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 0.5 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 0,5 mm

760219FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 0.5 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 0,5 mm

760220FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, straight tip 0.5 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, gerade Spitze 0,5 mm

761216FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 1 mm

761219FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 1 mm

761240FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 24 cm, straight tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, gerade Spitze 1 mm

762216FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 2 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 2 mm

762219FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 2 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 2 mm

762240FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 24 cm, straight tip 2 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, gerade Spitze 2 mm

Oral cavity
Mundhöhle



761319FX **Bipolar Forceps**, bayonet, non-stick, with guiding pin, 19.5 cm, upcurved tip 1 mm
Bipolare Pinzette, bajonett, Antihaft, mit Führungsstift, 19,5 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

761220FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, upcurved tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

761319FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, upcurved tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

761320FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, downcurved tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, abgewinkelte Spitze 1 mm

761419FX bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, downcurved tip 1 mm
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, abgewinkelte Spitze 1 mm



750316FX **Bipolar Forceps**, curved, non-stick, with guiding pin, 16.5 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, Antihaft, mit Führungsstift, 16,5 cm, Spitze 0,5 mm

750416FX **Bipolar Forceps**, curved, non-stick, with guiding pin, 16.5 cm, tip 1 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, Antihaft, mit Führungsstift, 16,5 cm, Spitze 1 mm



738113FX **BiTech Bipolar Scissors**, curved, 13 cm
BiTech Bipolare Schere, gebogen, 13 cm

738113FX	curved / 13 cm	gebogen / 13 cm
738114FX	curved / 14 cm	gebogen / 14 cm
738117FX	curved / 17,5 cm	gebogen / 17,5 cm
738123FX	curved / 23 cm	gebogen / 23 cm

Oral cavity
Mundhöhle



726504FX **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4,5 m
Bipolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



726506FX **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4,5 m
Bipolares HF Kabel, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



726508FX **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4,5 m
Bipolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m



726516FX **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4,5 m
Bipolares HF Kabel, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m



750861FX **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm



726313FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm



726314FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm


Oral cavity
Mundhöhle



726333FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 25.5 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 25,5 cm, Ø 3,3 mm




726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m




726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m



708671FX **Wire Basket**, with lid, size 170 x 50 x 25 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 170 x 50 x 25 mm



708673FX **Wire Basket**, with lid, size 135 x 170 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 135 x 170 x 35 mm


Oral cavity
Mundhöhle



708675FX **Wire Basket**, with lid, size 240 x 240 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 240 x 240 x 35 mm



708677FX **Wire Basket**, with lid, size 270 x 170 x 35 mm
Siebkorb, mit Deckel, Größe 270 x 170 x 35 mm




Precision meets Quality

Laryngology
Laryngologie




530101FX **Operating Laryngoscope**, large, for adults, 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm
Operations-Laryngoskop, groß, für Erwachsene, 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm



530101FX	large, for adults / 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm groß, für Erwachsene / 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm
530102FX	medium / 17 cm, a/b/c = 27/15/14.5 mm mittel / 17 cm, a/b/c = 27/15/14,5 mm
530103FX	small, for narrow anatomy / 18 cm, a/b/c = 21/13/12 mm klein, für enge Anatomie / 18 cm, a/b/c = 21/13/12 mm
530104FX	for anterior commissure / 18 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm für vordere Kommissur / 18 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm
530105FX	for long neck / 22 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm für lange Hälse / 22 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm
530106FX	for children / 15 cm, a/b/c = 21/13/11 mm für Kinder / 15 cm, a/b/c = 21/13/11 mm
530107FX	for infants / 13 cm, a/b/c = 20/12/11 mm für Kleinkinder / 13 cm, a/b/c = 20/12/11 mm



530201FX **Operating Laryngoscope**, large, for adults, spreadable, 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm
Operations-Laryngoskop, groß, für Erwachsene, spreizbar, 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm



530201FX large, for adults, spreadable / 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm
groß, für Erwachsene, spreizbar / 17 cm, a/b/c = 29/19/16 mm

530202FX medium, spreadable / 17 cm, a/b/c = 27/15/14,5 mm
mittel, spreizbar / 17 cm, a/b/c = 27/15/14,5 mm

530203FX small, for narrow anatomy, spreadable / 18 cm, a/b/c = 21/13/12 mm
klein, für enge Anatomie, spreizbar / 18 cm, a/b/c = 21/13/12 mm

530204FX for anterior commissure, spreadable / 18 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm
für vordere Kommissur, spreizbar / 18 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm

530205FX for long neck, spreadable / 22 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm
für lange Hälse, spreizbar / 22 cm, a/b/c = 26/17/13 x 18 mm

530206FX for children, spreadable / 15 cm, a/b/c = 21/13/11 mm
für Kinder, spreizbar / 15 cm, a/b/c = 21/13/11 mm

530207FX for infants, spreadable / 13 cm, a/b/c = 20/12/11 mm
für Kleinkinder, spreizbar / 13 cm, a/b/c = 20/12/11 mm



530110FX **Fiber Optic Light Carrier**, for 530101FX-104FX + 530201FX-204FX, 16 cm, Ø 3.5 mm
Fiberglas-Lichtträger, für 530101FX-104FX + 530201FX-204FX, 16 cm, Ø 3,5 mm

530110FX for 530101FX-104FX + 530201FX-204FX / 16 cm, Ø 3.5 mm
für 530101FX-104FX + 530201FX-204FX / 16 cm, Ø 3,5 mm

530111FX for 530106FX-107FX + 530206FX-207FX / 13 cm, Ø 3.5 mm
für 530106FX-107FX + 530206FX-207FX / 13 cm, Ø 3,5 mm

530114FX for 530105FX + 530205FX / 20 cm, Ø 3.5 mm
für 530105FX + 530205FX / 20 cm, Ø 3,5 mm



530210FX **Smoke Evacuation Tube**, for 530101FX-105FX + 530201FX-205FX
Rauchabsaugrohr, für 530101FX-105FX + 530201FX-205FX

530211FX **Smoke Evaluation Tube**, for 530106FX-107FX + 530206FX-207FX
Rauchabsaugrohr, für 530106FX-107FX + 530206FX-207FX



530213FX **Injection Cannula**, for ventilation
Injektorkanüle, für Injektionsbeatmung



530300FX **Operating Laryngoscope by Jackson, for infants, with light carrier, 12 cm**
Operations-Laryngoskop nach Jackson, für Säuglinge, mit Lichtträger, 12 cm

530300FX	for infants, with light carrier / 12 cm	für Säuglinge, mit Lichtträger / 12 cm
530301FX	for adults, with light carrier / 18 cm	für Erwachsene, mit Lichtträger / 18 cm
530302FX	for children, with light carrier / 17 cm	für Kinder, mit Lichtträger / 17 cm



530303FX **Operating Laryngoscope by Holinger**, with light carrier, 18 cm
Operations-Laryngoskop nach Holinger, mit Lichtträger, 18 cm

530304FX **Operating Laryngoscope by Holinger**, with light carrier, 17 cm
Operations-Laryngoskop nach Holinger, mit Lichtträger, 17 cm



530150FX **Operating Laryngoscope**, with Endoscope Support
Operations-Laryngoskop, mit Aufnahme für Endoskop

Laryngology
Laryngologie



530500FX **Chest Support**, for adults, support rod 34 cm
Bruststütze, für Erwachsene, Stützstange 34 cm

530505FX **Chest Support**, for children, support rod 24 cm
Bruststütze, für Kinder, Stützstange 24 cm



530501FX **Rubber Ring**, Ø 95 mm
Gummiring, Ø 95 mm



530510FX **Joint**
Gelenkteil



530600FX **Support Rod, for children, 24 cm**
Stützstange, für Kinder, 24 cm

530601FX **Support Rod, for adults, 34 cm**
Stützstange, für Erwachsene, 34 cm



896100FX **CAMO Teeth Protector**, non-sterile, non-autoclavable
CAMO Zahnschutz, unsteril, nicht autoklavierbar



896150FX **Teeth Protector**, non-sterile, non-autoclavable
Zahnschutz, unsteril, nicht autoklavierbar



896160FX **Endoragard Teeth Protector**, non-sterile, non-autoclavable
Endoragard Zahnschutz, unsteril, nicht autoklavierbar



896170FX **Medasil Teeth Protector**, non-sterile, non-autoclavable, pack of 20 pcs.
Medasil Zahnschutz, unsteril, nicht autoklavierbar, Packung zu 20 Stück



521670FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm

521671FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, high magnification, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, hohe Vergrößerung, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm



521170FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm

520170FX	soakable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
520190FX	soakable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521170FX	autoclavable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
521190FX	autoclavable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm



750270FX **Hi-View Micro-Laryngoscope**, autoclavable, 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Mikro-Laryngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



520970FX **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 8 mm
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 8 mm



522090FX **Tele-Laryngo-Pharyngoscope**, with 5x and 7x magnification, soakable, 90°, WL 200 mm, Ø 10 mm
Tele-Laryngo-Pharyngoskop, mit Vergrößerung 5x und 7x, einlegbar, 90°, NL 200 mm, Ø 10 mm



118900FX Flexible Arm with Holding Rod
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX Clamp, for Flexible Arm 118900FX
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX Telescope Clamp, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

896100FX **CAMO Teeth Protector**, non-sterile, non-autoclavable
CAMO Zahnschutz, unsteril, nicht autoklavierbar

863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



863116FX **ENDO-PAD**, sterile, for use with 863101FX, Ø 34 mm, pack of 6 pcs.
ENDO-PAD, steril, zur Verwendung mit 863101FX, Ø 34 mm, Packung zu 6 Stück

863120FX **ENDO-PAD**, sterile, with antifog solution, Ø 34 mm, pack of 10 pcs.
ENDO-PAD, steril, mit Antibeslagmittel, Ø 34 mm, Packung zu 10 Stück



700715FX **Nasopharyngoscope, 0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm**
Nasopharyngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm

700715FX	0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm	0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm
700730FX	0°, WL 300 mm, Ø 2.8 mm	0°, NL 300 mm, Ø 2,8 mm
700735FX	with working channel / 0°, WL 300 mm, Ø 3.8 mm	mit Arbeitskanal / 0°, NL 300 mm, Ø 3,8 mm



708590FX **Wire Basket**, for 2 rigid endoscopes, size 290 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 2 starre Endoskope, Größe 290 x 80 x 52 mm

708591FX **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 290 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 1 starres Endoskop, Größe 290 x 80 x 52 mm

708592FX **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 460 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 1 starres Endoskop, Größe 460 x 80 x 52 mm

708593FX **Wire Basket**, for 2 rigid endoscopes, size 460 x 80 x 52 mm
Siebkorb, für 2 starre Endoskope, Größe 460 x 80 x 52 mm



716500FX **Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

716500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

716700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

716703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

716704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



816500FX **High Performance Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm
Hochleistungs-Fiberglas-Lichtkabel, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

816500FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816600FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

816700FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816702FX with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

816703FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

816704FX with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm



054200FX **Handle**, for 054400FX - 054430FX
Griff, für 054400FX - 054430FX



054400FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, without thread, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde, Fig. 0

054400FX	Rhodium plated glass, without thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 0
054401FX	Rhodium plated glass, without thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 1
054402FX	Rhodium plated glass, without thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 2
054403FX	Rhodium plated glass, without thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 3
054404FX	Rhodium plated glass, without thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 4
054405FX	Rhodium plated glass, without thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 5
054406FX	Rhodium plated glass, without thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 6
054407FX	Rhodium plated glass, without thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 7
054408FX	Rhodium plated glass, without thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 8
054409FX	Rhodium plated glass, without thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 9
054410FX	Rhodium plated glass, without thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 10
054420FX	Rhodium plated glass, without thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 00
054430FX	Rhodium plated glass, without thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 000



053800FX **Handle**, for 054500FX - 054530FX
Griff, für 054500FX - 054530FX



054500FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with thread, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde, Fig. 0

054500FX	Rhodium plated glass, with thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 0
054501FX	Rhodium plated glass, with thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 1
054502FX	Rhodium plated glass, with thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 2
054503FX	Rhodium plated glass, with thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 3
054504FX	Rhodium plated glass, with thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 4
054505FX	Rhodium plated glass, with thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 5
054506FX	Rhodium plated glass, with thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 6
054507FX	Rhodium plated glass, with thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 7
054508FX	Rhodium plated glass, with thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 8
054509FX	Rhodium plated glass, with thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 9
054510FX	Rhodium plated glass, with thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 10
054520FX	Rhodium plated glass, with thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 00
054530FX	Rhodium plated glass, with thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 000



054600FX **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with handle, size 0
Kehlkopfspiegel, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff, Fig. 0

054600FX	Rhodium plated glass, with handle / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 0
054601FX	Rhodium plated glass, with handle / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 1
054602FX	Rhodium plated glass, with handle / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 2
054603FX	Rhodium plated glass, with handle / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 3
054604FX	Rhodium plated glass, with handle / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 4
054605FX	Rhodium plated glass, with handle / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 5
054606FX	Rhodium plated glass, with handle / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 6
054607FX	Rhodium plated glass, with handle / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 7
054608FX	Rhodium plated glass, with handle / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 8
054609FX	Rhodium plated glass, with handle / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 9
054610FX	Rhodium plated glass, with handle / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 10
054620FX	Rhodium plated glass, with handle / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 00
054630FX	Rhodium plated glass, with handle / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 000



054212FX **Rhinoscopic Mirror by Michel**, 27 cm, size 1
Rhinoskopiespiegel nach Michel, 27 cm, Fig. 1

054212FX	27 cm, size 1	27 cm, Fig. 1
054214FX	27 cm, size 2	27 cm, Fig. 2
054216FX	27 cm, size 3	27 cm, Fig. 3
054218FX	27 cm, size 4	27 cm, Fig. 4



011302FX **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 2 cc
Dreiring-Spritze, Luer-Lock, 2 ml

011305FX **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 5 cc
Dreiring-Spritze, Luer-Lock, 5 ml



011500FX **Laryngeal Cannula**, for 011302FX and 011305FX, Luer-Lock
Kehlkopf-Kanüle, für 011302FX und 011305FX, Luer-Lock



058100FX Laryngeal Polypus Forceps by Fraenkel, WL 19 cm
Kehlkopfpolypenzange nach Fränkel, 19 cm



057301FX

057301FX **Laryngeal Polypus Forceps**, oval cupped jaws, vertical opening, WL 15 cm
Kehlkopfpolypenzange, ovale Löffel, vertikal öffnend, NL 15 cm

057301FX	oval cupped jaws, vertical opening / WL 15 cm	ovale Löffel, vertikal öffnend / NL 15 cm
057302FX	oval cupped jaws, horizontal opening / WL 15 cm	ovale Löffel, horizontal öffnend / NL 15 cm
057303FX	Alligator, vertical opening / WL 15 cm	mit Hechtmaul, vertikal öffnend / NL 15 cm
057304FX	Alligator, horizontal opening / WL 15 cm	mit Hechtmaul, horizontal öffnend / NL 15 cm



057503FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, round cupped jaws, curved left, WL 17 cm, Ø 4 mm
Kehlkopf-Probeexzisionszange, runde Löffel, links gebogen, NL 17 cm, Ø 4 mm

057500FX round cupped jaws, straight / WL 17 cm, Ø 4 mm
runde Löffel, gerade / NL 17 cm, Ø 4 mm

057501FX round cupped jaws, curved upwards / WL 17 cm, Ø 4 mm
runde Löffel, aufgebogen / NL 17 cm, Ø 4 mm

057502FX round cupped jaws, curved right / WL 17 cm, Ø 4 mm
runde Löffel, rechts gebogen / NL 17 cm, Ø 4 mm

057503FX round cupped jaws, curved left / WL 17 cm, Ø 4 mm
runde Löffel, links gebogen / NL 17 cm, Ø 4 mm



558201FX **Universal Handle by Huber**, for use with 558620FX and 558720FX
Universal Handgriff nach Huber, zur Verwendung mit 558620FX und 558720FX



558620FX **Extension Tube**, curved, for use with 558201FX, WL 20 cm
Führungsrohr, gebogen, zur Verwendung mit 558201FX, NL 20 cm



560101FX **Forceps Tip by Fraenkel**, serrated, for use with 558620FX and 558720FX
Zangenaufsatz nach Fränkel, gerieft, zur Verwendung mit 558620FX und 558720FX



560501FX **Forceps Tip by Seiffert**, alligator jaws, for use with 558620FX and 558720FX
Zangenaufsatz nach Seiffert, Hechtmaul, zur Verwendung mit 558620FX und 558720FX



561001FX **Forceps Tip by Scheinmann**, lateral curved oval cupped jaws, for use with 558620FX and 558720FX
Zangenaufsatz nach Scheinmann, seitlich abgewinkelter ovaler Löffel, zur Verwendung mit 558620FX und 558720FX



562901FX **Forceps Tip by Krause**, oval, through-cutting, for use with 558620FX and 558720FX
Zangenaufsatz nach Krause, oval, durchschneidend, zur Verwendung mit 558620FX und 558720FX



467600FX **Laryngectomy Scissors by Killian**, double-action, serrated blades, 21 cm
Laryngofissurschere nach Killian, Doppelgelenk, gezahnte Schneiden, 21 cm

Laryngology
Laryngologie



469108FX **Tracheal Trocar by Denker (Uckermann)**, 13 cm, Ø 7.5 mm
Trachealtrokar nach Denker (Uckermann), 13 cm, Ø 7,5 mm


469110FX **Tracheal Trocar by Denker (Uckermann)**, 13 cm, Ø 9 mm
Trachealtrokar nach Denker (Uckermann), 13 cm, Ø 9 mm



463000FX **Goitre Probe by Kocher**, with hole, 16.5 cm
Kropfsonde nach Kocher, mit Loch, 16,5 cm



463100FX **Tracheal Dilator by Laborde**, with three blades, 14 cm
Trachealdilatator nach Laborde, mit drei Blättern, 14 cm



463200FX **Tracheal Dilator by Trousseau**, with two blades, 14 cm
Trachealdilatator nach Trousseau, mit zwei Blättern, 14 cm



463300FX **Goitre Scissors by Schoemaker**, slightly curved, 15 cm
Kropfschere nach Schoemaker, leicht gebogen, 15 cm



084114FX **Artery Forceps by Pean**, straight, 14 cm
Arterienklemme nach Pean, gerade, 14 cm



084214FX **Artery Forceps by Pean**, curved, 14 cm
Arterienklemme nach Pean, gebogen, 14 cm



084314FX **Artery Forceps by Ochsner-Kocher**, straight, 14 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Ochsner-Kocher, gerade, 14 cm, 1 x 2 Zähne



084414FX **Artery Forceps by Ochsner-Kocher**, curved, 14 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Ochsner-Kocher, gebogen, 14 cm, 1 x 2 Zähne



084512FX **Artery Forceps by Halsted-Mosquito**, straight, 12.5 cm
Arterienklemme nach Halsted-Mosquito, gerade, 12,5 cm



084612FX **Artery Forceps by Halsted-Mosquito**, curved, 12.5 cm
Arterienklemme nach Halsted-Mosquito, gebogen, 12,5 cm



084712FX **Artery Forceps by Halsted-Mosquito**, straight, 12.5 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Halsted-Mosquito, gerade, 12,5 cm, 1 x 2 Zähne



084812FX **Artery Forceps by Halsted-Mosquito**, curved, 12.5 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Halsted-Mosquito, gebogen, 12,5 cm, 1 x 2 Zähne




084912FX **Artery Forceps by Micro-Mosquito**, straight, 12 cm
Arterienklemme nach Micro-Mosquito, gerade, 12 cm



085012FX **Artery Forceps by Micro-Mosquito**, curved, 12 cm
Arterienklemme nach Micro-Mosquito, gebogen, 12 cm



085112FX **Artery Forceps by Micro-Mosquito**, straight, 12 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Micro-Mosquito, gerade, 12 cm, 1 x 2 Zähne



085212FX **Artery Forceps by Micro-Mosquito**, curved, 12 cm, 1 x 2 teeth
Arterienklemme nach Micro-Mosquito, gebogen, 12 cm, 1 x 2 Zähne

Laryngology
Laryngologie



464100FX **Retractor by Senn-Miller**, 3 sharp prongs, 16 cm
Wundhäkchen nach Senn-Miller, 3 scharfe Zähne, 16 cm

464200FX **Retractor by Senn-Miller**, 3 blunt prongs, 16 cm
Wundhäkchen nach Senn-Miller, 3 stumpfe Zähne, 16 cm



467000FX **Thymus Retractor by Schoenborn**, 21 cm
Schildrüsenhaken nach Schoenborn, 21 cm



467101FX **Tracheal Retractor**, sharp, 1 prong, 16 cm
Trachealhaken, scharf, einzahnig, 16 cm

467101FX	sharp, 1 prong / 16 cm	scharf, einzahnig / 16 cm
467102FX	sharp, 2 prongs / 16 cm	scharf, zweizahnig / 16 cm
467103FX	sharp, 3 prongs / 16 cm	scharf, dreizahnig / 16 cm
467104FX	sharp, 4 prongs / 16 cm	scharf, vierzahnig / 16 cm
468101FX	blunt, 1 prong / 16 cm	stumpf, einzahnig / 16 cm
468102FX	blunt, 2 prongs / 16 cm	stumpf, zweizahnig / 16 cm
468103FX	blunt, 3 prongs / 16 cm	stumpf, dreizahnig / 16 cm
468104FX	blunt, 4 prongs / 16 cm	stumpf, vierzahnig / 16 cm



532303FX

532303FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, rotatable, curved, round, WL 22 cm, Ø 2 mm
Larynx Löffelzange, drehbar, gebogen, rund, NL 22 cm, Ø 2 mm



532306FX

532306FX **Laryngeal Grasping Forceps**, rotatable, curved, serrated, WL 22 cm
Larynx Fasszange, drehbar, gebogen, gerieft, NL 22 cm

Laryngology
Laryngologie



532307FX



532307FX **Laryngeal Grasping Forceps**, rotatable, triangular jaws, upcurved, WL 22 cm
Larynx Fasszange, drehbar, dreieckiges Maul, aufgebogen, NL 22 cm



532310FX



532310FX **Laryngeal Scissors**, rotatable, curved, WL 22 cm
Larynx Schere, drehbar, gebogen, NL 22 cm



532101FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, straight, round, WL 23 cm, Ø 2 mm
Larynx Löffelzange, gerade, rund, NL 23 cm, Ø 2 mm



532101FX



5321012X



532103FX



532104FX



532150FX



532151FX



532152FX



532153FX



532250FX



532251FX



532252FX

Laryngology
Laryngologie

532101FX	straight, round / WL 23 cm, Ø 2 mm gerade, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532101FXF	straight, round, with flush connector / WL 23 cm, Ø 2 mm gerade, rund, mit Spülanschluss / NL 23 cm, Ø 2 mm
532102FX	curved upwards, round / WL 23 cm, Ø 2 mm aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532102FXF	curved upwards, round, w.flush connector / WL 23 cm, Ø 2 mm aufgebogen, rund, mit Spülanschluss / NL 23 cm, Ø 2 mm
532103FX	curved right, round / WL 23 cm, Ø 2 mm rechts gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532103FXF	curved right, round, w. flush connector / WL 23 cm, Ø 2 mm rechts gebogen, rund, mit Spülanschluss / NL 23 cm, Ø 2 mm
532104FX	curved left, round / WL 23 cm, Ø 2 mm links gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532104FXF	curved left, round, with flush connector / WL 23 cm, Ø 2 mm links gebogen, rund, mit Spülanschluss / NL 23 cm, Ø 2 mm
532150FX	curved upwards right, round / WL 23 cm, Ø 2 mm nach rechts aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532150FXF	curved upwards right, round / WL 23 cm, Ø 2 mm, with flush connector nach rechts aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm, mit Spülanschluss
532151FX	curved upwards left, round / WL 23 cm, Ø 2 mm nach links aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532152FX	straight, horizontally to right, round / WL 23 cm, Ø 2 mm gerade, horizontal rechts öffnend, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532153FX	straight, horizontally to left, round / WL 23 cm, Ø 2 mm gerade, horizontal links öffnend, rund / NL 23 cm, Ø 2 mm
532250FX	upcurved, oval / WL 23 cm aufgebogen, oval / NL 23 cm
532251FX	upcurved, opening towards right, oval / WL 23 cm aufgebogen, nach rechts öffnend, oval / NL 23 cm
532252FX	upcurved, opening towards left, oval / WL 23 cm aufgebogen, nach links öffnend, oval / NL 23 cm



532140FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, straight, oval, sturdy pattern, WL 23 cm, 3 x 5 mm
Larynx Löffelzange, gerade, oval, kräftiges Modell, NL 23 cm, 3 x 5 mm



532140FX



532141FX



532142FX



532143FX



532144FX

532140FX straight, oval, sturdy pattern / WL 23 cm, 3 x 5 mm
gerade, oval, kräftiges Modell / NL 23 cm, 3 x 5 mm

532141FX straight, round, sturdy pattern / WL 23 cm, Ø 4 mm
gerade, rund, kräftiges Modell / NL 23 cm, Ø 4 mm

532142FX upcurved, round, sturdy pattern / WL 23 cm, Ø 4 mm
aufgebogen, rund, kräftiges Modell / NL 23 cm, Ø 4 mm

532143FX curved right, round, sturdy pattern / WL 23 cm, Ø 4 mm
rechts gebogen, rund, kräftiges Modell / NL 23 cm, Ø 4 mm

532144FX curved left, round, sturdy pattern / WL 23 cm, Ø 4 mm
links gebogen, rund, kräftiges Modell / NL 23 cm, Ø 4 mm



532146FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, straight, double-action, round, WL 23 cm, Ø 5 mm
Larynx Löffelzange, gerade, doppelbeweglich, rund, NL 23 cm, Ø 5 mm



532105FX **Laryngeal Grasping Forceps**, straight, serrated, WL 23 cm
Larynx Fasszange, gerade, gerieft, NL 23 cm



532105FX



532106FX



532107FX



532154FX



532155FX



532156FX



532158FX



532159FX



532315FX

532105FX	straight, serrated / WL 23 cm gerade, gerieft / NL 23 cm
532105FXF	straight, serrated, with flush connector / WL 23 cm gerade, gerieft, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532106FX	curved right, serrated / WL 23 cm rechts gebogen, gerieft / NL 23 cm
532106FXF	curved right, serrated, with flush connector / WL 23 cm rechts gebogen, gerieft, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532107FX	curved left, serrated / WL 23 cm links gebogen, gerieft / NL 23 cm
532107FXF	curved left, serrated, with flush connector / WL 23 cm links gebogen, gerieft, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532154FX	curved upwards, serrated / WL 23 cm aufgebogen, gerieft / NL 23 cm
532155FX	triangular jaws, curved upwards to right / WL 23 cm dreieckiges Maul, nach rechts aufgebogen / NL 23 cm
532155FXF	triangular jaws, curved upwards to right / WL 23 cm dreieckiges Maul, nach rechts aufgebogen / NL 23 cm
532156FX	triangular jaws, curved upwards to left / WL 23 cm dreieckiges Maul, nach links aufgebogen / NL 23 cm
532156FXF	triangular jaws, curved upwards to left / WL 23 cm Dreieckiges Maul, nach links aufgebogen / NL 23 cm
532158FX	triangular jaws, straight / WL 23 cm dreieckiges Maul, gerade / NL 23 cm
532159FX	triangular jaws, curved upwards / WL 23 cm dreieckiges Maul, aufgebogen / NL 23 cm
532315FX	straight, horizontal opening, serrated / WL 23 cm gerade, horizontal öffnend, gerieft / NL 23 cm



532205FX **Laryngeal Artery Forceps**, straight, serrated, with ratchet, WL 23 cm
Larynx Arterienklemme, gerade, gerieft, mit Sperre, NL 23 cm

532205FXF **Laryngeal Grasping Forceps**, straight, serrated, with ratchet, WL 23 cm, with flush connector
Larynx Fasszange, gerade, gerieft, mit Sperre, NL 23 cm, mit Spülanschluss



532169FX **Vocal Cord Holding Forceps by Arnold**, triangular jaws, for left side, WL 23 cm
Stimmband-Haltezange nach Arnold, dreieckiges Maul, für linke Seite, NL 23 cm



532168FX

532169FX

532168FX triangular jaws, for right side / WL 23 cm
dreieckiges Maul, für rechte Seite / NL 23 cm

532168FXF triangular jaws, for right side / WL 23 cm, with flush connector
dreieckiges Maul, für rechte Seite / NL 23 cm, mit Spülanschluss

532169FX triangular jaws, for left side / WL 23 cm
dreieckiges Maul, für linke Seite / NL 23 cm

532169FXF triangular jaws, for left side / WL 23 cm, with flush connector
dreieckiges Maul, für linke Seite / NL 23 cm, mit Spülanschluss



532108FX **Laryngeal Scissors**, straight, WL 23 cm
Larynx Schere, gerade, NL 23 cm



532108FX



532215FX



532109FX



532110FX



532111FX



532157FX

532108FX	straight / WL 23 cm gerade / NL 23 cm
532108FXF	straight, with flush connector / WL 23 cm gerade, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532215FX	15° upcurved / WL 23 cm 15° aufgebogen / NL 23 cm
532215FXF	15° upcurved, with flush connector / WL 23 cm 15° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532109FX	45° upcurved / WL 23 cm 45° aufgebogen / NL 23 cm
532109FXF	45° upcurved, with flush connector / WL 23 cm 45° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532110FX	curved right / WL 23 cm rechts gebogen / NL 23 cm
532110FXF	curved right, with flush connector / WL 23 cm rechts gebogen, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532111FX	curved left / WL 23 cm links gebogen / NL 23 cm
532111FXF	curved left, with flush connector / WL 23 cm links gebogen, mit Spülanschluss / NL 23 cm
532157FX	straight, horizontal cutting / WL 23 cm gerade, horizontal schneidend / NL 23 cm



532180FX **Laryngeal Scissors**, very delicate, straight, WL 23 cm
Larynx Schere, extra fein, gerade, NL 23 cm



532180FX



532181FX



532182FX



532183FX

532180FX	very delicate, straight / WL 23 cm extra fein, gerade / NL 23 cm
532180FXF	very delicate, straight / WL 23 cm, with flush connector extra fein, gerade / NL 23 cm, mit Spülanschluss
532181FX	very delicate, 45° upcurved / WL 23 cm extra fein, 45° aufgebogen / NL 23 cm
532181FXF	very delicate, 45° upcurved / WL 23 cm, with flush connector extra fein, 45° aufgebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss
532182FX	very delicate, curved right / WL 23 cm extra fein, rechts gebogen / NL 23 cm
532182FXF	very delicate, curved right / WL 23 cm, with flush connector extra fein, rechts gebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss
532183FX	very delicate, curved left / WL 23 cm extra fein, links gebogen / NL 23 cm
532183FXF	very delicate, curved left / WL 23 cm, with flush connector extra fein, links gebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss



532160FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, delicate, straight, round, WL 23 cm, Ø 1 mm
Larynx Löffelzange, fein, gerade, rund, NL 23 cm, Ø 1 mm



532160FX



532161FX



532162FX



532163FX



532164FX



532165FX

532160FX	delicate, straight, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, gerade, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm
532160FXF	delicate, straight, round / WL 23 cm, Ø 1 mm, with flush connector fein, gerade, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm, mit Spülanschluss
532161FX	delicate, upcurved, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm
532161FXF	delicate, upcurved, round / WL 23 cm, Ø 1 mm, with flush connector fein, aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm, mit Spülanschluss
532162FX	delicate, curved right, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, rechts gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm
532162FXF	delicate, curved right, round / WL 23 cm, Ø 1 mm, with flush connector fein, rechts gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm, mit Spülanschluss
532163FX	delicate, curved left, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, links gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm
532163FXF	delicate, curved left, round / WL 23 cm, Ø 1 mm, with flush connector fein, links gebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm, mit Spülanschluss
532164FX	delicate, curved upwards right, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, nach rechts aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm
532165FX	delicate, curved upwards left, round / WL 23 cm, Ø 1 mm fein, nach links aufgebogen, rund / NL 23 cm, Ø 1 mm



532170FX **Laryngeal Grasping Forceps**, delicate, straight, WL 23 cm
Larynx Fasszange, fein, gerade, NL 23 cm



532170FX



532171FX



532172FX



532173FX



532176FX




532177FX

532170FX	<i>delicate, straight / WL 23 cm</i> fein, gerade / NL 23 cm
532171FX	<i>delicate, upcurved / WL 23 cm</i> fein, aufgebogen / NL 23 cm
532172FX	<i>delicate, curved right / WL 23 cm</i> fein, rechts gebogen / NL 23 cm
532173FX	<i>delicate, curved left / WL 23 cm</i> fein, links gebogen / NL 23 cm
532173FXF	<i>delicate, curved left / WL 23 cm, with flush connector</i> fein, links gebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss
532176FX	<i>delicate, triangular jaws, curved right / WL 23 cm</i> fein, dreieckiges Maul, rechts gebogen / NL 23 cm
532176FXF	<i>delicate, triangular jaws, curved right / WL 23 cm, with flush connector</i> fein, dreieckiges Maul, rechts gebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss
532177FX	<i>delicate, triangular jaws, curved left / WL 23 cm</i> fein, dreieckiges Maul, links gebogen / NL 23 cm
532177FXF	<i>delicate, triangular jaws, curved left / WL 23 cm, with flush connector</i> fein, dreieckiges Maul, links gebogen / NL 23 cm, mit Spülanschluss



532002FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, straight, WL 18 cm, Ø 2 mm
Larynx Löffelzange, gerade, NL 18 cm, Ø 2 mm



532002FX	straight / WL 18 cm, Ø 2 mm gerade / NL 18 cm, Ø 2 mm
532003FX	curved upwards / WL 18 cm, Ø 2 mm aufgebogen / NL 18 cm, Ø 2 mm
532004FX	straight / WL 18 cm, Ø 3 mm gerade / NL 18 cm, Ø 3 mm
532005FX	curved upwards / WL 18 cm, Ø 3 mm aufgebogen / NL 18 cm, Ø 3 mm
532006FX	straight / WL 18 cm, Ø 1 mm gerade / NL 18 cm, Ø 1 mm
532007FX	curved upwards / WL 18 cm, Ø 1 mm aufgebogen / NL 18 cm, Ø 1 mm

Laryngology
Laryngologie



532010FX

532010FX **Laryngeal Grasping Forceps**, straight, serrated, WL 18 cm
Larynx Fasszange, gerade, gerieft, NL 18 cm



532020FX **Laryngeal Scissors**, straight, WL 18 cm
Larynx Schere, gerade, NL 18 cm



532020FX

532021FX

532022FX

532023FX

532020FX	straight / WL 18 cm	gerade / NL 18 cm
532021FX	45° upcurved / WL 18 cm	45° aufgebogen / NL 18 cm
532022FX	curved right / WL 18 cm	nach rechts gebogen / NL 18 cm
532023FX	curved left / WL 18 cm	nach links gebogen / NL 18 cm



532201FX **Laryngeal Biopsy Forceps**, straight, shaft 10° angled, WL 23 cm, Ø 2 mm
Larynx Löffelzange, gerade, Schaft 10° aufgebogen, NL 23 cm, Ø 2 mm



532201FX



532202FX



532203FX



532204FX

532201FX straight, shaft 10° angled / WL 23 cm, Ø 2 mm
gerade, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm, Ø 2 mm

532202FX upcurved, shaft 10° angled / WL 23 cm, Ø 2 mm
aufgebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm, Ø 2 mm

532203FX curved right, shaft 10° angled / WL 23 cm, Ø 2 mm
rechts gebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm, Ø 2 mm

532204FX curved left, shaft 10° angled / WL 23 cm, Ø 2 mm
links gebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm, Ø 2 mm



532208FX **Laryngeal Scissors**, straight, shaft 10° angled, WL 23 cm
Larynx Schere, gerade, Schaft 10° aufgebogen, NL 23 cm



532208FX



532209FX



532210FX



532211FX

532208FX	straight, shaft 10° angled / WL 23 cm	gerade, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm
532209FX	45° upcurved, shaft 10° angled / WL 23 cm	45° aufgebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm
532210FX	curved right, shaft 10° angled / WL 23 cm	rechts gebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm
532211FX	curved left, shaft 10° angled / WL 23 cm	links gebogen, Schaft 10° aufgebogen / NL 23 cm



532136FX



532136FX **Laryngeal Needle Holder**, self-retaining, WL 23 cm
Larynx Nadelhalter, selbsthaltend, NL 23 cm

532136FXF **Laryngeal Needle Holder**, self-retaining, with flush connector, WL 23 cm
Larynx Nadelhalter, selbsthaltend, mit Spülanschluss, NL 23 cm



532137FX



532137FX **Laryngeal Needle Holder**, serrated, round, upcvd, self-retaining, WL 23 cm, Ø 2 mm
Larynx Nadelhalter, gezahnt, rund, aufgebogen, selbsthaltend, NL 23 cm, Ø 2 mm

Laryngology
Laryngologie



532138FX

- 532138FX** **Atraumatic Vocal Cord Retractor**, self-retaining, WL 24 cm
Atraumatischer Stimmbandspreizer, selbsthaltend, NL 24 cm
- 532138FXF** **Atraumatic Vocal Cord Retractor**, self-retaining, with flush connector, WL 24 cm
Atraumatischer Stimmbandspreizer, selbsthaltend, mit Spülanschluss, NL 24 cm




532200FX **Smoke Evacuation Tube**, for conical Laryngeal instruments, WL 23 cm, Ø 2 - 1 mm
Rauchabsaugrohr, für konische Rohrschaftinstrumente, NL 23 cm, Ø 2 - 1 mm

532300FX **Smoke Evacuation Tube**, for conical Laryngeal instruments, WL 23 cm, Ø 3 - 2 mm
Rauchabsaugrohr, für konische Rohrschaftinstrumente, NL 23 cm, Ø 3 - 2 mm



532125FX **Handle**, for 532113FX - 532216FX
Handgriff, für 532113FX - 532216FX



164200FX **Handle by Heermann**, for 164110FX-130FX and 532113 -216FX, 13 cm
Handgriff nach Heermann, für 164110FX-130FX und 532113 -216FX, 13 cm

Instruments for Laryngeal Microsurgery
Instrumente zur endolaryngealen Mikrochirurgie



532113FX

532114FX

532115FX

532116FX



532216FX

532117FX

532118FX

532119FX



532120FX

532121FX

532122FX

532123FX



532124FX


532113FX	45° angled, round / WL 23 cm 45° abgewinkelt, rund / NL 23 cm	Knife Messer
532114FX	vertical cutting, round / WL 23 cm vertikal schneidend, rund / NL 23 cm	Knife Messer
532115FX	straight, oval / WL 23 cm gerade, oval / NL 23 cm	Knife Messer
532116FX	straight cutting / WL 23 cm gerader Schnitt / NL 23 cm	Knife Messer
532216FX	sickle shaped, curved / WL 23 cm sichelförmig gebogen / NL 23 cm	Knife Messer
532117FX	golf stick shaped / WL 23 cm golfstockförmig / NL 23 cm	Knife Messer
532118FX	blunt, with probe end / WL 23 cm stumpf, mit Sondenknopf / NL 23 cm	Hook Häkchen
532119FX	sharp / WL 23 cm scharf / NL 23 cm	Hook Häkchen
532120FX	curved right / WL 23 cm rechts gebogen / NL 23 cm	Needle Umstechungsnadel
532121FX	curved left / WL 23 cm links gebogen / NL 23 cm	Needle Umstechungsnadel
532122FX	WL 23 cm NL 23 cm	Elevator Saugraspatorium
532123FX	WL 23 cm NL 23 cm	Knot Tier Knotenführer
532124FX	90° angled, with probe end / WL 23 cm 90° abgewinkelt, mit Sondenknopf / NL 23 cm	Hook Häkchen

Laryngology
Laryngologie



532126FX **Suction Tube**, with cut-off hole, WL 25 cm, Ø 2 mm
Saugrohr, mit Unterbrecherloch, NL 25 cm, Ø 2 mm

532126FX	with cut-off hole / WL 25 cm, Ø 2 mm	mit Unterbrecherloch / NL 25 cm, Ø 2 mm
532127FX	with cut-off hole / WL 25 cm, Ø 2.5 mm	mit Unterbrecherloch / NL 25 cm, Ø 2,5 mm
532128FX	with cut-off hole / WL 25 cm, Ø 3 mm	mit Unterbrecherloch / NL 25 cm, Ø 3 mm
541125FX	with cut-off hole, black / WL 23 cm, Ø 2.5 mm	mit Unterbrecherloch, geschwärzt / NL 23 cm, Ø 2,5 mm
541130FX	with cut-off hole, black / WL 23 cm, Ø 3 mm	mit Unterbrecherloch, geschwärzt / NL 23 cm, Ø 3 mm




541105FX **Laser Protector**, with smoke suction channel, round, black, WL 23 cm, Ø 5 mm
Laser Protektor, mit Rauch-Absaugkanal, rund, geschwärzt, NL 23 cm, Ø 5 mm


541107FX **Laser Protector**, with smoke suction channel, oval, black, WL 23 cm, Ø 7 mm
Laser Protektor, mit Rauch-Absaugkanal, oval, geschwärzt, NL 23 cm, Ø 7 mm



726333FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 25.5 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 25,5 cm, Ø 3,3 mm



726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m
















532230FX **Injection Needle**, Luer-Lock, straight, WL 23 cm
Injektionsnadel, Luer-Lock, gerade, NL 23 cm



532231FX **Injection Needle**, Luer-Lock, curved, WL 23 cm
Injektionsnadel, Luer-Lock, gebogen, NL 23 cm




535810FX **Laryngoscopy- and Bronchoscopy Forceps**, for children, serrated, WL 35 cm, sheath Ø 1.5 mm
Laryngoskopie- und Bronchoskopie Zange, für Kinder, gerieft, NL 35 cm, Schaft Ø 1,5 mm

Working length Schaftlänge	35 cm	40 cm	50 cm
Shaft Ø Schaft Ø	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
	-	540950FX	550950FX
	535810FX	540962FX	550962FX
	535830FX	540964FX	550964FX
	535832FX	540966FX	550966FX
	535890FX	540976FX	550976FX
	535892FX	540978FX	550978FX
	535893FX	540979FX	550979FX
	535894FX	540982FX	550982FX
	535896FX	540984FX	550984FX
	-	540990FX	550990FX
	535912FX	540992FX	550992FX
	535914FX	540994FX	550994FX
	535916FX	540996FX	550996FX



585225FX Bronchoscopy Forceps
Bronchoskopiezange

Working length Schaftlänge	25 cm	35 cm	35 cm	45 cm	55 cm	Description Beschreibung
Shaft Ø Schaft Ø	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	
	585225FX	585235FX	585240FX	585245FX	585250FX	Foreign Body Forceps, alligator jaws Fremdkörperzange mit Hechtmaul
	585325FX	585335FX	585340FX	585345FX	585350FX	Universal Biopsy and Grasping Forceps Universalszange zur Biopsie
	585425FX	585435FX	585440FX	585445FX	585450FX	Cup Biopsy Forceps, straight Löffelzange, rund, gerade
	585525FX	585535FX	585540FX	585545FX	585550FX	Grasping Forceps for peanuts Zange für Erdnüsse und weiche Fremdkörper

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
010200FX	60
010250FX	60
010300FX	60
010301FX	60
010302FX	60
010306FX	60
011302FX	507
011302FX	547
011305FX	507
011305FX	547
011500FX	547
011600FX	507
011700FX	507
016100FX	64
016101FX	64
016102FX	64
016103FX	64
016104FX	64
016105FX	64
016602FX	64
018100FX	65
018101FX	65
018102FX	65
018103FX	65
018104FX	65
018105FX	65
018201FX	66
018202FX	66
018208FX	66
018209FX	66
018301FX	67
018302FX	67
018303FX	67
018304FX	67
018501FX	68
018502FX	68
018503FX	68
018504FX	68
018605FX	68
018606FX	68
018607FX	68
018712FX	73
018720FX	94
018801FX	69
018802FX	69
018803FX	69
018804FX	69
018811FX	69
018812FX	69
018813FX	69
018814FX	69
019100FX	74
019400FX	75
019401FX	75
019701FX	69
019702FX	69
019703FX	69
019704FX	69

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
019710FX	69
019720FX	69
019730FX	69
019800FX	75
019900FX	75
020700FX	74
021100FX	85
021200FX	85
021300FX	85
022114FX	86
022116FX	86
022314FX	86
022316FX	86
022612FX	86
022614FX	86
022616FX	86
022818FX	87
023100FX	87
023101FX	87
023102FX	87
023103FX	87
023301FX	88
023302FX	88
023303FX	88
023401FX	88
023402FX	88
023501FX	89
023502FX	89
023601FX	89
023602FX	89
023603FX	89
023701FX	89
023702FX	89
023703FX	89
023704FX	89
023801FX	90
023803FX	90
023901FX	90
024000FX	90
024001FX	90
024116FX	91
024200FX	91
025101FX	92
025102FX	92
025103FX	92
025110FX	92
025120FX	92
025201FX	92
025202FX	92
025203FX	92
025210FX	92
025220FX	92
025400FX	93
025401FX	93
025402FX	93
025403FX	93
026100FX	184
026200FX	185

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
026400FX	185
027101FX	186
027102FX	186
027103FX	186
027104FX	186
027600FX	186
028100FX	187
028101FX	187
028102FX	187
028500FX	188
029100FX	188
031100FX	189
031200FX	189
032111FX	118
032113FX	118
032113FX	338
032116FX	338
032118FX	118
032118FX	338
032414FX	118
032416FX	119
032416FX	214
032416FX	216
032416FX	339
032419FX	119
032419FX	339
032424FX	118
032426FX	119
033100FX	94
033200FX	95
033500FX	95
033700FX	95
034100FX	96
034801FX	96
034802FX	96
034903FX	102
034905FX	102
034907FX	102
034913FX	103
034915FX	103
034917FX	103
035300FX	97
035303FX	97
035304FX	98
035400FX	97
035403FX	97
035404FX	98
035500FX	97
035601FX	97
036110FX	99
036115FX	99
036120FX	99
036125FX	99
036130FX	99
036140FX	99
036610FX	99
036615FX	99
036620FX	99

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
036625FX	99
036630FX	99
036640FX	99
036650FX	99
037100FX	93
037600FX	93
037700FX	93
038100FX	47
038101FX	47
038102FX	47
038103FX	47
038104FX	47
038105FX	47
038112FX	47
038113FX	47
038200FX	48
038201FX	48
038202FX	48
038203FX	48
038204FX	48
038205FX	48
038210FX	48
038401FX	48
038600FX	49
040100FX	318
040110FX	318
041101FX	304
041101FX	318
041102FX	304
041102FX	318
041103FX	304
041103FX	318
041401FX	319
041402FX	319
041403FX	319
041601FX	305
041601FX	320
041602FX	305
041602FX	320
041603FX	305
041603FX	320
041701FX	306
041701FX	321
041702FX	306
041702FX	321
041703FX	306
041703FX	321
041801FX	322
041802FX	322
041803FX	322
042001FX	307
042001FX	324
042002FX	307
042002FX	324
042003FX	307
042003FX	324
042004FX	307
042004FX	324

Numerical Index

Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
042101FX	308	054200FX	544	054520FX	545	100111FX	136
042101FX	325	054212FX	450	054530FX	449	100113FX	136
042102FX	308	054212FX	546	054530FX	545	100116FX	136
042102FX	325	054214FX	450	054600FX	450	100211FX	136
042103FX	308	054214FX	546	054600FX	546	100213FX	136
042103FX	325	054216FX	450	054601FX	450	100216FX	136
042104FX	308	054216FX	546	054601FX	546	100311FX	136
042104FX	325	054218FX	450	054602FX	450	100313FX	136
042240FX	326	054218FX	546	054602FX	546	100316FX	136
042255FX	326	054400FX	448	054603FX	450	100320FX	136
042275FX	326	054400FX	544	054603FX	546	100411FX	136
042290FX	326	054401FX	448	054604FX	450	100413FX	136
042340FX	327	054401FX	544	054604FX	546	100416FX	136
042355FX	327	054402FX	448	054605FX	450	100420FX	136
042375FX	327	054402FX	544	054605FX	546	100513FX	137
042390FX	327	054403FX	448	054606FX	450	101111FX	137
042700FX	328	054403FX	544	054606FX	546	101113FX	137
042740FX	328	054404FX	448	054607FX	450	101211FX	138
042755FX	328	054404FX	544	054607FX	546	101213FX	138
042775FX	328	054405FX	448	054608FX	450	101311FX	138
042790FX	328	054405FX	544	054608FX	546	101313FX	138
043101FX	306	054406FX	448	054609FX	450	101401FX	139
043101FX	323	054406FX	544	054609FX	546	101402FX	139
043102FX	306	054407FX	448	054610FX	450	101500FX	138
043102FX	323	054407FX	544	054610FX	546	101911FX	139
045600FX	339	054408FX	448	054620FX	450	102011FX	139
049415FX	213	054408FX	544	054620FX	546	102411FX	140
049418FX	213	054409FX	448	054630FX	450	102413FX	140
049420FX	213	054409FX	544	054630FX	546	102511FX	140
049702FX	214	054410FX	448	057301FX	549	102513FX	140
049702FX	216	054410FX	544	057302FX	549	102617FX	140
049703FX	214	054420FX	448	057303FX	549	102618FX	140
049703FX	216	054420FX	544	057304FX	549	102717FX	141
049704FX	214	054430FX	448	057500FX	550	102817FX	141
049704FX	216	054430FX	544	057501FX	550	102917FX	141
049712FX	214	054500FX	449	057502FX	550	103017FX	141
049712FX	216	054500FX	545	057503FX	550	105100FX	106
049713FX	214	054501FX	449	058100FX	548	105200FX	106
049713FX	216	054501FX	545	083412FX	130	105211FX	106
049714FX	214	054502FX	449	083512FX	130	105600FX	107
049714FX	216	054502FX	545	084114FX	554	105709FX	107
049802FX	215	054503FX	449	084214FX	555	105714FX	107
049802FX	217	054503FX	545	084314FX	555	105806FX	107
049803FX	215	054504FX	449	084414FX	555	108101FX	108
049803FX	217	054504FX	545	084512FX	556	108101FX	369
049804FX	215	054505FX	449	084612FX	556	108102FX	108
049804FX	217	054505FX	545	084712FX	557	108102FX	369
051100FX	469	054506FX	449	084812FX	557	108103FX	108
051200FX	469	054506FX	545	084912FX	557	108103FX	369
051701FX	469	054507FX	449	085012FX	558	108104FX	108
051702FX	469	054507FX	545	085112FX	558	108104FX	369
052200FX	470	054508FX	449	085212FX	558	108107FX	108
052300FX	470	054508FX	545	086108FX	313	108107FX	369
052600FX	470	054509FX	449	086108FX	436	108712FX	120
052700FX	470	054509FX	545	086111FX	313	108712FX	419
053800FX	449	054510FX	449	086111FX	436	108715FX	120
053800FX	545	054510FX	545	086113FX	313	108812FX	120
054200FX	448	054520FX	449	086113FX	436	108812FX	419

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
108815FX	120
109015FX	121
109100FX	121
109101FX	121
109103FX	493
109111FX	121
109113FX	121
109114FX	121
109116FX	121
109120FX	493
109203FX	493
109211FX	121
109213FX	121
109214FX	121
109216FX	121
109220FX	493
109223FX	493
109224FX	493
109244FX	121
109310FX	122
109310FX	420
109320FX	122
109320FX	420
109410FX	122
109410FX	420
109420FX	122
109420FX	420
109515FX	123
109515FX	420
109516FX	123
109616FX	123
109716FX	124
109811FX	119
109911FX	120
110106FX	103
110106FX	215
110106FX	217
110106FX	340
110107FX	103
110107FX	215
110107FX	217
110107FX	340
110108FX	103
110108FX	215
110108FX	217
110108FX	340
110109FX	103
110110FX	103
110110FX	215
110110FX	217
110110FX	340
110112FX	103
110112FX	215
110112FX	217
110112FX	340
110115FX	103
110115FX	215
110115FX	217

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
110115FX	340
110116FX	218
110116FX	341
110118FX	218
110118FX	341
110120FX	218
110120FX	341
110122FX	218
110122FX	341
110125FX	218
110125FX	341
111106FX	218
111107FX	218
111108FX	218
111109FX	218
111110FX	218
111112FX	218
111115FX	218
111710FX	219
111810FX	219
112114FX	404
112117FX	404
112214FX	404
112217FX	404
112316FX	132
112326FX	132
112416FX	132
112426FX	132
113115FX	134
113115FX	421
113118FX	134
113118FX	487
113120FX	134
113120FX	487
113213FX	134
113213FX	421
114016FX	135
114018FX	135
114117FX	135
114118FX	135
115101FX	70
115102FX	70
115103FX	70
115104FX	70
115105FX	70
115106FX	70
116101FX	70
116102FX	70
116103FX	70
116104FX	70
116105FX	70
116106FX	70
116107FX	70
116111FX	71
116112FX	71
116113FX	71
116114FX	71
116115FX	71

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
116116FX	71
116117FX	71
116301FX	71
116302FX	71
116303FX	71
116304FX	71
116305FX	71
116306FX	71
116307FX	71
116311FX	72
116312FX	72
116313FX	72
116314FX	72
116315FX	72
116316FX	72
116317FX	72
116501FX	72
116502FX	72
116503FX	72
116504FX	72
116505FX	72
116506FX	72
116507FX	72
116511FX	73
116512FX	73
116513FX	73
116514FX	73
116515FX	73
116516FX	73
116517FX	73
118900FX	301
118900FX	334
118900FX	456
118900FX	537
118900FX	77
118901FX	302
118901FX	334
118901FX	456
118901FX	537
118901FX	78
118902FX	456
118902FX	78
118903FX	302
118903FX	457
118903FX	537
118903FX	78
118904FX	302
118904FX	334
118904FX	457
118904FX	78
120102FX	110
120104FX	110
120105FX	110
120106FX	110
120108FX	110
120110FX	110
120112FX	110
120202FX	110

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
120203FX	110
120204FX	110
120206FX	110
120208FX	110
120210FX	110
121104FX	111
121106FX	111
130100FX	114
130100FX	392
131100FX	115
132100FX	115
133100FX	116
135101FX	116
135102FX	116
135103FX	116
136106FX	198
136106FX	298
136108FX	198
136108FX	298
136110FX	198
136110FX	298
136114FX	198
136114FX	298
136118FX	198
136118FX	298
136123FX	198
136123FX	298
136127FX	198
136127FX	298
136131FX	198
136131FX	298
136135FX	198
136135FX	298
136140FX	198
136140FX	298
136145FX	198
136145FX	298
136150FX	198
136150FX	298
136160FX	198
136160FX	298
136170FX	198
136170FX	298
136206FX	198
136206FX	298
136208FX	198
136208FX	298
136210FX	198
136210FX	298
136214FX	198
136214FX	298
136218FX	198
136218FX	298
136221FX	198
136221FX	298
136223FX	198
136223FX	298
136227FX	198

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
136227FX	298	142135FX	198	150114FX8	144	155104FX8	153
136231FX	198	142135FX	298	150115FX	142	155105FX	152
136231FX	298	142140FX	198	150115FX8	144	155105FX8	153
136235FX	198	142140FX	298	150116FX	142	155106FX	152
136235FX	298	142145FX	198	150116FX8	144	155106FX8	153
136240FX	198	142145FX	298	150117FX	142	155108FX	152
136240FX	298	142150FX	198	150117FX8	144	155108FX8	153
136245FX	198	142150FX	298	150131FX	142	155110FX	152
136245FX	298	142160FX	198	150131FX8	144	155110FX8	153
136250FX	198	142160FX	298	150132FX	142	155112FX	152
136250FX	298	142170FX	198	150132FX8	144	155112FX8	153
136260FX	198	142170FX	298	150133FX	142	155115FX	152
136260FX	298	142523FX	198	150133FX8	144	155115FX8	153
136270FX	198	142523FX	298	150135FX	142	155120FX	152
136270FX	298	142527FX	198	150135FX8	144	155120FX8	153
136414FX	198	142527FX	298	150137FX	142	156102FX	154
136414FX	298	142531FX	198	150137FX8	144	156102FX8	155
136423FX	198	142531FX	298	150161FX	143	156104FX	154
136423FX	298	142535FX	198	150161FX8	145	156104FX8	155
136431FX	198	142535FX	298	150162FX	143	156105FX	154
136431FX	298	142540FX	198	150162FX8	145	156105FX8	155
136440FX	198	142540FX	298	150163FX	143	156106FX	154
136440FX	298	142545FX	198	150163FX8	145	156106FX8	155
136450FX	198	142545FX	298	150165FX	143	156108FX	154
136450FX	298	142550FX	198	150165FX8	145	156108FX8	155
136460FX	198	142550FX	298	150167FX	143	156110FX	154
136460FX	298	142560FX	198	150167FX8	145	156110FX8	155
137101FX	117	142560FX	298	150600FX	146	156112FX	154
137102FX	117	142570FX	198	151100FX	146	156112FX8	155
137103FX	117	142570FX	298	151300FX	146	156115FX	154
142100FX	112	143101FX	113	151600FX	147	156115FX8	155
142101FX	112	143102FX	113	152100FX	147	156120FX	154
142102FX	112	143110FX	113	152200FX	147	156120FX8	155
142103FX	112	143120FX	113	153600FX	148	156225FX	156
142106FX	198	143130FX	113	153700FX	148	156230FX	156
142106FX	298	143140FX	113	153700FX	236	156300FX	156
142107FX	198	143150FX	113	153730FX	148	156600FX	164
142107FX	298	150101FX	143	153800FX	149	156660FX	166
142108FX	198	150101FX8	145	153900FX	149	156665FX	166
142108FX	298	150102FX	143	154100FX	150	156670FX	166
142110FX	198	150102FX8	145	154100FX8	151	156700FX	156
142110FX	298	150103FX	143	154200FX	150	156800FX	157
142114FX	198	150103FX8	145	154200FX8	151	156900FX	157
142114FX	298	150104FX	143	154300FX	150	156945FX	157
142118FX	198	150104FX8	145	154300FX8	151	157100FX	157
142118FX	298	150105FX	143	154400FX	150	157200FX	157
142120FX	112	150105FX8	145	154400FX8	151	158202FX	158
142121FX	198	150106FX	143	154500FX	150	158202FX8	158
142121FX	298	150106FX8	145	154500FX8	151	158204FX	158
142123FX	198	150107FX	143	154600FX	150	158204FX8	158
142123FX	298	150107FX8	145	154600FX8	151	158206FX	158
142125FX	198	150111FX	142	154700FX	150	158206FX8	158
142125FX	298	150111FX8	144	154700FX8	151	158208FX	158
142127FX	198	150112FX	142	154800FX	150	158208FX8	158
142127FX	298	150112FX8	144	154800FX8	151	158210FX	158
142130FX	112	150113FX	142	155102FX	152	158210FX8	158
142131FX	198	150113FX8	144	155102FX8	153	158302FX	159
142131FX	298	150114FX	142	155104FX	152	158302FX8	159

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
158304FX	159
158304FX8	159
158306FX	159
158306FX8	159
158308FX	159
158308FX8	159
158310FX	159
158310FX8	159
158402FX	160
158404FX	160
158406FX	160
158408FX	160
158410FX	160
158502FX	160
158504FX	160
158506FX	160
158508FX	160
158510FX	160
159102FX	161
159104FX	161
159106FX	161
159108FX	161
159110FX	161
159202FX	161
159204FX	161
159206FX	161
159208FX	161
159210FX	161
159302FX	162
159304FX	162
159306FX	162
159308FX	162
159310FX	162
159402FX	162
159404FX	162
159406FX	162
159408FX	162
159410FX	162
160100FX	163
160500FX	163
160520FX	163
160536FX	164
160537FX	164
160600FX	163
160700FX	164
161600FX	108
161601FX	108
161602FX	108
161700FX	109
161800FX	109
161900FX	109
162602FX	165
162700FX	167
162806FX	167
163101FX	165
163102FX	165
163103FX	165
163104FX	166

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
163105FX	167
163106FX	167
163203FX	168
163203FX8	168
163204FX	168
163204FX8	168
163205FX	168
163205FX8	168
163206FX	168
163206FX8	168
163304FX	169
163306FX	169
163308FX	169
163600FX	169
163601FX	169
164110FX	170
164115FX	170
164130FX	170
164200FX	170
164200FX	584
164300FX	170
164500FX	169
164600FX	171
164601FX	171
164602FX	171
165102FX	100
165602FX	100
165603FX	100
166205FX	101
166206FX	101
166207FX	101
166208FX	101
166210FX	101
166212FX	101
166215FX	101
166218FX	101
166220FX	101
166222FX	101
166225FX	101
166230FX	101
166310FX	102
166313FX	102
166315FX	102
166320FX	102
166325FX	102
167105FX	102
167107FX	102
167108FX	102
167109FX	102
168100FX	104
168205FX	104
168207FX	104
168209FX	104
168212FX	104
168310FX	403
168410FX	403
168513FX	404
168601FX	105

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
168602FX	105
168603FX	105
168604FX	105
168605FX	105
168606FX	105
168607FX	105
168608FX	105
168612FX	105
168713FX	404
168813FX	404
169120FX	105
169124FX	105
169126FX	105
169400FX	172
169405FX	174
169500FX	172
169504FX	173
169506FX	173
169600FX	130
169710FX	174
169720FX	174
169730FX	175
169800FX	173
170700FX	171
172100FX	124
172300FX	124
172400FX	125
172600FX	179
172700FX	179
172701FX	179
172702FX	179
172703FX	179
172800FX	179
175317FX	496
175417FX	496
176614FX	129
176614FX	405
176714FX	129
176714FX	405
176814FX	129
176814FX	405
176914FX	129
176914FX	405
177110FX	128
177110FX	406
177112FX	128
177112FX	406
177210FX	128
177210FX	406
177212FX	128
177212FX	406
177312FX	128
177312FX	406
177412FX	128
177412FX	406
177510FX	411
177511FX	411
177521FX	411

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
177610FX	127
177610FX	408
177612FX	127
177612FX	408
177615FX	444
177621FX	127
177621FX	408
177709FX	127
177710FX	127
177710FX	408
177712FX	127
177712FX	408
177715FX	444
177721FX	127
177721FX	408
177809FX	127
177812FX	127
177812FX	408
177822FX	127
177822FX	408
177912FX	127
177912FX	408
177922FX	127
177922FX	408
178001FX	503
178003FX	503
178100FX	180
178101FX	180
178102FX	180
178103FX	180
178140FX	181
178200FX	180
178220FX	180
178300FX	181
178301FX	181
178302FX	181
178400FX	182
178410FX	182
178600FX	182
178700FX	183
178701FX	183
178702FX	183
179600FX	190
179601FX	190
179602FX	190
179603FX	190
179604FX	190
179700FX	191
179701FX	191
179702FX	191
179703FX	191
179715FX	406
179718FX	406
179800FX	191
179815FX	406
179818FX	406
180100FX	192
180600FX	192

Numerical Index Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
180601FX	192	215700FX	371	226903FX	263	230102FX	270
180602FX	192	216100FX	371	226903FX	359	230102FX	357
180603FX	192	216200FX	371	226904FX	264	230103FX	270
180605FX	192	216600FX	372	226904FX	360	230103FX	357
180610FX	193	219101FX	372	226905FX	265	230104FX	270
180700FX	193	219102FX	372	226905FX	360	230104FX	357
180710FX	193	220101FX	372	226906FX	265	230140FX	272
180800FX	193	220102FX	373	226906FX	361	230141FX	272
180810FX	193	221100FX	373	226907FX	266	230142FX	272
181600FX	194	221200FX	373	226907FX	361	230200FX	270
181601FX	194	222121FX	346	226908FX	266	230200FX	357
181602FX	194	222216FX	346	226908FX	361	230201FX	270
181605FX	194	222317FX	436	226909FX	266	230201FX	357
181800FX	195	223600FX	346	226909FX	362	230202FX	270
181801FX	195	224100FX	347	226910FX	267	230202FX	357
181802FX	195	226100FX	238	226910FX	362	230203FX	270
181803FX	195	226100FX	351	226911FX	267	230203FX	357
183103FX	184	226109FX	238	226911FX	362	230204FX	270
183104FX	184	226109FX	351	226912FX	268	230204FX	357
185100FX	176	226111FX	238	226912FX	363	230240FX	272
185101FX	176	226111FX	351	226913FX	268	230241FX	272
185102FX	176	226200FX	238	226913FX	363	230242FX	272
185110FX	177	226200FX	351	226914FX	269	230300FX	270
185200FX	178	226201FX	238	226914FX	363	230300FX	357
185210FX	178	226201FX	351	226915FX	264	230301FX	270
185300FX	196	226202FX	238	226915FX	360	230301FX	357
185310FX	196	226202FX	351	227100FX	278	230302FX	270
185312FX	196	226300FX	237	227100FX	355	230302FX	357
185400FX	197	226300FX	350	227101FX	278	230303FX	270
185800FX	197	226300FXF	237	227101FX	355	230303FX	357
187600FX	200	226300FXF	350	227102FX	278	230340FX	272
187901FX	205	226301FX	237	227102FX	355	230341FX	272
187902FX	205	226301FX	350	227600FX	275	230342FX	272
187903FX	205	226301FXF	237	227600FX	352	230400FX	355
187912FX	205	226301FXF	350	228100FX	289	230500FX	288
187913FX	205	226302FX	237	228100FX	352	230600FX	273
199600FX	200	226302FX	350	228101FX	289	230700FX	273
201200FX	226	226302FXF	237	228101FX	352	231101FX	364
201210FX	226	226302FXF	350	228102FX	289	231102FX	364
210300FX	349	226303FX	237	228102FX	352	231601FX	271
210600FX	349	226303FX	350	228601FX	276	231601FX	358
211100FX	349	226304FX	237	228601FX	353	231602FX	271
211135FX	349	226304FX	350	228602FX	276	231602FX	358
211203FX	349	226400FX	238	228602FX	353	231603FX	271
211616FX	341	226400FX	351	228603FX	276	231603FX	358
211618FX	341	226401FX	238	228603FX	353	231701FX	271
213100FX	369	226401FX	351	229101FX	290	231701FX	358
214100FX	369	226402FX	238	229101FX	354	231702FX	271
215100FX	109	226402FX	351	229102FX	290	231702FX	358
215100FX	227	226540FX	294	229102FX	354	231801FX	271
215100FX	370	226541FX	294	229103FX	290	231801FX	358
215200FX	110	226542FX	294	229103FX	354	231802FX	271
215200FX	227	226545FX	294	229104FX	290	231802FX	358
215200FX	370	226570FX	293	229104FX	354	232101FX	364
215215FX	227	226901FX	263	230100FX	270	232102FX	364
215215FX	370	226901FX	359	230100FX	357	232103FX	364
215300FX	370	226902FX	263	230101FX	270	232104FX	364
215310FX	371	226902FX	359	230101FX	357	233100FX	365

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
233200FX	365
233300FX	366
234100FX	288
234100FX	356
234145FX	288
234145FX	356
234210FX	289
234220FX	289
234300FX	276
234345FX	276
234400FX	277
234445FX	277
234500FX	277
234545FX	277
234603FX	243
234606FX	243
234613FX	250
234616FX	250
234623FX	250
234626FX	250
234835FX	245
234845FX	245
234865FX	245
234866FX	245
234901FXF	287
234902FXF	287
234903FX	287
234904FX	287
234935FX	249
234945FX	249
235035FX	248
235035FXF	248
235036FXF	246
235045FX	248
235045FXF	248
235046FXF	246
235065FX	248
235065FXF	248
235066FXF	247
235075FX	248
235075FXF	248
235076FXF	247
235100FX	282
235101FX	282
235102FX	282
235110FX	284
235111FX	284
235115FX	284
235120FX	283
235121FX	283
235122FX	283
235125FX	285
235150FX	285
235200FX	286
235201FX	286
235202FX	286
235210FX	255
235211FX	255

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
235214FX	255
235224FX	255
235270FX	256
235270FXF	256
235271FX	256
235271FXF	256
235300FX	261
235301FX	261
235501FX	253
235501FXF	253
235502FX	253
235502FXF	253
235503FX	253
235504FX	253
235505FX	254
235505FXF	254
235506FX	254
235506FXF	254
235507FX	254
235508FX	254
235508FXF	254
235509FX	254
235509FXF	254
235510FX	254
235510FXF	254
235513FX	253
235513FXF	253
235514FX	253
235514FXF	253
235600FX	366
235700FX	366
235900FX	274
235901FX	274
235902FX	274
236000FX	275
236001FX	275
236002FX	275
236301FX	252
236301FXF	252
236302FX	252
236302FXF	252
236303FX	252
236303FXF	252
236304FX	252
236304FXF	252
236311FX	251
236312FX	251
236313FX	251
236314FX	251
236333FX	251
236334FX	251
236343FX	251
236344FX	251
236500FX	259
236501FX	259
236502FX	259
236600FX	260
236601FX	260

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
236602FX	260
236702FX	262
236703FX	262
236704FX	262
236712FX	262
236900FX	273
236901FX	273
236902FX	273
237000FX	274
237001FX	274
237002FX	274
238101FX	279
238102FX	279
238201FX	279
238202FX	279
238513FX	292
238516FX	292
238519FX	292
238613FX	292
238616FX	292
238619FX	292
238713FX	293
238716FX	293
238719FX	293
238813FX	294
238816FX	294
239003FX	297
239101FX	295
239102FX	295
239103FX	295
239104FX	295
239201FX	297
239301FX	295
239302FX	295
239401FX	295
239402FX	295
239501FX	295
239502FX	295
241100FX	291
241145FX	291
241190FX	291
242100FX	291
250106FX	219
250106FX	340
250108FX	219
250108FX	340
250110FX	219
250110FX	340
250112FX	219
250112FX	340
250115FX	219
250115FX	340
250220FX	220
250221FX	220
250318FX	198
250318FX	298
250323FX	198
250323FX	298

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
250327FX	198
250327FX	298
250331FX	198
250331FX	298
250335FX	198
250335FX	298
250340FX	198
250340FX	298
250345FX	199
250345FX	299
250350FX	199
250350FX	299
250360FX	199
250360FX	299
250370FX	199
250370FX	299
250406FX	198
250406FX	298
250410FX	198
250410FX	298
250423FX	198
250423FX	298
250427FX	198
250427FX	298
250435FX	198
250435FX	298
250440FX	198
250440FX	298
250445FX	199
250445FX	299
250450FX	199
250450FX	299
250470FX	199
250470FX	299
250723FX	198
250723FX	298
250727FX	198
250727FX	298
250731FX	198
250731FX	298
250740FX	198
250740FX	298
250806FX	198
250806FX	298
250808FX	198
250808FX	298
250810FX	198
250810FX	298
250818FX	198
250818FX	298
250823FX	198
250823FX	298
250831FX	198
250831FX	298
250835FX	198
250835FX	298
250840FX	198
250840FX	298

Numerical Index

Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
250845FX	199	260850FX	199	300840FX	333	307604FX	379
250845FX	299	260850FX	299	300855FX	333	307606FX	379
250850FX	199	260860FX	199	300875FX	333	307702FX	381
250850FX	299	260860FX	299	300890FX	333	307703FX	381
250860FX	199	260870FX	199	301100FX	416	307704FX	381
250860FX	299	260870FX	299	301200FX	416	307705FX	381
250870FX	199	270000FX	42	302103FX	374	307706FX	381
250870FX	299	270025FX	43	302104FX	374	307707FX	381
250931FX	198	270026FX	43	302105FX	374	307708FX	381
250931FX	298	270030FX	43	302600FX	374	307709FX	381
250940FX	198	270045FX	44	303100FX	395	307710FX	381
250940FX	298	270046FX	44	303900FX	166	307711FX	381
250950FX	199	270047FX	44	303900FX	376	307712FX	381
250950FX	299	270060FX	45	304600FX	374	307804FX	379
250960FX	199	270065FX	44	304900FX	374	307806FX	379
250960FX	299	270066FX	44	305100FX	227	307902FX	385
260318FX	199	270067FX	44	305100FX	375	307903FX	385
260318FX	299	270080FX	45	305600FX	375	307904FX	385
260323FX	199	270120FX	45	305700FX	375	307905FX	385
260323FX	299	270225FX	45	305900FX	227	307906FX	385
260327FX	199	270235FX	45	305900FX	376	307907FX	385
260327FX	299	270236FX	45	306110FX	387	307908FX	385
260331FX	199	270237FX	45	306112FX	387	307909FX	385
260331FX	299	275005FX	46	306114FX	387	307910FX	385
260335FX	199	275010FX	46	306116FX	387	307911FX	385
260335FX	299	275015FX	46	306200FX	388	307912FX	385
260406FX	199	275020FX	46	306404FX	381	307914FX	385
260406FX	299	275025FX	46	306610FX	388	308000FX	386
260410FX	199	275030FX	46	306612FX	388	308001FX	386
260410FX	299	275100FX	46	306614FX	388	308002FX	386
260418FX	199	275200FX	46	306616FX	388	308021FX	386
260418FX	299	300101FX	309	307104FX	377	308022FX	386
260421FX	199	300101FX	329	307107FX	377	308499FX	438
260421FX	299	300102FX	309	307109FX	377	308500FX	438
260423FX	199	300102FX	329	307112FX	377	308501FX	438
260423FX	299	300103FX	309	307206FX	377	308502FX	439
260425FX	199	300103FX	329	307304FX	377	308503FX	439
260425FX	299	300104FX	309	307306FX	377	308504FX	439
260427FX	199	300104FX	329	307307FX	377	308506FX	439
260427FX	299	300201FX	310	307309FX	377	308510FX	440
260431FX	199	300201FX	330	307312FX	377	308512FX	440
260431FX	299	300202FX	310	307402FX	383	308514FX	440
260435FX	199	300202FX	330	307404FX	383	308516FX	440
260435FX	299	300203FX	310	307406FX	383	308518FX	440
260440FX	199	300203FX	330	307408FX	383	308523FX	441
260440FX	299	300204FX	310	307410FX	383	308525FX	439
260445FX	199	300204FX	330	307412FX	383	308540FX	441
260445FX	299	300601FX	331	307422FX	384	308551FX	445
260460FX	199	300603FX	331	307424FX	384	308552FX	445
260460FX	299	300604FX	331	307426FX	384	308555FX	445
260470FX	199	300640FX	331	307428FX	384	308560FX	442
260470FX	299	300655FX	331	307430FX	384	309630FX	389
260823FX	199	300675FX	331	307432FX	384	309645FX	389
260823FX	299	300690FX	331	307502FX	378	309702FX	389
260831FX	199	300740FX	332	307504FX	378	309703FX	389
260831FX	299	300755FX	332	307507FX	378	309704FX	389
260840FX	199	300775FX	332	307509FX	378	309707FX	389
260840FX	299	300790FX	332	307512FX	378	309709FX	389

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
309712FX	389
310100FX	390
310101FX	390
310102FX	390
310105FX	390
310600FX	379
310605FX	380
310610FX	380
310612FX	380
310614FX	380
310616FX	380
310800FX	382
310801FX	382
310802FX	382
311100FX	431
312100FX	391
312101FX	391
312102FX	391
312600FX	391
312601FX	391
312602FX	391
313100FX	114
313100FX	392
313600FX	114
313600FX	393
313601FX	115
313601FX	393
315100FX	397
315200FX	397
316100FX	397
316200FX	397
316300FX	397
316400FX	398
316500FX	398
316602FX	398
316605FX	398
316607FX	398
316610FX	398
316612FX	398
316700FX	399
317100FX	399
317200FX	399
318100FX	399
319100FX	400
319600FX	400
320100FX	400
320101FX	400
320600FX	400
320700FX	401
322600FX	402
322700FX	402
322900FX	402
324300FX	402
324400FX	403
324401FX	403
324402FX	403
325112FX	125
325112FX	416

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
325212FX	125
325212FX	416
325312FX	126
325312FX	417
325412FX	126
325412FX	417
325512FX	126
325512FX	417
325612FX	443
325712FX	443
325812FX	443
326111FX	418
326315FX	418
327115FX	418
328100FX	418
328110FX	419
329103FX	111
329103FX	394
329107FX	394
329107FX	486
329110FX	111
329110FX	394
329110FX	486
329111FX	111
329111FX	394
329111FX	486
329112FX	111
329112FX	486
329115FX	111
329115FX	394
329115FX	486
329203FX	486
329410FX	395
329430FX	395
329462FX	395
329464FX	395
329465FX	395
329467FX	395
329500FX	394
330101FX	442
332100FX	395
334100FX	396
335100FX	396
335300FX	396
336100FX	396
338510FX	412
338610FX	444
338612FX	412
338712FX	413
338812FX	407
338814FX	131
338814FX	407
338913FX	131
338913FX	407
338915FX	445
339100FX	413
339101FX	413
339102FX	414

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
339103FX	414
339200FX	414
339300FX	415
339400FX	415
340100FX	367
340600FX	368
340800FX	368
341600FX	367
342100FX	367
343100FX	434
344100FX	434
344201FX	434
344202FX	434
345100FX	434
348101FX	432
348102FX	432
348200FX	432
350100FX	432
350700FX	432
352101FX	424
352102FX	424
352103FX	424
352104FX	424
352105FX	424
353100FX	428
353101FX	425
353102FX	425
353103FX	425
353104FX	425
353105FX	425
353106FX	425
353107FX	425
353108FX	425
353200FX	429
353300FX	429
353501FX	426
353502FX	426
353503FX	426
353504FX	426
353505FX	426
353506FX	426
353507FX	426
353508FX	426
353600FX	427
353601FX	427
353602FX	427
353603FX	428
353604FX	428
353620FX	428
353700FX	427
353800FX	427
353900FX	427
354000FX	429
354001FX	429
354100FX	429
354500FX	430
354600FX	430
354700FX	430

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
357200FX	430
357300FX	430
357401FX	431
357403FX	431
357500FX	431
360100FX	228
360100FX	376
360600FX	435
361100FX	435
361200FX	435
363600FX	433
365113FX	135
365113FX	422
367115FX	422
367117FX	423
368109FX	423
379100FX	433
397400FX	335
397500FX	335
397701FX	303
397701FX	336
397702FX	303
397702FX	336
397705FX	303
397705FX	337
397706FX	304
397706FX	337
400112FX	312
400114FX	312
400116FX	312
401600FX	459
401601FX	459
402100FX	459
402201FX	311
402202FX	311
402203FX	311
402301FX	460
402400FX	461
402401FX	461
402402FX	461
402403FX	461
402411FX	461
402601FX	311
402602FX	311
402603FX	311
402604FX	311
403101FX	235
403102FX	235
403103FX	235
403104FX	235
403105FX	236
403106FX	236
404100FX	234
406101FX	234
406102FX	234
406103FX	234
407125FX	229
407130FX	229

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
407140FX	229	418211FX	230	426405FX	480	440105FX	462
407150FX	229	418303FX	234	427100FX	477	440300FX	462
407200FX	312	418304FX	234	427101FX	481	440301FX	462
407312FX	312	418350FX	296	427102FX	481	440302FX	462
407317FX	312	418351FX	296	427103FX	481	440303FX	462
408600FX	230	418352FX	296	427104FX	481	440304FX	462
411100FX	231	418353FX	296	427105FX	481	440305FX	462
411200FX	231	418401FX	236	427700FX	483	440500FX	462
412101FX	241	418402FX	236	427701FX	484	440501FX	462
412102FX	241	418403FX	236	427702FX	484	440502FX	462
412301FX	241	418404FX	236	427703FX	484	440601FX	464
412302FX	241	418500FX	213	427710FX	483	440602FX	464
412401FX	241	418600FX	213	428101FX	485	440603FX	464
412402FX	241	418603FX	213	428102FX	485	440611FX	465
412502FX	239	418604FX	213	428103FX	485	440612FX	465
412503FX	239	418719FX	228	428104FX	485	440613FX	465
412600FX	242	418825FX	228	428105FX	485	440701FX	464
412601FX	242	418826FX	229	428302FX	484	440702FX	464
412702FX	244	419000FX	296	428303FX	484	440703FX	464
412703FX	244	420109FX	471	428304FX	484	440801FX	463
413001FX	240	420111FX	471	428305FX	484	440802FX	463
413002FX	240	420113FX	471	428402FX	484	440803FX	463
413003FX	240	421109FX	471	428403FX	484	441000FX	463
413004FX	240	421111FX	471	428404FX	484	441001FX	463
413021FX	240	421113FX	471	428405FX	484	441002FX	463
413022FX	240	422109FX	472	428500FX	477	441003FX	463
413023FX	240	422111FX	472	428701FX	482	441500FX	495
413024FX	240	422113FX	472	428702FX	482	441600FX	495
413100FX	242	423109FX	472	428703FX	482	441700FX	495
413200FX	243	423111FX	472	428704FX	482	441800FX	497
413402FX	240	423113FX	472	428705FX	482	441900FX	496
413403FX	240	423115FX	472	429100FX	474	441918FX	498
413404FX	240	424111FX	473	429200FX	474	441920FX	498
415100FX	257	424113FX	473	430100FX	488	442114FX	132
415105FX	257	424200FX	473	430110FX	488	442114FX	409
415170FX	258	424201FX	473	430201FX	489	442114FX	498
415210FX	258	424920FX	474	430202FX	489	442118FX	409
415600FX	280	425100FX	475	430203FX	489	442118FX	498
415600FXF	280	425101FX	475	432101FX	489	442120FX	409
415601FX	280	425102FX	475	432102FX	489	442120FX	498
415602FX	280	425103FX	475	432300FX	489	442214FX	410
415603FX	280	426100FX	476	433100FX	490	442214FX	499
415604FX	280	426101FX	478	433200FX	490	442218FX	410
415604FXF	280	426102FX	478	433600FX	490	442218FX	499
415605FX	280	426103FX	478	434100FX	494	442220FX	410
415605FXF	280	426104FX	478	434103FX	494	442220FX	499
415610FX	281	426105FX	478	435100FX	490	442314FX	133
415630FX	281	426110FX	476	435600FX	491	442314FX	409
418100FX	231	426202FX	479	435601FX	491	442314FX	498
418101FX	232	426203FX	479	436100FX	491	442318FX	409
418102FX	232	426204FX	479	436200FX	492	442318FX	498
418103FX	232	426205FX	479	437118FX	492	442320FX	409
418201FX	232	426300FX	476	437123FX	492	442320FX	498
418202FX	232	426400FX	476	440100FX	462	442514FX	410
418203FX	232	426401FX	480	440101FX	462	442514FX	499
418204FX	233	426402FX	480	440102FX	462	442518FX	410
418205FX	233	426403FX	480	440103FX	462	442518FX	499
418210FX	230	426404FX	480	440104FX	462	442600FX	497

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
442714FX	409
442714FX	498
442718FX	409
442718FX	498
442720FX	409
442720FX	498
442814FX	410
442814FX	499
442818FX	410
442818FX	499
442918FX	498
442920FX	498
443100FX	466
443110FX	512
443205FX	513
443207FX	513
443209FX	513
443210FX	513
443212FX	513
443246FX	513
443248FX	513
443401FX	511
443402FX	511
443403FX	511
443411FX	511
443412FX	511
443413FX	511
443509FX	509
443510FX	509
443511FX	509
443512FX	509
443513FX	509
443514FX	509
443516FX	509
443518FX	509
443519FX	509
443520FX	509
443521FX	509
443522FX	509
443523FX	509
443524FX	509
443526FX	509
443528FX	509
443529FX	510
443530FX	510
443531FX	510
443532FX	510
443533FX	510
443534FX	510
443536FX	510
443538FX	510
443539FX	510
443540FX	510
443541FX	510
443542FX	510
443543FX	510
443544FX	510
443546FX	510

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
443548FX	510
443600FX	466
444100FX	466
446100FX	504
446200FX	504
446300FX	505
446400FX	504
446500FX	505
446600FX	505
446800FX	505
446900FX	506
447000FX	506
447200FX	506
448100FX	487
449100FX	487
449200FX	487
449600FX	488
450100FX	500
450200FX	500
451100FX	501
451200FX	501
451620FX	493
452100FX	502
452200FX	502
452318FX	500
463000FX	553
463100FX	553
463200FX	554
463300FX	554
464100FX	401
464100FX	559
464200FX	401
464200FX	559
467000FX	559
467101FX	559
467102FX	559
467103FX	559
467104FX	559
467600FX	552
468101FX	559
468102FX	559
468103FX	559
468104FX	559
469108FX	553
469110FX	553
503050FX	37
503110FX	37
503120FX	38
503130FX	39
507018FX	21
507022FX	21
507024FX	21
507025FX	21
507028FX	21
507034FX	21
507080FX	8
507085FX	10
507090FX	14

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
507105FX	12
507270FX	36
507280FX	36
508510FX	16
509050FX	18
509060FX	18
520170FX	27
520170FX	454
520170FX	535
520190FX	27
520190FX	454
520190FX	535
520970FX	26
520970FX	453
520970FX	536
521170FX	27
521170FX	454
521170FX	535
521190FX	27
521190FX	454
521190FX	535
521670FX	27
521670FX	454
521670FX	535
521671FX	27
521671FX	454
521671FX	535
522090FX	26
522090FX	453
522090FX	536
530101FX	526
530102FX	526
530103FX	526
530104FX	526
530105FX	526
530106FX	526
530107FX	526
530110FX	528
530111FX	528
530114FX	528
530150FX	530
530201FX	527
530202FX	527
530203FX	527
530204FX	527
530205FX	527
530206FX	527
530207FX	527
530210FX	528
530211FX	528
530213FX	528
530300FX	529
530301FX	529
530302FX	529
530303FX	530
530304FX	530
530500FX	531
530501FX	531

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
530505FX	531
530510FX	532
530600FX	532
530601FX	532
532002FX	578
532003FX	578
532004FX	578
532005FX	578
532006FX	578
532007FX	578
532010FX	579
532020FX	579
532021FX	579
532022FX	579
532023FX	579
532101FX	562
532101FX	563
532101FXFX	563
532102FX	563
532102FXFX	563
532103FX	563
532103FXFX	563
532104FX	563
532104FXFX	563
532105FX	566
532105FX	567
532105FXFX	567
532106FX	567
532106FXFX	567
532107FX	567
532107FXFX	567
532108FX	570
532108FX	571
532108FXFX	571
532109FX	571
532109FXFX	571
532110FX	571
532110FXFX	571
532111FX	571
532111FXFX	571
532113FX	586
532114FX	586
532115FX	586
532116FX	586
532117FX	586
532118FX	586
532119FX	586
532120FX	586
532121FX	586
532122FX	586
532123FX	586
532124FX	586
532125FX	584
532126FX	587
532127FX	587
532128FX	587
532136FX	582
532136FXFX	582

Numerical Index

Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
532137FX	582	532201FX	580	550978FX	590	701330FX	24
532138FX	583	532202FX	580	550979FX	590	701330FX	451
532138FXF	583	532203FX	580	550982FX	590	706100FX	206
532140FX	564	532204FX	580	550984FX	590	706135FX	206
532141FX	564	532205FX	568	550990FX	590	706200FX	206
532142FX	564	532205FXF	568	550992FX	590	706235FX	206
532143FX	564	532208FX	581	550994FX	590	706400FX	206
532144FX	564	532209FX	581	550996FX	590	706430FX	206
532146FX	565	532210FX	581	551100FX	50	708590FX	28
532150FX	563	532211FX	581	551200FX	50	708590FX	458
532150FXF	563	532215FX	570	551300FX	51	708590FX	541
532151FX	563	532215FX	571	551501FX	61	708591FX	28
532152FX	563	532215FXF	571	551510FX	61	708591FX	458
532153FX	563	532216FX	586	551511FX	61	708591FX	541
532154FX	567	532230FX	589	558201FX	551	708592FX	28
532155FX	567	532231FX	589	558620FX	551	708592FX	458
532155FXF	567	532250FX	563	560101FX	551	708592FX	541
532156FX	567	532251FX	563	560501FX	552	708593FX	28
532156FXF	567	532252FX	563	561001FX	552	708593FX	458
532157FX	570	532300FX	584	562901FX	552	708593FX	541
532157FX	571	532303FX	560	585225FX	591	708660FX	202
532158FX	567	532306FX	560	585235FX	591	708671FX	200
532159FX	567	532307FX	561	585240FX	591	708671FX	522
532160FX	574	532310FX	561	585245FX	591	708673FX	201
532160FX	575	532315FX	567	585250FX	591	708673FX	522
532160FXF	575	535810FX	590	585325FX	591	708675FX	201
532161FX	575	535830FX	590	585335FX	591	708675FX	523
532161FXF	575	535832FX	590	585340FX	591	708677FX	202
532162FX	575	535890FX	590	585345FX	591	708677FX	523
532162FXF	575	535892FX	590	585350FX	591	708680FX	202
532163FX	575	535893FX	590	585425FX	591	708700FX	207
532163FXF	575	535894FX	590	585435FX	591	708701FX	207
532164FX	575	535896FX	590	585440FX	591	708702FX	207
532165FX	575	535912FX	590	585445FX	591	708703FX	207
532168FX	569	535914FX	590	585450FX	591	708704FX	207
532168FXF	569	535916FX	590	585525FX	591	708910FX	203
532169FX	569	540950FX	590	585535FX	591	708920FX	203
532169FXF	569	540962FX	590	585540FX	591	708930FX	203
532170FX	576	540964FX	590	585545FX	591	708935FX	204
532170FX	577	540966FX	590	585550FX	591	708936FX	204
532171FX	577	540976FX	590	700715FX	32	710395FX	20
532172FX	577	540978FX	590	700715FX	455	710819FX	31
532173FX	577	540979FX	590	700715FX	539	710819FX	508
532173FXF	577	540982FX	590	700723FX	33	710820FX	31
532176FX	577	540984FX	590	700730FX	32	710820FX	508
532176FXF	577	540990FX	590	700730FX	455	710830FX	31
532177FX	577	540992FX	590	700730FX	539	710830FX	508
532177FXF	577	540994FX	590	700735FX	32	710840FX	31
532180FX	572	540996FX	590	700735FX	455	710840FX	508
532180FX	573	541105FX	587	700735FX	539	716100FX	24
532180FXF	573	541107FX	587	700900FX	25	716100FX	77
532181FX	573	541125FX	587	700900FX	452	716130FX	24
532181FXF	573	541130FX	587	700930FX	25	716130FX	77
532182FX	573	550950FX	590	700930FX	452	716200FX	24
532182FXF	573	550962FX	590	700970FX	25	716200FX	77
532183FX	573	550964FX	590	700970FX	452	716230FX	24
532183FXF	573	550966FX	590	701300FX	24	716230FX	77
532200FX	584	550976FX	590	701300FX	451	716500FX	34

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
716500FX	458
716500FX	542
716600FX	34
716600FX	458
716600FX	542
716700FX	34
716700FX	458
716700FX	542
716702FX	34
716702FX	458
716702FX	542
716703FX	34
716703FX	458
716703FX	542
716704FX	34
716704FX	458
716704FX	542
717100FX	22
717100FX	76
717130FX	22
717130FX	76
717170FX	22
717170FX	76
718100FX	22
718100FX	76
718130FX	22
718130FX	76
718400FX	22
718400FX	76
718430FX	22
718430FX	76
726313FX	224
726313FX	345
726313FX	520
726314FX	224
726314FX	345
726314FX	520
726333FX	521
726333FX	588
726504FX	223
726504FX	344
726504FX	519
726506FX	223
726506FX	344
726506FX	519
726508FX	223
726508FX	344
726508FX	519
726514FX	225
726514FX	345
726514FX	521
726514FX	588
726516FX	223
726516FX	344
726516FX	519
726524FX	225
726524FX	345
726524FX	521

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
726524FX	588
726534FX	225
726534FX	345
726534FX	521
726534FX	588
728100FX	210
728100FX	23
728100FX	451
728130FX	210
728130FX	23
728130FX	451
728170FX	210
728170FX	23
728170FX	451
728200FX	210
728200FX	23
728230FX	210
728230FX	23
728270FX	210
728270FX	23
728500FX	210
728500FX	23
728530FX	210
728530FX	23
728570FX	210
728570FX	23
729216FX	514
730100FX	211
730100FX	24
730116FX	221
730116FX	342
730119FX	221
730119FX	342
730130FX	211
730130FX	24
730145FX	211
730145FX	24
730170FX	211
730170FX	24
730216FX	514
730219FX	514
731116FX	221
731116FX	342
731119FX	221
731119FX	342
731216FX	514
731219FX	514
731240FX	514
732116FX	221
732116FX	342
732119FX	221
732119FX	342
732216FX	514
732219FX	514
738113FX	518
738114FX	518
738117FX	518
738123FX	518

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
740216FX	515
740219FX	515
741116FX	221
741116FX	342
741119FX	221
741119FX	342
741200FX	212
741200FX	30
741200FX	457
741200FX	538
741216FX	515
741219FX	515
741240FX	515
742116FX	221
742116FX	342
742119FX	221
742119FX	342
742216FX	515
742219FX	515
750100FX	211
750100FX	25
750100FX	451
750130FX	211
750130FX	25
750130FX	451
750145FX	211
750145FX	25
750145FX	451
750170FX	211
750170FX	25
750170FX	451
750270FX	26
750270FX	453
750270FX	536
750300FX	211
750300FX	25
750300FX	452
750316FX	518
750330FX	211
750330FX	25
750330FX	452
750345FX	211
750345FX	25
750345FX	452
750370FX	211
750370FX	25
750370FX	452
750416FX	518
750861FX	222
750861FX	343
750861FX	520
759216FX	516
760216FX	516
760219FX	516
760220FX	516
761116FX	222
761116FX	343
761119FX	222

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
761119FX	343
761216FX	516
761219FX	516
761220FX	517
761240FX	516
761319FX	517
761320FX	517
761419FX	517
762119FX	222
762119FX	343
762216FX	516
762219FX	516
762240FX	516
803285FX	79
803582FX	80
803583FX	80
803584FX	80
803585FX	80
803589FX	80
806560FX	82
806565FX	81
806566FX	81
806751FX	83
806752FX	83
806753FX	83
806754FX	83
806755FX	83
806761FX	84
806762FX	84
806763FX	84
806764FX	84
806765FX	84
806810FX	82
816500FX	35
816500FX	543
816600FX	35
816600FX	543
816700FX	35
816700FX	543
816702FX	35
816702FX	543
816703FX	35
816703FX	543
816704FX	35
816704FX	543
824100FX	62
829700FX	300
829720FX	300
829750FX	300
829800FX	300
829855FX	300
829880FX	300
832600FX	467
832600FX	57
832601FX	467
832601FX	57
832605FX	467
832605FX	57

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite	Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
832608FX	468						
832608FX	58						
832611FX	468						
832611FX	58						
832613FX	468						
832613FX	58						
833153FX	62						
833154FX	63						
833155FX	63						
833157FX	63						
833162FX	63						
840100FX	347						
840100FX	58						
840101FX	347						
840101FX	59						
840200FX	348						
840200FX	59						
840300FX	348						
840300FX	59						
851300FX	52						
851307FX	52						
851308FX	52						
851800FX	53						
852200FX	53						
852300FX	54						
852400FX	54						
852600FX	55						
852800FX	55						
852801FX	55						
852900FX	56						
863100FX	212						
863100FX	30						
863100FX	457						
863101FX	212						
863101FX	30						
863101FX	457						
863101FX	538						
863110FX	212						
863110FX	30						
863110FX	457						
863110FX	538						
863116FX	212						
863116FX	30						
863116FX	538						
863120FX	212						
863120FX	30						
863120FX	538						
896100FX	533						
896100FX	538						
896150FX	533						
896160FX	534						
896170FX	534						
920715FX	314						
920715FX	437						
920740FX	314						
920740FX	437						

Author / Description	Page
Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings	74
24" Monitor	18
3-Ring Syringe	507, 547
Adapter	43, 78, 302, 334, 457
Adenoid Curette by Barnhill	462
Adenoid Curette by Jones	463
Adenoid Curette by Negus	462
Adenoid Curette by Stubbs	463
Adenoid Forceps by St. Clair-Thomson	459
Adenoid Punch by Meltzer	461
Adenotome Blade	465
Adenotome by La Force	464
Alar Retractor by Converse	402
Alar Retractor by Cottle	400
Alar Retractor by Kilner	403
Antifog solution "ULTRA STOP"	30, 212, 457, 538
Antrum Cannula by Van Eicken	214, 215, 216, 217
Antrum Curette	232, 234
Antrum Curette by Coakley	235, 236
Antrum Curette by Faulkner	234
Antrum Elevator by Sewall	231
Antrum Grasping Forceps	280, 281
Antrum Punch	284, 285
Antrum Punch by Beyer	242
Antrum Punch by Ostrum	282, 283, 284
Antrum Punch by Tobey	285
Antrum Rasp by Watson-Williams	230
Antrum Side-Biting Punch	287
Antrum Suction Punch	286
Antrum Trocar Needle by Lichtwitz	213
Applicator/Curette by Jobson-Horne	87
Arch Palate Hook by Hofer	466
Artery Forceps by Halsted-Mosquito	556, 557
Artery Forceps by Micro-Mosquito	558
Artery Forceps by Ochsner-Kocher	555
Artery Forceps by Pean	554, 555
Atraumatic Forceps by DeBaKey	123, 124
Atraumatic Forceps by Glanz	418
Atraumatic Forceps by Helms	124
Atraumatic Vocal Cord Retractor	583
Atticus mirror by Heermann	169
BiTech Bipolar Scissors	518
Biopsy Forceps by Ronis	460
Biopsy and Grasping Forceps	257
Bipolar Cable	223, 344, 519
Bipolar Forceps	221, 222, 342, 343, 514, 515, 516, 517, 518, 520
Blade	489
Bone & Cartilage Crusher by Cottle	432
Bone Cutting Forceps by Cottle-Kazanjian	367
Bone Punch	239
Bone Rongeur by Beyer	116
Bone Rongeur by Citelli	117
Bone Rongeur by Kerrison	116
Bone Rongeur by Lempert	115
Broncho-Esophagosopic Forceps	590
Bronchoscopy Forceps	591
Burr	198, 199, 298, 299

Author / Description	Page
CAMO Teeth Protector	533, 538
CI Electrode Forceps	125
Caliper by Castroviejo	433
Cannula	58, 60, 468
Cannula for Sialography	513
Cartilage Cutting Block	174
Cartilage Forceps by Hinderer	418
Cartilage Insertion Forceps by Cottle	431
Cheek and Lip Expander by Spandex	473
Chest Support	531
Chest Support by Negus	474
Chisel by Converse	386
Chisel by Cottle	377, 378
Chisel by Freer	372, 373
Chisel by Masing	390
Chisel by Peck	381
Chisel by Trautmann (Partsch)	110
Chisel by West	231
Choana Hook by Lange	339
Circular Cutting Punch	243, 245, 248, 249, 250
Circular Cutting Punch (Gear Type)	246, 247
Clamp	78, 302, 334, 456, 537
Coagulation Suction Cannula	224, 345, 520, 521, 588
Columella Forceps by Cottle	416
Connecting Nozzle	62
Connector only	75
Cotton Applicator by Farrell	86
Crucotomy Scissors by Fisch	183
Curette by House	179
Curette by Lempert	113
Curette by Spratt	112
Cutting Block	173, 174, 175
Dissecting Scissors by Lexer	132
Dissecting Scissors by Metzenbaum	133, 409, 498
Dissecting Scissors by Metzenbaum-Fino	410, 499
Dissecting Scissors by Reynolds	406
Dissector	163, 164, 297
Dissector by Fisch	165, 166
Dorsal Scissors by Cottle	414, 415
Dorsal Scissors by Fomon	413, 414
Double Spoon Forceps	253, 254, 255, 256
Dressing Forceps	121, 493
Dressing Forceps by Adson	125, 416, 443
Dressing Forceps by Duplay	488
Dressing Forceps by McIndoe	121
Dressing Forceps by Micro-Adson	126, 417
Dressing Forceps by Semken	120, 419
Duckbill Elevator by Shambough-Derlacki	109
ENDO-PAD	30, 212, 538
Ear Curette	93
Ear Curette by Buck	92
Ear Dressing Forceps by Gruenwald	119, 339
Ear Dressing Forceps by Jansen	119, 214, 216, 339
Ear Dressing Forceps by Lucae	118
Ear Dressing Forceps by Troeltsch	338
Ear Forceps by Duckbill	185
Ear Forceps by Hartmann	184, 185, 186
Ear Forceps by House	194

Author / Description	Page
Ear Forceps by Struempel	187
Ear Forceps by Tilley	188
Ear Hook	90
Ear Hook by Day	89
Ear Hook by Lillie	90
Ear Hook by Lucae	89
Ear Knife	95
Ear Knife by Lucae	96
Ear Knife by Politzer	94, 96
Ear Knife by Royce	95
Ear Loop by Billeau	87
Ear Loop by Shapleigh	88
Ear Polypus Snare by Krause	93
Ear Probe by Stacke	85
Ear Scissors by Bellucci	180
Ear Scissors by Mc Gee	181
Ear Scissors by Wullstein	182, 183
Ear Spatula by Moldenhauer	91
Ear Speculum	80
Ear Speculum Clamp	78, 456
Ear Speculum Reusable	84
Ear Speculum Single Use	83
Ear Speculum by Bruenings	69
Ear Speculum by Farrior	70, 71, 72, 73
Ear Speculum by Gruber	69
Ear Speculum by Hartmann	65, 66
Ear Speculum by Holmgren	68
Ear Speculum by Politzer	67
Ear Speculum by Toynbee	68
Ear Speculum by Zoellner	70
Ear Syringe	60
Ear Tampon Forceps by Hartmann	189
Ear Tip	63
Elevator	371
Elevator by Adson	107
Elevator by Benedict	46
Elevator by Cottle	374, 375
Elevator by Freer	109, 110, 227, 370
Elevator by Freer-Joseph	371
Elevator by Jansen	107
Elevator by Killian	371
Elevator by Masing	227, 375
Elevator by McKenty	374
Elevator by Pennington	375
Elevator by Rosen	163
Elevator by Weiss	227, 370
Endoragard Teeth Protector	534
Epipharyngeal Forceps by Jatho	459
Equipment Trolley, Version E	37, 38
Equipment Trolley, Version S	39
Ergo Tray	203, 204
Ethmoid Forceps by Draf	292, 293
Ethmoid Scissors by Draf	294
Eustachian Catheter by Hartmann	64
Excavator by Austin	164
Extension Tube	551
Fiber Optic Headlight	53
Fiber Optic Light Cable	34, 458, 542

Author / Description	Page
Fiber Optic Light Carrier	528
Fixation Forceps by Graefe	418
Flap Knife by Plester	147
Flap Knife by Ronis	146
Flexible Arm with Holding Rod	77, 301, 334, 456, 537
Foot	48
Footplate Hook by Fisch	156
Footplate Hook by Plester	157
Forceps Tip by Fraenkel	551
Forceps Tip by Krause	552
Forceps by Struempel	291
Frontal Sinus Bougie by Ritter-Halle	229
Frontal Sinus Curette	233
Frontal Sinus Punch	244, 251, 252
Frontal Sinus Rasp by Wigand	230
Frontal Sinus Seeker by Castelnuovo	228
Frontal Sinus Seeker by Kuhn	229
Gelfoam Pressure Forceps by House	171
Glabella Nasal Rasp by Aufricht	428, 430, 441
Goitre Probe by Kocher	553
Goitre Scissors by Schoemaker	554
Gouge by Bruenings	111
Gouge by Heermann	170
Gouge by Rubin	388
Gouge by Trautmann (Partsch)	110
Gouge by Walter	389
Gouge by West	231
Grasping Forceps by Heermann	195
Guiding Fork by Plester	157
HD Sinuscope	25, 211, 452
HD Video Capture and Storage Device	36
Hand-Burr	167
Hand-Perforator by Larkin	165
Handle	43, 448, 449, 488, 544, 545, 584
Handle by Heermann	170, 584
Handpiece	300
Headlight CLAR 131	52
Headlight CLAR 55	53
Headlight CLAR F	52
Hi-View Laryngo-Pharyngoscope	26, 27, 453, 454, 535, 536
Hi-View Micro-Laryngoscope	26, 453, 536
Hi-View Telescope	22, 23, 24, 25, 76, 77, 210, 211, 451, 452
Hi-ViewLaryngo-Pharyngoscope	27, 454, 535
High Performance Fiber Optic Light Cable	35, 543
Hook	45, 296, 445
Hook by Cottle	397, 399
Hook by Freer	398
Hook by Gerlach	156
Hook by Joseph	398
Hook by Plester	156
Hump Osteotome	440
Injection Cannula	528
Injection Needle	589
Instrument rack	200
Iris Forceps by Graefe	122, 420
Jeweller Forceps	119, 120
Joint	532
Knife Guide/Retractor by Cottle-Neivert	400

Author / Description	Page
Knife by Benedict	46
Knife by Wullstein.	148
Knot Tier.	506
LED Battery light source.	20
LED Micro Headlight	55
Lacrimal Duct Cannula by Bangerter	513
Lancet Knife by Rosen	146
Laryngeal Artery Forceps	568
Laryngeal Biopsy Forceps . 550, 560, 562, 563, 564, 565, 574, 575, 578, 580	
Laryngeal Cannula	547
Laryngeal Forceps	549
Laryngeal Grasping Forceps560, 561, 566, 567, 568, 576, 577, 579	
Laryngeal Hook	586
Laryngeal Mirror 448, 449, 450, 544, 545, 546	
Laryngeal Needle	586
Laryngeal Needle Holder	582
Laryngeal Polypus Forceps	549
Laryngeal Polypus Forceps by Fraenkel	548
Laryngeal Scissors 561, 570, 571, 572, 573, 579, 581	
Laryngeal Suction Elevator	586
Laryngectomy Scissors by Killian	552
Laryngo-Pharyngoscope. 27, 454, 535	
Laryngoscopy- and Bronchoscopy Forceps.	590
Laser Protector	587
Light Carrier	328
Lip Retractor by Sternberg.	312
Liquid Atomizer 58, 59, 347, 348	
Loop Applicator by Roeder	505
Lower Lateral Forceps by Cottle	418
Magnifier Head by Bruenings	75
Mallet by Cottle 114, 392	
Mallet by Hajek 114, 392	
Mallet by Heermann	169
Malleus Nipper by Dieter.	184
Mandrin	196
Maxillary Biopsy Forceps.	258
Maxillary Sinus Seeker	228
Medasil Teeth Protector	534
Metal Mallet. 114, 393	
Metal Support	73
Metal-Tray.	205
Micro Ear Forceps 190, 191	
Micro Ear Forceps by Fisch	193
Micro Ear Forceps by Hartmann.	192, 193
Micro Elevator by Draf	295
Micro Needle by Schuhknecht	157
Micro Osteotome 438, 439	
Micro-Hook 152, 153, 154, 155	
Micro-Hook by Schuhknecht. 158, 159, 160, 161, 162	
Micro-Raspatory	146
Microspot Fiber Optic Headlight.	54
Mini Scalpel Blade	395
Mini-Osteotome. 383, 384	
Monopolar Cable 225, 345, 521, 588	
Mouth Gag by Davis-Boyle	476
Mouth Gag by Davis-Meyer	477

Author / Description	Page
Mouth Gag by Dingmann	483
Mouth Gag by Jennings 471, 472	
Mouth Gag by Kilner-Doughty	477
Mouth Gag by Mclvor	475
Mouth Gag by Seemann-Seiffert 472, 473	
Mouth Gag by Whitehead.	471
Mucosa Knife by Freer	369
Nasal Cotton Applicator	341
Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke. 276, 353	
Nasal Cutting Forceps by Hartmann 290, 354	
Nasal Cutting Forceps by Schmeden 289, 352	
Nasal Cutting Forceps by Struycken 275, 352	
Nasal Cutting Forceps by Wigand	277
Nasal Dressing Forceps by Hartmann	346
Nasal Dressing Forceps by Tilley	436
Nasal Dressing Forceps by Westmacott 346, 347	
Nasal Forceps263, 264, 266, 267, 268, 269, 359, 360, 361, 362, 363	
Nasal Forceps by Blakesley 270, 271, 272, 273, 274, 275, 357, 358, 442	
Nasal Forceps by Blakesley-Wilde 270, 357	
Nasal Forceps by Struempel-Voss	355
Nasal Forceps by Takahashi	278, 355
Nasal Forceps by Watson-Williams	288, 356
Nasal Forceps by Wigand	276
Nasal Fracture Elevator	435
Nasal Hook by Fomon	399
Nasal Hump Rongeur by Rowland.	368
Nasal Knife by Cottle	395
Nasal Rasp 424, 431	
Nasal Rasp by Aufricht	430
Nasal Rasp by Cottle 429, 430	
Nasal Rasp by Cottle-Masing 428, 429	
Nasal Rasp by Fomon	431
Nasal Rasp by Joseph	429
Nasal Rasp by Maltz 426, 427	
Nasal Rasp by Miller	428
Nasal Rasp by Parkes	425
Nasal Retractor by Aufricht 335, 402, 442	
Nasal Retractor by Walter	401
Nasal Saw by Joseph	432
Nasal Scissors 237, 238, 294, 350, 351	
Nasal Scissors by Caplan	368
Nasal Scissors by Heymann	238, 351
Nasal Snare by Krause	349
Nasal Speculum	80
Nasal Speculum Model Vienna 306, 321	
Nasal Speculum by Beckmann	322
Nasal Speculum by Cottle 309, 310, 329, 330, 331	
Nasal Speculum by Hartmann. 305, 306, 320, 323	
Nasal Speculum by Hartmann-Halle 304, 318	
Nasal Speculum by Killian 303, 304, 307, 308, 324, 325, 328, 332, 333, 336, 337	
Nasal Speculum by Killian-Struycken 326, 327	
Nasal Speculum by Killian-Walter	331
Nasal Speculum by Thudichum	319
Nasal Speculum by Tieck-Halle	318
Nasal Spoon Forceps. 264, 265, 266, 293, 360, 361, 362	

Author / Description	Page
Nasal Tip	63
Nasopharyngoscope	32, 455, 539
Needle Holder by Crile-Wood	134, 421, 487
Needle Holder by Halsey.	134, 421
Needle Holder by Masing-Cottle	423
Needle Holder by Mayo-Hegar	135
Needle Holder by Neivert	422
Needle Holder by Senning	423
Needle by Wullstein	150, 151
Neurectomy Scissors by Fisch.	182
Nystagmus Spectacles by Frenzel.	50, 51
OCULUS Surgical Eye Loupe.	61
ONE-CAM HD	12
OP Fibre Optic Headlight.	56
Oil Whetstone "Arkansas"	166, 376
Ointment Jar by Sofie	94
Operating Laryngoscope	526, 527, 530
Operating Laryngoscope by Jackson	529
Operating Scissors	130
Operating Scissors by Mayo	404
Orbita Protector.	312
Ossicle Holding Clamp by Derlacki	124
Osteotome "Model Würzburg".	382
Osteotome by Cinelli	388
Osteotome by Converse	385
Osteotome by Cottle	377, 379, 380
Osteotome by Neivert	391
Osteotome by Rubin	387
Osteotome by Sheehan.	381
Osteotome by Silver	391
Osteotome by Walter	389
Otoscope Set	79
Otoscope Set, ri-scope®.	82
Perforator by Fisch	168
Pillar Retractor by Nager	466
Piston Cutting Block	172
Polyp Forceps by Watson-Williams	289
Polyp Grasping Forceps by Wigand	288
Powder Blower by Kabierske	57, 467
Power LED headlight.	55
Probe by Fisch	169
Protection Shield	60
Protection Tube	30, 212, 457, 538
Rasp by Benedict	46
Raspatory	163
Raspatory by Cottle.	372
Raspatory by Farabeuf	106
Raspatory by Fisch	109
Raspatory by Freer	370
Raspatory by Lempert	108, 369
Raspatory by Lempert-Joseph	441
Raspatory by Plester	109
Raspatory by Wullstein.	108
Raspatory by v. Eicken	107
Retractor by Cottle	399, 402
Retractor by Fisch	137, 140, 141
Retractor by Helms.	139
Retractor by House	141

Author / Description	Page
Retractor by Langenbeck	311
Retractor by Perkins	140
Retractor by Plester	137, 138
Retractor by Schuhknecht	137
Retractor by Senn-Miller.	401, 559
Retractor by Weitlaner	136
Retractor by Wigand	139
Retractor by Williger	138
Retractor by Wullstein	136
Rhino-Sheets	314, 437
Rhinoplastic Knife by Fomon	396
Rhinoplastic Scissors	444
Rhinoscopic Mirror by Michel	450, 546
Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis	296
Roller Knife by Schuhknecht.	147
Round Knife	45
Round Knife by Draf	295
Round Knife by Rosen	142, 143, 144, 145
Rubber Bulb.	57, 59, 75, 348, 467
Rubber Bulb by Politzer	62
Rubber Ring.	531
Ruler with mm and inch scale.	433
S-Bite Nasal Forceps.	259, 260, 262
SOLO-LITE LED	16
Salivary Duct Dilator by Wilder	511
Salivary Duct Probe by Bowman.	509, 510
Salivary Duct Scissors by Perwitzschky	512
Scalpel Blades	111, 394, 486
Scalpel Handle	111, 394, 395, 486
Scalpel Handle by Masing	394
Scissors	127, 128, 406, 408
Scissors by Bellucci	291
Scissors by Fomon	412, 413
Scissors by Goldman-Fox	404
Scissors by Joseph	129, 405
Scissors by Kilner	131, 407, 445
Scissors by Stevens.	403
Scissors by Walter	412, 444
Scoring Instrument by Benedict.	46
Septum Forceps by Bruenings.	364
Septum Forceps by Craig	365
Septum Forceps by Jansen	366
Septum Forceps by Luc	364
Septum Gouge by Killian-Claus	373
Septum Knife by Freer	369
Septum Morcelizer by Rubin.	367
Septum Needle	226
Septum Scissors by Becker	367
Septum Straightening Forceps by Asch.	434
Sialoscope.	31, 508
Sickle Knife	236
Sickle Knife by Dornhoffer	149
Sickle Knife by Draf.	297
Sickle Knife by Fisch	167
Sickle Knife by Plester	148, 149, 236
Silicone Bite Liners.	476
Sinuscopy Trocar	213
Skin Hook by Frazier	399

Author / Description	Page
Skin Hook by Gillies398
Slip-On Objectives	61
Smoke Evacuation Tube	528, 584
Smoke Evaluation Tube528
Snare Wires	93
Spare Bottle	57, 59, 347, 467
Spare Nylon Facings	115, 393
Spatula312
Sphenoid Punch by FS-Kerrison240
Sphenoid Punch by Hajek-Kofler	241, 242
Sphenoid Punch by McKenty243
Stapes Instrument by Fisch167
Stapes Probe	164, 166
Sterilization Container206
Suction Dissector	44, 45
Suction Elevator by Gorney	227, 376
Suction Elevator by Guillen	228, 376
Suction Forceps by Blakesley	273, 274
Suction Forceps by Gruenwald261
Suction Forceps by Takahashi279
Suction Handle by House100
Suction Knife	45
Suction Tube	99, 102, 587
Suction Tube by Baron	102, 103
Suction Tube by Frank-Pasquini220
Suction Tube by Frazier	103, 215, 217, 218, 219, 340, 341
Suction Tube by House101
Suction Tube by Kahn-Frazier219
Suction Tube by Nijmegen	99
Suction Tube by Plester102
Suction Tube by Schuhknecht105
Suction Tube by Verhoeven	97, 98
Suction Tube by Yankauer494
Suction Tube by Zöllner104
Suction and Irrigation Tube by House105
Super Spot Fiber Optic Headlight	54
Support Rod532
Suspension Aparatus Bipod by Draffin474
Suture Forceps by Castroviejo419
Suture Hook506
Swivel Knife by Ballenger372
T-Tube Inserter197
TRE-CAM HD	14
TV Adapter	21
TWIN-CAM HD	8, 10
Teeth Protector533
Tele-Laryngo-Pharyngoscope	26, 453, 536
Telescope Clamp	78, 302, 457, 537
Temporal Bone Holder200
Tenotomy Scissors by Stevens411
Thymus Retractor by Schoenborn559
Tip by Zöllner104
Tissue Forceps	121, 493
Tissue Forceps by Adson	126, 417, 443
Tissue Forceps by Adson-Brown	125, 416, 443
Tissue Forceps by Gillies	123, 420
Tissue Forceps by Micro-Adson	126, 417
Tissue Forceps by Semken	120, 419

Author / Description	Page
Tongue Depressor "Model Wuerzburg"485
Tongue Depressor by Bruenings469
Tongue Depressor by Davis-Boyle	478, 479, 480
Tongue Depressor by Dingmann484
Tongue Depressor by Doyen470
Tongue Depressor by Frenzel469
Tongue Depressor by Hartmann470
Tongue Depressor by Mclvor475
Tongue Depressor by Ring484
Tongue Depressor by Russel-Davis	481, 482
Tongue Depressor by Tobold470
Tongue Depressor by Wieder469
Tonsil Dissector490
Tonsil Dissector by Henke489
Tonsil Dissector by Hurd490
Tonsil Dressing Forceps by Brophy493
Tonsil Forceps by Blohmke490
Tonsil Forceps by Colver491
Tonsil Forceps by Heiss-Birkett500
Tonsil Forceps by Negus502
Tonsil Forceps by Schnidt501
Tonsil Forceps by Tivnen492
Tonsil Forceps by Tyding491
Tonsil Forceps by White492
Tonsil Knife by Abraham487
Tonsil Needle507
Tonsil Scissors by Boettcher495
Tonsil Scissors by Dean497
Tonsil Scissors by Good496
Tonsil Scissors by Lillie495
Tonsil Scissors by Muck497
Tonsil Scissors by Prince495
Tonsil Scissors by Toennis-Adson496
Tonsil Snare by Bruenings504
Tonsil Suture Needle by Hurd	505, 506
Tonsil Suture Needle by Nager505
Tonsillotome by Sluder-Ballenger488
Towel Forceps by Backhaus	313, 436
Tracheal Dilator by Laborde553
Tracheal Dilator by Trousseau554
Tracheal Retractor559
Tracheal Trocar by Denker (Uckermann)553
Tuning Fork	48
Tuning Fork Set by Hartmann	49
Tuning Fork by Hartmann	47
Tuning Fork by Lucae	48
UNI-CART Trolley	37
USB Video Rhinolaryngoscope	33
Universal Handle by Huber551
Universal Wire Cutting Scissors503
Uvula Retractor by Haslinger466
Vein Press by Shea171
Ventilation Tube Inserter196
Ventilation Tube Inserter Forceps197
Video Capture and Storage Device	36
Vocal Cord Holding Forceps by Arnold569
Wide Angle Telescope	24, 77
Wire Basket	28, 200, 201, 202, 207, 458, 522, 523, 541

Author / Description	Page
Wire Basket for EES Set	42
Wire Bending Die by Schuhknecht	172
Wire Crimper	178
Wire Crimper by Greven	177
Wire Crimper by McGee	176
Wire Cutter by Schuhknecht	130
Zoom TV Adapter	21
e-scope® Otoscope LED	81
ri-mini® Otoscope Fibre Optic	82

Author / Description	Page
----------------------	------

Autor / Beschreibung	Seite
24" Monitor	18
Abziehstein „Arkansas“	166, 376
Adapter	43, 78, 302, 334, 457
Adenotom nach La Force.	464
Adenotom-Klinge.	465
Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings	74
Anatomische Pinzette	121, 493
Anatomische Pinzette nach Adson	125, 416, 443
Anatomische Pinzette nach McIndoe	121
Anatomische Pinzette nach Mikro-Adson	126, 417
Anatomische Pinzette nach Semken	120, 419
Anschluss-Stück allein.	75
Antibesclagmittel „ULTRA STOP“	30, 212, 457, 538
Antrum Seitwärtsstanze	287
Antrum-Kürette.	234
Antrum-Saugstanze	286
Antrumlöffel.	232
Antrumstanze.	284, 285
Antrumstanze nach Ostrum	282, 283, 284
Antrumstanze nach Tobey	285
Arterienklemme nach Halsted-Mosquito.	556, 557
Arterienklemme nach Micro-Mosquito	558
Arterienklemme nach Ochsner-Kocher	555
Arterienklemme nach Pean	554, 555
Atraumatische Pinzette nach DeBakey	123, 124
Atraumatische Pinzette nach Glanz.	418
Atraumatische Pinzette nach Helms	124
Atraumatischer Stimmbandspreizer	583
Aufsatz.	489
Aufsatz nach Zöllner	104
BiTech Bipolare Schere	518
Biegegerät nach Schuhknecht.	172
Bipolare Pinzette .221, 222, 342, 343, 514, 515, 516, 517, 518, 520	
Bipolares HF Kabel.	223, 344, 519
Bohrer	198, 199, 298, 299
Bohrhandstück	300
Broncho-Oesophagoskopie Stanze	590
Bronchoskopiezange	591
Bruststütze	531
Bruststütze nach Negus	474
CAMO Zahnschutz	533, 538
CI Elektrodenpinzette	125
Chirurgische Pinzette	121, 493
Chirurgische Pinzette nach Adson	126, 417, 443
Chirurgische Pinzette nach Gillies	123, 420
Chirurgische Pinzette nach Mikro-Adson.	126, 417
Chirurgische Pinzette nach Semken	120, 419
Chirurgische Schere	130
Chirurgische Schere nach Mayo.	404
Choanenhaken nach Lange	339
Columella Pinzette nach Cottle	416
Conchotom nach Grünwald-Henke	276, 353
Conchotom nach Hartmann	290, 354
Conchotom nach Schmeden.	289, 352
Conchotom nach Struycken	275, 352
Conchotom nach Wigand.	277
Crurotomiescherchen nach Fisch.	183

Autor / Beschreibung	Seite
Dissektor	163, 164, 297
Dissektor nach Fisch.	165, 166
Doppel-Nasenflügelhaken nach Converse	402
Doppelevatorium nach Cottle	374, 375
Doppelevatorium nach Freer	109, 110, 227, 370
Doppelevatorium nach Freer-Joseph.	371
Doppelevatorium nach Masing	227, 375
Doppelevatorium nach McKenty.	374
Doppelevatorium nach Pennington	375
Doppelevatorium nach Weiss	227, 370
Doppelhaken nach Cottle-Neivert.	400
Doppelinstrument nach Walter	401
Doppellöffel-Zange.	253, 254, 255, 256
Drahtschere nach Schuhknecht.	130
Drahtschließzängchen	178
Drahtschließzängchen nach Greven	177
Drahtschließzängchen nach McGee.	176
Drahtschlinge	349
Dreiring-Spritze	507, 547
Duckbill Elevator n. Shambough-Derlacki	109
ENDO-PAD	30, 212, 538
Einführungsgabel nach Plester	157
Einführungsinstrument	196
Einmalohrtrichter	83
Einsetzinstrument	197
Einsteckkonus	62
Elevatorium	371
Elevatorium nach Adson	107
Elevatorium nach Benedict	46
Elevatorium nach Jansen	107
Elevatorium nach McKenty	374
Elevatorium nach Rosen	163
Endoragard Zahnschutz	534
Ergo Tray	203, 204
Ersatzflasche	57, 59, 347, 467
Exkavator nach Austin	164
Fadenhäkchen	506
Fadenpinzette nach Castroviejo	419
Feile nach Benedict.	46
Felsenbeinhalter	200
Fiberglas-Lichtkabel.	34, 458, 542
Fiberglas-Lichtträger	528
Fiberoptik Stirnleuchte.	53
Fixierpinzette nach Graefe.	418
Flachmeißel nach Freer	372, 373
Flachmeißel nach Trautmann (Partsch)	110
Flachmeißel nach West	231
Flexibler Arm mit Haltestange	77, 301, 334, 456, 537
Flüssigkeitszerstäuber.	58, 59, 347, 348
Fuß.	48
Fußplattenhäkchen nach Fisch	156
Fußplattenhäkchen nach Plester	157
Führungsrohr	551
Gaumenbogenhaken nach Hofer	466
Gehörknöchelpinzette nach Derlacki	124
Gelenkteil	532
Gelfoam Quetschzange nach House	171
Gerätewagen, Version E	37, 38

Autor / Beschreibung	Seite
Gerätewagen, Version S	39
Glabella Nasenraspel nach Aufricht	428, 430, 441
Griff	448, 449, 488, 544, 545
Gummiball	57, 59, 348, 467
Gummibirne nach Politzer	62
Gummiring	531
HD Sinuskop	25, 211, 452
HD Video Aufnahme- und Speichereinheit	36
Haken nach Cottle	399
Halbgebläse	75
Hammer nach Cottle	114, 392
Hammer nach Hajek	114, 392
Hammer nach Heermann	169
Hammerkopfstanze nach Dieter	184
Hand-Bohrer	167
Hand-Perforator nach Larkin	165
Handgriff	584
Handgriff nach Heermann	170, 584
Handstück	43
Hauthäkchen nach Frazier	399
Hauthäkchen nach Gillies	398
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop	26, 27, 453, 454, 535, 536
Hi-View Mikro-Laryngoskop	26, 453, 536
Hi-View Optik	22, 23, 24, 25, 76, 77, 210, 211, 451, 452
Hochleistungs-Fiberglas-Lichtkabel	35, 543
Hohlmeißel nach Bruenings	111
Hohlmeißel nach Heermann	170
Hohlmeißel nach Rubin	388
Hohlmeißel nach Trautmann (Partsch)	110
Hohlmeißel nach Walter	389
Hohlmeißel nach West	231
Häkchen	45, 296, 445
Häkchen nach Cottle	397, 399, 402
Häkchen nach Freer	398
Häkchen nach Gerlach	156
Häkchen nach Joseph	398
Häkchen nach Plester	156
Höcker-Osteotom	440
Injektionsnadel	589
Injektorkanüle	528
Instrumentenständer	200
Interpositionsnadel nach Schuhknecht	157
Inzisionsmesser nach Plester	147
Inzisionsmesser nach Ronis	146
Irispinzette nach Graefe	122, 420
Kanüle	58, 60, 468
Kanüle zur Sialographie	513
Kehlkopf-Kanüle	547
Kehlkopf-Probeexzisionszange	550
Kehlkopfpolypenzange	549
Kehlkopfpolypenzange nach Fränkel	548
Kehlkopfspiegel	448, 449, 450, 544, 545, 546
Kehlkopfzange	549
Keilbeinstanze nach McKenty	243
Kieferhöhlen Probeexzisionszange	258
Kieferhöhlen-Elevatorium nach Sewall	231
Kieferhöhlenfasszange	280, 281
Kieferhöhlenkürette nach Coakley	235, 236

Autor / Beschreibung	Seite
Kieferhöhlenkürette nach Faulkner	234
Kieferhöhlenpunktionsnadel n. Lichtwitz	213
Kieferhöhlenraspel nach Watson-Williams	230
Kieferhöhlensonde	228
Kieferhöhlenstanze nach Beyer	242
Knochenfeile nach Cottle-Masing	428, 429
Knochenraspel	424
Knochensplitterzange n. Cottle-Kazanjan	367
Knochenstanze	239
Knochenstanze nach Citelli	117
Knochenstanze nach FS-Kerrison	240
Knochenstanze nach Hajek-Kofler	241, 242
Knochenstanze nach Kerrison	116
Knochenzange nach Lempert	115
Knorpel-/Knochenquetsche nach Cottle	432
Knorpelrinnelegpinzette nach Cottle	431
Knorpelquetschzange nach Rubin	367
Knotenführer	506
Koagulations-Saugrohr	224, 345, 520, 521, 588
Kornzange nach Duplay	488
Kropfschere nach Schoemaker	554
Kropfsonde nach Kocher	553
LED Akku-Lichtquelle	20
LED Mikro-Stirnleuchte	55
Lanzettmesser nach Rosen	146
Laryngo-Pharyngoskop	27, 454, 535
Laryngofissurschere nach Killian	552
Laryngoskopie- und Bronchoskopie Zange	590
Larynx Arterienklemme	568
Larynx Fasszange	560, 561, 566, 567, 568, 576, 577, 579
Larynx Häkchen	586
Larynx Löffelzange	560, 562, 563, 564, 565, 574, 575, 578, 580
Larynx Messer	586
Larynx Nadelhalter	582
Larynx Saugraspatorium	586
Larynx Schere	561, 570, 571, 572, 573, 579, 581
Larynx Umstechungsnadel	586
Laser Protektor	587
Lichtträger	328
Ligaturinstrument nach Roeder	505
Lippenretractor nach Sternberg	312
Lupenkörper nach Bruenings	75
Lupenvorsatzobjektive	61
Löffel nach House	179
Mandrin	196
Medasil Zahnschutz	534
Meißel nach Converse	386
Meißel nach Cottle	377, 378
Meißel nach Masing	390
Meißel nach Peck	381
Messer nach Benedict	46
Messstab mit mm und Zoll Skala	433
Metall-Tray	205
Metallhammer	114, 393
Metallständer	73
Mikro-Elevatorium nach Draf	295
Mikro-Häkchen	152, 153, 154, 155
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht	158, 159, 160, 161, 162

Autor / Beschreibung	Seite
Mikro-Ohrzangchen	190, 191
Mikro-Ohrzangchen nach Fisch	193
Mikro-Ohrzangchen nach Hartmann	192, 193
Mikro-Osteotom	438, 439
Mikro-Raspatorium	146
Mikrospot Fiberoptik Stirnleuchte	54
Mini-Osteotom	383, 384
Mini-Skalpellklingen	395
Monopolares HF Kabel	225, 345, 521, 588
Mukosamesser nach Freer	369
Mundsperrerr nach Davis-Boyle	476
Mundsperrerr nach Davis-Meyer	477
Mundsperrerr nach Dingmann	483
Mundsperrerr nach Jennings	471, 472
Mundsperrerr nach Kilner-Doughty	477
Mundsperrerr nach Mclvor	475
Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert	472, 473
Mundsperrerr nach Whitehead	471
Mundsperrerr-Aufhangung nach Draffin	474
Nadel nach Wullstein	150, 151
Nadelhalter nach Crile-Wood	134, 421, 487
Nadelhalter nach Halsey	134, 421
Nadelhalter nach Masing-Cottle	423
Nadelhalter nach Mayo-Hegar	135
Nadelhalter nach Neivert	422
Nadelhalter nach Senning	423
Nadelsauger nach House	101
Nasenflugelhaken nach Cottle	400
Nasenflugelhaken nach Fomon	399
Nasenflugelhaken nach Kilner	403
Nasenfraktur Elevatorium	435
Nasenhaken nach Aufricht	335
Nasenloffelzange	264, 265, 266, 293, 360, 361, 362
Nasenolive	63
Nasenpinzette nach Cottle	418
Nasenplastikmesser nach Fomon	396
Nasenpolypenschnurer nach Krause	349
Nasenrachen-Conchotom by Meltzer	461
Nasenrachenzange nach Jatho	459
Nasenraspel	431
Nasenraspel nach Aufricht	430
Nasenraspel nach Cottle	429, 430
Nasenraspel nach Fomon	431
Nasenraspel nach Joseph	429
Nasenraspel nach Maltz	426, 427
Nasenraspel nach Miller	428
Nasenraspel nach Parkes	425
Nasentruckenhaken nach Aufricht	402, 442
Nasenschere	237, 238, 294, 350, 351
Nasenschere nach Caplan	368
Nasenschere nach Cottle	414, 415
Nasenschere nach Fomon	413, 414
Nasenschere nach Heymann	238, 351
Nasenspekulum	80
Nasenspekulum Modell Wien	306, 321
Nasenspekulum nach Beckmann	322
Nasenspekulum nach Cottle	309, 310, 329, 330, 331
Nasenspekulum nach Hartmann	305, 306, 320, 323

Autor / Beschreibung	Seite
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle	304, 318
Nasenspekulum nach Killian	303, 304, 307, 308, 324, 325, 328, 332, 333, 336, 337
Nasenspekulum nach Killian-Struycken	326, 327
Nasenspekulum nach Killian-Walter	331
Nasenspekulum nach Thudichum	319
Nasenspekulum nach Tieck-Halle	318
Nasensage nach Joseph	432
Nasentamponzange nach Hartmann	346
Nasentamponzange nach Tilley	436
Nasentamponzange nach Westmacott	346, 347
Nasensauger	341
Nasenzange 263, 264, 266, 267, 268, 269, 359, 360, 361, 362, 363	
Nasenzange nach Blakesley 270, 271, 272, 273, 274, 275, 357, 358, 442	
Nasenzange nach Blakesley-Wilde	270, 357
Nasenzange nach Rowland	368
Nasenzange nach Struempel-Voss	355
Nasenzange nach Takahashi	278, 355
Nasenzange nach Watson-Williams	288, 356
Nasenzange nach Wigand	276
Nasopharyngoskop	32, 455, 539
Neurektomieschere nach Fisch	182
Nylon-Ersatzbacken	115, 393
Nystagmusbrille nach Frenzel	50, 51
OCULUS Lupenbrille	61
ONE-CAM HD	12
OP Fiberoptik Stirnleuchte	56
Ohrhebel nach Moldenhauer	91
Ohrhakchen	90
Ohrhakchen nach Day	89
Ohrhakchen nach Lillie	90
Ohrhakchen nach Lucae	89
Ohrhakchen und Loffel nach Gross	90
Ohrkurette	93
Ohrkurette nach Buck	92
Ohrmesser nach Politzer	96
Ohrmesser nach Royce	95
Ohrolive	63
Ohrpinzette nach Grunwald	119, 339
Ohrpinzette nach Jansen	119, 214, 216, 339
Ohrpinzette nach Lucae	118
Ohrpinzette nach Troeltsch	338
Ohrpolypenschnurer nach Krause	93
Ohrscherchen nach Bellucci	180
Ohrscherchen nach McGee	181
Ohrscherchen nach Wullstein	182, 183
Ohrschlinge nach Billeau	87
Ohrschlinge nach Shapleigh	88
Ohrsonde nach Stacke	85
Ohrspritze	60
Ohrtamponzangchen nach Hartmann	189
Ohrtrichter	80
Ohrtrichter nach Bruenings	69
Ohrtrichter nach Farrior	70, 71, 72, 73
Ohrtrichter nach Gruber	69
Ohrtrichter nach Hartmann	65, 66

Autor / Beschreibung	Seite
Ohrtrichter nach Holmgren	68
Ohrtrichter nach Politzer	67
Ohrtrichter nach Toynbee	68
Ohrtrichter nach Zöllner	70
Ohrtrichter-Halter	78, 456
Ohrzängchen nach Duckbill	185
Ohrzängchen nach Hartmann	184, 185, 186
Ohrzängchen nach House	194
Ohrzängchen nach Strümpel	187
Ohrzängchen nach Tilley	188
Operations-Laryngoskop	526, 527, 530
Operations-Laryngoskop nach Jackson	529
Optik-Klammer	78, 302, 457, 537
Orbitaschützer	312
Osteotom „Würzburger Modell“	382
Osteotom nach Cinelli	388
Osteotom nach Converse	385
Osteotom nach Cottle	377, 379, 380
Osteotom nach Neivert	391
Osteotom nach Rubin	387
Osteotom nach Sheehan	381
Osteotom nach Silver	391
Osteotom nach Walter	389
Otoskop Set, ri-scope®	82
Otoskop-Set	79
Parazentesenadel	95
Parazentesenadel nach Lucae	96
Parazentesenadel nach Politzer	94
Paukenspiegel nach Heermann	169
Perforator nach Fisch	168
Pinzette nach Adson-Brown	125, 416, 443
Pinzettenzängchen nach Heermann	195
Polypenfasszange nach Wigand	288
Polypenzange nach Watson-Williams	289
Power LED Stirnleuchte	55
Probeexzisions- und Fasszange	257
Probeexzisionszange nach Ronis	460
Präparierschere nach Lexer	132
Präparierschere nach Metzenbaum	133, 409, 498
Präparierschere nach Metzenbaum-Fino	410, 499
Präparierschere nach Reynolds	406
Pulverbläser nach Kabierske	57, 467
Raspatorium	163
Raspatorium nach Cottle	372
Raspatorium nach Farabeuf	106
Raspatorium nach Fisch	109
Raspatorium nach Freer	370
Raspatorium nach Lempert	108, 369
Raspatorium nach Lempert-Joseph	441
Raspatorium nach Plester	109
Raspatorium nach Wullstein	108
Raspatorium nach v. Eicken	107
Rauchabsaugrohr	528, 584
Rhino Saugtpfer	314, 437
Rhinoplastik Schere	444
Rhinoskopiespiegel nach Michel	450, 546
Ringkürette nach Cappabianca-de Divoitiis	296
Ringmesser nach Barnhill	462

Autor / Beschreibung	Seite
Ringmesser nach Jones	463
Ringmesser nach Negus	462
Ringmesser nach Stubbs	463
Ritzinstrument nach Benedict	46
Ritzmesser nach Masing	395
Rollmesser nach Schuhknecht	147
Rundkopfstanze	243, 245, 248, 249, 250
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik)	246, 247
Rundmesser	45
Rundschnittmesser nach Draf	295
Rundschnittmesser nach Rosen	142, 143, 144, 145
S-Bite Nasenzange	259, 260, 262
SOLO-LITE LED	16
Salben-Ei nach Sofie	94
Saugdissektor	44, 45
Saugelevatorium nach Gorney	227, 376
Saugelevatorium nach Guillen	228, 376
Sauggriff nach House	100
Saugkanüle nach Frazier	219, 340
Saugmesser	45
Saugrohr	99, 102, 587
Saugrohr nach Baron	102, 103
Saugrohr nach Frank-Pasquini	220
Saugrohr nach Frazier	103, 215, 217, 218, 340, 341
Saugrohr nach Kahn-Frazier	219
Saugrohr nach Nijmegen	99
Saugrohr nach Plester	102
Saugrohr nach Schuhknecht	105
Saugrohr nach Verhoeven	97, 98
Saugrohr nach Yankauer	494
Saugrohr nach Zöllner	104
Saugzange nach Blakesley	273, 274
Saugzange nach Grünwald	261
Saugzange nach Takahashi	279
Scharfer Löffel nach Lempert	113
Scharfer Löffel nach Spratt	112
Schere	127, 128, 406, 408
Schere nach Bellucci	291
Schere nach Fomon	412, 413
Schere nach Goldman-Fox	404
Schere nach Joseph	129, 405
Schere nach Kilner	131, 407, 445
Schere nach Stevens	403
Schere nach Walter	412, 444
Schildrüsenhaken nach Schoenborn	559
Schneidblock	172, 173, 174, 175
Schnürdrähte	93
Schutzhülse	30, 212, 457, 538
Schwingmesser nach Ballenger	372
Sehnenschere nach Stevens	411
Septumkanüle	226
Septummeißel nach Killian-Claus	373
Septummesser nach Cottle	395
Septummesser nach Freer	369
Septumrichtzange nach Asch	434
Septumschere nach Becker	367
Septumzange nach Bruenings	364
Septumzange nach Craig	365

Autor / Beschreibung	Seite
Septumzange nach Jansen366
Septumzange nach Luc364
Sialoskop31, 508
Sichelmesser236
Sichelmesser nach Dornhoffer149
Sichelmesser nach Draef297
Sichelmesser nach Fisch167
Sichelmesser nach Plester148, 149, 236
Sichelmesser nach Wullstein148
Siebbeinschere nach Draef294
Siebbeinzange nach Draef.292, 293
Siebkorb28, 200, 201, 202, 207, 458, 522, 523, 541
Siebkorb für EOC Set42
Silikoneinlage476
Sinuskopie-Trokar213
Skalpellsgriff111, 394, 395, 486
Skalpellsgriff nach Masing394
Skalpellsklingen111, 394, 486
Sonde nach Fisch169
Spannkloben78, 302, 334, 456, 537
Spatel312
Speichelgangdilator nach Wilder511
Speichelgangschere nach Perwitzschky512
Speichelgangsonde nach Bowman509, 510
Spritzschutz-Teller60
Spül- und Saugrohr nach House105
Spülröhrchen nach Van Eicken214, 215, 216, 217
Stapes Instrument nach Fisch.167
Stapes Sonde164, 166
Sterilcontainer206
Stimmband-Haltezange nach Arnold569
Stimmgabel48
Stimmgabel nach Hartmann.47
Stimmgabel nach Lucae48
Stimmgabel-Besteck nach Hartmann49
Stirnhöhlen-Stanze251, 252
Stirnhöhlenbougie nach Ritter-Halle229
Stirnhöhlenlöffel233
Stirnhöhlenraspel nach Wigand230
Stirnhöhlensonde nach Castelnovo228
Stirnhöhlensonde nach Kuhn229
Stirnhöhlenstanze244
Stirnlampe CLAR 131.52
Stirnlampe CLAR 5553
Stirnlampe CLAR F.52
Stützstange532
Super Spot Fiberoptik Stirnleuchte54
TRE-CAM HD14
TV Adapter.21
TWIN-CAM HD8, 10
Tele-Laryngo-Pharyngoskop26, 453, 536
Tonsillen-Kanüle507
Tonsillendissektor490
Tonsillendissektor nach Henke489
Tonsillendissektor nach Hurd490
Tonsillenfasszange nach Colver491
Tonsillenfasszange nach Tivnen.492
Tonsillenfasszange nach Tyding.491

Autor / Beschreibung	Seite
Tonsillenfasszange nach White492
Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett500
Tonsillenklemme nach Negus502
Tonsillenklemme nach Schnidt501
Tonsillennadel nach Abraham.487
Tonsillennadel nach Hurd505, 506
Tonsillennadel nach Nager505
Tonsillennadel nach Brophy.493
Tonsillenschere nach Boettcher.495
Tonsillenschere nach Dean497
Tonsillenschere nach Good496
Tonsillenschere nach Lillie495
Tonsillenschere nach Muck497
Tonsillenschere nach Prince.495
Tonsillenschere nach Toennis-Adson496
Tonsillenschlingen505
Tonsillenschnürer nach Brünings.504
Tonsillotom nach Sluder-Ballenger.488
Trachealdilatator nach Laborde553
Trachealdilatator nach Trousseau.554
Trachealhaken559
Trachealtrokar nach Denker (Uckermann)553
Tränenwegkanüle nach Bangerter513
Tubenkatheter nach Hartmann64
Tuchklemme nach Backhaus313, 436
UNI-CART Gerätewagen37
USB Video Rhinologyngoskop33
Uhrmacher-Pinzette119, 120
Universal Drahtschere503
Universal Handgriff nach Huber.551
Venenpresse nach Shea171
Video Aufnahme- und Speichereinheit36
Wangen- und Lippen Expander nach Spandex473
Watteträger nach Farrell.86
Watteträger/Kürette nach Jobson-Horne87
Weitwinkel Optik24, 77
Wiederverwendbare Ohrtrichter.84
Wundhaken nach Langenbeck.311
Wundhaken nach Williger138
Wundhäkchen nach Senn-Miller401, 559
Wundsperrer nach Fisch.137, 140, 141
Wundsperrer nach Helms139
Wundsperrer nach House141
Wundsperrer nach Perkins140
Wundsperrer nach Plester.137, 138
Wundsperrer nach Schuhknecht137
Wundsperrer nach Weitlaner136
Wundsperrer nach Wigand.139
Wundsperrer nach Wullstein136
Zahnschutz533
Zangenaufsatz nach Fränkel.551
Zangenaufsatz nach Krause552
Zirkel nach Castroviejo.433
Zoom TV Adapter21
Zungendrucker nach Brünings469
Zungendrucker nach Doyen470
Zungendrucker nach Frenzel469
Zungendrucker nach Hartmann.470

Autor / Beschreibung	Seite
Zungendrucker nach Wieder469
Zungenspatel „Würzburger Modell“485
Zungenspatel nach Davis-Boyle	478, 479, 480
Zungenspatel nach Dingmann484
Zungenspatel nach Mclvor475
Zungenspatel nach Ring484
Zungenspatel nach Russel-Davis	481, 482
Zängchen nach Strümpel291
e-scope® Otoskop LED	81
ri-mini® Otoskop Fiberoptik.	82

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------