



**Precision meets Quality**

**Oral Cavity**  
**Mundhöhle**


**FENTEX***medical* GmbH


take-off GewerbePark 2  
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0  
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17  
info@fentexmedical.com  
www.fentexmedical.com

**FENTEX** *Instruments · Made in Germany*

© FENTEXmedical GmbH · 2023 · Art.-Nr 005FX





**Edition 2023**

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



**FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 and directive 93/42/EEC.**

**Katalogausgabe 2023**

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



**FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 und der Richtlinie 93/42/EWG.**



**Contact Details**

**Kontaktinformationen**

FENTEXmedical GmbH  
 take-off GewerbePark 2  
 D-78579 Neuhausen ob Eck  
 Germany

Tel. +49(0) 7467 - 949 62 0  
 Fax +49(0) 7467 - 949 62 17

infol@fentexmedical.com  
 www.fentexmedical.com



#### **PRECISION MEETS QUALITY**

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

#### **PRECISION MEETS QUALITY**

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

## Oral cavity Mundhöhle

### Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

### Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- and Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

### Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

### Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.



**054200FX** **Handle**, for 054400FX - 054430FX  
**Griff**, für 054400FX - 054430FX



**054400FX** **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, without thread, size 0  
**Kehlkopfspiegel**, Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde, Fig. 0

<b>054400FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 0
<b>054401FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 1
<b>054402FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 2
<b>054403FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 3
<b>054404FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 4
<b>054405FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 5
<b>054406FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 6
<b>054407FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 7
<b>054408FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 8
<b>054409FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 9
<b>054410FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 10
<b>054420FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 00
<b>054430FX</b>	Rhodium plated glass, without thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, ohne Gewinde / Fig. 000

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**053800FX** **Handle**, for 054500FX - 054530FX  
**Griff**, für 054500FX - 054530FX



**054500FX** **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with thread, size 0  
**Kehlkopfspiegel**, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde, Fig. 0

<b>054500FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 0
<b>054501FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 1
<b>054502FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 2
<b>054503FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 3
<b>054504FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 4
<b>054505FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 5
<b>054506FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 6
<b>054507FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 7
<b>054508FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 8
<b>054509FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 9
<b>054510FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 10
<b>054520FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 00
<b>054530FX</b>	Rhodium plated glass, with thread / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Gewinde / Fig. 000





**054600FX** **Laryngeal Mirror**, Rhodium plated glass, with handle, size 0  
**Kehlkopfspiegel**, Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff, Fig. 0

<b>054600FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 0	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 0
<b>054601FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 1	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 1
<b>054602FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 2	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 2
<b>054603FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 3	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 3
<b>054604FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 4	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 4
<b>054605FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 5	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 5
<b>054606FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 6	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 6
<b>054607FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 7	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 7
<b>054608FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 8	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 8
<b>054609FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 9	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 9
<b>054610FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 10	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 10
<b>054620FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 00	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 00
<b>054630FX</b>	Rhodium plated glass, with handle / size 000	Rhodium-beschichtetes Glas, mit Griff / Fig. 000



**054212FX** **Rhinoscopic Mirror by Michel**, 27 cm, size 1  
**Rhinoskopiespiegel nach Michel**, 27 cm, Fig. 1

<b>054212FX</b>	27 cm, size 1	27 cm, Fig. 1
<b>054214FX</b>	27 cm, size 2	27 cm, Fig. 2
<b>054216FX</b>	27 cm, size 3	27 cm, Fig. 3
<b>054218FX</b>	27 cm, size 4	27 cm, Fig. 4

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**728100FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

<b>728100FX</b>	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
<b>728130FX</b>	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
<b>728170FX</b>	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm



**701300FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm

<b>701300FX</b>	autoclavable / 0°, WL 270 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm
<b>701330FX</b>	autoclavable / 30°, WL 27 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 270 mm, Ø 2,7 mm



**750100FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

<b>750100FX</b>	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750130FX</b>	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750145FX</b>	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750170FX</b>	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



**750300FX** **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm  
**HD Sinuskop**, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

<b>750300FX</b>	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750330FX</b>	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750345FX</b>	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
<b>750370FX</b>	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm




**700900FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm

<b>700900FX</b>	autoclavable / 0°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 300 mm, Ø 4 mm
<b>700930FX</b>	autoclavable / 30°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 300 mm, Ø 4 mm
<b>700970FX</b>	autoclavable / 70°, WL 300 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 300 mm, Ø 4 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**520970FX** **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 190 mm, Ø 8 mm  
**Hi-View Laryngo-Pharyngoskop**, autoklavierbar, 70°, NL 190 mm, Ø 8 mm



**522090FX** **Tele-Laryngo-Pharyngoscope**, with 5x and 7x magnification, soakable, 90°, WL 200 mm, Ø 10 mm  
**Tele-Laryngo-Pharyngoskop**, mit Vergrößerung 5x und 7x, einlegbar, 90°, NL 200 mm, Ø 10 mm



**750270FX** **Hi-View Micro-Laryngoscope**, autoclavable, 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm  
**Hi-View Mikro-Laryngoskop**, autoklavierbar, 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



**521670FX** **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm  
**Hi-View Laryngo-Pharyngoskop**, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm

**521671FX** **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, high magnification, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 6 mm  
**Hi-View Laryngo-Pharyngoskop**, hohe Vergrößerung, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 6 mm



**521170FX** **Hi-View Laryngo-Pharyngoscope**, autoclavable, 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm  
**Hi-View Laryngo-Pharyngoskop**, autoklavierbar, 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm

<b>520170FX</b>	soakable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
<b>520190FX</b>	soakable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	einlegbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm
<b>521170FX</b>	autoclavable / 70°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 70°, NL 160 mm, Ø 10 mm
<b>521190FX</b>	autoclavable / 90°, WL 160 mm, Ø 10 mm	autoklavierbar / 90°, NL 160 mm, Ø 10 mm



**700715FX** **Nasopharyngoscope, 0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm**  
**Nasopharyngoskop, 0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm**


<b>700715FX</b>	0°, WL 300 mm, Ø 3.4 mm	0°, NL 300 mm, Ø 3,4 mm
<b>700730FX</b>	0°, WL 300 mm, Ø 2.8 mm	0°, NL 300 mm, Ø 2,8 mm
<b>700735FX</b>	with working channel / 0°, WL 300 mm, Ø 3.8 mm	mit Arbeitskanal / 0°, NL 300 mm, Ø 3,8 mm



**118900FX** **Flexible Arm with Holding Rod**  
Flexibler Arm mit Haltestange



**118901FX** **Clamp, for Flexible Arm 118900FX**  
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



**118902FX** **Ear Speculum Clamp, for Flexible Arm 118900FX**  
Ohrtrichter-Halter, für Flexiblen Arm 118900FX

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**118903FX** **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX  
**Optik-Klammer**, für Flexiblen Arm 118900FX



**118904FX** **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX  
**Adapter**, für Flexiblen Arm 118900FX



**741200FX** **Protection Tube**, for Telescopes  
**Schutzhülse**, für Optiken



**863100FX**



**863110FX**



**863101FX**

**863100FX** **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml  
**Antibeslagmittel „ULTRA STOP“**, Pipettenflasche, 25 ml

**863110FX** **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml  
**Antibeslagmittel „ULTRA STOP“**, Sprühflasche, 15 ml

**863101FX** **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml  
**Antibeslagmittel „ULTRA STOP“**, Durchstechflasche, steril, 30 ml





**708591FX** **Wire Basket**, for 1 rigid endoscope, size 290 x 80 x 52 mm  
**Siebkorb**, für 1 starres Endoskop, Größe 290 x 80 x 52 mm

<b>708590FX</b>	for 2 rigid endoscopes / size 290 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 290 x 80 x 52 mm
<b>708591FX</b>	for 1 rigid endoscope / size 290 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 290 x 80 x 52 mm
<b>708592FX</b>	for 1 rigid endoscope / size 460 x 80 x 52 mm	für 1 starres Endoskop / Größe 460 x 80 x 52 mm
<b>708593FX</b>	for 2 rigid endoscopes / size 460 x 80 x 52 mm	für 2 starre Endoskope / Größe 460 x 80 x 52 mm



**716500FX** **Fiber Optic Light Cable**, with Storz/Storz adapters, autoclavable, 1.8 m, Ø 3.5 mm  
**Fiberglas-Lichtkabel**, mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar, 1,8 m, Ø 3,5 mm

**716500FX** with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm  
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm

**716600FX** with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 3.5 mm  
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 3,5 mm


**716700FX** with Storz/Storz adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm  
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

**716702FX** with Storz/Storz adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm  
mit Storz/Storz Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

**716703FX** with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 1.8 m, Ø 4.9 mm  
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 1,8 m, Ø 4,9 mm

**716704FX** with Wolf/Wolf adapters, autoclavable / 2.3 m, Ø 4.9 mm  
mit Wolf/Wolf Adaptern, autoklavierbar / 2,3 m, Ø 4,9 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**401601FX**

**401600FX** **Epipharyngeal Forceps by Jatho**, horizontal opening, WL 15 cm  
**Nasenrachenzange nach Jatho**, horizontal öffnend, NL 15 cm

**401601FX** **Epipharyngeal Forceps by Jatho**, vertical opening, WL 15 cm  
**Nasenrachenzange nach Jatho**, vertikal öffnend, NL 15 cm



**402100FX** **Adenoid Forceps by St. Clair-Thomson**, 19 cm  
**Nasenrachenzange nach St. Clair-Thomson**, 19 cm

Oral cavity  
Mundhöhle



**402301FX**



**402301FX** **Biopsy Forceps by Ronis**, upturned sheath, with triangular basket, WL 13 cm, Size 1  
**Probeexzisionszange nach Ronis**, aufgebogen, mit triangulärem Fangkorb, NL 13 cm, Fig. 1



**402400FX** **Adenoid Punch by Meltzer**, straight, with triangular basket, WL 14 cm, Size 0  
**Nasenrachen-Conchotom by Meltzer**, gerade, mit triangulärem Fangkorb, NL 14 cm, Fig. 0

<b>402400FX</b>	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 0	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 0
<b>402401FX</b>	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 1	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 1
<b>402402FX</b>	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 2	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 2
<b>402403FX</b>	straight, with triangular basket / WL 14 cm, Size 3	gerade, mit triangulärem Fangkorb / NL 14 cm, Fig. 3



**402400FX**



**402401FX**



**402402FX**



**402403FX**



**402411FX**



**402411FX** **Adenoid Punch by Meltzer**, straight, with round basket, WL 14 cm, Size. 1  
**Nasenrachen-Conchotom by Meltzer**, gerade, mit rundem Fangkorb, NL 14 cm, Fig. 1



**440100FX** **Adenoid Curette by Beckmann**, straight, 22 cm, size 0  
**Ringmesser nach Beckmann**, gerade, 22 cm, Fig. 0

<b>440100FX</b>	straight / 22 cm, size 0	gerade / 22 cm, Fig. 0
<b>440101FX</b>	straight / 22 cm, size 1	gerade / 22 cm, Fig. 1
<b>440102FX</b>	straight / 22 cm, size 2	gerade / 22 cm, Fig. 2
<b>440103FX</b>	straight / 22 cm, size 3	gerade / 22 cm, Fig. 3
<b>440104FX</b>	straight / 22 cm, size 4	gerade / 22 cm, Fig. 4
<b>440105FX</b>	straight / 22 cm, size 5	gerade / 22 cm, Fig. 5



**440300FX** **Adenoid Curette by Negus**, curved, 21 cm, size 0  
**Ringmesser nach Negus**, gebogen, 21 cm, Fig. 0

<b>440300FX</b>	curved / 21 cm, size 0	gebogen / 21 cm, Fig. 0
<b>440301FX</b>	curved / 21 cm, size 1	gebogen / 21 cm, Fig. 1
<b>440302FX</b>	curved / 21 cm, size 2	gebogen / 21 cm, Fig. 2
<b>440303FX</b>	curved / 21 cm, size 3	gebogen / 21 cm, Fig. 3
<b>440304FX</b>	curved / 21 cm, size 4	gebogen / 21 cm, Fig. 4
<b>440305FX</b>	curved / 21 cm, size 5	gebogen / 21 cm, Fig. 5



**440500FX** **Adenoid Curette by Barnhill**, straight, 21.5 cm, size 0  
**Ringmesser nach Barnhill**, gerade, 21,5 cm, Fig. 0

<b>440500FX</b>	straight / 21.5 cm, size 0	gerade / 21,5 cm, Fig. 0
<b>440501FX</b>	straight / 21.5 cm, size 1	gerade / 21,5 cm, Fig. 1
<b>440502FX</b>	straight / 21.5 cm, size 2	gerade / 21,5 cm, Fig. 2

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**440801FX** **Adenoid Curette by Jones**, 4 mm, minimum order qty. 10 pcs  
**Ringmesser nach Jones**, 4 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.



**440801FX**



**440802FX**



**440803FX**

<b>440801FX</b>	4 mm, minimum order qty. 10 pcs	4 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.
<b>440802FX</b>	6 mm, minimum order qty. 10 pcs	6 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.
<b>440803FX</b>	8 mm, minimum order qty. 10 pcs	8 mm, Minimumbestellmenge 10 Stck.



**441000FX** **Adenoid Curette by Stubbs**, angled, 22 cm, size 0  
**Ringmesser nach Stubbs**, abgewinkelt, 22 cm, Fig. 0



**441000FX**



**441001FX**



**441002FX**



**441003FX**

<b>441000FX</b>	angled / 22 cm, size 0	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 0
<b>441001FX</b>	angled / 22 cm, size 1	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 1
<b>441002FX</b>	angled / 22 cm, size 2	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 2
<b>441003FX</b>	angled / 22 cm, size 3	abgewinkelt / 22 cm, Fig. 3



**440601FX** **Adenotome by La Force**, detachable, 23 cm, size 1  
**Adenotom nach La Force**, demontierbar, 23 cm, Fig.1


<b>440601FX</b>	detachable / 23 cm, size 1	demontierbar / 23 cm, Fig.1
<b>440602FX</b>	detachable / 23 cm, size 2	demontierbar / 23 cm, Fig.2
<b>440603FX</b>	detachable / 23 cm, size 3	demontierbar / 23 cm, Fig.3



**440701FX** **Adenotome by Shambough**, detachable, 23 cm, size 1  
**Adenotom nach Shambough**, demontierbar, 23 cm, Fig. 1

<b>440701FX</b>	detachable / 23 cm, size 1	demontierbar / 23 cm, Fig. 1
<b>440702FX</b>	detachable / 23 cm, size 2	demontierbar / 23 cm, Fig. 2
<b>440703FX</b>	detachable / 23 cm, size 3	demontierbar / 23 cm, Fig. 3

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**440611FX** **Adenotome Blade**, for use with 440601FX and 440701FX, size 1  
**Adenotom-Klinge**, zur Verwendung mit 440601FX und 440701FX, Fig. 1

<b>440611FX</b>	for use with 440601FX and 440701FX / size 1	zur Verwendung mit 440601FX und 440701FX / Fig. 1
<b>440612FX</b>	for use with 440602FX and 440702FX / size 2	zur Verwendung mit 440602FX und 440702FX / Fig. 2
<b>440613FX</b>	for use with 440603FX and 440703FX / size 3	zur Verwendung mit 440603FX und 440703FX / Fig. 3



**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**443100FX** **Pillar Retractor by Nager, 21 cm**  
**Gaumenhaken nach Nager, 21 cm**



**443600FX** **Arch Palate Hook by Hofer, 23 cm**  
**Gaumenbogenhaken nach Hofer, 23 cm**



**444100FX** **Uvula Retractor by Haslinger, 17 cm**  
**Gaumensegelhalter nach Haslinger, 17 cm**

Oral cavity  
Mundhöhle



**832600FX** **Powder Blower by Kabierske**, complete, with 3 different cannulas  
**Pulverbläser nach Kabierske**, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen



**832601FX** **Spare Bottle**, brown, for 832600FX, 30 cc  
**Ersatzflasche**, braun, für 832600FX, 30 ccm



**832605FX** **Rubber Bulb**, for 832600FX  
**Gummiball**, für 832600FX

**832608FX** **Cannula**, straight, for 832600FX, 8 cm  
**Kanüle**, gerade, für 832600FX, 8 cm



**832611FX** **Cannula**, straight, for 832600FX, 11 cm  
**Kanüle**, gerade, für 832600FX, 11 cm



**832613FX** **Cannula**, curved, for 832600FX, 13 cm  
**Kanüle**, gebogen, für 832600FX, 13 cm



**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**051100FX** **Tongue Depressor by Bruenings**, 19 cm  
**Zungendrucker nach Brünings**, 19 cm



**051200FX** **Tongue Depressor by Frenzel**, 16.5 cm  
**Zungendrucker nach Frenzel**, 16,5 cm



**051701FX** **Tongue Depressor by Wieder**, 15 cm, blade width 30 mm, size 1  
**Zungendrucker nach Wieder**, 15 cm, Blattbreite 30 mm, Fig. 1

**051702FX** **Tongue Depressor by Wieder**, 15 cm, blade width 35 mm, size 2  
**Zungendrucker nach Wieder**, 15 cm, Blattbreite 35 mm, Fig. 2



**052200FX** **Tongue Depressor by Doyen, for children, 13 cm**  
**Zungendrucker nach Doyen, für Kinder, 13 cm**

**052300FX** **Tongue Depressor by Doyen, for adults, 16 cm**  
**Zungendrucker nach Doyen, für Erwachsene, 16 cm**



**052600FX** **Tongue Depressor by Hartmann, 15 cm**  
**Zungendrucker nach Hartmann, 15 cm**



**052700FX** **Tongue Depressor by Tobold, 14.5 cm**  
**Zungendrucker nach Tobold, 14,5 cm**

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**420109FX** **Mouth Gag by Jennings**, open type, 9 cm  
**Mundsperrerr nach Jennings**, offenes Modell, 9 cm

<b>420109FX</b>	open type / 9 cm	offenes Modell / 9 cm
<b>420111FX</b>	open type / 11 cm	offenes Modell / 11 cm
<b>420113FX</b>	open type / 13 cm	offenes Modell / 13 cm



**421109FX** **Mouth Gag by Whitehead**, without tongue blade, 9 cm  
**Mundsperrerr nach Whitehead**, ohne Zungendrucker, 9 cm

<b>421109FX</b>	without tongue blade / 9 cm	ohne Zungendrucker / 9 cm
<b>421111FX</b>	without tongue blade / 11 cm	ohne Zungendrucker / 11 cm
<b>421113FX</b>	without tongue blade / 13 cm	ohne Zungendrucker / 13 cm



**422109FX** **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, small type, 9 cm  
**Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert**, automatisch nachstellende Sperre, 9 cm

<b>422109FX</b>	small type / 9 cm	automatisch nachstellende Sperre / 9 cm
<b>422111FX</b>	standard type / 11 cm	automatisch nachstellende Sperre / 11 cm
<b>422113FX</b>	large type / 13 cm	automatisch nachstellende Sperre / 13 cm



**423109FX** **Mouth Gag by Jennings**, standard type, 9 cm  
**Mundsperrerr nach Jennings**, Standardmodell, 9 cm

<b>423109FX</b>	standard type / 9 cm	Standardmodell / 9 cm
<b>423111FX</b>	standard type / 11 cm	Standardmodell / 11 cm
<b>423113FX</b>	standard type / 13 cm	Standardmodell / 13 cm
<b>423115FX</b>	standard type / 15 cm	Standardmodell / 15 cm



424111FX **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, standard type, 11 cm  
**Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert**, Standardmodell, 11 cm

424113FX **Mouth Gag by Seemann-Seiffert**, standard type, 13 cm  
**Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert**, Standardmodell, 13 cm



424200FX **Cheek and Lip Expander by Spandex**, small type, autoclavable, Box with 2 Pcs.  
**Wangen- und Lippen Expander nach Spandex**, kleines Modell, autoklavierbar, Box mit 2 Stück

424201FX **Cheek and Lip Expander by Spandex**, large type, autoclavable, Box with 2 Pcs.  
**Wangen- und Lippen Expander nach Spandex**, großes Modell, autoklavierbar, Box mit 2 Stück





**424920FX** **Suspension Aparatus Bipod by Draffin**, plate 40 cm  
**Mundsperrer-Aufhängung nach Draffin**, Platte 40 cm



**429100FX** **Chest Support by Negus**, for adults, rod length 14 cm  
**Bruststütze nach Negus**, für Erwachsene, Stützstange 14 cm

**429200FX** **Chest Support by Negus**, for children, rod length 8.5 cm  
**Bruststütze nach Negus**, für Kinder, Stützstange 8,5 cm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**425100FX** **Mouth Gag by Mclvor**, frame only  
**Mundsperrerr nach Mclvor**, Halter allein



**425101FX** **Tongue Depressor by Mclvor**, smooth, size 1 , 23 x 70 mm  
**Zungenspatel nach Mclvor**, glatt, Fig. 1, 23 x 70 mm

<b>425101FX</b>	smooth / size 1 , 23 x 70 mm	glatt / Fig. 1, 23 x 70 mm
<b>425102FX</b>	smooth / size 2, 25 x 86 mm	glatt / Fig. 2, 25 x 86 mm
<b>425103FX</b>	smooth / size 3, 26 x 100 mm	glatt / Fig. 3, 26 x 100 mm



**426100FX** **Mouth Gag by Davis-Boyle**, left frame only  
**Mundsperrerr nach Davis-Boyle**, linker Halter allein

<b>426100FX</b>	left frame only	linker Halter allein
<b>426300FX</b>	right frame only	rechter Halter allein
<b>426400FX</b>	for children, left frame only	für Kinder, linker Halter allein



**426110FX** **Silicone Bite Liners**, exchangeable, in pairs  
**Silikoneinlage**, auswechselbar, paarweise


Oral cavity  
Mundhöhle



427100FX **Mouth Gag by Kilner-Doughty**, left frame only  
**Mundsperrerr nach Kilner-Doughty**, linker Halter allein



428500FX **Mouth Gag by Davis-Meyer**, right frame only  
**Mundsperrerr nach Davis-Meyer**, rechter Halter allein



**426101FX** **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, smooth, size 1, 20 x 30 mm  
**Zungenspatel nach Davis-Boyle**, glatt, Fig.1, 20 x 30 mm



**426101FX**



**426102FX**



**426103FX**



**426104FX**



**426105FX**

<b>426101FX</b>	smooth / size 1, 20 x 30 mm	glatt / Fig.1, 20 x 30 mm
<b>426102FX</b>	smooth / size 2, 23 x 65 mm	glatt / Fig. 2, 23 x 65 mm
<b>426103FX</b>	smooth / size 3, 24 x 80 mm	glatt / Fig. 3, 24 x 80 mm
<b>426104FX</b>	smooth / size 4, 25 x 93 mm	glatt / Fig. 4, 25 x 93 mm
<b>426105FX</b>	smooth / size 5, 26 x 108 mm	glatt / Fig. 5, 26 x 108 mm



**426202FX** **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, with anaesthetic tube, size 2, 23 x 65 mm  
**Zungenspatel nach Davis-Boyle**, mit Narkoserohr, Fig. 2, 23 x 65 mm



**426202FX**



**426203FX**



**426204FX**



**426205FX**

<b>426202FX</b>	with anaesthetic tube / size 2, 23 x 65 mm	mit Narkoserohr / Fig. 2, 23 x 65 mm
<b>426203FX</b>	with anaesthetic tube / size 3, 24 x 80 mm	mit Narkoserohr / Fig. 3, 24 x 80 mm
<b>426204FX</b>	with anaesthetic tube / size 4, 25 x 93 mm	mit Narkoserohr / Fig. 4, 25 x 93 mm
<b>426205FX</b>	with anaesthetic tube / size 5, 26 x 108 mm	mit Narkoserohr / Fig. 5, 26 x 108 mm



**426401FX** **Tongue Depressor by Davis-Boyle**, for children, smooth, size 1, 17 x 30 mm  
**Zungenspatel nach Davis-Boyle**, für Kinder, glatt, Fig. 1, 17 x 30 mm



**426401FX**



**426402FX**



**426403FX**



**426405FX**



**426404FX**

<b>426401FX</b>	for children, smooth / size 1, 17 x 30 mm	für Kinder, glatt / Fig. 1, 17 x 30 mm
<b>426402FX</b>	for children, smooth / size 2, 19 x 45 mm	für Kinder, glatt / Fig. 2, 19 x 45 mm
<b>426403FX</b>	for children, smooth / size 3, 20 x 60 mm	für Kinder, glatt / Fig. 3, 20 x 60 mm
<b>426404FX</b>	for children, smooth / size 4, 22 x 70 mm	für Kinder, glatt / Fig. 4, 22 x 70 mm
<b>426405FX</b>	for children, smooth / size 5, 22 x 80 mm	für Kinder, glatt / Fig. 5, 22 x 80 mm



**427101FX** **Tongue Depressor by Russel-Davis**, with central channel, size 1, 28 x 65 mm  
**Zungenspatel nach Russel-Davis**, mit Tubusrinne, Fig. 1, 28 x 65 mm



**427101FX**



**427102FX**



**427103FX**



**427104FX**



**427105FX**

<b>427101FX</b>	with central channel / size 1, 28 x 65 mm	mit Tubusrinne / Fig. 1, 28 x 65 mm
<b>427102FX</b>	with central channel / size 2, 32 x 75 mm	mit Tubusrinne / Fig. 2, 32 x 75 mm
<b>427103FX</b>	with central channel / size 3, 37 x 80 mm	mit Tubusrinne / Fig. 3, 37 x 80 mm
<b>427104FX</b>	with central channel / size 4, 41 x 94 mm	mit Tubusrinne / Fig. 4, 41 x 94 mm
<b>427105FX</b>	with central channel / size 5, 46 x 103 mm	mit Tubusrinne / Fig. 5, 46 x 103 mm





**428701FX** **Tongue Depressor by Russel-Davis**, with central channel+lateral outlet left, size 1, 28 x 65 mm, without wire frame  
**Zungenspatel nach Russel-Davis**, mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links, Fig. 1, 28 x 65 mm, ohne Bügel



**428701FX**



**428702FX**



**428703FX**



**428704FX**



**428705FX**

**428701FX** with central channel+lateral outlet left / size 1, 28 x 65 mm, without wire frame  
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 1, 28 x 65 mm, ohne Bügel

**428702FX** with central channel+lateral outlet left / size 2, 32 x 75 mm, without wire frame  
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 2, 32 x 75 mm, ohne Bügel

**428703FX** with central channel+lateral outlet left / size 3, 37 x 80 mm, without wire frame  
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 3, 37 x 80 mm, ohne Bügel

**428704FX** with central channel+lateral outlet left / size 4, 41 x 94 mm, without wire frame  
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 4, 41 x 94 mm, ohne Bügel

**428705FX** with central channel+lateral outlet left / size 5, 46 x 103 mm, without wire frame  
 mit Tubusrinne+seitlichem Ausgang links / Fig. 5, 46 x 103 mm, ohne Bügel


**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**427700FX** **Mouth Gag by Dingmann, frame only**  
**Mundsperrerr nach Dingmann, Halter allein**



**427710FX** **Mouth Gag by Dingmann, complete, with depressors 427701-703FX**  
**Mundsperrerr nach Dingmann, komplett, mit Zungenspateln 427701-703FX**



**427701FX** **Tongue Depressor by Dingmann, size 1, 24 x 62 mm**  
**Zungenspatel nach Dingmann, Fig. 1, 24 x 62 mm**

<b>427701FX</b>	/ size 1, 24 x 62 mm	/ Fig. 1, 24 x 62 mm
<b>427702FX</b>	/ size 2, 28 x 65 mm	/ Fig. 2, 28 x 65 mm
<b>427703FX</b>	/ size 3, 31 x 75 mm	/ Fig. 3, 31 x 75 mm



**428302FX** **Tongue Depressor by Ring, left, size 2, 23 x 58 mm**  
**Zungenspatel nach Ring, links, Fig. 2, 23 x 58 mm**

<b>428302FX</b>	left / size 2, 23 x 58 mm	links / Fig. 2, 23 x 58 mm
<b>428303FX</b>	left / size 3, 27 x 72 mm	links / Fig. 3, 27 x 72 mm
<b>428304FX</b>	left / size 4, 34 x 87 mm	links / Fig. 4, 34 x 87 mm
<b>428305FX</b>	left / size 5, 37 x 95 mm	links / Fig. 5, 37 x 95 mm
<b>428402FX</b>	right / size 2, 23 x 58 mm	rechts / Fig. 2, 23 x 58 mm
<b>428403FX</b>	right / size 3, 27 x 72 mm	rechts / Fig. 3, 27 x 72 mm
<b>428404FX</b>	right / size 4, 34 x 87 mm	rechts / Fig. 4, 34 x 87 mm
<b>428405FX</b>	right / size 5, 37 x 95 mm	rechts / Fig. 5, 37 x 95 mm



**428101FX** **Tongue Depressor „Model Wuerzburg“**, size 1, 28 x 66 mm  
**Zungenspatel „Würzburger Modell“**, Fig. 1, 28 x 66 mm



**428101FX**



**428102FX**



**428103FX**



**428104FX**



**428105FX**

<b>428101FX</b>	size 1, 28 x 66 mm	Fig. 1, 28 x 66 mm
<b>428102FX</b>	size 2, 32 x 75 mm	Fig. 2, 32 x 75 mm
<b>428103FX</b>	size 3, 34 x 83 mm	Fig. 3, 34 x 83 mm
<b>428104FX</b>	size 4, 37 x 93 mm	Fig. 4, 37 x 93 mm
<b>428105FX</b>	size 5, 38 x 100 mm	Fig. 5, 38 x 100 mm



**329203FX** **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 3L  
**Skalpellgriff**, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 3L



**329107FX** **Scalpel Handle**, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 7  
**Skalpellgriff**, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 7

**329110FX** **Scalpel Blades**, sterile, pack of 100 pcs., Fig. 10  
**Skalpellklingen**, steril, Packung zu 100 Stück, Fig. 10

<b>329110FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 10	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 10
<b>329111FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 11	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 11
<b>329112FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 12	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 12
<b>329115FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 15	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 15



**329110FX**



**329111FX**



**329112FX**



**329115FX**

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**113118FX** **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 18 cm  
**Nadelhalter nach Crile-Wood**, mit Hartmetalleinlagen, 18 cm

**113120FX** **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 20 cm  
**Nadelhalter nach Crile-Wood**, mit Hartmetalleinlagen, 20 cm



**448100FX** **Tonsil Knife by Abraham**, 21 cm  
**Tonsillenmesser nach Abraham**, 21 cm



**449100FX** **Tonsil Knife by Bruenings**, 22.5 cm  
**Tonsillenmesser nach Brünings**, 22,5 cm



**449200FX** **Tonsil Knife by Colver-Fischer**, 22.5 cm  
**Tonsillenmesser nach Colver-Fischer**, 22,5 cm



**449600FX** **Dressing Forceps by Duplay**, curved, with ratchet, 20 cm  
**Kornzange nach Duplay**, gebogen, mit Sperre, 20 cm



**430100FX** **Tonsillotome by Sluder-Ballenger**, complete, handle and 3 blades size 1-3  
**Tonsillotom nach Sluder-Ballenger**, komplett, Griff und 3 Aufsätze Fig. 1-3



**430110FX** **Handle**, for 430100FX  
**Griff**, für 430100FX

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**

**430201FX** **Blade**, for 430100FX, size 1  
**Aufsatz**, für 430100FX, Fig. 1

<b>430201FX</b>	for 430100FX / size 1	für 430100FX / Fig. 1
<b>430202FX</b>	for 430100FX / size 2	für 430100FX / Fig. 2
<b>430203FX</b>	for 430100FX / size 3	für 430100FX / Fig. 3



**430201FX**



**430202FX**



**430203FX**



**432101FX** **Tonsil Dissector by Henke**, 23 cm, width 12 mm  
**Tonsillendissektor nach Henke**, 23 cm, Breite 12 mm

**432102FX** **Tonsil Dissector by Henke**, 23 cm, width 17 mm  
**Tonsillendissektor nach Henke**, 23 cm, Breite 17 mm



**432300FX** **Tonsil Dissector by Henke**, double-ended, 26 cm, width 12 und 18mm  
**Tonsillendissektor nach Henke**, doppelendig, 26 cm, Breite 12 und 18mm





**433100FX** **Tonsil Dissector by Hurd**, 23 cm, width 10 mm  
**Tonsillendissektor nach Hurd**, 23 cm, Breite 10 mm



**433200FX** **Tonsil Dissector by Hurd**, with fenestrated hook, 23 cm, width 11.5 mm  
**Tonsillendissektor nach Hurd**, mit gefensterter Gaumenhaken, 23 cm, Breite 11,5 mm



**433600FX** **Tonsil Dissector**, serrated spoon and sharp lancet tip, 21.5 cm, width 10 mm  
**Tonsillendissektor**, gezahnter Löffel + scharfe Lanzenspitze, 21,5 cm, Breite 10 mm



**435100FX** **Tonsil Forceps by Blohmke**, 21 cm  
**Tonsillenfasszange nach Blohmke**, 21 cm

Oral cavity  
Mundhöhle



435600FX **Tonsil Forceps by Colver**, straight, 19 cm  
**Tonsillenfasszange nach Colver**, gerade, 19 cm



435601FX **Tonsil Forceps by Colver**, curved, 19 cm  
**Tonsillenfasszange nach Colver**, gebogen, 19 cm



436100FX **Tonsil Forceps by Tyding**, 21 cm, 2 x 2 teeth  
**Tonsillenfasszange nach Tyding**, 21 cm, 2 x 2 Zähne



**436200FX** **Tonsil Forceps by Tivnen**, 21 cm, 3 x 3 teeth  
**Tonsillenfasszange nach Tivnen**, 21 cm, 3 x 3 Zähne



**437118FX** **Tonsil Forceps by White**, 18 cm  
**Tonsillenfasszange nach White**, 18 cm

**437123FX** **Tonsil Forceps by White**, 23 cm  
**Tonsillenfasszange nach White**, 23 cm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**109103FX** **Dressing Forceps**, narrow, straight, 20 cm  
**Anatomische Pinzette**, schmal, gerade, 20 cm

**109120FX** **Dressing Forceps**, Standard, straight, 20 cm  
**Anatomische Pinzette**, Standard, gerade, 20 cm



**109203FX** **Tissue Forceps**, narrow, straight, 20 cm, 1 x 2 teeth  
**Chirurgische Pinzette**, schmal, gerade, 20 cm, 1 x 2 Zähne

**109220FX** **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 1 x 2 teeth  
**Chirurgische Pinzette**, Standard, gerade, 20 cm, 1 x 2 Zähne

**109223FX** **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 2 x 3 teeth  
**Chirurgische Pinzette**, Standard, gerade, 20 cm, 2 x 3 Zähne

**109224FX** **Tissue Forceps**, Standard, straight, 20 cm, 3 x 4 teeth  
**Chirurgische Pinzette**, Standard, gerade, 20 cm, 3 x 4 Zähne



**451620FX** **Tonsil Dressing Forceps by Brophy**, straight, 20 cm  
**Tonsillenpinzette nach Brophy**, gerade, 20 cm



**434100FX** Suction Tube by Yankauer, 27 cm  
Saugrohr nach Yankauer, 27 cm



**434103FX** Suction Tube by Yankauer, 21 cm  
Saugrohr nach Yankauer, 21 cm

Oral cavity  
Mundhöhle



**441500FX** **Tonsil Scissors by Lillie**, curved, 19 cm  
**Tonsillenschere nach Lillie**, gebogen, 19 cm



**441600FX** **Tonsil Scissors by Boettcher**, curved, 19 cm  
**Tonsillenschere nach Boettcher**, gebogen, 19 cm



**441700FX** **Tonsil Scissors by Prince**, curved, 18.5 cm  
**Tonsillenschere nach Prince**, gebogen, 18,5 cm



**441900FX** **Tonsil Scissors by Good**, curved, 19 cm  
**Tonsillenschere nach Good**, gebogen, 19 cm



**175317FX** **Tonsil Scissors by Toennis-Adson**, curved, 17.5 cm  
**Tonsillenschere nach Toennis-Adson**, gebogen, 17,5 cm



**175417FX** **Tonsil Scissors by Toennis-Adson**, curved, with tungsten carbide inserts, 17.5 cm  
**Tonsillenschere nach Toennis-Adson**, gebogen, mit Hartmetalleinlagen, 17,5 cm

Oral cavity  
Mundhöhle



**441800FX** **Tonsil Scissors by Dean**, curved, sharp, serrated, 17 cm  
**Tonsillenschere nach Dean**, gebogen, spitz, gezahnt, 17 cm



**442600FX** **Tonsil Scissors by Muck**, curved, 18 cm  
**Tonsillenschere nach Muck**, gebogen, 18 cm






**442114FX** **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm  
**Präparierschere nach Metzenbaum**, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

<b>441918FX</b>	straight, blunt / blunt / 18 cm	gerade, stumpf / stumpf / 18 cm
<b>441920FX</b>	straight, blunt / blunt / 20 cm	gerade, stumpf / stumpf / 20 cm
<b>442114FX</b>	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
<b>442118FX</b>	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
<b>442120FX</b>	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
<b>442314FX</b>	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
<b>442318FX</b>	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
<b>442320FX</b>	curved, blunt / blunt, with TC / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 20 cm
<b>442714FX</b>	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
<b>442718FX</b>	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm
<b>442720FX</b>	curved, blunt / blunt, Super Cut / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 20 cm
<b>442918FX</b>	straight, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gerade, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm
<b>442920FX</b>	straight, blunt / blunt, Super Cut / 20 cm	gerade, stumpf / stumpf, Super Cut / 20 cm



**442214FX** **Dissecting Scissors by Metzenbaum-Fino**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm  
**Präparierschere nach Metzenbaum-Fino**, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm

<b>442214FX</b>	curved, blunt / blunt / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 14,5 cm
<b>442218FX</b>	curved, blunt / blunt / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 18 cm
<b>442220FX</b>	curved, blunt / blunt / 20 cm	gebogen, stumpf / stumpf / 20 cm
<b>442514FX</b>	curved, blunt / blunt, with TC / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 14,5 cm
<b>442518FX</b>	curved, blunt / blunt, with TC / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, mit TC / 18 cm
<b>442814FX</b>	curved, blunt / blunt, Super Cut / 14.5 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 14,5 cm
<b>442818FX</b>	curved, blunt / blunt, Super Cut / 18 cm	gebogen, stumpf / stumpf, Super Cut / 18 cm



**452318FX** **Tonsil Forceps by Mikulicz**, curved, slender, 18 cm, 1 x 2 teeth  
**Tonsillenklemme nach Mikulicz**, gebogen, schlank, 18 cm, 1 x 2 Zähne



**450100FX** **Tonsil Forceps by Heiss-Birkett**, straight, slender, 20 cm  
**Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett**, gerade, schlank, 20 cm

**450200FX** **Tonsil Forceps by Heiss-Birkett**, slightly curved, slender, 20 cm  
**Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett**, leicht gebogen, schlank, 20 cm




**450100FX**



**450200FX**

Oral cavity  
Mundhöhle



**451100FX** **Tonsil Forceps by Schnidt**, slightly curved, slender, 19 cm  
**Tonsillenklemme nach Schnidt**, leicht gebogen, schlank, 19 cm

**451200FX** **Tonsil Forceps by Schnidt**, strongly curved, slender, 19 cm  
**Tonsillenklemme nach Schnidt**, stark gebogen, schlank, 19 cm



**451100FX**



**451200FX**



**452100FX** **Tonsil Forceps by Negus**, large curved, slender, 19 cm  
**Tonsillenklemme nach Negus**, weite Biegung, schlank, 19 cm

**452200FX** **Tonsil Forceps by Negus**, narrow curved, slender, 19 cm  
**Tonsillenklemme nach Negus**, enge Biegung, schlank, 19 cm



**452100FX**



**452200FX**

Oral cavity  
Mundhöhle



**178001FX** **Universal Wire Cutting Scissors**, saw edge, 12 cm  
**Universal Drahtschere**, gezahnt, 12 cm




**178003FX** **Universal Wire Cutting Scissors**, saw edge, with TC inserts, 12 cm  
**Universal Drahtschere**, gezahnt, mit Hartmetalleinlagen, 12 cm



**446100FX** **Tonsil Snare by Bruenings, 28 cm**  
**Tonsillenschnürer nach Brünings, 28 cm**



**446200FX** **Tonsil Snare by Eves, 27 cm**  
**Tonsillenschnürer nach Eves, 27 cm**



**446400FX** **Tonsil Snare by Tyding**  
**Tonsillenschnürer nach Tyding**

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**446300FX** **Tonsil Wire Loops**, closed, pack of 100 pcs., Ø 0.4 mm, length 50 mm  
**Tonsillenschlingen**, geschlossen, Packung zu 100 Stück, Ø 0,4 mm, Länge 50 mm



**446500FX** **Loop Applicator by Roeder**, Model E, 27 cm  
**Ligaturinstrument nach Roeder**, Modell E, 27 cm



**446600FX** **Tonsil Suture Needle by Nager**, 24 cm  
**Tonsillennadel nach Nager**, 24 cm



**446800FX** **Tonsil Suture Needle by Hurd**, curved left, for the right hand, 22.5 cm  
**Tonsillennadel nach Hurd**, links gebogen, für die rechte Hand, 22,5 cm



**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**446900FX** **Tonsil Suture Needle by Hurd**, curved right, for the left hand, 22.5 cm  
**Tonsillennadel nach Hurd**, rechts gebogen, für die linke Hand, 22,5 cm



**447000FX** **Suture Hook**, round, pointed, 20.5 cm  
**Fadenhäkchen**, rund, spitz, 20,5 cm



**447200FX** **Knot Tier**, fork shaped, blunt, 21.5 cm  
**Knotenführer**, gabelförmig, stumpf, 21,5 cm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**011302FX**    **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 2 cc  
**Dreiring-Spritze**, Luer-Lock, 2 ml

**011305FX**    **3-Ring Syringe**, Luer-Lock, 5 cc  
**Dreiring-Spritze**, Luer-Lock, 5 ml



**011600FX**    **Tonsil Needle**, straight, Luer-Lock  
**Tonsillen-Kanüle**, gerade, Luer-Lock



**011700FX**    **Tonsil Needle**, 90° angled, Luer-Lock  
**Tonsillen-Kanüle**, 90° gebogen, Luer-Lock



**710819FX** **Sialoscope**, 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm  
**Sialoskop**, 0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

**710819FX** 0°, WL 120 mm, Ø 0.9 mm  
0°, NL 120 mm, Ø 0,9 mm

**710820FX** with working channel Ø 0.45 mm / 0°, WL 110 mm, Ø 1.1 mm  
mit Arbeitskanal Ø 0,45 mm / 0°, NL 110 mm, Ø 1,1 mm

**710830FX** with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 120 mm, Ø 1.4 mm  
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 120 mm, Ø 1,4 mm

**710840FX** with working channel Ø 0.62 mm / 0°, WL 100 mm, Ø 1.2 mm  
mit Arbeitskanal Ø 0,62 mm / 0°, NL 100 mm, Ø 1,2 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**443509FX** **Salivary Duct Probe by Bowman**, cylindric, silver, size 0000/000  
**Speichelgangsonde nach Bowman**, zylindrisch, Silber, Fig. 0000/000

<b>443509FX</b>	cylindric, silver / size 0000/000	zylindrisch, Silber / Fig. 0000/000
<b>443510FX</b>	cylindric, silver / size 00/0	zylindrisch, Silber / Fig. 00/0
<b>443511FX</b>	cylindric, silver / size 0/1	zylindrisch, Silber / Fig. 0/1
<b>443512FX</b>	cylindric, silver / size 1/2	zylindrisch, Silber / Fig. 1/2
<b>443513FX</b>	cylindric, silver / size 2/3	zylindrisch, Silber / Fig. 2/3
<b>443514FX</b>	cylindric, silver / size 3/4	zylindrisch, Silber / Fig. 3/4
<b>443516FX</b>	cylindric, silver / size 5/6	zylindrisch, Silber / Fig. 5/6
<b>443518FX</b>	cylindric, silver / size 7/8	zylindrisch, Silber / Fig. 7/8
<b>443519FX</b>	cylindric, stainless steel / size 0000/000	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 0000/000
<b>443520FX</b>	cylindric, stainless steel / size 00/0	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 00/0
<b>443521FX</b>	cylindric, stainless steel / size 0/1	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 0/1
<b>443522FX</b>	cylindric, stainless steel / size 1/2	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 1/2
<b>443523FX</b>	cylindric, stainless steel / size 2/3	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 2/3
<b>443524FX</b>	cylindric, stainless steel / size 3/4	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 3/4
<b>443526FX</b>	cylindric, stainless steel / size 5/6	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 5/6
<b>443528FX</b>	cylindric, stainless steel / size 7/8	zylindrisch, Edelstahl / Fig. 7/8



**443530FX** **Salivary Duct Probe by Bowman**, ball-ended, silver, size 00/0  
**Speichelgangsonde nach Bowman**, geknöpft, Silber, Fig. 00/0

<b>443529FX</b>	ball-ended, silver / size 0000/000	geknöpft, Silber / Fig. 0000/000
<b>443530FX</b>	ball-ended, silver / size 00/0	geknöpft, Silber / Fig. 00/0
<b>443531FX</b>	ball-ended, silver / size 0/1	geknöpft, Silber / Fig. 0/1
<b>443532FX</b>	ball-ended, silver / size 1/2	geknöpft, Silber / Fig. 1/2
<b>443533FX</b>	ball-ended, silver / size 2/3	geknöpft, Silber / Fig. 2/3
<b>443534FX</b>	ball-ended, silver / size 3/4	geknöpft, Silber / Fig. 3/4
<b>443536FX</b>	ball-ended, silver / size 5/6	geknöpft, Silber / Fig. 5/6
<b>443538FX</b>	ball-ended, silver / size 7/8	geknöpft, Silber / Fig. 7/8
<b>443539FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 0000/000	geknöpft, Edelstahl / Fig. 0000/000
<b>443540FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 00/0	geknöpft, Edelstahl / Fig. 00/0
<b>443541FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 0/1	geknöpft, Edelstahl / Fig. 0/1
<b>443542FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 1/2	geknöpft, Edelstahl / Fig. 1/2
<b>443543FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 2/3	geknöpft, Edelstahl / Fig. 2/3
<b>443544FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 3/4	geknöpft, Edelstahl / Fig. 3/4
<b>443546FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 5/6	geknöpft, Edelstahl / Fig. 5/6
<b>443548FX</b>	ball-ended, stainless steel / size 7/8	geknöpft, Edelstahl / Fig. 7/8

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**443403FX** **Salivary Duct Dilator by Wilder**, 11 cm, Ø 4 mm, size 3  
**Speichelgangdilator nach Wilder**, 11 cm, Ø 4 mm, Fig. 3

<b>443401FX</b>	11 cm, Ø 4 mm, size 1	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 1
<b>443402FX</b>	11 cm, Ø 4 mm, size 2	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 2
<b>443403FX</b>	11 cm, Ø 4 mm, size 3	11 cm, Ø 4 mm, Fig. 3
<b>443411FX</b>	11 cm, Ø 3 mm, size 1	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 1
<b>443412FX</b>	11 cm, Ø 3 mm, size 2	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 2
<b>443413FX</b>	11 cm, Ø 3 mm, size 3	11 cm, Ø 3 mm, Fig. 3



**443110FX** **Salivary Duct Scissors by Perwitschky**, ball ended, 10 cm  
**Speichelgangschere nach Perwitschky**, Ende kugelförmig, 10 cm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**443205FX** **Cannula for Sialography**, Luer-Lock, ball ended, 9.5 cm, Ø 0.5 mm  
**Kanüle zur Sialographie**, Luer-Lock, geknöpft, 9,5 cm, Ø 0,5 mm

<b>443205FX</b>	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.5 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,5 mm
<b>443207FX</b>	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.7 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,7 mm
<b>443209FX</b>	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 0.9 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 0,9 mm
<b>443210FX</b>	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 1 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 1 mm
<b>443212FX</b>	Luer-Lock, ball ended / 9.5 cm, Ø 1.2 mm	Luer-Lock, geknöpft / 9,5 cm, Ø 1,2 mm



**443246FX** **Lacrimal Duct Cannula by Bangerter**, Luer-Lock, lateral fenestration, 6 cm, Ø 0.6 mm  
**Tränenwegkanüle nach Bangerter**, Luer-Lock, seitliche Öffnung, 6 cm, Ø 0,6 mm

**443248FX** **Lacrimal Duct Cannula by Bangerter**, Luer-Lock, lateral fenestration, 6 cm, Ø 0.8 mm  
**Tränenwegkanüle nach Bangerter**, Luer-Lock, seitliche Öffnung, 6 cm, Ø 0,8 mm





**729216FX** **Bipolar Forceps**, straight, non-stick, with guiding pin, 16 cm, needle tip  
**Bipolare Pinzette**, gerade, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, Nadelspitze

**729216FX** straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, needle tip  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Nadelspitze

**730216FX** straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm

**730219FX** straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm

**731216FX** straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm

**731219FX** straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm

**731240FX** straight, non-stick, with guiding pin / 24 cm, tip 1 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, Spitze 1 mm

**732216FX** straight, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm

**732219FX** straight, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm  
gerade, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**740216FX** **Bipolar Forceps**, angled, non-stick, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm  
**Bipolare Pinzette**, abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm

**740216FX** angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm

**740219FX** angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm

**741216FX** angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm

**741219FX** angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm

**741240FX** angled, non-stick, with guiding pin / 24 cm, tip 1 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, Spitze 1 mm

**742216FX** angled, non-stick, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm

**742219FX** angled, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm  
 abgewinkelt, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



**759216FX** **Bipolar Forceps**, bayonet, non-stick, with guiding pin, 16 cm, straight needle tip  
**Bipolare Pinzette**, bajonett, Antihaft, mit Führungsstift, 16 cm, gerade Nadelspitze

**759216FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight needle tip  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Nadelspitze

**760216FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 0.5 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 0,5 mm

**760219FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 0.5 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 0,5 mm

**760220FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, straight tip 0.5 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, gerade Spitze 0,5 mm

**761216FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 1 mm

**761219FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 1 mm

**761240FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 24 cm, straight tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, gerade Spitze 1 mm

**762216FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 16 cm, straight tip 2 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 16 cm, gerade Spitze 2 mm

**762219FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, straight tip 2 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, gerade Spitze 2 mm

**762240FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 24 cm, straight tip 2 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 24 cm, gerade Spitze 2 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**761319FX** **Bipolar Forceps**, bayonet, non-stick, with guiding pin, 19.5 cm, upcurved tip 1 mm  
**Bipolare Pinzette**, bajonett, Antihaft, mit Führungsstift, 19,5 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

**761220FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, upcurved tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

**761319FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, upcurved tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, aufgewinkelte Spitze 1 mm

**761320FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 22 cm, downcurved tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 22 cm, abgewinkelte Spitze 1 mm

**761419FX** bayonet, non-stick, with guiding pin / 19.5 cm, downcurved tip 1 mm  
 bajonett, Antihaft, mit Führungsstift / 19,5 cm, abgewinkelte Spitze 1 mm



**750316FX** **Bipolar Forceps**, curved, non-stick, with guiding pin, 16.5 cm, tip 0.5 mm  
**Bipolare Pinzette**, kniegebogen, Antihaft, mit Führungsstift, 16,5 cm, Spitze 0,5 mm

**750416FX** **Bipolar Forceps**, curved, non-stick, with guiding pin, 16.5 cm, tip 1 mm  
**Bipolare Pinzette**, kniegebogen, Antihaft, mit Führungsstift, 16,5 cm, Spitze 1 mm



**738113FX** **BiTech Bipolar Scissors**, curved, 13 cm  
**BiTech Bipolare Schere**, gebogen, 13 cm

<b>738113FX</b>	curved / 13 cm	gebogen / 13 cm
<b>738114FX</b>	curved / 14 cm	gebogen / 14 cm
<b>738117FX</b>	curved / 17,5 cm	gebogen / 17,5 cm
<b>738123FX</b>	curved / 23 cm	gebogen / 23 cm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**726504FX** **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4.5 m  
**Bipolares HF Kabel**, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



**726506FX** **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4.5 m  
**Bipolares HF Kabel**, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



**726508FX** **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4.5 m  
**Bipolares HF Kabel**, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m



**726516FX** **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4.5 m  
**Bipolares HF Kabel**, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m



**750861FX** **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm  
**Bipolare Pinzette**, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm



**726313FX** **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm  
**Koagulations-Saugrohr**, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm




**726314FX** **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm  
**Koagulations-Saugrohr**, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm

**Oral cavity**  
**Mundhöhle**



**726333FX** **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 25.5 cm, Ø 3.3 mm  
**Koagulations-Saugrohr**, monopolar, Antihaft, NL 25,5 cm, Ø 3,3 mm



**726514FX** **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m  
**Monopolares HF Kabel**, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



**726524FX** **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m  
**Monopolares HF Kabel**, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



**726534FX** **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m  
**Monopolares HF Kabel**, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m





**708671FX** **Wire Basket**, with lid, size 170 x 50 x 25 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, Größe 170 x 50 x 25 mm




**708673FX** **Wire Basket**, with lid, size 135 x 170 x 35 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, Größe 135 x 170 x 35 mm

Oral cavity  
Mundhöhle



**708675FX** **Wire Basket**, with lid, size 240 x 240 x 35 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, Größe 240 x 240 x 35 mm



**708677FX** **Wire Basket**, with lid, size 270 x 170 x 35 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, Größe 270 x 170 x 35 mm

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>
<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>
011302FX	65
011305FX	65
011600FX	65
011700FX	65
051100FX	27
051200FX	27
051701FX	27
051702FX	27
052200FX	28
052300FX	28
052600FX	28
052700FX	28
053800FX	7
054200FX	6
054212FX	8
054214FX	8
054216FX	8
054218FX	8
054400FX	6
054401FX	6
054402FX	6
054403FX	6
054404FX	6
054405FX	6
054406FX	6
054407FX	6
054408FX	6
054409FX	6
054410FX	6
054420FX	6
054430FX	6
054500FX	7
054501FX	7
054502FX	7
054503FX	7
054504FX	7
054505FX	7
054506FX	7
054507FX	7
054508FX	7
054509FX	7
054510FX	7
054520FX	7
054530FX	7
054600FX	8
054601FX	8
054602FX	8
054603FX	8
054604FX	8
054605FX	8
054606FX	8
054607FX	8
054608FX	8
054609FX	8
054610FX	8
054620FX	8
054630FX	8
109103FX	51

<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>
<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>
109120FX	51
109203FX	51
109220FX	51
109223FX	51
109224FX	51
113118FX	45
113120FX	45
118900FX	14
118901FX	14
118902FX	14
118903FX	15
118904FX	15
175317FX	54
175417FX	54
178001FX	61
178003FX	61
329107FX	44
329110FX	44
329111FX	44
329112FX	44
329115FX	44
329203FX	44
401600FX	17
401601FX	17
402100FX	17
402301FX	18
402400FX	19
402401FX	19
402402FX	19
402403FX	19
402411FX	19
420109FX	29
420111FX	29
420113FX	29
421109FX	29
421111FX	29
421113FX	29
422109FX	30
422111FX	30
422113FX	30
423109FX	30
423111FX	30
423113FX	30
423115FX	30
424111FX	31
424113FX	31
424200FX	31
424201FX	31
424920FX	32
425100FX	33
425101FX	33
425102FX	33
425103FX	33
426100FX	34
426101FX	36
426102FX	36
426103FX	36
426104FX	36

<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>
<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>
426105FX	36
426110FX	34
426202FX	37
426203FX	37
426204FX	37
426205FX	37
426300FX	34
426400FX	34
426401FX	38
426402FX	38
426403FX	38
426404FX	38
426405FX	38
427100FX	35
427101FX	39
427102FX	39
427103FX	39
427104FX	39
427105FX	39
427700FX	41
427701FX	42
427702FX	42
427703FX	42
427710FX	41
428101FX	43
428102FX	43
428103FX	43
428104FX	43
428105FX	43
428302FX	42
428303FX	42
428304FX	42
428305FX	42
428402FX	42
428403FX	42
428404FX	42
428405FX	42
428500FX	35
428701FX	40
428702FX	40
428703FX	40
428704FX	40
428705FX	40
429100FX	32
429200FX	32
430100FX	46
430110FX	46
430201FX	47
430202FX	47
430203FX	47
432101FX	47
432102FX	47
432300FX	47
433100FX	48
433200FX	48
433600FX	48
434100FX	52
434103FX	52

<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>
<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>
435100FX	48
435600FX	49
435601FX	49
436100FX	49
436200FX	50
437118FX	50
437123FX	50
440100FX	20
440101FX	20
440102FX	20
440103FX	20
440104FX	20
440105FX	20
440300FX	20
440301FX	20
440302FX	20
440303FX	20
440304FX	20
440305FX	20
440500FX	20
440501FX	20
440502FX	20
440601FX	22
440602FX	22
440603FX	22
440611FX	23
440612FX	23
440613FX	23
440701FX	22
440702FX	22
440703FX	22
440801FX	21
440802FX	21
440803FX	21
441000FX	21
441001FX	21
441002FX	21
441003FX	21
441500FX	53
441600FX	53
441700FX	53
441800FX	55
441900FX	54
441918FX	56
441920FX	56
442114FX	56
442118FX	56
442120FX	56
442214FX	57
442218FX	57
442220FX	57
442314FX	56
442318FX	56
442320FX	56
442514FX	57
442518FX	57
442600FX	55
442714FX	56

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>	<b>Kat. Nr.</b>	<b>Seite</b>
<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>	<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>	<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>	<b>Cat. No.</b>	<b>Page</b>
442718FX	56	446400FX	62	726508FX	77	832611FX	26
442720FX	56	446500FX	63	726514FX	79	832613FX	26
442814FX	57	446600FX	63	726516FX	77	863100FX	15
442818FX	57	446800FX	63	726524FX	79	863101FX	15
442918FX	56	446900FX	64	726534FX	79	863110FX	15
442920FX	56	447000FX	64	728100FX	9		
443100FX	24	447200FX	64	728130FX	9		
443110FX	70	448100FX	45	728170FX	9		
443205FX	71	449100FX	45	729216FX	72		
443207FX	71	449200FX	45	730216FX	72		
443209FX	71	449600FX	46	730219FX	72		
443210FX	71	450100FX	58	731216FX	72		
443212FX	71	450200FX	58	731219FX	72		
443246FX	71	451100FX	59	731240FX	72		
443248FX	71	451200FX	59	732216FX	72		
443401FX	69	451620FX	51	732219FX	72		
443402FX	69	452100FX	60	738113FX	76		
443403FX	69	452200FX	60	738114FX	76		
443411FX	69	452318FX	58	738117FX	76		
443412FX	69	520170FX	12	738123FX	76		
443413FX	69	520190FX	12	740216FX	73		
443509FX	67	520970FX	11	740219FX	73		
443510FX	67	521170FX	12	741200FX	15		
443511FX	67	521190FX	12	741216FX	73		
443512FX	67	521670FX	12	741219FX	73		
443513FX	67	521671FX	12	741240FX	73		
443514FX	67	522090FX	11	742216FX	73		
443516FX	67	700715FX	13	742219FX	73		
443518FX	67	700730FX	13	750100FX	9		
443519FX	67	700735FX	13	750130FX	9		
443520FX	67	700900FX	10	750145FX	9		
443521FX	67	700930FX	10	750170FX	9		
443522FX	67	700970FX	10	750270FX	11		
443523FX	67	701300FX	9	750300FX	10		
443524FX	67	701330FX	9	750316FX	76		
443526FX	67	708590FX	16	750330FX	10		
443528FX	67	708591FX	16	750345FX	10		
443529FX	68	708592FX	16	750370FX	10		
443530FX	68	708593FX	16	750416FX	76		
443531FX	68	708671FX	80	750861FX	78		
443532FX	68	708673FX	80	759216FX	74		
443533FX	68	708675FX	81	760216FX	74		
443534FX	68	708677FX	81	760219FX	74		
443536FX	68	710819FX	66	760220FX	74		
443538FX	68	710820FX	66	761216FX	74		
443539FX	68	710830FX	66	761219FX	74		
443540FX	68	710840FX	66	761220FX	75		
443541FX	68	716500FX	16	761240FX	74		
443542FX	68	716600FX	16	761319FX	75		
443543FX	68	716700FX	16	761320FX	75		
443544FX	68	716702FX	16	761419FX	75		
443546FX	68	716703FX	16	762216FX	74		
443548FX	68	716704FX	16	762219FX	74		
443600FX	24	726313FX	78	762240FX	74		
444100FX	24	726314FX	78	832600FX	25		
446100FX	62	726333FX	79	832601FX	25		
446200FX	62	726504FX	77	832605FX	25		
446300FX	63	726506FX	77	832608FX	26		

Author / Description	Page
3-Ring Syringe . . . . .	65
Adapter . . . . .	15
Adenoid Curette by Barnhill . . . . .	20
Adenoid Curette by Jones . . . . .	21
Adenoid Curette by Negus . . . . .	20
Adenoid Curette by Stubbs . . . . .	21
Adenoid Forceps by St. Clair-Thomson . . . . .	17
Adenoid Punch by Meltzer . . . . .	19
Adenotome Blade . . . . .	23
Adenotome by La Force . . . . .	22
Antifog solution "ULTRA STOP" . . . . .	15
Arch Palate Hook by Hofer . . . . .	24
BiTech Bipolar Scissors . . . . .	76
Biopsy Forceps by Ronis . . . . .	18
Bipolar Cable . . . . .	77
Bipolar Forceps . . . . .	72, 73, 74, 75, 76, 78
Blade . . . . .	47
Cannula . . . . .	26
Cannula for Sialography . . . . .	71
Cheek and Lip Expander by Spandex . . . . .	31
Chest Support by Negus . . . . .	32
Clamp . . . . .	14
Coagulation Suction Cannula . . . . .	78, 79
Dissecting Scissors by Metzenbaum . . . . .	56
Dissecting Scissors by Metzenbaum-Fino . . . . .	57
Dressing Forceps . . . . .	51
Dressing Forceps by Duplay . . . . .	46
Ear Speculum Clamp . . . . .	14
Epipharyngeal Forceps by Jatho . . . . .	17
Fiber Optic Light Cable . . . . .	16
Flexible Arm with Holding Rod . . . . .	14
HD Sinuscope . . . . .	10
Handle . . . . .	6, 7, 46
Hi-View Laryngo-Pharyngoscope . . . . .	11, 12
Hi-View Micro-Laryngoscope . . . . .	11
Hi-View Telescope . . . . .	9, 10
Hi-View Laryngo-Pharyngoscope . . . . .	12
Knot Tier . . . . .	64
Lacrimal Duct Cannula by Bangerter . . . . .	71
Laryngeal Mirror . . . . .	6, 7, 8
Laryngo-Pharyngoscope . . . . .	12
Loop Applicator by Roeder . . . . .	63
Monopolar Cable . . . . .	79
Mouth Gag by Davis-Boyle . . . . .	34
Mouth Gag by Davis-Meyer . . . . .	35
Mouth Gag by Dingmann . . . . .	41
Mouth Gag by Jennings . . . . .	29, 30
Mouth Gag by Kilner-Doughty . . . . .	35
Mouth Gag by Mclvor . . . . .	33
Mouth Gag by Seemann-Seiffert . . . . .	30, 31
Mouth Gag by Whitehead . . . . .	29
Nasopharyngoscope . . . . .	13
Needle Holder by Crile-Wood . . . . .	45
Pillar Retractor by Nager . . . . .	24
Powder Blower by Kabierske . . . . .	25
Protection Tube . . . . .	15
Rhinoscopic Mirror by Michel . . . . .	8
Rubber Bulb . . . . .	25

Author / Description	Page
Salivary Duct Dilator by Wilder . . . . .	69
Salivary Duct Probe by Bowman . . . . .	67, 68
Salivary Duct Scissors by Perwitzschky . . . . .	70
Scalpel Blades . . . . .	44
Sialoscope . . . . .	66
Silicone Bite Liners . . . . .	34
Spare Bottle . . . . .	25
Suction Tube by Yankauer . . . . .	52
Suspension Aparatus Bipod by Draffin . . . . .	32
Suture Hook . . . . .	64
Tele-Laryngo-Pharyngoscope . . . . .	11
Telescope Clamp . . . . .	15
Tissue Forceps . . . . .	51
Tongue Depressor "Model Wuerzburg" . . . . .	43
Tongue Depressor by Bruenings . . . . .	27
Tongue Depressor by Davis-Boyle . . . . .	36, 37, 38
Tongue Depressor by Dingmann . . . . .	42
Tongue Depressor by Doyen . . . . .	28
Tongue Depressor by Frenzel . . . . .	27
Tongue Depressor by Hartmann . . . . .	28
Tongue Depressor by Mclvor . . . . .	33
Tongue Depressor by Ring . . . . .	42
Tongue Depressor by Russel-Davis . . . . .	39, 40
Tongue Depressor by Tobold . . . . .	28
Tongue Depressor by Wieder . . . . .	27
Tonsil Dissector . . . . .	48
Tonsil Dissector by Henke . . . . .	47
Tonsil Dissector by Hurd . . . . .	48
Tonsil Dressing Forceps by Brophy . . . . .	51
Tonsil Forceps by Blohmke . . . . .	48
Tonsil Forceps by Colver . . . . .	49
Tonsil Forceps by Heiss-Birkett . . . . .	58
Tonsil Forceps by Negus . . . . .	60
Tonsil Forceps by Schnidt . . . . .	59
Tonsil Forceps by Tivnen . . . . .	50
Tonsil Forceps by Tyding . . . . .	49
Tonsil Forceps by White . . . . .	50
Tonsil Knife by Abraham . . . . .	45
Tonsil Needle . . . . .	65
Tonsil Scissors by Boettcher . . . . .	53
Tonsil Scissors by Dean . . . . .	55
Tonsil Scissors by Good . . . . .	54
Tonsil Scissors by Lillie . . . . .	53
Tonsil Scissors by Muck . . . . .	55
Tonsil Scissors by Prince . . . . .	53
Tonsil Scissors by Toennis-Adson . . . . .	54
Tonsil Snare by Bruenings . . . . .	62
Tonsil Suture Needle by Hurd . . . . .	63, 64
Tonsil Suture Needle by Nager . . . . .	63
Tonsillotome by Sluder-Ballenger . . . . .	46
Universal Wire Cutting Scissors . . . . .	61
Uvula Retractor by Haslinger . . . . .	24
Wire Basket . . . . .	16, 80, 81

Author / Description	Page
----------------------	------

Author / Description	Page
----------------------	------

<b>Autor / Beschreibung</b>	<b>Seite</b>
Adapter . . . . .	15
Adenotom nach La Force. . . . .	22
Adenotom-Klinge . . . . .	23
Anatomische Pinzette . . . . .	51
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“ . . . . .	15
Aufsatz. . . . .	47
BiTech Bipolare Schere . . . . .	76
Bipolare Pinzette . . . . .	72, 73, 74, 75, 76, 78
Bipolares HF Kabel . . . . .	77
Bruststütze nach Negus . . . . .	32
Chirurgische Pinzette . . . . .	51
Dreiring-Spritze . . . . .	65
Ersatzflasche . . . . .	25
Fadenhäkchen . . . . .	64
Fiberglas-Lichtkabel . . . . .	16
Flexibler Arm mit Haltestange . . . . .	14
Gaumenbogenhaken nach Hofer . . . . .	24
Griff . . . . .	6, 7, 46
Gummiball . . . . .	25
HD Sinuskop . . . . .	10
Hi-View Laryngo-Pharyngoskop. . . . .	11, 12
Hi-View Mikro-Laryngoskop . . . . .	11
Hi-View Optik . . . . .	9, 10
Kanüle . . . . .	26
Kanüle zur Sialographie . . . . .	71
Kehlkopfspiegel. . . . .	6, 7, 8
Knotenführer . . . . .	64
Koagulations-Saugrohr . . . . .	78, 79
Kornzange nach Duplay . . . . .	46
Laryngo-Pharyngoskop . . . . .	12
Ligaturinstrument nach Roeder. . . . .	63
Monopolares HF Kabel . . . . .	79
Mundsperrerr nach Davis-Boyle . . . . .	34
Mundsperrerr nach Davis-Meyer. . . . .	35
Mundsperrerr nach Dingmann . . . . .	41
Mundsperrerr nach Jennings. . . . .	29, 30
Mundsperrerr nach Kilner-Doughty . . . . .	35
Mundsperrerr nach Mclvor . . . . .	33
Mundsperrerr nach Seemann-Seiffert. . . . .	30, 31
Mundsperrerr nach Whitehead. . . . .	29
Mundsperrerr-Aufhängung nach Draffin . . . . .	32
Nadelhalter nach Crile-Wood . . . . .	45
Nasenrachen-Conchotom by Meltzer. . . . .	19
Nasenrachenzange nach Jatho . . . . .	17
Nasopharyngoskop . . . . .	13
Ohrtrichter-Halter . . . . .	14
Optik-Klammer . . . . .	15
Probeexzisionszange nach Ronis . . . . .	18
Präparierschere nach Metzenbaum . . . . .	56
Präparierschere nach Metzenbaum-Fino . . . . .	57
Pulverbläser nach Kabierske . . . . .	25
Rhinoskopspiegel nach Michel . . . . .	8
Ringmesser nach Barnhill . . . . .	20
Ringmesser nach Jones . . . . .	21
Ringmesser nach Negus. . . . .	20
Ringmesser nach Stubbs . . . . .	21
Saugrohr nach Yankauer. . . . .	52
Schutzhülse . . . . .	15

<b>Autor / Beschreibung</b>	<b>Seite</b>
Sialoskop . . . . .	66
Siebkorb. . . . .	16, 80, 81
Silikoneinlage . . . . .	34
Skalpellsgriff . . . . .	44
Spannkloben . . . . .	14
Speichelgangdilator nach Wilder . . . . .	69
Speichelgangschere nach Perwitzschky . . . . .	70
Speichelgangsonde nach Bowman . . . . .	67, 68
Tele-Laryngo-Pharyngoskop . . . . .	11
Tonsillen-Kanüle . . . . .	65
Tonsillendissektor . . . . .	48
Tonsillendissektor nach Henke . . . . .	47
Tonsillendissektor nach Hurd . . . . .	48
Tonsillenfasszange nach Colver . . . . .	49
Tonsillenfasszange nach Tivnen . . . . .	50
Tonsillenfasszange nach Tyding. . . . .	49
Tonsillenfasszange nach White . . . . .	50
Tonsillenklemme nach Heiss-Birkett. . . . .	58
Tonsillenklemme nach Negus . . . . .	60
Tonsillenklemme nach Schmidt . . . . .	59
Tonsillennmesser nach Abraham. . . . .	45
Tonsillennadel nach Hurd . . . . .	63, 64
Tonsillennadel nach Nager . . . . .	63
Tonsillennadel nach Brophy. . . . .	51
Tonsillenschere nach Boettcher. . . . .	53
Tonsillenschere nach Dean . . . . .	55
Tonsillenschere nach Good . . . . .	54
Tonsillenschere nach Lillie . . . . .	53
Tonsillenschere nach Muck . . . . .	55
Tonsillenschere nach Prince. . . . .	53
Tonsillenschere nach Toennis-Adson. . . . .	54
Tonsillenschlingen . . . . .	63
Tonsillenschnürer nach Brünings. . . . .	62
Tonsillotom nach Sluder-Ballenger. . . . .	46
Tränenwegkanüle nach Bangerter . . . . .	71
Universal Drahtschere . . . . .	61
Wangen- und Lippen Expander nach Spandex . . . . .	31
Zungendrucker nach Brünings . . . . .	27
Zungendrucker nach Doyen . . . . .	28
Zungendrucker nach Frenzel . . . . .	27
Zungendrucker nach Hartmann. . . . .	28
Zungendrucker nach Wieder . . . . .	27
Zungenspatel „Würzburger Modell“ . . . . .	43
Zungenspatel nach Davis-Boyle . . . . .	36, 37, 38
Zungenspatel nach Dingmann. . . . .	42
Zungenspatel nach Mclvor. . . . .	33
Zungenspatel nach Ring . . . . .	42
Zungenspatel nach Russel-Davis . . . . .	39, 40

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------