




FENTEX
■ ■ ■ *medical*



Instrumentenset für erweiterte endoskopische Pansinus Eingriffe / Sinus sphenoidalis, Sinus ethmoidalis.

Set SINUS Extended

Instrument Set for expanded endoscopic pansinus treatments / Sinus sphenoidalis, Sinus ethmoidalis.

Set SINUS Extended

239003FX Dissektor, Spitze 45° abgewinkelt, scharf, 24 cm, 3 mm
Dissector, tip 45° angled, sharp, 24 cm, 3 mm



419000FX Haken, stumpf, 90° abgewinkelt, 19 cm, 0,5 mm
Hook, blunt, 90° angled, 19 cm, 0,5 mm



239201FX Sichelmesser nach Draf, 19 cm
Sickle Knife by Draf, 19 cm



305100FX Doppelelevatorium nach Masing, scharf / stumpf, graduiert, 21,5 cm
Elevator by Masing, double-ended, sharp / blunt, graduated, 21.5 cm




226901FX Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 14 cm
Nasal Forceps, straight, through cutting, small, WL 14 cm



226902FX Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm
Nasal Forceps, 45° upturned, through cutting, small, WL 14 cm



238519FX Siebbeinzange nach Draf, gerade, oval, gefenstert, NL 19 cm
Ethmoid Forceps by Draf, straight, oval, fenestrated, WL 19 cm



Set SINUS Extended

238619FX Siebbeinzange nach Draf, 60° aufgebogen, oval, gefenestert, NL 19 cm
Ethmoid Forceps by Draf, 60° upturned, oval, fenestrated, WL 19 cm



226570FX Nasenlöffelzange, gerade, runder Löffel Ø 2,5 mm, NL 18 cm
Nasal Spoon Forceps, straight, round cup, Ø 2,5 mm, WL 18 cm




415105FX Probeexzisions- u. Fasszange, doppelbewegl., rund, NL 18 cm, Löffel Ø 4 mm
Biopsy a. Grasping Forceps, double-action, round, WL 18 cm, spoon Ø 4 mm



413022FX Knochenstanze nach FS-Kerrison, 40° nach oben schneidend, zerlegbar, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm
Sphenoid Punch by FS-Kerrison, 40° upbiting, detachable, WL 18 cm, width 2 mm



235125FX Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm
Antrum Punch, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 2,5 mm



Set SINUS Extended

226540FX Nasenschere, gerade, extra zart, NL 19 cm
Nasal Scissors, straight, extra delicate, WL 19 cm



226545FX Nasenschere, 45° aufgebogen, extra zart, NL 19 cm
Nasal Scissors, 45° curved up, extra delicate, WL 19 cm



226541FX Nasenschere, nach links gebogen, extra zart, NL 19 cm
Nasal Scissors, curved left, extra delicate, WL 19 cm



226542FX Nasenschere, nach rechts gebogen, extra zart, NL 19 cm
Nasal Scissors, curved right, extra delicate, WL 19 cm



250110FX Saugkanüle nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 15 cm,
10 Charr.
Suction Tube by Frazier, straight tip, with cut-off hole, WL 15 cm, 10 Fr.

250108FX desgleichen, 8 Charr
same, 8 Charr



418350FX Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis, Schaftende seitlich gebogen,
scharf, Ø 3 mm
Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis, lateral curved sheath end, sharp,
Ø 3 mm

418351FX desgleichen, Ø 5 mm
same, Ø 5 mm



418352FX Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis, Spitze 45° gewinkelt, Ø 3 mm
Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis, tip angled 45°, sharp, Ø 3 mm

418353FX desgleichen, Ø 5 mm
same, Ø 5 mm



FENTEX medical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat. Sie finden FENTEX medical ganz in der Nähe von Tuttlingen, dem weltbekannten Zentrum für Medizintechnik und Chirurgie.

Die Fertigung von FENTEX Instrumenten und Endoskopen erfolgt ausschließlich in Deutschland. Höchste Sorgfalt sichert Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

FENTEX medical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons. It is located near Tuttlingen, the world renowned "Silicon Valley" of surgical instruments.

FENTEX instruments and endoscopes are exclusively made in Germany. High quality components and attention to detail all in combination result in precision, dependability and durability of FENTEX products.

FENTEX

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49(0)7467-949620
Fax +49(0)7467-9496217

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.de