



**FENTEX**medical GmbH

take-off GewerbePark 2  
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0  
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17  
info@fentexmedical.com  
www.fentexmedical.com


**FENTEX Instruments** · Made in Germany

© FENTEXmedical GmbH · 2023 · Art.-Nr 001FX



**Precision meets Quality**

**Otology**  
**Otologie**



**Edition 2023**

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



**FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 and directive 93/42/EEC.**

**Katalogausgabe 2023**

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



**FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 und der Richtlinie 93/42/EWG.**



**Contact Details  
 Kontaktinformationen**

FENTEXmedical GmbH  
 take-off GewerbePark 2  
 D-78579 Neuhausen ob Eck  
 Germany

Tel. +49(0) 7467 - 949 62 0  
 Fax +49(0) 7467 - 949 62 17

infol@fentexmedical.com  
 www.fentexmedical.com

**PRECISION MEETS QUALITY**

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

**PRECISION MEETS QUALITY**

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

**Precision**

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

**Präzision**


Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- and Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

**Customer Orientation**

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

**Kundenorientierung**

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.



**27000FX** **Wire Basket for EES Set**, including lid and silicone brackets, 270 x 170 x 35 mm  
**Siebkorb für EOC Set**, inkl. Deckel und Silikonhalter, 270 x 170 x 35 mm



**270025FX** **Handle, with suction control**  
**Handstück, mit Unterbrecherloch**

**270030FX** **Handle, without suction control**  
**Handstück, ohne Unterbrecherloch**



**270026FX** **Adapter, rotatable, for suction tubing**  
**Adapter, drehbar, für Absaugschlauch**

**270045FX** **Suction Dissector**, short, left  
**Saugdissektor**, kurz, links



**270065FX** **Suction Dissector**, short, right  
**Saugdissektor**, kurz, rechts



**270046FX** **Suction Dissector**, medium, left  
**Saugdissektor**, mittel, links

**270066FX** **Suction Dissector**, medium, right  
**Saugdissektor**, mittel, rechts



**270047FX** **Suction Dissector**, long, left  
**Saugdissektor**, lang, links

**270067FX** **Suction Dissector**, long, right  
**Saugdissektor**, lang, rechts

**270080FX** **Suction Dissector**, S-curved, right  
**Saugdissektor**, S-gebogen, rechts



**270060FX** **Suction Dissector**, S-curved, left  
**Saugdissektor**, S-gebogen, links

**270120FX** **Suction Knife**, oval  
**Saugmesser**, oval



**270225FX** **Hook**, angled  
**Häkchen**, gewinkelt



**270235FX** **Round Knife**, 1 mm  
**Rundmesser**, 1 mm



<b>270235FX</b>	1 mm	1 mm
<b>270236FX</b>	2 mm	2 mm
<b>270237FX</b>	2.5 mm	2,5 mm



275005FX **Elevator by Benedict, left**  
 Elevatorium nach Benedict, links

275005FX	left	links
275015FX	90° left	90° links
275025FX	0° left	0° links



275010FX **Elevator by Benedict, right**  
 Elevatorium nach Benedict, rechts

275010FX	right	rechts
275020FX	90° right	90° rechts
275030FX	0° right	0° rechts



275100FX **Scoring Instrument by Benedict, straight**  
 Ritzinstrument nach Benedict, gerade



275200FX **Rasp by Benedict, straight**  
 Feile nach Benedict, gerade



038100FX **Tuning Fork by Hartmann, C = 128 Hz**  
 Stimmgabel nach Hartmann, C = 128 Hz

038100FX	C = 128 Hz	C = 128 Hz
038101FX	C1 = 256 Hz	C1 = 256 Hz
038102FX	C2 = 512 Hz	C2 = 512 Hz
038103FX	C3 = 1024 Hz	C3 = 1024 Hz
038104FX	C4 = 2048 Hz	C4 = 2048 Hz
038105FX	C5 = 4096 Hz	C5 = 4096 Hz



038112FX **Tuning Fork by Hartmann, C2 = 512 Hz**  
 Stimmgabel nach Hartmann, C2 = 512 Hz

038113FX **Tuning Fork by Hartmann, C3 = 1024 Hz**  
 Stimmgabel nach Hartmann, C3 = 1024 Hz





**038200FX** **Tuning Fork by Lucae, with foot, C = 128 Hz**  
**Stimmgabel nach Lucae, mit Fuß, C = 128 Hz**

<b>038200FX</b>	with foot, C = 128 Hz	mit Fuß, C = 128 Hz
<b>038201FX</b>	with foot, C1 = 256 Hz	mit Fuß, C1 = 256 Hz
<b>038202FX</b>	with foot, C2 = 512 Hz	mit Fuß, C2 = 512 Hz
<b>038203FX</b>	with foot, C3 = 1024 Hz	mit Fuß, C3 = 1024 Hz
<b>038204FX</b>	with foot, C4 = 2048 Hz	mit Fuß, C4 = 2048 Hz
<b>038205FX</b>	with foot, C5 = 4096 Hz	mit Fuß, C5 = 4096 Hz



**038210FX** **Foot, for Tuning Forks by Lucae**  
**Fuß, für Lucae Stimmgabeln**



**038401FX** **Tuning Fork, with foot, A1 = 440 Hz**  
**Stimmgabel, mit Fuß, A1 = 440 Hz**



**038600FX** **Tuning Fork Set by Hartmann, including 5 tuning forks in a case**  
**Stimmgabel-Besteck nach Hartmann, mit 5 Stimmgabeln im Etui**



551100FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with fixed glasses, with headband, without power supply  
**Nystagmusbrille nach Frenzel**, mit festem Glas, mit Kopfband, ohne Stromversorgung



551200FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with hinged lenses, with headband, without power supply  
**Nystagmusbrille nach Frenzel**, mit hochklappbaren Gläsern, mit Kopfband, ohne Stromversorgung



551300FX **Nystagmus Spectacles by Frenzel**, with fixed glasses, without headband, with battery handle  
**Nystagmusbrille nach Frenzel**, mit festen Gläsern, ohne Kopfband, mit Batteriehandgriff





**851300FX** **Headlight CLAR F**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm  
**Stirnlampe CLAR F**, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm



**851307FX** **Headlight CLAR 131**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm  
**Stirnlampe CLAR 131**, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm

**851308FX** **Headlight CLAR 131**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 98 mm  
**Stirnlampe CLAR 131**, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 98 mm



**851800FX** **Headlight CLAR 55**, with 2 m cable, 6 V, mirror Ø 55 mm  
**Stirnlampe CLAR 55**, mit 2 m Kabel, 6 V, Spiegel Ø 55 mm



**852200FX** **Fiber Optic Headlight**, with integrated light cable 2.3 m, and Storz connection  
**Fiberoptik Stirnleuchte**, mit festverbundenem Lichtkabel 2,3 m, und Storz Anschluss



**852300FX** **Microspot Fiber Optic Headlight**, with integrated light cable 2.3 m, without light source adapter  
**Mikrospot Faseroptik Stirnleuchte**, mit festverbundenem Lichtkabel 2,3 m, ohne Lichtquellenadapter



**852400FX** **Super Spot Fiber Optic Headlight**, black, with integrated light cable, and Storz/Wolf connection  
**Super Spot Faseroptik Stirnleuchte**, schwarz, mit festverbundenem Lichtkabel, und Storz/Wolf Anschluss



**852600FX** **LED Micro Headlight**, extremely light + comfortable headband  
**LED Mikro-Stirnleuchte**, superleichtes komfortables Stirnband



**852800FX** **Power LED headlight**, black, complete system including charger  
**Power LED Stirnleuchte**, schwarz, komplettes System inkl. Ladegerät

**852801FX** **Power LED headlight**, white, complete system including charger  
**Power LED Stirnleuchte**, weiß, komplettes System inkl. Ladegerät



**852900FX** **OP Fibre Optic Headlight**, with special cable for long time use, without light source adapter  
**OP Fiberoptik Stirnleuchte**, mit geteiltem Spezialkabel, ohne Lichtquellenadapter



**832600FX** **Powder Blower by Kabierske**, complete, with 3 different cannulas  
**Pulverbläser nach Kabierske**, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen



**832601FX** **Spare Bottle**, brown, for 832600FX, 30 cc  
**Ersatzflasche**, braun, für 832600FX, 30 ccm



**832605FX** **Rubber Bulb**, for 832600FX  
**Gummiball**, für 832600FX

**832608FX** **Cannula**, straight, for 832600FX, 8 cm  
**Kanüle**, gerade, für 832600FX, 8 cm



**832611FX** **Cannula**, straight, for 832600FX, 11 cm  
**Kanüle**, gerade, für 832600FX, 11 cm



**832613FX** **Cannula**, curved, for 832600FX, 13 cm  
**Kanüle**, gebogen, für 832600FX, 13 cm



**840100FX** **Liquid Atomizer**, complete, 30 cc  
**Flüssigkeitszerstäuber**, komplett, 30 ccm



**840200FX** **Liquid Atomizer**, complete (but without rubber bulb)  
**Flüssigkeitszerstäuber**, komplett (aber ohne Gummiball)



**840101FX** **Spare Bottle**, brown, for 840100FX, 30 cc  
**Ersatzflasche**, braun, für 840100FX, 30 ccm



**840300FX** **Rubber Bulb**, for 840100FX  
**Gummiball**, für 840100FX





**010200FX** **Ear Syringe**, Luer-Lock, 2 tips, metal, 100 cc  
**Ohrspritze**, Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall, 100 ml

<b>010200FX</b>	Luer-Lock, 2 tips, metal / 100 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 100 ml
<b>010250FX</b>	Luer-Lock, 2 tips, metal / 150 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 150 ml
<b>010300FX</b>	Luer-Lock, 2 tips, metal / 200 cc	Luer-Lock, 2 Aufsätze, Ganzmetall / 200 ml



**010301FX** **Cannula**, for Ear Syringe, cone end, Luer-Lock  
**Kanüle**, für Ohrspritze, konisch, Luer-Lock



**010302FX** **Cannula**, for Ear Syringe, olive end, Luer-Lock  
**Kanüle**, für Ohrspritze, olivenförmig, Luer-Lock



**010306FX** **Protection Shield**, for Ear Syringe, Luer-Lock  
**Spritzschutz-Teller**, für Ohrspritze, Luer-Lock



**551510FX** **OCULUS Surgical Eye Loupe**, complete with head band (black), 1.8x magnification  
**OCULUS Lupenbrille**, komplett mit Kopfband (schwarz), 1,8x Vergrößerung

**551511FX** **OCULUS Surgical Eye Loupe**, complete with head band (black), 2.5x magnification  
**OCULUS Lupenbrille**, komplett mit Kopfband (schwarz), 2,5x Vergrößerung



**551501FX** **Slip-On Objectives**, for 551510FX, to increase magnification to 2.5x  
**Lupenvorsatzobjektive**, für 551510FX, zur Erhöhung der Vergrößerung auf 2,5x





824100FX **Rubber Bulb by Politzer**  
 Gummibirne nach Politzer



833153FX **Connecting Nozzle**, for 824100FX  
 Einsteckkonus, für 824100FX

833154FX **Ear Tip**, for 824100FX, Ø 4 mm  
**Ohrolive**, für 824100FX, Ø 4 mm



833155FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 15 mm  
**Nasenolive**, für 824100FX, Ø 15 mm



833157FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 17 mm  
**Nasenolive**, für 824100FX, Ø 17 mm



833162FX **Nasal Tip**, for 824100FX, Ø 22 mm  
**Nasenolive**, für 824100FX, Ø 22 mm






**016100FX** **Eustachian Catheter by Hartmann, size 0**  
 Tubenkatheter nach Hartmann, Fig. 0

<b>016100FX</b>	size 0	Fig. 0
<b>016101FX</b>	size 1	Fig. 1
<b>016102FX</b>	size 2	Fig. 2
<b>016103FX</b>	size 3	Fig. 3
<b>016104FX</b>	size 4	Fig. 4
<b>016105FX</b>	size 5	Fig. 5



**016602FX** **Eustachian Catheter by Williams**  
 Tubenkatheter nach Williams



**018100FX** **Ear Speculum by Hartmann, size 0**  
 Ohrtrichter nach Hartmann, Fig. 0

<b>018100FX</b>	size 0	Fig. 0
<b>018101FX</b>	size 1	Fig. 1
<b>018102FX</b>	size 2	Fig. 2
<b>018103FX</b>	size 3	Fig. 3
<b>018104FX</b>	size 4	Fig. 4
<b>018105FX</b>	size 5	Fig. 5



**018201FX** **Ear Speculum by Hartmann**, for post-operative check-up, size 1  
**Ohrtrichter nach Hartmann**, zur Nachbehandlung, Fig. 1

<b>018201FX</b>	for post-operative check-up / size 1	zur Nachbehandlung / Fig. 1
<b>018202FX</b>	for post-operative check-up / size 2	zur Nachbehandlung / Fig. 2



**018208FX** **Ear Speculum by Hartmann**, for post-operative check-up, black finis, size 1  
**Ohrtrichter nach Hartmann**, zur Nachbehandlung, schwarz, Fig. 1

<b>018208FX</b>	for post-operative check-up, black finis / size 1	zur Nachbehandlung, schwarz / Fig. 1
<b>018209FX</b>	for post-operative check-up, black finis / size 2	zur Nachbehandlung, schwarz / Fig. 2



**018301FX** **Ear Speculum by Politzer**, short, for infants, size 1  
**Ohrtrichter nach Politzer**, kurz, für Kinder, Fig. 1

<b>018301FX</b>	short, for infants / size 1	kurz, für Kinder / Fig. 1
<b>018302FX</b>	short, for infants / size 2	kurz, für Kinder / Fig. 2
<b>018303FX</b>	short, for infants / size 3	kurz, für Kinder / Fig. 3
<b>018304FX</b>	short, for infants / size 4	kurz, für Kinder / Fig. 4



**018501FX** **Ear Speculum by Toynbee, size 1**  
 Ohrtrichter nach Toynbee, Fig. 1

<b>018501FX</b>	size 1	Fig. 1
<b>018502FX</b>	size 2	Fig. 2
<b>018503FX</b>	size 3	Fig. 3
<b>018504FX</b>	size 4	Fig. 4



**018605FX** **Ear Speculum by Holmgren, self-retaining, black finish, size 1**  
 Ohrtrichter nach Holmgren, selbsthaltend, schwarz, Fig. 1

<b>018605FX</b>	self-retaining, black finish / size 1	selbsthaltend, schwarz / Fig. 1
<b>018606FX</b>	self-retaining, black finish / size 2	selbsthaltend, schwarz / Fig. 2
<b>018607FX</b>	self-retaining, black finish / size 3	selbsthaltend, schwarz / Fig. 3



**018801FX** **Ear Speculum by Gruber, oval, size 1**  
 Ohrtrichter nach Gruber, oval, Fig. 1

<b>018801FX</b>	oval / size 1	oval / Fig. 1
<b>018802FX</b>	oval / size 2	oval / Fig. 2
<b>018803FX</b>	oval / size 3	oval / Fig. 3
<b>018804FX</b>	oval / size 4	oval / Fig. 4
<b>018811FX</b>	round / size 1	rund / Fig. 1
<b>018812FX</b>	round / size 2	rund / Fig. 2
<b>018813FX</b>	round / size 3	rund / Fig. 3
<b>018814FX</b>	round / size 4	rund / Fig. 4



**019701FX** **Ear Speculum by Bruenings, round, size 1**  
 Ohrtrichter nach Bruenings, rund, Fig. 1

<b>019701FX</b>	round / size 1	rund / Fig. 1
<b>019702FX</b>	round / size 2	rund / Fig. 2
<b>019703FX</b>	round / size 3	rund / Fig. 3
<b>019704FX</b>	round / size 4	rund / Fig. 4
<b>019710FX</b>	round / size 0	rund / Fig. 0
<b>019720FX</b>	round / size 00	rund / Fig. 00
<b>019730FX</b>	round / size 000	rund / Fig. 000



**115101FX** **Ear Speculum by Zoellner**, oval, black finish, size 1  
**Ohrtrichter nach Zöllner**, oval, schwarz eloxiert, Fig. 1

<b>115101FX</b>	oval, black finish / size 1	oval, schwarz eloxiert / Fig. 1
<b>115102FX</b>	oval, black finish / size 2	oval, schwarz eloxiert / Fig. 2
<b>115103FX</b>	oval, black finish / size 3	oval, schwarz eloxiert / Fig. 3
<b>115104FX</b>	oval, black finish / size 4	oval, schwarz eloxiert / Fig. 4
<b>115105FX</b>	oval, black finish / size 5	oval, schwarz eloxiert / Fig. 5
<b>115106FX</b>	oval, black finish / size 6	oval, schwarz eloxiert / Fig. 6



**116101FX** **Ear Speculum by Farrior**, round, straight, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, rund, gerade, Fig. 1

<b>116101FX</b>	round, straight / size 1	rund, gerade / Fig. 1
<b>116102FX</b>	round, straight / size 2	rund, gerade / Fig. 2
<b>116103FX</b>	round, straight / size 3	rund, gerade / Fig. 3
<b>116104FX</b>	round, straight / size 4	rund, gerade / Fig. 4
<b>116105FX</b>	round, straight / size 5	rund, gerade / Fig. 5
<b>116106FX</b>	round, straight / size 6	rund, gerade / Fig. 6
<b>116107FX</b>	round, straight / size 7	rund, gerade / Fig. 7



**116111FX** **Ear Speculum by Farrior**, round, straight, black finish, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, rund, gerade, schwarz, Fig. 1

<b>116111FX</b>	round, straight, black finish / size 1	rund, gerade, schwarz / Fig. 1
<b>116112FX</b>	round, straight, black finish / size 2	rund, gerade, schwarz / Fig. 2
<b>116113FX</b>	round, straight, black finish / size 3	rund, gerade, schwarz / Fig. 3
<b>116114FX</b>	round, straight, black finish / size 4	rund, gerade, schwarz / Fig. 4
<b>116115FX</b>	round, straight, black finish / size 5	rund, gerade, schwarz / Fig. 5
<b>116116FX</b>	round, straight, black finish / size 6	rund, gerade, schwarz / Fig. 6
<b>116117FX</b>	round, straight, black finish / size 7	rund, gerade, schwarz / Fig. 7



**116301FX** **Ear Speculum by Farrior**, oval, 20° oblique, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, oval, 20° abgeschrägt, Fig. 1

<b>116301FX</b>	oval, 20° oblique / size 1	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 1
<b>116302FX</b>	oval, 20° oblique / size 2	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 2
<b>116303FX</b>	oval, 20° oblique / size 3	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 3
<b>116304FX</b>	oval, 20° oblique / size 4	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 4
<b>116305FX</b>	oval, 20° oblique / size 5	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 5
<b>116306FX</b>	oval, 20° oblique / size 6	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 6
<b>116307FX</b>	oval, 20° oblique / size 7	oval, 20° abgeschrägt / Fig. 7





**116311FX** **Ear Speculum by Farrior**, oval, 20° oblique, black finish, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, oval, 20° abgeschrägt, schwarz, Fig. 1

<b>116311FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 1	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 1
<b>116312FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 2	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 2
<b>116313FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 3	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 3
<b>116314FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 4	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 4
<b>116315FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 5	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 5
<b>116316FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 6	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 6
<b>116317FX</b>	oval, 20° oblique, black finish / size 7	oval, 20° abgeschrägt, schwarz / Fig. 7




**116501FX** **Ear Speculum by Farrior**, oval, 35° oblique, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, oval, 35° abgeschrägt, Fig. 1

<b>116501FX</b>	oval, 35° oblique / size 1	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 1
<b>116502FX</b>	oval, 35° oblique / size 2	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 2
<b>116503FX</b>	oval, 35° oblique / size 3	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 3
<b>116504FX</b>	oval, 35° oblique / size 4	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 4
<b>116505FX</b>	oval, 35° oblique / size 5	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 5
<b>116506FX</b>	oval, 35° oblique / size 6	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 6
<b>116507FX</b>	oval, 35° oblique / size 7	oval, 35° abgeschrägt / Fig. 7



**116511FX** **Ear Speculum by Farrior**, oval, 35° oblique, black finish, size 1  
**Ohrtrichter nach Farrior**, oval, 35° abgeschrägt, schwarz, Fig. 1

<b>116511FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 1	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 1
<b>116512FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 2	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 2
<b>116513FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 3	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 3
<b>116514FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 4	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 4
<b>116515FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 5	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 5
<b>116516FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 6	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 6
<b>116517FX</b>	oval, 35° oblique, black finish / size 7	oval, 35° abgeschrägt, schwarz / Fig. 7



**018712FX** **Metal Support**, for 12 Ear Specula  
**Metallständer**, für 12 Ohrtrichter



019100FX **Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings, complete set**  
 Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings, komplettes Set



020700FX **Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings, complete set (large)**  
 Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings, komplettes Set (groß)



019400FX **Rubber Bulb, with connector**  
 Halbgebläse, mit Anschluss



019401FX **Connector only, for Rubber Bulb by Bruenings**  
 Anschluss-Stück allein, für Gummiball nach Bruenings



019800FX **Magnifier Head by Bruenings, pneumatic, closed, without magnification**  
 Lupenkörper nach Bruenings, pneumatisch, geschlossen, ohne Vergrößerung

019900FX **Magnifier Head by Bruenings, anastigmatic, closed, with magnification**  
 Lupenkörper nach Bruenings, anastigmatisch, geschlossen, mit Vergrößerung



**718100FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm

<b>718100FX</b>	autoclavable / 0°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
<b>718130FX</b>	autoclavable / 30°, WL 100 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 100 mm, Ø 1,9 mm
<b>718400FX</b>	autoclavable / 0°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 0°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm
<b>718430FX</b>	autoclavable / 30°, WL 60 mm, Ø 1.9 mm	autoklavierbar / 30°, NL 60 mm, Ø 1,9 mm



**717100FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm

<b>717100FX</b>	autoclavable / 0°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
<b>717130FX</b>	autoclavable / 30°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm
<b>717170FX</b>	autoclavable / 70°, WL 75 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 75 mm, Ø 2,7 mm



**716100FX** **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm  
**Hi-View Optik**, autoklavierbar, 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm

<b>716100FX</b>	autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
<b>716130FX</b>	autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm
<b>716200FX</b>	not autoclavable / 0°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 0°, NL 50 mm, Ø 4 mm
<b>716230FX</b>	not autoclavable / 30°, WL 50 mm, Ø 4 mm	nicht autoklavierbar / 30°, NL 50 mm, Ø 4 mm



**118900FX** **Flexible Arm with Holding Rod**  
**Flexibler Arm mit Haltestange**



118901FX **Clamp**, for Flexible Arm 118900FX  
**Spannkloben**, für Flexiblen Arm 118900FX



118902FX **Ear Speculum Clamp**, for Flexible Arm 118900FX  
**Ohrtrichter-Halter**, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX  
**Optik-Klammer**, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX  
**Adapter**, für Flexiblen Arm 118900FX



803285FX **Otoscope Set**, UNI-Series, incl. 3 specula and handle, in plastic case  
**Otoskop-Set**, UNI-Serie, inkl. 3 Trichter und Griff, in Kunststofftasche



**803582FX** **Ear Speculum**, for Otoscope UNI-Series, reusable, 2 mm  
**Ohrtrichter**, für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar, 2 mm



**803583FX**

**803584FX**

**803585FX**

**803589FX**

**803582FX** for Otoscope UNI-Series, reusable / 2 mm  
 für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 2 mm

**803583FX** for Otoscope UNI-Series, reusable / 3 mm  
 für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 3 mm

**803584FX** for Otoscope UNI-Series, reusable / 4 mm  
 für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 4 mm

**803585FX** for Otoscope UNI-Series, reusable / 5 mm  
 für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 5 mm

**803589FX** for Otoscope UNI-Series, reusable / 9 mm  
 für Otoskop UNI-Serie, wiederverwendbar / 9 mm



**806565FX** **e-scope® Otoscope LED**, with 5 each specula 2.5 + 4 mm, 3.7 V, black, in case  
**e-scope® Otoskop LED**, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5 + 4 mm, 3,7 V, schwarz, im Etui



**806566FX** **e-scope® Otoscope LED**, with 5 each specula 2.5 + 4 mm, 3.7 V, white, in case  
**e-scope® Otoskop LED**, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5 + 4 mm, 3,7 V, weiß, im Etui





**806560FX** **ri-mini® Otoscope Fibre Optic**, with 5 each specula 2,5+4 mm, 2,5 V, in case  
**ri-mini® Otokop Fiberoptik**, inkl. je 5 Ohrtrichter 2,5+ 4mm, 2,5 V, im Etui



**806810FX** **Otoscope Set, ri-scope®**, 2,5 V  
**Otokop Set, ri-scope®**, 2,5 V



**806751FX** **Ear Speculum Single Use**, for ri-scope® L1/L2 + ri-mini®, 2 mm, pack of 100 pcs.  
**Einmalohrtrichter**, für ri-scope® L1/L2 + ri-mini®, 2 mm, Packung zu 100 Stück

**806751FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2 mm, pack of 100 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2 mm, Packung zu 100 Stück

**806752FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2,5 mm, pack of 100 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 2,5 mm, Packung zu 100 Stück

**806753FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 3 mm, pack of 100 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 3 mm, Packung zu 100 Stück

**806754FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 4 mm, pack of 100 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 4 mm, Packung zu 100 Stück

**806755FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 5 mm, pack of 100 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® / 5 mm, Packung zu 100 Stück



**806761FX** **Ear Speculum Reusable**, for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope, 2 mm, pack of 10 pcs.  
**Wiederverwendbare Ohrtrichter**, für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope, 2 mm, Packung zu 10 Stück

**806761FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2 mm, pack of 10 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2 mm, Packung zu 10 Stück

**806762FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2,5 mm, pack of 10 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 2,5 mm, Packung zu 10 Stück

**806763FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 3 mm, pack of 10 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 3 mm, Packung zu 10 Stück

**806764FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 4 mm, pack of 10 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 4 mm, Packung zu 10 Stück

**806765FX** for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 5 mm, pack of 10 pcs.  
 für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope / 5 mm, Packung zu 10 Stück



**021100FX** **Ear Probe by Stacke**, German silver, 11 cm  
**Ohrsonde nach Stacke**, neusilber, 11 cm

**021200FX** **Ear Probe by Stacke**, silver, 11 cm  
**Ohrsonde nach Stacke**, silber, 11 cm



**021300FX** **Ear Probe by Stacke-Frenzel**, angled tip, silver, 9 cm  
**Ohrsonde nach Stacke-Frenzel**, abgewinkelt, silber, 9 cm

**022114FX** **Cotton Applicator by Farrell**, serrated, 14 cm, Ø 1,2 mm  
**Watteträger nach Farrell**, geriffelt, 14 cm, Ø 1,2 mm



**022116FX** **Cotton Applicator by Farrell**, serrated, 16 cm, Ø 1,2 mm  
**Watteträger nach Farrell**, geriffelt, 16 cm, Ø 1,2 mm

**022314FX** **Cotton Applicator by Farrell**, triangular, 14 cm, Ø 1,2 mm  
**Watteträger nach Farrell**, dreikant, 14 cm, Ø 1,2 mm



**022316FX** **Cotton Applicator by Farrell**, triangular, 16 cm, Ø 1,2 mm  
**Watteträger nach Farrell**, dreikant, 16 cm, Ø 1,2 mm



**022612FX**

**022612FX** **Cotton Applicator by Frohn**, twisted end, 12 cm, Ø 1,0 mm  
**Watteträger nach Frohn**, spiralförmig, 12 cm, Ø 1,0 mm

<b>022612FX</b>	twisted end / 12 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 12 cm, Ø 1,0 mm
<b>022614FX</b>	twisted end / 14 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 14 cm, Ø 1,0 mm
<b>022616FX</b>	twisted end / 16 cm, Ø 1,0 mm	spiralförmig / 16 cm, Ø 1,0 mm



**022818FX**

**022818FX**

**022818FX** **Applicator/Curette by Jobson-Horne**, 18 cm  
**Watteträger/Kürette nach Jobson-Horne**, 18 cm



**023100FX** **Ear Loop by Billeau**, 16.5 cm, size 0  
**Ohrschlinge nach Billeau**, 16,5 cm, Fig. 0



**023100FX**

**023101FX**

**023102FX**

**023103FX**

<b>023100FX</b>	16.5 cm, size 0	16,5 cm, Fig. 0
<b>023101FX</b>	16.5 cm, size 1	16,5 cm, Fig. 1
<b>023102FX</b>	16.5 cm, size 2	16,5 cm, Fig. 2
<b>023103FX</b>	16.5 cm, size 3	16,5 cm, Fig. 3

**023301FX** **Ear Loop by Snellen**, curved, serrated, 15.5 cm, size 1  
**Ohrschlinge nach Snellen**, gebogen, gerieft, 15,5 cm, Fig. 1



**023301FX**

**023302FX**

**023303FX**

<b>023301FX</b>	curved, serrated / 15.5 cm, size 1	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 1
<b>023302FX</b>	curved, serrated / 15.5 cm, size 2	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 2
<b>023303FX</b>	curved, serrated / 15.5 cm, size 3	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 3



**023401FX** **Ear Loop by Shapleigh**, curved, serrated, 15.5 cm, size 1  
**Ohrschlinge nach Shapleigh**, gebogen, gerieft, 15,5 cm, Fig. 1



**023401FX**

**023402FX**

<b>023401FX</b>	curved, serrated / 15.5 cm, size 1	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 1
<b>023402FX</b>	curved, serrated / 15.5 cm, size 2	gebogen, gerieft / 15,5 cm, Fig. 2



**023501FX** **Ear Hook by Day**, 15 cm, size 1  
**Ohrhäkchen nach Day**, 15 cm, Fig. 1

**023502FX** **Ear Hook by Day**, 15 cm, size 2  
**Ohrhäkchen nach Day**, 15 cm, Fig. 2



**023601FX** **Ear Hook by Lucae**, 14 cm, size 1  
**Ohrhäkchen nach Lucae**, 14 cm, Fig. 1

<b>023601FX</b>	14 cm, size 1	14 cm, Fig. 1
<b>023602FX</b>	14 cm, size 2	14 cm, Fig. 2
<b>023603FX</b>	14 cm, size 3	14 cm, Fig. 3



**023701FX** **Ear Hook by Wagener**, drop shaped, 16 cm, size 1  
**Ohrhäkchen nach Wagener**, tropfenförmig, 16 cm, Fig. 1

<b>023701FX</b>	drop shaped / 16 cm, size 1	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 1
<b>023702FX</b>	drop shaped / 16 cm, size 2	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 2
<b>023703FX</b>	drop shaped / 16 cm, size 3	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 3
<b>023704FX</b>	drop shaped / 16 cm, size 4	tropfenförmig / 16 cm, Fig. 4





**023801FX** **Ear Hook**, without ball end, 15.5 cm, size 1  
**Ohrhäkchen**, ohne Knopf, 15,5 cm, Fig. 1



**023803FX** **Ear Hook**, with ball end, 45°, 15.5 cm  
**Ohrhäkchen**, mit Knopf, 45°, 15,5 cm



**023901FX** **Ear Hook by Lillie**, with ball end, 17.3 cm  
**Ohrhäkchen nach Lillie**, mit Knopf, 17,3 cm



**024000FX** **Ear Hook and Spoon by Gross**, sharp, 13 cm  
**Ohrhäkchen und Löffel nach Gross**, scharf, 13 cm

**024001FX** **Ear Hook and Spoon by Gross**, blunt, 13 cm  
**Ohrhäkchen und Löffel nach Gross**, stumpf, 13 cm



**024116FX**

**024116FX** **Ear Spatula by Moldenhauer**, 16 cm  
**Ohrhebel nach Moldenhauer**, 16 cm



**024200FX**

**024200FX** **Ear Spatula by Zaufal**, 16 cm  
**Ohrhebel nach Zaufal**, 16 cm



**025120FX** **Ear Curette by Buck**, blunt, 15 cm, size 00  
**Ohrkürette nach Buck**, stumpf, 15 cm, Fig. 00



**025120FX**



**025110FX**



**025101FX**



**025102FX**



**025103FX**



**025220FX**



**025210FX**



**025201FX**



**025202FX**



**025203FX**

<b>025120FX</b>	blunt / 15 cm, size 00	stumpf / 15 cm, Fig. 00
<b>025110FX</b>	blunt / 15 cm, size 0	stumpf / 15 cm, Fig. 0
<b>025101FX</b>	blunt / 15 cm, size 1	stumpf / 15 cm, Fig. 1
<b>025102FX</b>	blunt / 15 cm, size 2	stumpf / 15 cm, Fig. 2
<b>025103FX</b>	blunt / 15 cm, size 3	stumpf / 15 cm, Fig. 3
<b>025220FX</b>	sharp / 15 cm, size 00	scharf / 15 cm, Fig. 00
<b>025210FX</b>	sharp / 15 cm, size 0	scharf / 15 cm, Fig. 0
<b>025201FX</b>	sharp / 15 cm, size 1	scharf / 15 cm, Fig. 1
<b>025202FX</b>	sharp / 15 cm, size 2	scharf / 15 cm, Fig. 2
<b>025203FX</b>	sharp / 15 cm, size 3	scharf / 15 cm, Fig. 3



**025400FX** **Ear Curette**, angled, 35° upcurved, blunt, WL 9 cm, size 0  
**Ohrkürette**, kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf, NL 9 cm, Fig. 0

<b>025400FX</b>	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 0	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 0
<b>025401FX</b>	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 1	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 1
<b>025402FX</b>	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 2	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 2
<b>025403FX</b>	angled, 35° upcurved, blunt / WL 9 cm, size 3	kniegebogen, 35° aufgewinkelt, stumpf / NL 9 cm, Fig. 3



**037100FX** **Ear Polypus Snare by Krause**, 18 cm  
**Ohrpolypenschnürer nach Krause**, 18 cm



**037600FX** **Snare Wires**, for Ear Polypus Snare, pack of 100 pcs., Ø 0.2 mm  
**Schnürdrähte**, für Ohrpolypenschnürer, Packung zu 100 S, Ø 0,2 mm

**037700FX** **Snare Wires**, for Ear Polypus Snare, pack of 12 pcs., Ø 0.2 mm  
**Schnürdrähte**, für Ohrpolypenschnürer, Packung zu 12 St, Ø 0,2 mm





018720FX **Ointment Jar by Sofie**  
 Salben-Ei nach Sofie



033100FX

033100FX **Ear Knife by Politzer**, angled, 16 cm  
**Parazentesenadel nach Politzer**, kniegebogen, 16 cm



033200FX

033200FX **Ear Knife**, straight, 16.5 cm  
**Parazentesenadel**, gerade, 16,5 cm



033500FX



033500FX **Ear Knife by Royce**, angled, up-cutting, 16 cm  
**Ohrmesser nach Royce**, abgewinkelt, aufwärts schneidend, 16 cm



033700FX

033700FX **Ear Knife by Royce**, bayonet-shaped, up-cutting, 18 cm  
**Ohrmesser nach Royce**, bajonettförmig, aufwärts schneidend, 18 cm



034100FX

034100FX **Ear Knife by Lucae**, bayonet-shaped, 18.5 cm  
**Parazentesenadel nach Lucae**, bajonettförmig, 18,5 cm



034801FX

034801FX **Ear Knife by Politzer**, straight, 16 cm  
**Ohrmesser nach Politzer**, gerade, 16 cm



034802FX

034802FX **Ear Knife by Politzer**, curved, 16 cm  
**Ohrmesser nach Politzer**, gebogen, 16 cm



035300FX

035300FX **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip straight, WL 9 cm, Ø 2 mm  
**Saugrohr nach Verhoeven**, distales Ende gerade, NL 9 cm, Ø 2 mm

035300FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 2 mm
035400FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 1,5 mm
035500FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 3 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 3 mm
035601FX	distal tip straight / WL 9 cm, Ø 4 mm	distales Ende gerade / NL 9 cm, Ø 4 mm



035303FX

035303FX **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip curved up, WL 9 cm, Ø 2 mm  
**Saugrohr nach Verhoeven**, distales Ende nach oben gebogen, NL 9 cm, Ø 2 mm

035303FX	distal tip curved up / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende nach oben gebogen / NL 9 cm, Ø 2 mm
035403FX	distal tip curved up / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende nach oben gebogen / NL 9 cm, Ø 1,5 mm



035304FX

**035304FX** **Suction Tube by Verhoeven**, distal tip curved down, WL 9 cm, Ø 2 mm  
**Saugrohr nach Verhoeven**, distales Ende nach unten gebogen, NL 9 cm, Ø 2 mm

<b>035304FX</b>	distal tip curved down / WL 9 cm, Ø 2 mm	distales Ende nach unten gebogen / NL 9 cm, Ø 2 mm
<b>035404FX</b>	distal tip curved down / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	distales Ende nach unten gebogen / NL 9 cm, Ø 1,5 mm



**036110FX** **Suction Tube by Nijmegen**, WL 7 cm, Ø 1 mm  
**Saugrohr nach Nijmegen**, NL 7 cm, Ø 1 mm

<b>036110FX</b>	WL 7 cm, Ø 1 mm	NL 7 cm, Ø 1 mm
<b>036115FX</b>	WL 7 cm, Ø 1.5 mm	NL 7 cm, Ø 1,5 mm
<b>036120FX</b>	WL 7 cm, Ø 2 mm	NL 7 cm, Ø 2 mm
<b>036125FX</b>	WL 7 cm, Ø 2.5 mm	NL 7 cm, Ø 2,5 mm
<b>036130FX</b>	WL 7 cm, Ø 3 mm	NL 7 cm, Ø 3 mm
<b>036140FX</b>	WL 7 cm, Ø 4 mm	NL 7 cm, Ø 4 mm



**036610FX** **Suction Tube**, cylindrical, Luer, WL 9 cm, Ø 1 mm  
**Saugrohr**, zylindrisch, Luer, NL 9 cm, Ø 1 mm

<b>036610FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1 mm
<b>036615FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.5 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,5 mm
<b>036620FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2 mm
<b>036625FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2.5 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2,5 mm
<b>036630FX</b>	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 3 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 3 mm
<b>036640FX</b>	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 4 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 4 mm
<b>036650FX</b>	cylindrical, Luer / WL 11 cm, Ø 5 mm	zylindrisch, Luer / NL 11 cm, Ø 5 mm



**165102FX** **Suction Handle by Wullstein**, with cut-off hole, Luer-Cone, 11 cm  
**Sauggriff nach Wullstein**, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 11 cm



**165602FX** **Suction Handle by House**, with cut-off hole, Luer-Cone, 5.2 cm  
**Sauggriff nach House**, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 5,2 cm



**165603FX** **Suction Handle by House**, with cut-off hole, Luer-Cone, 5.2 cm  
**Sauggriff nach House**, mit Unterbrecherloch, Luer-Konus, 5,2 cm



**166205FX** **Suction Tube by House**, angled, Luer-Lock, WL 7 cm, Ø 0.5 mm  
**Nadelsauger nach House**, kniegebogen, Luer-Lock, NL 7 cm, Ø 0,5 mm

<b>166205FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,5 mm
<b>166206FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.6 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,6 mm
<b>166207FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.7 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,7 mm
<b>166208FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 0.8 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 0,8 mm
<b>166210FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1 mm
<b>166212FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,2 mm
<b>166215FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,5 mm
<b>166218FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 1.8 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 1,8 mm
<b>166220FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2 mm
<b>166222FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2.2 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2,2 mm
<b>166225FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 2.5 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 2,5 mm
<b>166230FX</b>	angled, Luer-Lock / WL 7 cm, Ø 3 mm	kniegebogen, Luer-Lock / NL 7 cm, Ø 3 mm



**166310FX** **Suction Tube**, straight, Luer-Lock, malleable, WL 10 cm, Ø 1 mm  
**Saugrohr**, gerade, Luer-Lock, biegsam, NL 10 cm, Ø 1 mm

<b>166310FX</b>	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1 mm
<b>166313FX</b>	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1.3 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1,3 mm
<b>166315FX</b>	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 1.5 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 1,5 mm
<b>166320FX</b>	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 2 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 2 mm
<b>166325FX</b>	straight, Luer-Lock, malleable / WL 10 cm, Ø 2.5 mm	gerade, Luer-Lock, biegsam / NL 10 cm, Ø 2,5 mm



**167105FX** **Suction Tube by Plester**, with cut-off hole, Luer, 19 cm, 5 Fr.  
**Saugrohr nach Plester**, mit Unterbrecherloch, Luer, 19 cm, 5 Charr.

<b>167105FX</b>	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 5 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 5 Charr.
<b>167107FX</b>	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 7 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 7 Charr.
<b>167108FX</b>	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 8 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 8 Charr.
<b>167109FX</b>	with cut-off hole, Luer / 19 cm, 9 Fr.	mit Unterbrecherloch, Luer / 19 cm, 9 Charr.



**034903FX** **Suction Tube by Baron**, without cleaning wire, WL 7.5 cm, 3 Charr.  
**Saugrohr nach Baron**, ohne Reinigungsdraht, NL 7,5 cm, 3 Charr.

<b>034903FX</b>	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 3 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 3 Charr.
<b>034905FX</b>	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 5 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 5 Charr.
<b>034907FX</b>	without cleaning wire / WL 7.5 cm, 7 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 7,5 cm, 7 Charr.



**034913FX** **Suction Tube by Baron**, without cleaning wire, WL 10 cm, 3 Charr.  
**Saugrohr nach Baron**, ohne Reinigungsdraht, NL 10 cm, 3 Charr.

<b>034913FX</b>	without cleaning wire / WL 10 cm, 3 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 3 Charr.
<b>034915FX</b>	without cleaning wire / WL 10 cm, 5 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 5 Charr.
<b>034917FX</b>	without cleaning wire / WL 10 cm, 7 Charr.	ohne Reinigungsdraht / NL 10 cm, 7 Charr.



**110106FX** **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.  
**Saugrohr nach Frazier**, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

<b>110106FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
<b>110107FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
<b>110108FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
<b>110109FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 9 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 9 Charr.
<b>110110FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
<b>110112FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
<b>110115FX</b>	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



**168100FX** **Suction Tube by Zöllner**, with 0.7 mm tip, WL 10 cm  
**Saugrohr nach Zöllner**, mit 0,7 mm Aufsatz, NL 10 cm



**168205FX** **Tip by Zöllner**, for Suction Tube 168100FX, Ø 0.5 mm  
**Aufsatz nach Zöllner**, für Saugrohr 168100FX, Ø 0,5 mm

<b>168205FX</b>	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.5 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,5 mm
<b>168207FX</b>	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.7 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,7 mm
<b>168209FX</b>	for Suction Tube 168100FX / Ø 0.9 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 0,9 mm
<b>168212FX</b>	for Suction Tube 168100FX / Ø 1.2 mm	für Saugrohr 168100FX / Ø 1,2 mm



**168601FX** **Suction and Irrigation Tube by House**, cylindrical, Luer, WL 9 cm, Ø 4.5 mm x 2 mm  
**Spül- und Saugrohr nach House**, zylindrisch, Luer, NL 9 cm, Ø 4,5 mm x 2 mm

<b>168601FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.5 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,5 mm x 2 mm
<b>168602FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 3 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 3 mm x 2 mm
<b>168603FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 2.5 mm x 2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 2,5 mm x 2 mm
<b>168604FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.8 mm x 1.8 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,8 mm x 1,8 mm
<b>168605FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.5 mm x 1.2 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,5 mm x 1,2 mm
<b>168606FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 1.2 mm x 0.9 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 1,2 mm x 0,9 mm
<b>168607FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 0.9 mm x 0.7 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 0,9 mm x 0,7 mm
<b>168608FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.0 mm x 2.7 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,0 mm x 2,7 mm
<b>168612FX</b>	cylindrical, Luer / WL 9 cm, Ø 4.7 mm x 4.0 mm	zylindrisch, Luer / NL 9 cm, Ø 4,7 mm x 4,0 mm



**169120FX** **Suction Tube by Schuhknecht**, without mandrin, WL 7.5 cm, 20 Gauge  
**Saugrohr nach Schuhknecht**, ohne Mandrin, NL 7,5 cm, 20 Gauge

<b>169120FX</b>	without mandrin / WL 7.5 cm, 20 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 20 Gauge
<b>169124FX</b>	without mandrin / WL 7.5 cm, 24 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 24 Gauge
<b>169126FX</b>	without mandrin / WL 7.5 cm, 26 Gauge	ohne Mandrin / NL 7,5 cm, 26 Gauge





105100FX

**105100FX** **Raspatory by Farabeuf**, straight, 15 cm, width 13 mm  
**Raspatorium nach Farabeuf**, gerade, 15 cm, Breite 13 mm



105200FX

**105200FX** **Raspatory by Farabeuf**, curved, 15 cm, width 13 mm  
**Raspatorium nach Farabeuf**, gebogen, 15 cm, Breite 13 mm



105211FX

**105211FX** **Raspatory by Farabeuf**, curved, 17.5 cm, width 11 mm  
**Raspatorium nach Farabeuf**, gebogen, 17,5 cm, Breite 11 mm



105600FX

**105600FX** **Elevator by Adson**, straight, 17 cm, width 8 mm  
**Elevatorium nach Adson**, gerade, 17 cm, Breite 8 mm



**105709FX** **Elevator by Jansen**, 19.5 cm, width 9 mm  
**Elevatorium nach Jansen**, 19,5 cm, Breite 9 mm



**105714FX** **Elevator by Jansen**, 19.5 cm, width 14 mm  
**Elevatorium nach Jansen**, 19,5 cm, Breite 14 mm



**105806FX** **Raspatory by v. Eicken**, 19.5 cm, width 6 mm  
**Raspatorium nach v. Eicken**, 19,5 cm, Breite 6 mm



**108101FX** **Raspatory by Lempert**, slightly curved, 17 cm, width 2 mm  
**Raspatorium nach Lempert**, leicht gebogen, 17 cm, Breite 2 mm

<b>108101FX</b>	slightly curved / 17 cm, width 2 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 2 mm
<b>108102FX</b>	slightly curved / 17 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 3 mm
<b>108103FX</b>	slightly curved / 17 cm, width 4 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 4 mm
<b>108104FX</b>	slightly curved / 17 cm, width 5 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 5 mm
<b>108107FX</b>	slightly curved / 17 cm, width 7 mm	leicht gebogen / 17 cm, Breite 7 mm



**161601FX**

**161601FX** **Raspatory by Wullstein**, large, slightly curved, 16 cm, width 5.5 mm  
**Raspatorium nach Wullstein**, breit, leicht gebogen, 16 cm, Breite 5,5 mm

**161600FX** **Raspatory by Wullstein**, delicate, slightly curved, 16 cm, width 4 mm  
**Raspatorium nach Wullstein**, schmal, leicht gebogen, 16 cm, Breite 4 mm

**161602FX** **Raspatory by Wullstein**, delicate, slightly curved, 16 cm, width 2.6 mm  
**Raspatorium nach Wullstein**, schmal, leicht gebogen, 16 cm, Breite 2,6 mm



**161700FX** **Duckbill Elevator by Shambough-Derlacki**, 16.5 cm, width 3 mm  
**Duckbill Elevator n. Shambough-Derlacki**, 16,5 cm, Breite 3 mm



**161800FX** **Raspatory by Plester**, 18 cm, width 8 mm  
**Raspatorium nach Plester**, 18 cm, Breite 8 mm



**161900FX** **Raspatory by Fisch**, 15.5 cm, width 10 mm  
**Raspatorium nach Fisch**, 15,5 cm, Breite 10 mm



**215100FX** **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm  
**Doppelelevatorium nach Freer**, halbscharf / stumpf, 20 cm



**215200FX** Elevator by Freer, double-ended, sharp / blunt, 18 cm  
 Doppelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



**120102FX** Gouge by Trautmann (Partsch), 14 cm, width 2 mm  
 Hohlmeißel nach Trautmann (Partsch), 14 cm, Breite 2 mm

<b>120102FX</b>	14 cm, width 2 mm	14 cm, Breite 2 mm
<b>120104FX</b>	14 cm, width 4 mm	14 cm, Breite 4 mm
<b>120105FX</b>	14 cm, width 5 mm	14 cm, Breite 5 mm
<b>120106FX</b>	14 cm, width 6 mm	14 cm, Breite 6 mm
<b>120108FX</b>	14 cm, width 8 mm	14 cm, Breite 8 mm
<b>120110FX</b>	14 cm, width 10 mm	14 cm, Breite 10 mm
<b>120112FX</b>	14 cm, width 12 mm	14 cm, Breite 12 mm



**120202FX** Chisel by Trautmann (Partsch), 14 cm, width 2 mm  
 Flachmeißel nach Trautmann (Partsch), 14 cm, Breite 2 mm

<b>120202FX</b>	14 cm, width 2 mm	14 cm, Breite 2 mm
<b>120203FX</b>	14 cm, width 3 mm	14 cm, Breite 3 mm
<b>120204FX</b>	14 cm, width 4 mm	14 cm, Breite 4 mm
<b>120206FX</b>	14 cm, width 6 mm	14 cm, Breite 6 mm
<b>120208FX</b>	14 cm, width 8 mm	14 cm, Breite 8 mm
<b>120210FX</b>	14 cm, width 10 mm	14 cm, Breite 10 mm



**121104FX** Gouge by Bruenings, 16 cm, width 4 mm  
 Hohlmeißel nach Bruenings, 16 cm, Breite 4 mm

**121106FX** Gouge by Bruenings, 16 cm, width 6 mm  
 Hohlmeißel nach Bruenings, 16 cm, Breite 6 mm



**329103FX** Scalpel Handle, for Scalpel Blades Fig. 10-15, No. 3  
 Skalpellgriff, passend für Skalpellklingen Fig. 10-15, Nr. 3

<b>329110FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 10	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 10
<b>329111FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 11	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 11
<b>329112FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 12	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 12
<b>329115FX</b>	sterile, pack of 100 pcs. / Fig. 15	steril, Packung zu 100 Stück / Fig. 15



**329110FX**

**329111FX**

**329112FX**

**329115FX**




**142130FX** **Curette by Spratt, 17 cm, size 000**  
 Scharfer Löffel nach Spratt, 17 cm, Fig. 000



<b>142130FX</b>	17 cm, size 000	17 cm, Fig. 000
<b>142120FX</b>	17 cm, size 00	17 cm, Fig. 00
<b>142100FX</b>	17 cm, size 0	17 cm, Fig. 0
<b>142101FX</b>	17 cm, size 1	17 cm, Fig. 1
<b>142102FX</b>	17 cm, size 2	17 cm, Fig. 2
<b>142103FX</b>	17 cm, size 3	17 cm, Fig. 3



**143150FX** **Curette by Lempert, 21 cm, size 00000**  
 Scharfer Löffel nach Lempert, 21 cm, Fig. 00000



<b>143150FX</b>	21 cm, size 00000	21 cm, Fig. 00000
<b>143140FX</b>	21 cm, size 0000	21 cm, Fig. 0000
<b>143130FX</b>	21 cm, size 000	21 cm, Fig. 000
<b>143120FX</b>	21 cm, size 00	21 cm, Fig. 00
<b>143110FX</b>	21 cm, size 0	21 cm, Fig. 0
<b>143102FX</b>	21 cm, size 2	21 cm, Fig. 2
<b>143101FX</b>	21 cm, size 1	21 cm, Fig. 1



**130100FX** **Mallet by Hajek**, steel, solid, 21 cm, 200 g  
**Hammer nach Hajek**, Stahl, massiv, 21 cm, 200 g




**313100FX** **Mallet by Cottle**, black handle, 18 cm, 335 g  
**Hammer nach Cottle**, schwarzer Griff, 18 cm, 335 g



**313600FX** **Metal Mallet**, with replaceable nylon facings, 18 cm, 220 g  
**Metallhammer**, mit auswechselbaren Kunststoffbacken, 18 cm, 220 g



**313601FX** **Spare Nylon Facings**, pair, for mallet 313600FX  
**Nylon-Ersatzbacken**, Paar, für Hammer 313600FX



**131100FX** **Bone Rongeur by Luer**, curved, 15 cm  
**Knochenzange nach Luer**, gebogen, 15 cm



**132100FX** **Bone Rongeur by Lempert**, delicate, straight, 19 cm  
**Knochenzange nach Lempert**, schlank, gerade, 19 cm



**133100FX** **Bone Rongeur by Beyer**, curved, 18 cm  
**Knochenzange nach Beyer**, gebogen, 18 cm



**135101FX** **Bone Rongeur by Kerrison**, WL 8 cm, size 1  
**Knochenstanze nach Kerrison**, NL 8 cm, Fig. 1



**135101FX**



**135102FX**



**135103FX**

<b>135101FX</b>	WL 8 cm, size 1	NL 8 cm, Fig. 1
<b>135102FX</b>	WL 8 cm, size 2	NL 8 cm, Fig. 2
<b>135103FX</b>	WL 8 cm, size 3	NL 8 cm, Fig. 3



**137101FX** **Bone Rongeur by Citelli**, through-cutting, WL 8 cm, size 1  
**Knochenstanze nach Citelli**, durchschneidend, NL 8 cm, Fig. 1



**137101FX**



**137102FX**



**137103FX**

<b>137101FX</b>	through-cutting / WL 8 cm, size 1	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 1
<b>137102FX</b>	through-cutting / WL 8 cm, size 2	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 2
<b>137103FX</b>	through-cutting / WL 8 cm, size 3	durchschneidend / NL 8 cm, Fig. 3





**032111FX** **Ear Dressing Forceps by Troeltsch**, delicate, serrated, 11 cm, WL 5.5 cm  
**Ohrpinzette nach Troeltsch**, fein, gerieft, 11 cm, NL 5,5 cm

<b>032111FX</b>	delicate, serrated / 11 cm, WL 5.5 cm	fein, gerieft / 11 cm, NL 5,5 cm
<b>032113FX</b>	serrated / 13 cm, WL 7.5 cm	gerieft / 13 cm, NL 7,5 cm
<b>032118FX</b>	serrated / 18 cm, WL 10 cm	gerieft / 18 cm, NL 10 cm



**032414FX**

**032414FX** **Ear Dressing Forceps by Lucae**, bayonet-shaped, 14 cm  
**Ohrpinzette nach Lucae**, bajonettförmig, 14 cm



**032424FX**

**032424FX** **Ear Dressing Forceps by Lucae**, extra delicate, bayonet-shaped, 14 cm  
**Ohrpinzette nach Lucae**, extra schlank, bajonettförmig, 14 cm



**032416FX**

**032416FX** **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm  
**Ohrpinzette nach Jansen**, bajonettförmig, 16 cm



**032426FX**

**032426FX** **Ear Dressing Forceps by Jansen**, extra delicate, bayonet-shaped, 16 cm  
**Ohrpinzette nach Jansen**, extra schlank, bajonettförmig, 16 cm



**032419FX** **Ear Dressing Forceps by Gruenwald**, bayonet-shaped, 19 cm  
**Ohrpinzette nach Grünwald**, bajonettförmig, 19 cm



**109811FX** **Jeweller Forceps**, straight, 11 cm  
**Uhrmacher-Pinzette**, gerade, 11 cm



109911FX **Jeweller Forceps**, curved, 11.5 cm  
 Uhrmacher-Pinzette, gebogen, 11,5 cm



108712FX **Dressing Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm  
 Anatomische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm

108715FX **Dressing Forceps by Semken**, straight, 15 cm  
 Anatomische Pinzette nach Semken, gerade, 15 cm



108812FX **Tissue Forceps by Semken**, straight, 12.5 cm, 1 x 2 teeth  
 Chirurgische Pinzette nach Semken, gerade, 12,5 cm, 1 x 2 Zähne

108815FX **Tissue Forceps by Semken**, straight, 15 cm, 1 x 2 teeth  
 Chirurgische Pinzette nach Semken, gerade, 15 cm, 1 x 2 Zähne



109015FX **Dressing Forceps by McIndoe**, 15 cm  
 Anatomische Pinzette nach McIndoe, 15 cm



109100FX **Dressing Forceps**, narrow, straight, 13 cm  
 Anatomische Pinzette, schmal, gerade, 13 cm

109100FX	narrow, straight / 13 cm	schmal, gerade / 13 cm
109101FX	delicate, straight / 14 cm	fein, gerade / 14,5 cm
109111FX	Standard, straight / 10.5 cm	Standard, gerade / 10,5 cm
109113FX	Standard, straight / 13 cm	Standard, gerade / 13 cm
109114FX	Standard, straight / 14.5 cm	Standard, gerade / 14,5 cm
109116FX	Standard, straight / 16 cm	Standard, gerade / 16 cm



109211FX **Tissue Forceps**, Standard, straight, 10.5 cm, 1 x 2 teeth  
 Chirurgische Pinzette, Standard, gerade, 10,5 cm, 1 x 2 Zähne

109211FX	Standard, straight / 10.5 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 10,5 cm, 1 x 2 Zähne
109213FX	Standard, straight / 13 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 13 cm, 1 x 2 Zähne
109214FX	Standard, straight / 14.5 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 14,5 cm, 1 x 2 Zähne
109216FX	Standard, straight / 16 cm, 1 x 2 teeth	Standard, gerade / 16 cm, 1 x 2 Zähne
109244FX	delicate, straight / 14.5 cm, 1 x 2 teeth	fein, gerade / 14,5 cm, 1 x 2 Zähne



**109310FX** **Iris Forceps by Graefe**, straight, 10 cm  
**Irispinzette nach Graefe**, gerade, 10 cm

<b>109310FX</b>	straight / 10 cm	gerade / 10 cm
<b>109320FX</b>	curved / 10 cm	gebogen / 10 cm
<b>109410FX</b>	straight / 10 cm, 1 x 2 teeth	gerade / 10 cm, 1 x 2 Zähne
<b>109420FX</b>	curved / 10 cm, 1 x 2 teeth	gebogen / 10 cm, 1 x 2 Zähne



**109310FX**



**109320FX**



**109410FX**



**109420FX**



**109515FX**



**109515FX** **Tissue Forceps by Gillies**, 15 cm, 1 x 2 teeth  
**Chirurgische Pinzette nach Gillies**, 15 cm, 1 x 2 Zähne



**109516FX**



**109516FX** **Atraumatic Forceps by DeBakey**, angled, 16 cm, width 2 mm  
**Atraumatische Pinzette nach DeBakey**, abgewinkelt, 16 cm, Breite 2 mm



**109616FX**



**109616FX** **Atraumatic Forceps by DeBakey**, straight, 16 cm, width 1.5 mm  
**Atraumatische Pinzette nach DeBakey**, gerade, 16 cm, Breite 1,5 mm



109716FX

109716FX **Atraumatic Forceps by DeBakey**, straight, 16 cm, width 2 mm  
**Atraumatische Pinzette nach DeBakey**, gerade, 16 cm, Breite 2 mm



172100FX

172100FX **Ossicle Holding Clamp by Derlacki**, 12 cm  
**Gehörknöchelpinzette nach Derlacki**, 12 cm



172300FX

172300FX **Atraumatic Forceps by Helms**, pointed, slender, 15 cm  
**Atraumatische Pinzette nach Helms**, spitz, schmal, 15 cm



172400FX

172400FX **CI Electrode Forceps**, with longitudinal groove, 15.5 cm  
**CI Elektrodenpinzette**, mit Längsnut, 15,5 cm



325112FX **Tissue Forceps by Adson-Brown**, 12 cm  
**Pinzette nach Adson-Brown**, 12 cm



325212FX **Dressing Forceps by Adson**, 12 cm  
**Anatomische Pinzette nach Adson**, 12 cm



325312FX **Tissue Forceps by Adson**, 12 cm, 1 x 2 teeth  
**Chirurgische Pinzette nach Adson**, 12 cm, 1 x 2 Zähne



325412FX **Dressing Forceps by Micro-Adson**, 12 cm  
**Anatomische Pinzette nach Mikro-Adson**, 12 cm




325512FX **Tissue Forceps by Micro-Adson**, 12 cm, 1 x 2 teeth  
**Chirurgische Pinzette nach Mikro-Adson**, 12 cm, 1 x 2 Zähne



177610FX **Scissors**, straight, sh/sh, 10.5 cm  
**Schere**, gerade, sp/sp, 10,5 cm

177610FX	straight, sh/sh / 10.5 cm	gerade, sp/sp / 10,5 cm
177612FX	straight, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177621FX	straight, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177709FX	straight, sh/sh / 9 cm	gerade, sp/sp / 9 cm
177710FX	curved, sh/sh / 10.5 cm	gebogen, sp/sp / 10,5 cm
177712FX	curved, sh/sh, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
177721FX	curved, sh/sh, Super Cut / 10.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 10,5 cm
177809FX	curved, sh/sh / 9 cm	gebogen, sp/sp / 9 cm
177812FX	straight, sh/sh / 11.5 cm	gerade, sp/sp / 11,5 cm
177822FX	straight, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gerade, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm
177912FX	curved, sh/sh / 11.5 cm	gebogen, sp/sp / 11,5 cm
177922FX	curved, sh/sh, Super Cut / 11.5 cm	gebogen, sp/sp, Super Cut / 11,5 cm



**177110FX** **Scissors**, straight, bl/bl, 10.5 cm  
**Schere**, gerade, st/st, 10,5 cm

<b>177110FX</b>	straight, bl/bl / 10.5 cm	gerade, st/st / 10,5 cm
<b>177112FX</b>	straight, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gerade, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
<b>177210FX</b>	curved, bl/bl / 10.5 cm	gebogen, st/st / 10,5 cm
<b>177212FX</b>	curved, bl/bl, with TC inserts / 11.5 cm	gebogen, st/st, mit Hartmetalleinlagen / 11,5 cm
<b>177312FX</b>	straight, bl/bl / 11.5 cm	gerade, st/st / 11,5 cm
<b>177412FX</b>	curved, bl/bl / 11.5 cm	gebogen, st/st / 11,5 cm



**176614FX** **Scissors by Joseph**, straight, 14 cm  
**Schere nach Joseph**, gerade, 14 cm

<b>176614FX</b>	straight / 14 cm	gerade / 14 cm
<b>176714FX</b>	curved / 14 cm	gebogen / 14 cm
<b>176814FX</b>	straight, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm
<b>176914FX</b>	curved, with tungsten carbide inserts / 14 cm	gebogen, mit Hartmetalleinlagen / 14 cm



**176614FX**

**176714FX**

**176814FX**



**176914FX**





**083412FX** **Operating Scissors**, delicate, curved, sharp/sharp, 12 cm  
**Chirurgische Schere**, fein, gebogen, spitz/spitz, 12 cm



**083512FX** **Operating Scissors**, delicate, curved, sharp/blunt, 12 cm  
**Chirurgische Schere**, fein, gebogen, spitz/stumpf, 12 cm



**169600FX** **Wire Cutter by Schuhknecht**, serrated blades, 10 cm  
**Drahtschere nach Schuhknecht**, Schneiden gezahnt, 10 cm



**338814FX**

**338814FX** **Scissors by Kilner**, curved, blunt / blunt, 14 cm  
**Schere nach Kilner**, gebogen, stumpf / stumpf, 14 cm



**338913FX**

**338913FX** **Scissors by Kilner**, curved, blunt / blunt, with TC, 13 cm  
**Schere nach Kilner**, gebogen, stumpf / stumpf, mit TC, 13 cm



**112316FX** **Dissecting Scissors by Lexer**, straight, 16 cm  
**Präparierschere nach Lexer**, gerade, 16 cm

<b>112316FX</b>	straight / 16 cm	gerade / 16 cm
<b>112326FX</b>	straight, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm
<b>112416FX</b>	curved / 16 cm	gebogen / 16 cm
<b>112426FX</b>	curved, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gebogen, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm



**442114FX**

**442114FX** **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, 14.5 cm  
**Präparierschere nach Metzenbaum**, gebogen, stumpf / stumpf, 14,5 cm



**442314FX**

**442314FX** **Dissecting Scissors by Metzenbaum**, curved, blunt / blunt, with TC, 14.5 cm  
**Präparierschere nach Metzenbaum**, gebogen, stumpf / stumpf, mit TC, 14,5 cm



**113115FX** **Needle Holder by Crile-Wood**, with tungsten carbide inserts, 15 cm  
**Nadelhalter nach Crile-Wood**, mit Hartmetalleinlagen, 15 cm

<b>113115FX</b>	with tungsten carbide inserts / 15 cm	mit Hartmetalleinlagen / 15 cm
<b>113118FX</b>	with tungsten carbide inserts / 18 cm	mit Hartmetalleinlagen / 18 cm
<b>113120FX</b>	with tungsten carbide inserts / 20 cm	mit Hartmetalleinlagen / 20 cm



**113213FX** **Needle Holder by Halsey**, with tungsten carbide inserts, 13 cm  
**Nadelhalter nach Halsey**, mit Hartmetalleinlagen, 13 cm



**114016FX** **Needle Holder by Mayo-Hegar**, straight, 16 cm  
**Nadelhalter nach Mayo-Hegar**, gerade, 16 cm

<b>114016FX</b>	straight / 16 cm	gerade / 16 cm
<b>114018FX</b>	straight / 18 cm	gerade / 18 cm
<b>114117FX</b>	straight, with tungsten carbide inserts / 16 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 16 cm
<b>114118FX</b>	straight, with tungsten carbide inserts / 18 cm	gerade, mit Hartmetalleinlagen / 18 cm



**365113FX** **Needle Holder by Neivert**, thumb ring upturned, 13 cm  
**Nadelhalter nach Neivert**, schräger Daumenring, 13 cm




100111FX **Retractor by Wullstein**, sharp, 11 cm, 3 x 3 prongs  
**Wundsperrer nach Wullstein**, scharf, 11 cm, 3 x 3 Zähne

100111FX	sharp / 11 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 11 cm, 3 x 3 Zähne
100113FX	sharp / 13 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 13 cm, 3 x 3 Zähne
100116FX	sharp / 16 cm, 3 x 3 prongs	scharf / 16 cm, 3 x 3 Zähne
100211FX	blunt / 11 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 11 cm, 3 x 3 Zähne
100213FX	blunt / 13 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 13 cm, 3 x 3 Zähne
100216FX	blunt / 16 cm, 3 x 3 prongs	stumpf / 16 cm, 3 x 3 Zähne



100311FX **Retractor by Weitlaner**, sharp, 11 cm, 2 x 3 prongs  
**Wundsperrer nach Weitlaner**, scharf, 11 cm, 2 x 3 Zähne

100311FX	sharp / 11 cm, 2 x 3 prongs	scharf / 11 cm, 2 x 3 Zähne
100313FX	sharp / 13 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 13 cm, 3 x 4 Zähne
100316FX	sharp / 16 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 16 cm, 3 x 4 Zähne
100320FX	sharp / 20 cm, 3 x 4 prongs	scharf / 20 cm, 3 x 4 Zähne
100411FX	blunt / 11 cm, 2 x 3 prongs	stumpf / 11 cm, 2 x 3 Zähne
100413FX	blunt / 13 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 13 cm, 3 x 4 Zähne
100416FX	blunt / 16 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 16 cm, 3 x 4 Zähne
100420FX	blunt / 20 cm, 3 x 4 prongs	stumpf / 20 cm, 3 x 4 Zähne



100513FX **Retractor by Schuhknecht**, curved, 13 cm, 3 x 3 prongs  
**Wundsperrer nach Schuhknecht**, gebogen, 13 cm, 3 x 3 Zähne




101111FX **Retractor by Plester**, semi sharp, 11 cm, 2 x 2 prongs  
**Wundsperrer nach Plester**, halbscharf, 11 cm, 2 x 2 Zähne

101113FX **Retractor by Fisch**, semi sharp, 13 cm, 2 x 2 prongs  
**Wundsperrer nach Fisch**, halbscharf, 13 cm, 2 x 2 Zähne



**101500FX** Retractor by Williger, 13 cm, 4 sharp prongs  
 Wundhaken nach Williger, 13 cm, 4 scharfe Zähne



**101211FX** Retractor by Plester, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left  
 Wundsperrer nach Plester, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

<b>101211FX</b>	11 cm, 2 prongs right, solid blade left	11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt
<b>101213FX</b>	13 cm, 3 prongs right, solid blade left	13 cm, 3 Z. rechts, links volles Blatt
<b>101311FX</b>	11 cm, 2 prongs left, solid blade right	11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt
<b>101313FX</b>	13 cm, 3 prongs left, solid blade right	13 cm, 3 Z. links, rechts volles Blatt



**101401FX** Retractor by Helms, 11 cm, 2 prongs right, full blade left  
 Wundsperrer nach Helms, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

**101402FX** Retractor by Helms, 11 cm, 2 prongs left, full blade right  
 Wundsperrer nach Helms, 11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt



**101911FX** Retractor by Wigand, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left  
 Wundsperrer nach Wigand, 11 cm, 2 Z. rechts, links volles Blatt

**102011FX** Retractor by Wigand, 11 cm, 2 prongs left, solid blade right  
 Wundsperrer nach Wigand, 11 cm, 2 Z. links, rechts volles Blatt



**102411FX** Retractor by Perkins, 11 cm, 2 prongs right, solid blade left  
 Wundsperrer nach Perkins, 11 cm, 2 Z. rechts, volles Blatt links

<b>102411FX</b>	11 cm, 2 prongs right, solid blade left	11 cm, 2 Z. rechts, volles Blatt links
<b>102413FX</b>	13 cm, 3 prongs right, solid blade left	13 cm, 3 Z. rechts, volles Blatt links
<b>102511FX</b>	11 cm, 2 prongs left, solid blade right	11 cm, 2 Z. links, volles Blatt rechts
<b>102513FX</b>	13 cm, 3 prongs left, solid blade right	13 cm, 3 Z. links, volles Blatt rechts



**102617FX** Retractor by Fisch, semi sharp, wide opening, 16.5 cm, 3 x 3 prongs  
 Wundsperrer nach Fisch, halbscharf, weitspreizend, 16,5 cm, 3 x 3 Zähne

**102618FX** Retractor by Fisch, blunt, average opening, 16.5 cm, 3 x 3 prongs  
 Wundsperrer nach Fisch, stumpf, normalspreizend, 16,5 cm, 3 x 3 Zähne



**102717FX** Retractor by Fisch, 16.5 cm, 2 pr. right, solid blade left  
 Wundsperrer nach Fisch, 16,5 cm, 3 Z. rechts, links volles Blatt

**102817FX** Retractor by Fisch, 16.5 cm, 2 pr. left, solid blade right  
 Wundsperrer nach Fisch, 16,5 cm, 3 Z. links, rechts volles Blatt



**102917FX** Retractor by House, 16.5 cm, 3 pr. right, solid blade left  
 Wundsperrer nach House, 16,5 cm, 3 Z. rechts, volles Blatt links

**103017FX** Retractor by House, 16.5 cm, 3 pr. left, solid blade right  
 Wundsperrer nach House, 16,5 cm, 3 Z. links, volles Blatt rechts



**150111FX** **Round Knife by Rosen**, straight, 16.5 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, gerade, 16,5 cm, Fig. 1

<b>150111FX</b>	straight / 16.5 cm, size 1	gerade / 16,5 cm, Fig. 1
<b>150112FX</b>	straight / 16.5 cm, size 2	gerade / 16,5 cm, Fig. 2
<b>150113FX</b>	straight / 16.5 cm, size 3	gerade / 16,5 cm, Fig. 3
<b>150114FX</b>	straight / 16.5 cm, size 4	gerade / 16,5 cm, Fig. 4
<b>150115FX</b>	straight / 16.5 cm, size 5	gerade / 16,5 cm, Fig. 5
<b>150116FX</b>	straight / 16.5 cm, size 6	gerade / 16,5 cm, Fig. 6
<b>150117FX</b>	straight / 16.5 cm, size 7	gerade / 16,5 cm, Fig. 7



**150131FX** **Round Knife by Rosen**, 30° angled, 16.5 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 30° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

<b>150131FX</b>	30° angled / 16.5 cm, size 1	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
<b>150132FX</b>	30° angled / 16.5 cm, size 2	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
<b>150133FX</b>	30° angled / 16.5 cm, size 3	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
<b>150135FX</b>	30° angled / 16.5 cm, size 5	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
<b>150137FX</b>	30° angled / 16.5 cm, size 7	30° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7



**150101FX** **Round Knife by Rosen**, 45° angled, 16.5 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

<b>150101FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 1	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
<b>150102FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 2	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
<b>150103FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 3	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
<b>150104FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 4	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 4
<b>150105FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 5	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
<b>150106FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 6	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 6
<b>150107FX</b>	45° angled / 16.5 cm, size 7	45° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7



**150161FX** **Round Knife by Rosen**, 90° angled, 16.5 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 90° abgewinkelt, 16,5 cm, Fig. 1

<b>150161FX</b>	90° angled / 16.5 cm, size 1	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 1
<b>150162FX</b>	90° angled / 16.5 cm, size 2	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 2
<b>150163FX</b>	90° angled / 16.5 cm, size 3	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 3
<b>150165FX</b>	90° angled / 16.5 cm, size 5	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 5
<b>150167FX</b>	90° angled / 16.5 cm, size 7	90° abgewinkelt / 16,5 cm, Fig. 7





**150111FX8** **Round Knife by Rosen**, straight, color ring blue, 16 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, gerade, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

<b>150111FX8</b>	straight, color ring blue / 16 cm, size 1	gerade, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	●
<b>150112FX8</b>	straight, color ring green / 16 cm, size 2	gerade, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	●
<b>150113FX8</b>	straight, color ring red / 16 cm, size 3	gerade, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	●
<b>150114FX8</b>	straight, color ring violet / 16 cm, size 4	gerade, Farbring violett / 16 cm, Fig. 4	●
<b>150115FX8</b>	straight, color ring orange / 16 cm, size 5	gerade, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	●
<b>150116FX8</b>	straight, color ring yellow / 16 cm, size 6	gerade, Farbring gelb / 16 cm, Fig. 6	●
<b>150117FX8</b>	straight, color ring white / 16 cm, size 7	gerade, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	○



**150131FX8** **Round Knife by Rosen**, 30° angled, color ring blue, 16 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 30° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

<b>150131FX8</b>	30° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	30° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	●
<b>150132FX8</b>	30° angled, color ring green / 16 cm, size 2	30° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	●
<b>150133FX8</b>	30° angled, color ring red / 16 cm, size 3	30° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	●
<b>150135FX8</b>	30° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	30° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	●
<b>150137FX8</b>	30° angled, color ring white / 16 cm, size 7	30° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	○



**150101FX8** **Round Knife by Rosen**, 45° angled, color ring blue, 16 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 45° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

<b>150101FX8</b>	45° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	45° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	●
<b>150102FX8</b>	45° angled, color ring green / 16 cm, size 2	45° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	●
<b>150103FX8</b>	45° angled, color ring red / 16 cm, size 3	45° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	●
<b>150104FX8</b>	45° angled, color ring violet / 16 cm, size 4	45° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, Fig. 4	●
<b>150105FX8</b>	45° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	45° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	●
<b>150106FX8</b>	45° angled, color ring yellow / 16 cm, size 6	45° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, Fig. 6	●
<b>150107FX8</b>	45° angled, color ring white / 16 cm, size 7	45° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	○



**150161FX8** **Round Knife by Rosen**, 90° angled, color ring blue, 16 cm, size 1  
**Rundschnittmesser nach Rosen**, 90° abgewinkelt, Farbring blau, 16 cm, Fig. 1

<b>150161FX8</b>	90° angled, color ring blue / 16 cm, size 1	90° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, Fig. 1	●
<b>150162FX8</b>	90° angled, color ring green / 16 cm, size 2	90° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, Fig. 2	●
<b>150163FX8</b>	90° angled, color ring red / 16 cm, size 3	90° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, Fig. 3	●
<b>150165FX8</b>	90° angled, color ring orange / 16 cm, size 5	90° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, Fig. 5	●
<b>150167FX8</b>	90° angled, color ring white / 16 cm, size 7	90° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, Fig. 7	○



150600FX

150600FX **Micro-Raspatory**, 16.5 cm  
**Mikro-Raspatorium**, 16,5 cm



151100FX

151100FX **Lancet Knife by Rosen**, 45° angled, 16.5 cm, size 2 x 3 mm  
**Lanzettmesser nach Rosen**, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, Größe 2 x 3 mm



151300FX

151300FX **Flap Knife by Ronis**, straight, 15 cm, 7mm knife  
**Inzisionsmesser nach Ronis**, gerade, 15 cm, 7 mm Messer



151600FX

151600FX **Flap Knife by Plester**, 16.5 cm, size 3.5 x 2.3 mm  
**Inzisionsmesser nach Plester**, 16,5 cm, Größe 3,5 x 2,3 mm



152100FX

152100FX **Roller Knife by Schuhknecht**, vertical blade, 16.5 cm, Ø 3.2 mm  
**Rollmesser nach Schuhknecht**, vertikales Schneideblatt, 16,5 cm, Ø 3,2 mm



152200FX

152200FX **Roller Knife by Schuhknecht**, horizontal blade, 16.5 cm, Ø 3.2 mm  
**Rollmesser nach Schuhknecht**, horizontales Schneideblatt, 16,5 cm, Ø 3,2 mm



153600FX

153600FX **Knife by Wullstein**, 16.5 cm  
 Sichelmesser nach Wullstein, 16,5 cm



153700FX

153700FX **Sickle Knife by Plester**, curved, 16.5 cm  
 Sichelmesser nach Plester, gebogen, 16,5 cm



153730FX

153730FX **Sickle Knife by Plester**, strongly curved, 16.5 cm  
 Sichelmesser nach Plester, stark gebogen, 16,5 cm



153800FX

153800FX **Sickle Knife by Plester**, curved, very delicate, 16.5 cm  
 Sichelmesser nach Plester, gebogen, sehr fein, 16,5 cm




153900FX

153900FX **Sickle Knife by Dornhoffer**, curved, very delicate, 16.5 cm, size 1 x 4 mm  
 Sichelmesser nach Dornhoffer, gebogen, sehr fein, 16,5 cm, Größe 1 x 4 mm



**154100FX** **Needle by Wullstein**, straight, sharp, 16.5 cm  
**Nadel nach Wullstein**, gerade, scharf, 16,5 cm

<b>154100FX</b>	straight, sharp / 16.5 cm	gerade, scharf / 16,5 cm
<b>154200FX</b>	straight, blunt / 16.5 cm	gerade, stumpf / 16,5 cm
<b>154300FX</b>	curved long, sharp / 16.5 cm	lang gebogen, scharf / 16,5 cm
<b>154400FX</b>	curved long, blunt / 16.5 cm	lang gebogen, stumpf / 16,5 cm
<b>154500FX</b>	curved short, sharp / 16.5 cm	kurz gebogen, scharf / 16,5 cm
<b>154600FX</b>	curved short, blunt / 16.5 cm	kurz gebogen, stumpf / 16,5 cm
<b>154700FX</b>	slightly curved, sharp / 16.5 cm	leicht gebogen, scharf / 16,5 cm
<b>154800FX</b>	slightly curved, blunt / 16.5 cm	leicht gebogen, stumpf / 16,5 cm



**154100FX8** **Needle by Wullstein**, straight, sharp, color ring white, 16 cm  
**Nadel nach Wullstein**, gerade, scharf, Farbring weiss, 16 cm

<b>154100FX8</b>	straight, sharp, color ring white / 16 cm	gerade, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
<b>154200FX8</b>	straight, blunt, color ring orange / 16 cm	gerade, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
<b>154300FX8</b>	curved long, sharp, color ring white / 16 cm	lang gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
<b>154400FX8</b>	curved long, blunt, color ring orange / 16 cm	lang gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
<b>154500FX8</b>	curved short, sharp, color ring white / 16 cm	kurz gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
<b>154600FX8</b>	curved short, blunt, color ring orange / 16 cm	kurz gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●
<b>154700FX8</b>	slightly curved, sharp, color ring white / 16 cm	leicht gebogen, scharf, Farbring weiss / 16 cm	○
<b>154800FX8</b>	slightly curved, blunt, color ring orange / 16 cm	leicht gebogen, stumpf, Farbring orange / 16 cm	●



**155102FX** **Micro-Hook**, 90° angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen**, 90° abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>155102FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>155104FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>155105FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 0.5 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,5 mm
<b>155106FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>155108FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>155110FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 1 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm
<b>155112FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 1.2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,2 mm
<b>155115FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 1.5 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,5 mm
<b>155120FX</b>	90° angled / 16.5 cm, 2 mm	90° abgewinkelt / 16,5 cm, 2 mm



**155102FX8** **Micro-Hook**, 90° angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen**, 90° abgewinkelt, Farbring weiss, 16 cm, 0,2 mm

<b>155102FX8</b>	90° angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm	90° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, 0,2 mm	○
<b>155104FX8</b>	90° angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm	90° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, 0,4 mm	●
<b>155105FX8</b>	90° angled, color ring grey / 16 cm, 0.5 mm	90° abgewinkelt, Farbring grau / 16 cm, 0,5 mm	●
<b>155106FX8</b>	90° angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm	90° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, 0,6 mm	●
<b>155108FX8</b>	90° angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm	90° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, 0,8 mm	●
<b>155110FX8</b>	90° angled, color ring red / 16 cm, 1 mm	90° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, 1 mm	●
<b>155112FX8</b>	90° angled, color ring green / 16 cm, 1.2 mm	90° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, 1,2 mm	●
<b>155115FX8</b>	90° angled, color ring blue / 16 cm, 1.5 mm	90° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, 1,5 mm	●
<b>155120FX8</b>	90° angled, color ring black / 16 cm, 2 mm	90° abgewinkelt, Farbring schwarz / 16 cm, 2 mm	●



**156102FX** **Micro-Hook**, 45° angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen**, 45° abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>156102FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>156104FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>156105FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 0.5 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,5 mm
<b>156106FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>156108FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>156110FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 1 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm
<b>156112FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 1.2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,2 mm
<b>156115FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 1.5 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 1,5 mm
<b>156120FX</b>	45° angled / 16.5 cm, 2 mm	45° abgewinkelt / 16,5 cm, 2 mm



**156102FX8** **Micro-Hook**, 45° angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen**, 45° abgewinkelt, Farbring weiss, 16 cm, 0,2 mm

<b>156102FX8</b>	45° angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm	45° abgewinkelt, Farbring weiss / 16 cm, 0,2 mm	○
<b>156104FX8</b>	45° angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm	45° abgewinkelt, Farbring gelb / 16 cm, 0,4 mm	●
<b>156105FX8</b>	45° angled, color ring grey / 16 cm, 0.5 mm	45° abgewinkelt, Farbring grau / 16 cm, 0,5 mm	●
<b>156106FX8</b>	45° angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm	45° abgewinkelt, Farbring orange / 16 cm, 0,6 mm	●
<b>156108FX8</b>	45° angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm	45° abgewinkelt, Farbring violett / 16 cm, 0,8 mm	●
<b>156110FX8</b>	45° angled, color ring red / 16 cm, 1 mm	45° abgewinkelt, Farbring rot / 16 cm, 1 mm	●
<b>156112FX8</b>	45° angled, color ring green / 16 cm, 1.2 mm	45° abgewinkelt, Farbring grün / 16 cm, 1,2 mm	●
<b>156115FX8</b>	45° angled, color ring blue / 16 cm, 1.5 mm	45° abgewinkelt, Farbring blau / 16 cm, 1,5 mm	●
<b>156120FX8</b>	45° angled, color ring black / 16 cm, 2 mm	45° abgewinkelt, Farbring schwarz / 16 cm, 2 mm	●



156225FX

**156225FX** **Footplate Hook by Fisch**, tip 90° angled upwards, 16 cm, 0.2 mm  
**Fußplattenhäkchen nach Fisch**, Spitze 90° aufwärts, 16 cm, 0,2 mm



156230FX

**156230FX** **Footplate Hook by Fisch**, tip 90° angled downwards, 16 cm, 0.2 mm  
**Fußplattenhäkchen nach Fisch**, Spitze 90° abwärts, 16 cm, 0,2 mm



156300FX

**156300FX** **Hook by Gerlach**, 16.5 cm, 1.25 mm  
**Häkchen nach Gerlach**, 16,5 cm, 1,25 mm



156700FX

**156700FX** **Hook by Plester**, retrograde, 15.5 cm, 2 mm  
**Häkchen nach Plester**, retrograd, 15,5 cm, 2 mm



156800FX

**156800FX** **Footplate Hook by Plester**, 16.5 cm, 0.3 mm  
**Fußplattenhäkchen nach Plester**, 16,5 cm, 0,3 mm



156900FX

**156900FX** **Guiding Fork by Plester**, straight, 16.5 cm  
**Einführungsgabel nach Plester**, gerade, 16,5 cm

**156945FX** **Guiding Fork by Plester**, tip 45° angled, 16.5 cm  
**Einführungsgabel nach Plester**, Spitze 45° abgewinkelt, 16,5 cm



**157100FX** **Micro Needle by Schuhknecht**, straight, sharp, shaft angled, 16.5 cm  
**Interpositionsnadel nach Schuhknecht**, gerade, scharf, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm

**157200FX** **Micro Needle by Schuhknecht**, straight, blunt, shaft angled, 16.5 cm  
**Interpositionsnadel nach Schuhknecht**, gerade, stumpf, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm





**158202FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° left, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° links, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>158202FX</b>	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>158204FX</b>	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>158206FX</b>	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>158208FX</b>	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>158210FX</b>	90° left, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



**158202FX8** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° left, shaft angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring, 16 cm, 0,2 mm

<b>158202FX8</b>	90° left, shaft angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,2 mm	○
<b>158204FX8</b>	90° left, shaft angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,4 mm	●
<b>158206FX8</b>	90° left, shaft angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,6 mm	●
<b>158208FX8</b>	90° left, shaft angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,8 mm	●
<b>158210FX8</b>	90° left, shaft angled, color ring red / 16 cm, 1 mm 90° links, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 1 mm	●



**158302FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° right, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° rechts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>158302FX</b>	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>158304FX</b>	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>158306FX</b>	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>158308FX</b>	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>158310FX</b>	90° right, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



**158302FX8** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° right, shaft angled, color ring white, 16 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring, 16 cm, 0,2 mm

<b>158302FX8</b>	90° right, shaft angled, color ring white / 16 cm, 0.2 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,2 mm	○
<b>158304FX8</b>	90° right, shaft angled, color ring yellow / 16 cm, 0.4 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,4 mm	●
<b>158306FX8</b>	90° right, shaft angled, color ring orange / 16 cm, 0.6 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,6 mm	●
<b>158308FX8</b>	90° right, shaft angled, color ring violet / 16 cm, 0.8 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 0,8 mm	●
<b>158310FX8</b>	90° right, shaft angled, color ring red / 16 cm, 1 mm 90° rechts, Schaft abgewinkelt, Farbring / 16 cm, 1 mm	●



158402FX

**158402FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° upwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° aufwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>158402FX</b>	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>158404FX</b>	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>158406FX</b>	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>158408FX</b>	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>158410FX</b>	90° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



158502FX

**158502FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 90° downwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 90° abwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>158502FX</b>	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>158504FX</b>	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>158506FX</b>	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>158508FX</b>	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>158510FX</b>	90° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	90° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1 mm



159102FX

**159102FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° downwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 45° abwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>159102FX</b>	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>159104FX</b>	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>159106FX</b>	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>159108FX</b>	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>159110FX</b>	45° downwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° abwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159202FX

**159202FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° left, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 45° links, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>159202FX</b>	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>159204FX</b>	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>159206FX</b>	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>159208FX</b>	45° left, shaft angled / 16 cm, 0.8 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>159210FX</b>	45° left, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° links, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159302FX

**159302FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° right, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 45° rechts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>159302FX</b>	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>159304FX</b>	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>159306FX</b>	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>159308FX</b>	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>159310FX</b>	45° right, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° rechts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



159402FX

**159402FX** **Micro-Hook by Schuhknecht**, 45° upwards, shaft angled, 16.5 cm, 0.2 mm  
**Mikro-Häkchen nach Schuhknecht**, 45° aufwärts, Schaft abgewinkelt, 16,5 cm, 0,2 mm

<b>159402FX</b>	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.2 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,2 mm
<b>159404FX</b>	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.4 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,4 mm
<b>159406FX</b>	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.6 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,6 mm
<b>159408FX</b>	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 0.8 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 0,8 mm
<b>159410FX</b>	45° upwards, shaft angled / 16.5 cm, 1 mm	45° aufwärts, Schaft abgewinkelt / 16,5 cm, 1,0 mm



160100FX

**160100FX** **Elevator by Rosen**, 16 cm, size 1.2 x 13 mm  
**Elevatorium nach Rosen**, 16 cm, Größe 1,2 x 13 mm



160500FX

**160500FX** **Raspatory**, oval, 16 cm, width 1.8 mm  
**Raspatorium**, oval, 16 cm, Breite 1,8 mm

**160520FX** **Raspatory**, oval, 16 cm, width 1.2 mm  
**Raspatorium**, oval, 16 cm, Breite 1,2 mm



160600FX

**160600FX** **Dissector**, delicate, double curved, right, 16 cm  
**Dissektor**, fein, doppelt gebogen, rechts, 16 cm



160700FX

160700FX **Dissector**, delicate, double curved, left, 16 cm  
**Dissektor**, fein, doppelt gebogen, links, 16 cm



156600FX

156600FX **Stapes Probe**, 16 cm  
**Stapes Sonde**, 16 cm



160536FX

160536FX **Excavator by Austin**, right, shaft straight, 16.5 cm  
**Exkavator nach Austin**, rechts, Schaft gerade, 16,5 cm



160537FX

160537FX **Excavator by Austin**, left, shaft straight, 16.5 cm  
**Exkavator nach Austin**, links, Schaft gerade, 16,5 cm



162602FX

162602FX **Hand-Perforator by Larkin**, 16 cm, Ø 0.8 mm  
**Hand-Perforator nach Larkin**, 16 cm, Ø 0,8 mm



163101FX

163101FX **Dissector by Fisch**, double curved, right, 16 cm  
**Dissektor nach Fisch**, doppelt gebogen, rechts, 16 cm



163102FX

163102FX **Dissector by Fisch**, double curved, left, 16 cm  
**Dissektor nach Fisch**, doppelt gebogen, links, 16 cm



163103FX

163103FX **Dissector by Fisch**, single curved, right, 16 cm  
**Dissektor nach Fisch**, einfach gebogen, rechts, 16 cm



163104FX

163104FX **Dissector by Fisch**, single curved, left, 16 cm  
**Dissektor nach Fisch**, einfach gebogen, links, 16 cm



303900FX **Oil Whetstone „Arkansas“**, wedge-shaped  
**Abziehstein „Arkansas“**, keilförmig



156660FX

156660FX **Stapes Probe**, with angled shaft, 16 cm, 4 mm  
**Stapes Sonde**, mit abgewinkeltem Schaft, 16 cm, 4 mm

156660FX	with angled shaft / 16 cm, 4 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 4 mm
156665FX	with angled shaft / 16 cm, 4.5 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 4,5 mm
156670FX	with angled shaft / 16 cm, 5 mm	mit abgewinkeltem Schaft / 16 cm, 5 mm



162700FX

162700FX **Hand-Burr**, Diamond, 16.5 cm, Ø 0.7 mm  
**Hand-Bohrer**, Diamant, 16,5 cm, Ø 0,7 mm



162806FX

162806FX **Hand-Burr**, Stainless Steel, angled, 16.5 cm, Ø 0.6 mm  
**Hand-Bohrer**, Edelstahl, abgewinkelt, 16,5 cm, Ø 0,6 mm



163105FX

163105FX **Sickle Knife by Fisch**, 16 cm, 1.6 x 9 mm  
**Sichelmesser nach Fisch**, 16 cm, 1,6 x 9 mm



163106FX

163106FX **Stapes Instrument by Fisch**, 16,5 cm  
**Stapes Instrument nach Fisch**, 16,5 cm



163203FX

**163203FX** **Perforator by Fisch**, 16.5 cm, Ø 0.3 mm  
**Perforator nach Fisch**, 16,5 cm, Ø 0,3 mm

<b>163203FX</b>	16.5 cm, Ø 0.3 mm	16,5 cm, Ø 0,3 mm
<b>163204FX</b>	16.5 cm, Ø 0.4 mm	16,5 cm, Ø 0,4 mm
<b>163205FX</b>	16.5 cm, Ø 0.5 mm	16,5 cm, Ø 0,5 mm
<b>163206FX</b>	16.5 cm, Ø 0.6 mm	16,5 cm, Ø 0,6 mm



**163203FX8** **Perforator by Fisch**, color ring white, 16 cm, Ø 0.3 mm  
**Perforator nach Fisch**, Farbring weiss, 16 cm, Ø 0,3 mm

<b>163203FX8</b>	color ring white / 16 cm, Ø 0.3 mm	Farbring weiss / 16 cm, Ø 0,3 mm	○
<b>163204FX8</b>	color ring yellow / 16 cm, Ø 0.4 mm	Farbring gelb / 16 cm, Ø 0,4 mm	●
<b>163205FX8</b>	color ring grey / 16 cm, Ø 0.5 mm	Farbring grau / 16 cm, Ø 0,5 mm	●
<b>163206FX8</b>	color ring orange / 16 cm, Ø 0.6 mm	Farbring orange / 16 cm, Ø 0,6 mm	●



**163304FX** **Probe by Fisch**, 16.5 cm, Ø 0.4 mm  
**Sonde nach Fisch**, 16,5 cm, Ø 0,4 mm

<b>163304FX</b>	16.5 cm, Ø 0.4 mm	16,5 cm, Ø 0,4 mm
<b>163306FX</b>	16.5 cm, Ø 0.6 mm	16,5 cm, Ø 0,6 mm
<b>163308FX</b>	16.5 cm, Ø 0.8 mm	16,5 cm, Ø 0,8 mm



**163600FX** **Mallet by Heermann**, large, 21.5 cm  
**Hammer nach Heermann**, groß, 21,5 cm

**163601FX** **Mallet by Heermann**, small, 16.5 cm  
**Hammer nach Heermann**, klein, 16,5 cm



164500FX

**164500FX** **Atticus mirror by Heermann**, malleable, stainless, 16 cm, Ø 4 mm  
**Paukenspiegel nach Heermann**, biegsam, Edelstahl, 16 cm, Ø 4 mm



**164200FX** **Handle by Heermann**, for 164110FX-130FX and 532113 -216FX, 13 cm  
**Handgriff nach Heermann**, für 164110FX-130FX und 532113 -216FX, 13 cm



**164300FX** **Handle by Heermann**, for 164110FX-130FX and 532113 -216FX, 9 cm  
**Handgriff nach Heermann**, für 164110FX-130FX und 532113 -216FX, 9 cm



**164110FX** **Gouge by Heermann**, curved, 11 cm, size 1 mm  
**Hohlmeißel nach Heermann**, gebogen, 11 cm, Größe 1 mm

<b>164110FX</b>	curved / 11 cm, size 1 mm	gebogen / 11 cm, Größe 1 mm
<b>164115FX</b>	curved / 11 cm, size 1.5 mm	gebogen / 11 cm, Größe 1,5 mm
<b>164130FX</b>	curved / 11 cm, size 3 mm	gebogen / 11 cm, Größe 3 mm



**164600FX**



**164600FX** **Gelfoam Pressure Forceps by House**, 18 cm, blade 11 x 14 mm  
**Gelfoam Quetschzange nach House**, 18 cm, Blatt 11 x 14 mm

<b>164600FX</b>	18 cm, blade 11 x 14 mm	18 cm, Blatt 11 x 14 mm
<b>164601FX</b>	18 cm, blade 30 x 30 mm	18 cm, Blatt 30 x 30 mm
<b>164602FX</b>	18 cm, blade 22 x 30 mm	18 cm, Blatt 22 x 30 mm



**170700FX** **Vein Press by Shea**, 13 cm, Ø 25 mm  
**Venenpresse nach Shea**, 13 cm, Ø 25 mm






**169500FX** **Wire Bending Die by Schuhknecht**  
 Biegegerät nach Schuhknecht



**169400FX** **Piston Cutting Block, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED**  
 Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT



**169504FX** **Cutting Block, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 0.4 mm**  
 Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 0,4 mm

**169506FX** **Cutting Block, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED, 0.6 mm**  
 Schneidblock, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT, 0,6 mm



**169800FX** **Cutting Block, made of stainless steel, with mm scale, NO MEDICAL DEVICE - SCALE NOT CALIBRATED**  
 Schneidblock, aus Metall, mit mm-Skala, KEIN MEDIZINPRODUKT - NICHT KALIBRIERT



169710FX **Cutting Block**, white, round, made of POM C (Plastic), Ø 60 x 10 mm  
**Schneidblock**, weiss, rund, aus POM C (Kunststoff), Ø 60 x 10 mm



169720FX **Cutting Block**, black, round, made of POM C (Plastic), Ø 60 x 35 mm  
**Schneidblock**, schwarz, rund, aus POM C (Kunststoff), Ø 60 x 35 mm



169405FX **Cartilage Cutting Block**, made of Teflon, 85 x 55 x 10 mm  
**Schneidblock**, aus Teflon, 85 x 55 x 10 mm



169730FX **Cutting Block**, made of Glas, one side silk finish, 80 x 100 x 6 mm  
**Schneidblock**, aus Glas, einseitig mattiert, 80 x 100 x 6 mm



185100FX

**185100FX** **Wire Crimper by McGee**, straight, WL 8 cm  
**Drahtschließzängchen nach McGee**, gerade, NL 8 cm

<b>185100FX</b>	straight / WL 8 cm	gerade / NL 8 cm
<b>185101FX</b>	curved left / WL 8 cm	links gebogen / NL 8 cm
<b>185102FX</b>	curved right / WL 8 cm	rechts gebogen / NL 8 cm



185110FX

**185110FX** **Wire Crimper by Greven**, straight, WL 8 cm  
**Drahtschließzängchen nach Greven**, gerade, NL 8 cm



185200FX

185200FX **Wire Crimper by Fisch-McGee**, straight, WL 8 cm  
**Drahtschließzängchen nach Fisch-McGee**, gerade, NL 8 cm



185210FX

185210FX **Wire Crimper**, with spring, WL 8 cm  
**Drahtschließzängchen**, mit Feder, NL 8 cm



172600FX **Curette by House**, double-ended, curved, round / round, 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm  
**Löffel nach House**, doppelendig, gebogen, rund / rund, 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172600FX double-ended, curved, round / round / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm  
 doppelendig, gebogen, rund / rund / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172700FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm  
 doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm

172701FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 1.5 mm / Ø 1.8 mm  
 doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 1,5 mm / Ø 1,8 mm


172702FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 2.2 mm / Ø 2.5 mm  
 doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 2,2 mm / Ø 2,5 mm

172703FX double-ended, curved, oval / oval / 17 cm, Ø 2.3 mm / Ø 2.7 mm  
 doppelendig, gebogen, oval / oval / 17 cm, Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm

172800FX double-ended, straight, round / round / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1.2 mm  
 doppelendig, gerade, rund / rund / 17 cm, Ø 1 mm / Ø 1,2 mm




**178100FX** **Ear Scissors by Bellucci**, straight, delicate, WL 8 cm, blade 4 mm  
**Ohrscherchen nach Bellucci**, gerade, zart, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm




**178100FX**




**178101FX**



**178102FX**



**178103FX**



**178200FX**

<b>178100FX</b>	straight, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	gerade, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
<b>178101FX</b>	curved left, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	links gebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
<b>178102FX</b>	curved right, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	rechts gebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
<b>178103FX</b>	curved up, delicate / WL 8 cm, blade 4 mm	aufgebogen, zart / NL 8 cm, Blattlänge 4 mm
<b>178200FX</b>	straight, extra delicate / WL 8 cm, blade 3 mm	gerade, extra zart / NL 8 cm, Blattlänge 3 mm
<b>178220FX</b>	straight, extra delicate / WL 8 cm, blade 2 mm	gerade, extra zart / NL 8 cm, Blattlänge 2 mm




**178140FX**




**178140FX** **Ear Scissors by Mc Gee**, straight, delicate, WL 8 cm, blade 4 mm  
**Ohrscherchen nach Mc Gee**, gerade, zart, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm



**178300FX** **Ear Scissors by Shea-Bellucci**, straight, WL 8 cm, blade 8 mm  
**Ohrscherchen nach Shea-Bellucci**, gerade, NL 8 cm, Blattlänge 8 mm



**178300FX**



**178301FX**



**178302FX**


<b>178300FX</b>	straight / WL 8 cm, blade 8 mm	gerade / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm
<b>178301FX</b>	curved left / WL 8 cm, blade 8 mm	links gebogen / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm
<b>178302FX</b>	curved right / WL 8 cm, blade 8 mm	rechts gebogen / NL 8 cm, Blattlänge 8 mm



**178400FX** **Neurectomy Scissors by Fisch**, straight, WL 8 cm, blade 4 mm  
**Neurektomieschere nach Fisch**, gerade, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm



**178410FX** **Neurectomy Scissors by Fisch**, straight, straight sheath, WL 8 cm, blade 4 mm  
**Neurektomieschere nach Fisch**, gerade, gerader Schaft, NL 8 cm, Blattlänge 4 mm



**178600FX**



**178600FX** **Ear Scissors by Wullstein**, straight, delicate, WL 9 cm  
**Ohrscherchen nach Wullstein**, gerade, zart, NL 9 cm



**178700FX**




**178700FX** **Ear Scissors by Wullstein**, straight, very delicate, WL 8 cm  
**Ohrscherchen nach Wullstein**, gerade, extra zart, NL 8 cm




**178701FX** **Crurotomy Scissors by Fisch**, curved left, WL 8 cm, blade 1.5 mm  
**Crurotomiescherchen nach Fisch**, links gebogen, NL 8 cm, Blatt 1,5 mm

**178702FX** **Crurotomy Scissors by Fisch**, curved right, WL 8 cm, blade 1.5 mm  
**Crurotomiescherchen nach Fisch**, rechts gebogen, NL 8 cm, Blatt 1,5 mm



**178701FX**



**178702FX**



183103FX

183104FX

183103FX **Malleus Nipper by Dieter**, upbiting, WL 8 cm  
**Hammerkopfstanze nach Dieter**, aufwärts schneidend, NL 8 cm

183104FX **Malleus Nipper by Dieter**, downbiting, WL 8 cm  
**Hammerkopfstanze nach Dieter**, abwärts schneidend, NL 8 cm



026100FX

026100FX **Ear Forceps by Hartmann**, serrated jaws, WL 8 cm  
**Ohrzängchen nach Hartmann**, gerieftes Maul, NL 8 cm



026200FX



026200FX **Ear Forceps by Hartmann**, serrated jaws, WL 8 cm, 1 x 2 teeth  
**Ohrzängchen nach Hartmann**, gerieftes Maul, NL 8 cm, 1 x 2 Zähne



026400FX



026400FX **Ear Forceps by Duckbill**, flat, serrated jaws, WL 8 cm  
**Ohrzängchen nach Duckbill**, schnabelförmiges Maul, flach, gerieft, NL 8 cm





027101FX



027101FX **Ear Forceps by Hartmann**, round cupped jaws, WL 8 cm, Ø 1.5 mm  
**Ohrzängchen nach Hartmann**, runder Löffel, NL 8 cm, Ø 1,5 mm

027101FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 1.5 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 1,5 mm
027102FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 2 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 2 mm
027103FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 2.5 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 2,5 mm
027104FX	round cupped jaws / WL 8 cm, Ø 3 mm	runder Löffel / NL 8 cm, Ø 3 mm



027600FX



027600FX **Ear Forceps by Hartmann-Hoffmann**, through-cutting, round cupped jaws, WL 8 cm, Ø 2 mm  
**Ohrzängchen nach Hartmann-Hoffmann**, durchschneidend, runder Löffel, NL 8 cm, Ø 2 mm



028100FX **Ear Forceps by Struempel**, straight, oval jaws, fenestrated, WL 8 cm  
**Ohrzängchen nach Strümpel**, gerade, ovaler Löffel, gefenstert, NL 8 cm



028100FX




028101FX



028102FX

028100FX	straight, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	gerade, ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm
028101FX	45° upcurved, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	45° aufgebog., ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm
028102FX	90° upcurved, oval jaws, fenestrated / WL 8 cm	90° aufgebog., ovaler Löffel, gefenstert / NL 8 cm



029100FX

029100FX **Ear Forceps by Wullstein-Blakesley, WL 10 cm**  
 Ohrzängchen nach Wullstein-Blakesley, NL 10 cm



028500FX **Ear Forceps by Tilley, 14 cm**  
 Ohrzängchen nach Tilley, 14 cm



031100FX

031100FX **Ear Tampon Forceps by Hartmann, slender, WL 6 cm**  
 Ohrtamponzängchen nach Hartmann, schlank, NL 6 cm



031200FX

031200FX **Ear Tampon Forceps by Hartmann, extra delicate, WL 6 cm**  
 Ohrtamponzängchen nach Hartmann, extra schlank, NL 6 cm



**179600FX** **Micro Ear Forceps**, straight, delicate, oval cupped, WL 8 cm  
**Mikro-Ohrzängchen**, gerade, fein, ovaler Löffel, NL 8 cm

**179600FX** straight, delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 gerade, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179601FX** curved left, delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 links gebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179602FX** curved right, delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 rechts gebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179603FX** curved up, delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 aufgebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179604FX** curved down, delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 abgebogen, fein, ovaler Löffel / NL 8 cm



**179700FX** **Micro Ear Forceps**, straight, very delicate, oval cupped, WL 8 cm  
**Mikro-Ohrzängchen**, gerade, sehr fein, ovaler Löffel, NL 8 cm

**179700FX** straight, very delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 gerade, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179701FX** curved left, very delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 links gebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179702FX** curved right, very delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 rechts gebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm

**179703FX** curved up, very delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 aufgebogen, sehr fein, ovaler Löffel / NL 8 cm


**179800FX** straight, extra delicate, oval cupped / WL 8 cm  
 gerade, extra fein, ovaler Löffel / NL 8 cm




**180100FX** **Micro Ear Forceps by Hartmann**, straight, delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.8 x 6 mm  
**Mikro-Ohrzängchen nach Hartmann**, gerade, zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,8 x 6 mm




**180100FX**




**180600FX**



**180601FX**



**180602FX**



**180603FX**

**180100FX** straight, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 6 mm  
 gerade, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 6 mm

**180600FX** straight, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 gerade, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

**180601FX** curved left, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 links gebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

**180602FX** curved right, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 rechts gebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

**180603FX** curved up, delicate, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 aufgebogen, zart, gerieft / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

**180605FX** straight, delicate, horizontal, serrated / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 gerade, zart, horizontal öffnend, gerief / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm



**180610FX** **Micro Ear Forceps by Hartmann**, straight, delicate, smooth, WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
**Mikro-Ohrzängchen nach Hartmann**, gerade, zart, glatt, NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm

**180610FX** straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.8 x 4 mm  
 gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,8 x 4 mm


**180710FX** straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.6 x 4 mm  
 gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,6 x 4 mm

**180810FX** straight, delicate, smooth / WL 8 cm, size 0.5 x 4.5 mm  
 gerade, zart, glatt / NL 8 cm, Größe 0,5 x 4,5 mm



**180700FX** **Micro Ear Forceps by Fisch**, straight, extra delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.6 x 4 mm  
**Mikro-Ohrzängchen nach Fisch**, gerade, extra zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,6 x 4 mm

**180800FX** **Micro Ear Forceps by Fisch**, straight, extra delicate, serrated, WL 8 cm, size 0.5 x 4.5 mm  
**Mikro-Ohrzängchen nach Fisch**, gerade, extra zart, gerieft, NL 8 cm, Größe 0,5 x 4,5 mm



181600FX

**181600FX** **Ear Forceps by House**, straight, serrated, WL 8 cm  
**Ohrzängchen nach House**, gerade, gerieft, NL 8 cm

<b>181600FX</b>	straight, serrated / WL 8 cm	gerade, gerieft / NL 8 cm
<b>181601FX</b>	curved left, horizontal, serrated / WL 8 cm	links gebogen, horizontal, gerieft / NL 8 cm
<b>181602FX</b>	curved right, horizontal, serrated / WL 8 cm	rechts gebogen, horizontal, gerieft / NL 8 cm
<b>181605FX</b>	straight, horizontal, serrated / WL 8 cm	gerade, horizontal, gerieft / NL 8 cm



181800FX

**181800FX** **Grasping Forceps by Heermann**, straight, serrated, WL 8 cm  
**Pinzettenzängchen nach Heermann**, gerade, gerieft, NL 8 cm

<b>181800FX</b>	straight, serrated / WL 8 cm	gerade, gerieft / NL 8 cm
<b>181801FX</b>	curved left, serrated / WL 8 cm	links gebogen, gerieft / NL 8 cm
<b>181802FX</b>	curved right, serrated / WL 8 cm	rechts gebogen, gerieft / NL 8 cm
<b>181803FX</b>	straight, horizontal, serrated / WL 8 cm	gerade, horizontal öffnend, gerieft / NL 8 cm



**185300FX** **Ventilation Tube Inserter**, with 2 Mandrins, WL 10 cm  
**Einführungsinstrument**, für Paukenröhrchen, mit 2 Mandrins, NL 10 cm



**185310FX** **Mandrin**, for 185300FX, Ø 1 mm  
**Mandrin**, für 185300FX, Ø 1 mm






<b>185310FX</b>	for 185300FX / Ø 1 mm	für 185300FX / Ø 1 mm
<b>185312FX</b>	for 185300FX / Ø 1.2 mm	für 185300FX / Ø 1,2 mm








**185400FX** **Ventilation Tube Inserter Forceps**, for tubes with 0.95 mm lumen and more  
**Einsetzzängchen**, für Paukenröhrchen mit Lumen ab 0,95 mm



**185800FX** **T-Tube Insertor**, for 6, 9 and 12 mm C-Flex Tubes  
**Einsetzinstrument**, für T-Form Paukenröhrchen 6, 9 und 12 mm

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX [9,5 mm]	-
70	0.7	-	142107FX	-	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	-	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
-	-	-	-	-	-	-
95	0.6	-	250406FX	-	250806FX [0,5 mm]	-
95	0.8	-	-	-	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	-	250810FX	-
95	1.4	-	-	-	-	-
95	1.8	-	-	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	-	-	-	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	-	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	-	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	-	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
95	4.5	-	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	-	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	-	-	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	-	-
95	7.0	-	250470FX	250370FX	250870FX	-
125	0.6	-	260406FX	-	-	-
125	0.8	-	-	-	-	-
125	1.0	-	260410FX	-	-	-
125	1.4	-	-	-	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	-	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	-	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	-	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	-	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	-	260440FX	-	260840FX	-
125	4.5	-	260445FX	-	-	-
125	5.0	-	-	-	260850FX	-
125	6.0	-	260460FX	-	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	-	260470FX	-	260870FX	-






**199600FX** **Temporal Bone Holder**  
**Felsenbeinhalter**



**187600FX** **Instrument rack, for 6 ear forceps**  
**Instrumentenständer, für 6 Ohrzängchen**



**708671FX** **Wire Basket, with lid, size 170 x 50 x 25 mm**  
**Siebkorb, mit Deckel, Größe 170 x 50 x 25 mm**



**708673FX** **Wire Basket, with lid, size 135 x 170 x 35 mm**  
**Siebkorb, mit Deckel, Größe 135 x 170 x 35 mm**



**708675FX** **Wire Basket, with lid, size 240 x 240 x 35 mm**  
**Siebkorb, mit Deckel, Größe 240 x 240 x 35 mm**




**708677FX** **Wire Basket**, with lid, size 270 x 170 x 35 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, Größe 270 x 170 x 35 mm



**708660FX** **Wire Basket**, for middle ear instruments, size 240 x 250 x 40 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, für Mittelohrinstrumente, Größe 240 x 250 x 40 mm

**708680FX** **Wire Basket**, for middle ear instruments, size 480 x 250 x 40 mm  
**Siebkorb**, mit Deckel, für Mittelohrinstrumente, Größe 480 x 250 x 40 mm



**708910FX** **Ergo Tray**, with lid, size 127 x 225 x 38 mm  
**Ergo Tray**, mit Deckel, Größe 127 x 225 x 38 mm

<b>708910FX</b>	with lid / size 127 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 127 x 225 x 38 mm
<b>708920FX</b>	with lid / size 280 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 280 x 225 x 38 mm
<b>708930FX</b>	with lid / size 380 x 225 x 38 mm	mit Deckel / Größe 380 x 225 x 38 mm



**708935FX** **Ergo Tray**, without lid, size 89 x 130 x 26 mm  
**Ergo Tray**, ohne Deckel, Größe 89 x 130 x 26 mm



**708936FX** **Ergo Tray**, without lid, size 150 x 130 x 26 mm  
**Ergo Tray**, ohne Deckel, Größe 150 x 130 x 26 mm



**187901FX** **Metal-Tray**, with lid, Dimensions: 200 x 100 x 50 mm  
**Metall-Tray**, mit Knopfdeckel, Maße: 200 x 100 x 50 mm

**187901FX** with lid / Dimensions: 200 x 100 x 50 mm  
 mit Knopfdeckel / Maße: 200 x 100 x 50 mm

**187902FX** with lid / Dimensions: 300 x 200 x 50 mm  
 mit Knopfdeckel / Maße: 300 x 200 x 50 mm

**187903FX** with lid / Dimensions: 500 x 270 x 70 mm  
 mit Knopfdeckel / Maße: 500 x 270 x 70 mm

**187912FX** with lid and silicone mat / Dimensions: 300 x 200 x 50 mm  
 mit Knopfdeckel und Silikonmatte / Maße: 300 x 200 x 50 mm

**187913FX** with lid and silicone mat / Dimensions: 500 x 270 x 70 mm  
 mit Knopfdeckel und Silikonmatte / Maße: 500 x 270 x 70 mm





**706100FX** **Sterilization Container, 1/1 Aluminium, perforated lid, size 580 x 280 x 100 mm**  
**Sterilcontainer, 1/1, Aluminium, perforierter Deckel, Größe 580 x 280 x 100 mm**

**706100FX** [1/1 Aluminium, perforated lid / size 580 x 280 x 100 mm](#)  
 1/1, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 580 x 280 x 100 mm

**706135FX** [1/1 Aluminium, perforated lid / size 580 x 280 x 135 mm](#)  
 1/1, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 580 x 280 x 135 mm

**706200FX** [1/2 Aluminium, perforated lid / size 285 x 280 x 100 mm](#)  
 1/2, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 285 x 280 x 100 mm

**706235FX** [1/2 Aluminium, perforated lid / size 285 x 280 x 135 mm](#)  
 1/2, Aluminium, perforierter Deckel / Größe 285 x 280 x 135 mm

**706400FX** [Aluminium, perforated lid / size 310 x 190 x 40 mm](#)  
 Aluminium, perforierter Deckel / Größe 310 x 190 x 40 mm

**706430FX** [Aluminium, perforated lid / size 310 x 190 x 130 mm](#)  
 Aluminium, perforierter Deckel / Größe 310 x 190 x 130 mm



**708700FX** **Wire Basket, size 240 x 250 x 50 mm**  
**Siebkorb, Größe 240 x 250 x 50 mm**

**708700FX** [size 240 x 250 x 50 mm](#) Größe 240 x 250 x 50 mm

**708701FX** [size 240 x 250 x 70 mm](#) Größe 240 x 250 x 70 mm

**708702FX** [size 480 x 250 x 50 mm](#) Größe 480 x 250 x 50 mm

**708703FX** [size 480 x 250 x 70 mm](#) Größe 480 x 250 x 70 mm

**708704FX** [size 480 x 250 x 100 mm](#) Größe 480 x 250 x 100 mm

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
010200FX	24	021200FX	49	028101FX	151	038113FX	11
010250FX	24	021300FX	49	028102FX	151	038200FX	12
010300FX	24	022114FX	50	028500FX	152	038201FX	12
010301FX	24	022116FX	50	029100FX	152	038202FX	12
010302FX	24	022314FX	50	031100FX	153	038203FX	12
010306FX	24	022316FX	50	031200FX	153	038204FX	12
016100FX	28	022612FX	50	032111FX	82	038205FX	12
016101FX	28	022614FX	50	032113FX	82	038210FX	12
016102FX	28	022616FX	50	032118FX	82	038401FX	12
016103FX	28	022818FX	51	032414FX	82	038600FX	13
016104FX	28	023100FX	51	032416FX	83	083412FX	94
016105FX	28	023101FX	51	032419FX	83	083512FX	94
016602FX	28	023102FX	51	032424FX	82	100111FX	100
018100FX	29	023103FX	51	032426FX	83	100113FX	100
018101FX	29	023301FX	52	033100FX	58	100116FX	100
018102FX	29	023302FX	52	033200FX	59	100211FX	100
018103FX	29	023303FX	52	033500FX	59	100213FX	100
018104FX	29	023401FX	52	033700FX	59	100216FX	100
018105FX	29	023402FX	52	034100FX	60	100311FX	100
018201FX	30	023501FX	53	034801FX	60	100313FX	100
018202FX	30	023502FX	53	034802FX	60	100316FX	100
018208FX	30	023601FX	53	034903FX	66	100320FX	100
018209FX	30	023602FX	53	034905FX	66	100411FX	100
018301FX	31	023603FX	53	034907FX	66	100413FX	100
018302FX	31	023701FX	53	034913FX	67	100416FX	100
018303FX	31	023702FX	53	034915FX	67	100420FX	100
018304FX	31	023703FX	53	034917FX	67	100513FX	101
018501FX	32	023704FX	53	035300FX	61	101111FX	101
018502FX	32	023801FX	54	035303FX	61	101113FX	101
018503FX	32	023803FX	54	035304FX	62	101211FX	102
018504FX	32	023901FX	54	035400FX	61	101213FX	102
018605FX	32	024000FX	54	035403FX	61	101311FX	102
018606FX	32	024001FX	54	035404FX	62	101313FX	102
018607FX	32	024116FX	55	035500FX	61	101401FX	103
018712FX	37	024200FX	55	035601FX	61	101402FX	103
018720FX	58	025101FX	56	036110FX	63	101500FX	102
018801FX	33	025102FX	56	036115FX	63	101911FX	103
018802FX	33	025103FX	56	036120FX	63	102011FX	103
018803FX	33	025110FX	56	036125FX	63	102411FX	104
018804FX	33	025120FX	56	036130FX	63	102413FX	104
018811FX	33	025201FX	56	036140FX	63	102511FX	104
018812FX	33	025202FX	56	036610FX	63	102513FX	104
018813FX	33	025203FX	56	036615FX	63	102617FX	104
018814FX	33	025210FX	56	036620FX	63	102618FX	104
019100FX	38	025220FX	56	036625FX	63	102717FX	105
019400FX	39	025400FX	57	036630FX	63	102817FX	105
019401FX	39	025401FX	57	036640FX	63	102917FX	105
019701FX	33	025402FX	57	036650FX	63	103017FX	105
019702FX	33	025403FX	57	037100FX	57	105100FX	70
019703FX	33	026100FX	148	037600FX	57	105200FX	70
019704FX	33	026200FX	149	037700FX	57	105211FX	70
019710FX	33	026400FX	149	038100FX	11	105600FX	71
019720FX	33	027101FX	150	038101FX	11	105709FX	71
019730FX	33	027102FX	150	038102FX	11	105714FX	71
019800FX	39	027103FX	150	038103FX	11	105806FX	71
019900FX	39	027104FX	150	038104FX	11	108101FX	72
020700FX	38	027600FX	150	038105FX	11	108102FX	72
021100FX	49	028100FX	151	038112FX	11	108103FX	72

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
108104FX	72	116106FX	34	131100FX	79	142127FX	162
108107FX	72	116107FX	34	132100FX	79	142130FX	76
108712FX	84	116111FX	35	133100FX	80	142131FX	162
108715FX	84	116112FX	35	135101FX	80	142135FX	162
108812FX	84	116113FX	35	135102FX	80	142140FX	162
108815FX	84	116114FX	35	135103FX	80	142145FX	162
109015FX	85	116115FX	35	136106FX	162	142150FX	162
109100FX	85	116116FX	35	136108FX	162	142160FX	162
109101FX	85	116117FX	35	136110FX	162	142170FX	162
109111FX	85	116301FX	35	136114FX	162	142523FX	162
109113FX	85	116302FX	35	136118FX	162	142527FX	162
109114FX	85	116303FX	35	136123FX	162	142531FX	162
109116FX	85	116304FX	35	136127FX	162	142535FX	162
109211FX	85	116305FX	35	136131FX	162	142540FX	162
109213FX	85	116306FX	35	136135FX	162	142545FX	162
109214FX	85	116307FX	35	136140FX	162	142550FX	162
109216FX	85	116311FX	36	136145FX	162	142560FX	162
109244FX	85	116312FX	36	136150FX	162	142570FX	162
109310FX	86	116313FX	36	136160FX	162	143101FX	77
109320FX	86	116314FX	36	136170FX	162	143102FX	77
109410FX	86	116315FX	36	136206FX	162	143110FX	77
109420FX	86	116316FX	36	136208FX	162	143120FX	77
109515FX	87	116317FX	36	136210FX	162	143130FX	77
109516FX	87	116501FX	36	136214FX	162	143140FX	77
109616FX	87	116502FX	36	136218FX	162	143150FX	77
109716FX	88	116503FX	36	136221FX	162	150101FX	107
109811FX	83	116504FX	36	136223FX	162	150101FX8	109
109911FX	84	116505FX	36	136227FX	162	150102FX	107
110106FX	67	116506FX	36	136231FX	162	150102FX8	109
110107FX	67	116507FX	36	136235FX	162	150103FX	107
110108FX	67	116511FX	37	136240FX	162	150103FX8	109
110109FX	67	116512FX	37	136245FX	162	150104FX	107
110110FX	67	116513FX	37	136250FX	162	150104FX8	109
110112FX	67	116514FX	37	136260FX	162	150105FX	107
110115FX	67	116515FX	37	136270FX	162	150105FX8	109
112316FX	96	116516FX	37	136414FX	162	150106FX	107
112326FX	96	116517FX	37	136423FX	162	150106FX8	109
112416FX	96	118900FX	41	136431FX	162	150107FX	107
112426FX	96	118901FX	42	136440FX	162	150107FX8	109
113115FX	98	118902FX	42	136450FX	162	150111FX	106
113118FX	98	118903FX	42	136460FX	162	150111FX8	108
113120FX	98	118904FX	42	137101FX	81	150112FX	106
113213FX	98	120102FX	74	137102FX	81	150112FX8	108
114016FX	99	120104FX	74	137103FX	81	150113FX	106
114018FX	99	120105FX	74	142100FX	76	150113FX8	108
114117FX	99	120106FX	74	142101FX	76	150114FX	106
114118FX	99	120108FX	74	142102FX	76	150114FX8	108
115101FX	34	120110FX	74	142103FX	76	150115FX	106
115102FX	34	120112FX	74	142106FX	162	150115FX8	108
115103FX	34	120202FX	74	142107FX	162	150116FX	106
115104FX	34	120203FX	74	142108FX	162	150116FX8	108
115105FX	34	120204FX	74	142110FX	162	150117FX	106
115106FX	34	120206FX	74	142114FX	162	150117FX8	108
116101FX	34	120208FX	74	142118FX	162	150131FX	106
116102FX	34	120210FX	74	142120FX	76	150131FX8	108
116103FX	34	121104FX	75	142121FX	162	150132FX	106
116104FX	34	121106FX	75	142123FX	162	150132FX8	108
116105FX	34	130100FX	78	142125FX	162	150133FX	106

Numerical Index  
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
150133FX8	108	155120FX	116	158502FX	124	163600FX	133
150135FX	106	155120FX8	117	158504FX	124	163601FX	133
150135FX8	108	156102FX	118	158506FX	124	164110FX	134
150137FX	106	156102FX8	119	158508FX	124	164115FX	134
150137FX8	108	156104FX	118	158510FX	124	164130FX	134
150161FX	107	156104FX8	119	159102FX	125	164200FX	134
150161FX8	109	156105FX	118	159104FX	125	164300FX	134
150162FX	107	156105FX8	119	159106FX	125	164500FX	133
150162FX8	109	156106FX	118	159108FX	125	164600FX	135
150163FX	107	156106FX8	119	159110FX	125	164601FX	135
150163FX8	109	156108FX	118	159202FX	125	164602FX	135
150165FX	107	156108FX8	119	159204FX	125	165102FX	64
150165FX8	109	156110FX	118	159206FX	125	165602FX	64
150167FX	107	156110FX8	119	159208FX	125	165603FX	64
150167FX8	109	156112FX	118	159210FX	125	166205FX	65
150600FX	110	156112FX8	119	159302FX	126	166206FX	65
151100FX	110	156115FX	118	159304FX	126	166207FX	65
151300FX	110	156115FX8	119	159306FX	126	166208FX	65
151600FX	111	156120FX	118	159308FX	126	166210FX	65
152100FX	111	156120FX8	119	159310FX	126	166212FX	65
152200FX	111	156225FX	120	159402FX	126	166215FX	65
153600FX	112	156230FX	120	159404FX	126	166218FX	65
153700FX	112	156300FX	120	159406FX	126	166220FX	65
153730FX	112	156600FX	128	159408FX	126	166222FX	65
153800FX	113	156660FX	130	159410FX	126	166225FX	65
153900FX	113	156665FX	130	160100FX	127	166230FX	65
154100FX	114	156670FX	130	160500FX	127	166310FX	66
154100FX8	115	156700FX	120	160520FX	127	166313FX	66
154200FX	114	156800FX	121	160536FX	128	166315FX	66
154200FX8	115	156900FX	121	160537FX	128	166320FX	66
154300FX	114	156945FX	121	160600FX	127	166325FX	66
154300FX8	115	157100FX	121	160700FX	128	167105FX	66
154400FX	114	157200FX	121	161600FX	72	167107FX	66
154400FX8	115	158202FX	122	161601FX	72	167108FX	66
154500FX	114	158202FX8	122	161602FX	72	167109FX	66
154500FX8	115	158204FX	122	161700FX	73	168100FX	68
154600FX	114	158204FX8	122	161800FX	73	168205FX	68
154600FX8	115	158206FX	122	161900FX	73	168207FX	68
154700FX	114	158206FX8	122	162602FX	129	168209FX	68
154700FX8	115	158208FX	122	162700FX	131	168212FX	68
154800FX	114	158208FX8	122	162806FX	131	168601FX	69
154800FX8	115	158210FX	122	163101FX	129	168602FX	69
155102FX	116	158210FX8	122	163102FX	129	168603FX	69
155102FX8	117	158302FX	123	163103FX	129	168604FX	69
155104FX	116	158302FX8	123	163104FX	130	168605FX	69
155104FX8	117	158304FX	123	163105FX	131	168606FX	69
155105FX	116	158304FX8	123	163106FX	131	168607FX	69
155105FX8	117	158306FX	123	163203FX	132	168608FX	69
155106FX	116	158306FX8	123	163203FX8	132	168612FX	69
155106FX8	117	158308FX	123	163204FX	132	169120FX	69
155108FX	116	158308FX8	123	163204FX8	132	169124FX	69
155108FX8	117	158310FX	123	163205FX	132	169126FX	69
155110FX	116	158310FX8	123	163205FX8	132	169400FX	136
155110FX8	117	158402FX	124	163206FX	132	169405FX	138
155112FX	116	158404FX	124	163206FX8	132	169500FX	136
155112FX8	117	158406FX	124	163304FX	133	169504FX	137
155115FX	116	158408FX	124	163306FX	133	169506FX	137
155115FX8	117	158410FX	124	163308FX	133	169600FX	94

Numerical Index  
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
169710FX	138	179701FX	155	250427FX	162	270065FX	8
169720FX	138	179702FX	155	250435FX	162	270066FX	8
169730FX	139	179703FX	155	250440FX	162	270067FX	8
169800FX	137	179800FX	155	250445FX	163	270080FX	9
170700FX	135	180100FX	156	250450FX	163	270120FX	9
172100FX	88	180600FX	156	250470FX	163	270225FX	9
172300FX	88	180601FX	156	250723FX	162	270235FX	9
172400FX	89	180602FX	156	250727FX	162	270236FX	9
172600FX	143	180603FX	156	250731FX	162	270237FX	9
172700FX	143	180605FX	156	250740FX	162	275005FX	10
172701FX	143	180610FX	157	250806FX	162	275010FX	10
172702FX	143	180700FX	157	250808FX	162	275015FX	10
172703FX	143	180710FX	157	250810FX	162	275020FX	10
172800FX	143	180800FX	157	250818FX	162	275025FX	10
176614FX	93	180810FX	157	250823FX	162	275030FX	10
176714FX	93	181600FX	158	250831FX	162	275100FX	10
176814FX	93	181601FX	158	250835FX	162	275200FX	10
176914FX	93	181602FX	158	250840FX	162	303900FX	130
177110FX	92	181605FX	158	250845FX	163	313100FX	78
177112FX	92	181800FX	159	250850FX	163	313600FX	78
177210FX	92	181801FX	159	250860FX	163	313601FX	79
177212FX	92	181802FX	159	250870FX	163	325112FX	89
177312FX	92	181803FX	159	250931FX	162	325212FX	89
177412FX	92	183103FX	148	250940FX	162	325312FX	90
177610FX	91	183104FX	148	250950FX	163	325412FX	90
177612FX	91	185100FX	140	250960FX	163	325512FX	90
177621FX	91	185101FX	140	260318FX	163	329103FX	75
177709FX	91	185102FX	140	260323FX	163	329110FX	75
177710FX	91	185110FX	141	260327FX	163	329111FX	75
177712FX	91	185200FX	142	260331FX	163	329112FX	75
177721FX	91	185210FX	142	260335FX	163	329115FX	75
177809FX	91	185300FX	160	260406FX	163	338814FX	95
177812FX	91	185310FX	160	260410FX	163	338913FX	95
177822FX	91	185312FX	160	260418FX	163	365113FX	99
177912FX	91	185400FX	161	260421FX	163	442114FX	96
177922FX	91	185800FX	161	260423FX	163	442314FX	97
178100FX	144	187600FX	164	260425FX	163	551100FX	14
178101FX	144	187901FX	169	260427FX	163	551200FX	14
178102FX	144	187902FX	169	260431FX	163	551300FX	15
178103FX	144	187903FX	169	260435FX	163	551501FX	25
178140FX	145	187912FX	169	260440FX	163	551510FX	25
178200FX	144	187913FX	169	260445FX	163	551511FX	25
178220FX	144	199600FX	164	260460FX	163	706100FX	170
178300FX	145	215100FX	73	260470FX	163	706135FX	170
178301FX	145	215200FX	74	260823FX	163	706200FX	170
178302FX	145	250318FX	162	260831FX	163	706235FX	170
178400FX	146	250323FX	162	260840FX	163	706400FX	170
178410FX	146	250327FX	162	260850FX	163	706430FX	170
178600FX	146	250331FX	162	260860FX	163	708660FX	166
178700FX	147	250335FX	162	260870FX	163	708671FX	164
178701FX	147	250340FX	162	270000FX	6	708673FX	165
179600FX	154	250345FX	163	270025FX	7	708675FX	165
179601FX	154	250350FX	163	270026FX	7	708677FX	166
179605FX	154	250360FX	163	270030FX	7	708680FX	166
179602FX	154	250370FX	163	270045FX	8	708700FX	171
179603FX	154	250406FX	162	270046FX	8	708701FX	171
179604FX	154	250410FX	162	270047FX	8	708702FX	171
179700FX	155	250423FX	162	270060FX	9	708703FX	171

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
708704FX	171
708910FX	167
708920FX	167
708930FX	167
708935FX	168
708936FX	168
716100FX	41
716130FX	41
716200FX	41
716230FX	41
717100FX	40
717130FX	40
717170FX	40
718100FX	40
718130FX	40
718400FX	40
718430FX	40
803285FX	43
803582FX	44
803583FX	44
803584FX	44
803585FX	44
803589FX	44
806560FX	46
806565FX	45
806566FX	45
806751FX	47
806752FX	47
806753FX	47
806754FX	47
806755FX	47
806761FX	48
806762FX	48
806763FX	48
806764FX	48
806765FX	48
806810FX	46
824100FX	26
832600FX	21
832601FX	21
832605FX	21
832608FX	22
832611FX	22
832613FX	22
833153FX	26
833154FX	27
833155FX	27
833157FX	27
833162FX	27
840100FX	22
840101FX	23
840200FX	23
840300FX	23
851300FX	16
851307FX	16
851308FX	16
851800FX	17
852200FX	17

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
852300FX	18
852400FX	18
852600FX	19
852800FX	19
852801FX	19
852900FX	20

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------

**Numerical Index**  
**Numerischer Index**

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
----------------------	---------------



Author / Description	Page
Anastigmatic Aural Magnifier by Bruenings	38
Adapter	7, 42
Applicator/Curette by Jobson-Horne	51
Atraumatic Forceps by DeBakey	87, 88
Atticus mirror by Heermann	133
Bone Rongeur by Beyer	80
Bone Rongeur by Citelli	81
Bone Rongeur by Kerrison	80
Bone Rongeur by Lempert	79
Burr	162, 163
CI Electrode Forceps	89
Cannula	22, 24
Cartilage Cutting Block	138
Chisel by Trautmann (Partsch)	74
Clamp	42
Connecting Nozzle	26
Connector only	39
Cotton Applicator by Farrell	50
Crucotomy Scissors by Fisch	147
Curette by House	143
Curette by Lempert	77
Curette by Spratt	76
Cutting Block	137, 138, 139
Dissecting Scissors by Lexer	96
Dissecting Scissors by Metzenbaum	97
Dissector	127, 128
Dissector by Fisch	129, 130
Dressing Forceps	85
Dressing Forceps by Adson	89
Dressing Forceps by McIndoe	85
Dressing Forceps by Micro-Adson	90
Dressing Forceps by Semken	84
Duckbill Elevator by Shambough-Derlacki	73
Ear Curette	57
Ear Curette by Buck	56
Ear Dressing Forceps by Gruenwald	83
Ear Dressing Forceps by Lucae	82
Ear Forceps by Duckbill	149
Ear Forceps by Hartmann	148, 149, 150
Ear Forceps by House	158
Ear Forceps by Struempel	151
Ear Forceps by Tilley	152
Ear Hook	54
Ear Hook by Day	53
Ear Hook by Lillie	54
Ear Hook by Lucae	53
Ear Knife	59
Ear Knife by Lucae	60
Ear Knife by Politzer	58, 60
Ear Knife by Royce	59
Ear Loop by Billeau	51
Ear Loop by Shapleigh	52
Ear Polypus Snare by Krause	57
Ear Probe by Stacke	49
Ear Scissors by Bellucci	144
Ear Scissors by Mc Gee	145
Ear Scissors by Wullstein	146, 147
Ear Spatula by Moldenhauer	55

Author / Description	Page
Ear Speculum	44
Ear Speculum Clamp	42
Ear Speculum Reusable	48
Ear Speculum Single Use	47
Ear Speculum by Bruenings	33
Ear Speculum by Farrior	34, 35, 36, 37
Ear Speculum by Gruber	33
Ear Speculum by Hartmann	29, 30
Ear Speculum by Holmgren	32
Ear Speculum by Politzer	31
Ear Speculum by Toynbee	32
Ear Speculum by Zoellner	34
Ear Syringe	24
Ear Tampon Forceps by Hartmann	153
Ear Tip	27
Elevator by Adson	71
Elevator by Benedict	10
Elevator by Freer	73, 74
Elevator by Jansen	71
Elevator by Rosen	127
Ergo Tray	167, 168
Eustachian Catheter by Hartmann	28
Excavator by Austin	128
Fiber Optic Headlight	17
Flap Knife by Plester	111
Flap Knife by Ronis	110
Flexible Arm with Holding Rod	41
Foot	12
Footplate Hook by Fisch	120
Footplate Hook by Plester	121
Gelfoam Pressure Forceps by House	135
Gouge by Bruenings	75
Gouge by Heermann	134
Gouge by Trautmann (Partsch)	74
Grasping Forceps by Heermann	159
Guiding Fork by Plester	121
Hand-Burr	131
Hand-Perforator by Larkin	129
Handle	7
Handle by Heermann	134
Headlight CLAR 131	16
Headlight CLAR 55	17
Headlight CLAR F	16
Hi-View Telescope	40, 41
Hook	9
Hook by Gerlach	120
Instrument rack	164
Iris Forceps by Graefe	86
Jeweller Forceps	83, 84
Knife by Benedict	10
Knife by Wullstein	112
LED Micro Headlight	19
Lancet Knife by Rosen	110
Liquid Atomizer	22, 23
Magnifier Head by Bruenings	39
Mallet by Cottle	78
Mallet by Heermann	133
Malleus Nipper by Dieter	148

Author / Description	Page
Mandrin	160
Metal Mallet	78
Metal Support	37
Metal-Tray	169
Micro Ear Forceps	154, 155
Micro Ear Forceps by Fisch	157
Micro Ear Forceps by Hartmann	156, 157
Micro Needle by Schuhknecht	121
Micro-Hook	116, 117, 118, 119
Micro-Hook by Schuhknecht	122, 123, 124, 125, 126
Micro-Raspatory	110
Microspot Fiber Optic Headlight	18
Nasal Speculum	44
Nasal Tip	27
Needle Holder by Crile-Wood	98
Needle Holder by Mayo-Hegar	99
Needle by Wullstein	114, 115
Neurectomy Scissors by Fisch	146
Nystagmus Spectacles by Frenzel	14, 15
OCULUS Surgical Eye Loupe	25
OP Fibre Optic Headlight	20
Oil Whetstone "Arkansas"	130
Ointment Jar by Sofie	58
Operating Scissors	94
Ossicle Holding Clamp by Derlacki	88
Otoscope Set	43
Otoscope Set, ri-scope®	46
Perforator by Fisch	132
Piston Cutting Block	136
Powder Blower by Kabierske	21
Power LED headlight	19
Probe by Fisch	133
Protection Shield	24
Rasp by Benedict	10
Raspatory	127
Raspatory by Farabeuf	70
Raspatory by Fisch	73
Raspatory by Lempert	72
Raspatory by Plester	73
Raspatory by Wullstein	72
Raspatory by v. Eicken	71
Retractor by Fisch	101, 104, 105
Retractor by Helms	103
Retractor by House	105
Retractor by Perkins	104
Retractor by Plester	101, 102
Retractor by Schuhknecht	101
Retractor by Weitlaner	100
Retractor by Wigand	103
Retractor by Williger	102
Retractor by Wullstein	100
Roller Knife by Schuhknecht	111
Round Knife	9
Round Knife by Rosen	106, 107, 108, 109
Rubber Bulb	21, 23, 39
Rubber Bulb by Politzer	26
Scalpel Blades	75
Scissors	91, 92

Author / Description	Page
Scissors by Joseph	93
Scissors by Kilner	95
Scoring Instrument by Benedict	10
Sickle Knife by Dornhoffer	113
Sickle Knife by Fisch	131
Sickle Knife by Plester	112, 113
Slip-On Objectives	25
Snare Wires	57
Spare Bottle	21, 23
Spare Nylon Facings	79
Stapes Instrument by Fisch	131
Stapes Probe	128, 130
Sterilization Container	170
Suction Dissector	8, 9
Suction Handle by House	64
Suction Knife	9
Suction Tube	63, 66
Suction Tube by Baron	67
Suction Tube by House	65
Suction Tube by Nijmegen	63
Suction Tube by Plester	66
Suction Tube by Schuhknecht	69
Suction Tube by Verhoeven	61, 62
Suction Tube by Zöllner	68
Suction and Irrigation Tube by House	69
Super Spot Fiber Optic Headlight	18
T-Tube Inserter	161
Telescope Clamp	42
Temporal Bone Holder	164
Tip by Zöllner	68
Tissue Forceps	85
Tissue Forceps by Adson	90
Tissue Forceps by Adson-Brown	89
Tissue Forceps by Gillies	87
Tissue Forceps by Micro-Adson	90
Tissue Forceps by Semken	84
Tuning Fork	12
Tuning Fork Set by Hartmann	13
Tuning Fork by Hartmann	11
Tuning Fork by Lucae	12
Vein Press by Shea	135
Ventilation Tube Inserter	160
Ventilation Tube Inserter Forceps	161
Wide Angle Telescope	41
Wire Basket	164, 165, 166, 171
Wire Basket for EES Set	6
Wire Bending Die by Schuhknecht	136
Wire Crimper	142
Wire Crimper by Greven	141
Wire Crimper by McGee	140
Wire Cutter by Schuhknecht	94
e-scope® Otoscope LED	45
ri-mini® Otoscope Fibre Optic	46

Author / Description Page

Author / Description Page

Author / Description Page

Author / Description Page

Autor / Beschreibung	Seite
Abziehstein „Arkansas“	130
Adapter	7, 42
Anastigmatische Ohrlupe nach Bruenings	38
Anatomische Pinzette	85
Anatomische Pinzette nach Adson	89
Anatomische Pinzette nach McIndoe	85
Anatomische Pinzette nach Mikro-Adson	90
Anatomische Pinzette nach Semken	84
Anschluss-Stück allein	39
Atraumatische Pinzette nach DeBakey	87, 88
Aufsatz nach Zöllner	68
Biegegerät nach Schuhknecht	136
Bohrer	162, 163
Cl Elektrodenpinzette	89
Chirurgische Pinzette	85
Chirurgische Pinzette nach Adson	90
Chirurgische Pinzette nach Gillies	87
Chirurgische Pinzette nach Mikro-Adson	90
Chirurgische Pinzette nach Semken	84
Chirurgische Schere	94
Crurotomiescherchen nach Fisch	147
Dissektor	127, 128
Dissektor nach Fisch	129, 130
Doppelelevatorium nach Freer	73, 74
Drahtschere nach Schuhknecht	94
Drahtschließzängchen	142
Drahtschließzängchen nach Greven	141
Drahtschließzängchen nach McGee	140
Duckbill Elevator n. Shambough-Derlacki	73
Einführungsgabel nach Plester	121
Einführungsinstrument	160
Einmalohrtrichter	47
Einsetzinstrument	161
Einsteckkonus	26
Elevatorium nach Adson	71
Elevatorium nach Benedict	10
Elevatorium nach Jansen	71
Elevatorium nach Rosen	127
Ergo Tray	167, 168
Ersatzflasche	21, 23
Exkavator nach Austin	128
Feile nach Benedict	10
Felsenbeinhalter	164
Fiberoptik Stirnleuchte	17
Flachmeißel nach Trautmann (Partsch)	74
Flexibler Arm mit Haltestange	41
Flüssigkeitszerstäuber	22, 23
Fuß	12
Fußplattenhäkchen nach Fisch	120
Fußplattenhäkchen nach Plester	121
Gehörknöchelpinzette nach Derlacki	88
Gelfoam Quetschzange nach House	135
Gummiball	21, 23
Gummibirne nach Politzer	26
Halbgebläse	39
Hammer nach Cottle	78
Hammer nach Heermann	133
Hammerkopfstanze nach Dieter	148

Autor / Beschreibung	Seite
Hand-Bohrer	131
Hand-Perforator nach Larkin	129
Handgriff nach Heermann	134
Handstück	7
Hi-View Optik	40, 41
Hohlmeißel nach Bruenings	75
Hohlmeißel nach Heermann	134
Hohlmeißel nach Trautmann (Partsch)	74
Häkchen	9
Häkchen nach Gerlach	120
Instrumentenständer	164
Interpositionsnael nach Schuhknecht	121
Inzisionsmesser nach Plester	111
Inzisionsmesser nach Ronis	110
Irispinzette nach Graefe	86
Kanüle	22, 24
Knochenstanze nach Citelli	81
Knochenstanze nach Kerrison	80
Knochenzange nach Lempert	79
LED Mikro-Stirnleuchte	19
Lanzettmesser nach Rosen	110
Lupenkörper nach Bruenings	39
Lupenvorsatzobjektive	25
Löffel nach House	143
Mandrin	160
Messer nach Benedict	10
Metall-Tray	169
Metallhammer	78
Metallständer	37
Mikro-Häkchen	116, 117, 118, 119
Mikro-Häkchen nach Schuhknecht	122, 123, 124, 125, 126
Mikro-Ohrzängchen	154, 155
Mikro-Ohrzängchen nach Fisch	157
Mikro-Ohrzängchen nach Hartmann	156, 157
Mikro-Raspatorium	110
Mikroskop Fiberoptik Stirnleuchte	18
Nadel nach Wullstein	114, 115
Nadelhalter nach Crile-Wood	98
Nadelhalter nach Mayo-Hegar	99
Nadelsauger nach House	65
Nasenolive	27
Nasenspekulum	44
Neurektomieschere nach Fisch	146
Nylon-Ersatzbacken	79
Nystagmusbrille nach Frenzel	14, 15
OCULUS Lupenbrille	25
OP Fiberoptik Stirnleuchte	20
Ohrhebel nach Moldenhauer	55
Ohrhäkchen	54
Ohrhäkchen nach Day	53
Ohrhäkchen nach Lillie	54
Ohrhäkchen nach Lucae	53
Ohrhäkchen und Löffel nach Gross	54
Ohrkürette	57
Ohrkürette nach Buck	56
Ohrmesser nach Politzer	60
Ohrmesser nach Royce	59
Ohrrolive	27

Autor / Beschreibung	Seite
Ohrpinzette nach Grünwald	83
Ohrpinzette nach Lucae	82
Ohrpolypenschnürer nach Krause	57
Ohrscherchen nach Bellucci	144
Ohrscherchen nach McGee	145
Ohrscherchen nach Wullstein	146, 147
Ohrschlinge nach Billeau	51
Ohrschlinge nach Shapleigh	52
Ohrsonde nach Stacke	49
Ohrspritze	24
Ohrtamponzängchen nach Hartmann	153
Ohrtrichter	44
Ohrtrichter nach Bruenings	33
Ohrtrichter nach Farrior	34, 35, 36, 37
Ohrtrichter nach Gruber	33
Ohrtrichter nach Hartmann	29, 30
Ohrtrichter nach Holmgren	32
Ohrtrichter nach Politzer	31
Ohrtrichter nach Toynbee	32
Ohrtrichter nach Zöllner	34
Ohrtrichter-Halter	42
Ohrzängchen nach Duckbill	149
Ohrzängchen nach Hartmann	148, 149, 150
Ohrzängchen nach House	158
Ohrzängchen nach Strümpel	151
Ohrzängchen nach Tilley	152
Optik-Klammer	42
Otoskop Set, ri-scope®	46
Otoskop-Set	43
Parazentesenadel	59
Parazentesenadel nach Lucae	60
Parazentesenadel nach Politzer	58
Paukenspiegel nach Heermann	133
Perforator nach Fisch	132
Pinzette nach Adson-Brown	89
Pinzettzängchen nach Heermann	159
Power LED Stirnleuchte	19
Präparierschere nach Lexer	96
Präparierschere nach Metzbaum	97
Pulverbläser nach Kabierske	21
Raspatorium	127
Raspatorium nach Farabeuf	70
Raspatorium nach Fisch	73
Raspatorium nach Lempert	72
Raspatorium nach Plester	73
Raspatorium nach Wullstein	72
Raspatorium nach v. Eicken	71
Ritzinstrument nach Benedict	10
Rollmesser nach Schuhknecht	111
Rundmesser	9
Rundschnittmesser nach Rosen	106, 107, 108, 109
Salben-Ei nach Sofie	58
Saugdissektor	8, 9
Sauggriff nach House	64
Saugmesser	9
Saugrohr	63, 66
Saugrohr nach Baron	67
Saugrohr nach Nijmegen	63

Autor / Beschreibung	Seite
Saugrohr nach Plester	66
Saugrohr nach Schuhknecht	69
Saugrohr nach Verhoeven	61, 62
Saugrohr nach Zöllner	68
Scharfer Löffel nach Lempert	77
Scharfer Löffel nach Spratt	76
Schere	91, 92
Schere nach Joseph	93
Schere nach Kilner	95
Schneidblock	136, 137, 138, 139
Schnürröhre	57
Sichelmesser nach Dornhoffer	113
Sichelmesser nach Fisch	131
Sichelmesser nach Plester	112, 113
Sichelmesser nach Wullstein	112
Siebkorb	164, 165, 166, 171
Siebkorb für EOC Set	6
Skalpellgriff	75
Sonde nach Fisch	133
Spannkloben	42
Spritzschutz-Teller	24
Spül- und Saugrohr nach House	69
Stapes Instrument nach Fisch	131
Stapes Sonde	128, 130
Sterilcontainer	170
Stimmgabel	12
Stimmgabel nach Hartmann	11
Stimmgabel nach Lucae	12
Stimmgabel-Besteck nach Hartmann	13
Stirnlampe CLAR 131	16
Stirnlampe CLAR 55	17
Stirnlampe CLAR F	16
Super Spot Fiberoptik Stirnleuchte	18
Tubenkatheter nach Hartmann	28
Uhrmacher-Pinzette	83, 84
Venenpresse nach Shea	135
Watteträger nach Farrell	50
Watteträger/Kürette nach Jobson-Horne	51
Weitwinkel Optik	41
Wiederverwendbare Ohrtrichter	48
Wundhaken nach Williger	102
Wundsperrer nach Fisch	101, 104, 105
Wundsperrer nach Helms	103
Wundsperrer nach House	105
Wundsperrer nach Perkins	104
Wundsperrer nach Plester	101, 102
Wundsperrer nach Schuhknecht	101
Wundsperrer nach Weitlaner	100
Wundsperrer nach Wigand	103
Wundsperrer nach Wullstein	100
e-scope® Otoskop LED	45
ri-mini® Otoskop Fiberoptik	46

Autor / Beschreibung Seite

Autor / Beschreibung Seite

Autor / Beschreibung Seite

Autor / Beschreibung Seite