


FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 – 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 – 949 62 17
info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com


FENTEX Instruments · Made in Germany

© FENTEXmedical GmbH · 2023 · Art.-Nr 003FX



Precision meets Quality

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



Edition 2023

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 and directive 93/42/EEC.

Katalogausgabe 2023

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 und der Richtlinie 93/42/EEG.



Contact Details
Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH
 take-off GewerbePark 2
 D-78579 Neuhausen ob Eck
 Germany

Tel. +49(0) 7467 - 949 62 0
 Fax +49(0) 7467 - 949 62 17

infol@fentexmedical.com
 www.fentexmedical.com

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- and Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



728500FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm

728500FX	autoclavable / 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728530FX	autoclavable / 30°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728570FX	autoclavable / 70°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm



728200FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm

728200FX	autoclavable / 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728230FX	autoclavable / 30°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728270FX	autoclavable / 70°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm



728100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



730100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm

730100FX	autoclavable / 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730130FX	autoclavable / 30°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 30°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730145FX	autoclavable / 45°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 45°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730170FX	autoclavable / 70°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 70°, NL 150 mm, Ø 3 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



750300FX **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
HD Sinuskop, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750300FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750330FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750345FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750370FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX

863100FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“, Pipettenflasche, 25 ml



863110FX

863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml



863101FX

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



863116FX **ENDO-PAD**, sterile, for use with 863101FX, Ø 34 mm, pack of 6 pcs.
ENDO-PAD, steril, zur Verwendung mit 863101FX, Ø 34 mm, Packung zu 6 Stück

863120FX **ENDO-PAD**, sterile, with antifog solution, Ø 34 mm, pack of 10 pcs.
ENDO-PAD, steril, mit Antibeschlagmittel, Ø 34 mm, Packung zu 10 Stück



418500FX

418500FX **Sinuscopy Trocar**, beak-shaped distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schnabelförmig, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm



418600FX

418600FX **Sinuscopy Trocar**, oblique distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schräg, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418600FX oblique distal tip, for 4 mm scopes / Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
 Ende schräg, für 4 mm Optiken / Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418603FX oblique distal tip, for 2.7 mm scopes / Ø 3.3 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 2,7 mm Optiken / Ø 3,3 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm

418604FX oblique distal tip, for 3 mm scopes / Ø 4 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 3 mm Optiken / Ø 4 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm



049415FX **Antrum Trocar Needle by Lichtwitz**, WL 10 cm, Ø 1.5 mm
Kieferhöhlenpunktionssnadel n. Lichtwitz, NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049415FX WL 10 cm, Ø 1.5 mm NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049418FX WL 10 cm, Ø 1.8 mm NL 10 cm, Ø 1,8 mm

049420FX WL 10 cm, Ø 2 mm NL 10 cm, Ø 2 mm



032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



049702FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049702FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049703FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049704FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049712FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, short curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, kurz gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049712FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049713FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049714FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049802FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, malleable, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, biegsam, 15 cm, Ø 2,5 mm

049802FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 2,5 mm
049803FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 3 mm
049804FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 4 mm




110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.




110116FX **Suction Tube by Frazier**, ball point tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110116FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110118FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110120FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110122FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110125FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



111106FX **Suction Tube by Frazier**, with graduation, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, mit Graduierung, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

111106FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
111107FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
111108FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
111109FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 9 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 9 Charr.
111110FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
111112FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
111115FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



250106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 15 cm, 6 Fr.
Saugkanüle nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 15 cm, 6 Charr.

250106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 6 Charr.
250108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 8 Charr.
250110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 10 Charr.
250112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 12 Charr.
250115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 15 Charr.



111710FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, slightly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, leicht gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.

111810FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, strongly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, stark gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.




250220FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved upwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze aufwärts gebogen, kugelförmiges E, NL 13 cm, Ø 3 mm



250221FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved downwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze abwärts gebogen, kugelförmiges En, NL 13 cm, Ø 3 mm



730116FX **Bipolar Forceps**, straight, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, gerade, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm



730116FX **730119FX** **731116FX** **731119FX** **732116FX** **732119FX**

730116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm
730119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm
731116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
731119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
732116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
732119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



741116FX **Bipolar Forceps**, angled, with guiding pin, 16 cm, tip 1 mm
Bipolare Pinzette, abgewinkelt, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 1 mm



741116FX **741119FX** **742116FX** **742119FX**

741116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
741119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
742116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
742119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



761116FX **Bipolar Forceps**, bayonet, with guiding pin, 16.5 cm, straight tip 1 mm
Bipolare Pinzette, bajonett, mit Führungsstift, 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm



761116FX **761119FX** **762119FX**

761116FX	bayonet, with guiding pin / 16.5 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm
761119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 1 mm
762119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 2 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 2 mm



750861FX **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm



726504FX **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



726506FX **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



726508FX **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m



726516FX **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen




726313FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm



726314FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m



201200FX **Septum Needle**, angled, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, kniegebogen, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm



201210FX **Septum Needle**, straight, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, gerade, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm



215100FX **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm
Doppelelevatorium nach Freer, halbscharf / stumpf, 20 cm



215200FX **Elevator by Freer**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



215215FX **Elevator by Weiss**, double-ended, blunt / blunt
Doppelelevatorium nach Weiss, stumpf / stumpf



305100FX **Elevator by Masing**, double-ended, sharp / blunt, graduated, 21.5 cm
Doppelelevatorium nach Masing, scharf / stumpf, graduiert, 21,5 cm



305900FX **Suction Elevator by Gorney**, with Mandrin, 19 cm
Saugelevatorium nach Gorney, mit Mandrin, 19 cm



360100FX

360100FX **Suction Elevator by Guillen**, straight tip, 20 cm
Saugelevatorium nach Guillen, Spitze gerade, 20 cm



418719FX **Maxillary Sinus Seeker**, double-ended, ball ends, 19 cm, Ø 1.2 mm and 2 mm
Kieferhöhlensonde, doppelendig, kugelförmige Enden, 19 cm, Ø 1,2 mm und 2 mm



418825FX **Frontal Sinus Seeker by Castelnovo**, double-ended, curved, 21 cm
Stirnhöhlensonde nach Castelnovo, doppelendig, gebogen, 21 cm



418826FX **Frontal Sinus Seeker by Kuhn**, double-ended, both sides curved 90°, 22 cm, Fig. 2
Stirnhöhlensonde nach Kuhn, doppelendig, beide Seiten 90° gebogen, 22 cm, Fig. 2



407125FX **Frontal Sinus Bougie by Ritter-Halle**, 16 cm, Ø 2,5 mm
Stirnhöhlenbougie nach Ritter-Halle, 16 cm, Ø 2,5 mm

407125FX	16 cm, Ø 2,5 mm	16 cm, Ø 2,5 mm
407130FX	16 cm, Ø 3 mm	16 cm, Ø 3 mm
407140FX	16 cm, Ø 4 mm	16 cm, Ø 4 mm
407150FX	16 cm, Ø 5 mm	16 cm, Ø 5 mm



418210FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, strong pattern, Ø 3 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, kräftiges Modell, Ø 3 mm

418211FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, slender pattern, Ø 2.5 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, schlankes Modell, Ø 2,5 mm



408600FX **Antrum Rasp by Watson-Williams**, slightly curved, blunt, 23 cm
Kieferhöhlenraspel nach Watson-Williams, leicht gebogen, stumpf, 23 cm



411100FX **Chisel by West**, 18 cm, width 4 mm
Flachmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



411200FX **Gouge by West**, 18 cm, width 4 mm
Hohlmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



418100FX **Antrum Elevator by Sewall**, 19.5 cm
Kieferhöhlen-Elevatorium nach Sewall, 19,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

418101FX **Antrum Curette**, oval, 19 cm, size 1
Antrumlöffel, oval, 19 cm, Fig. 1



418101FX	oval / 19 cm, size 1	oval / 19 cm, Fig. 1
418102FX	oval / 19 cm, size 2	oval / 19 cm, Fig. 2
418103FX	oval / 19 cm, size 3	oval / 19 cm, Fig. 3

418201FX **Antrum Curette**, round, small, 19 cm
Antrumlöffel, rund, klein, 19 cm



418202FX **Antrum Curette**, oblong, small, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, klein, 19 cm



418203FX **Antrum Curette**, oblong, large, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, groß, 19 cm



Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418204FX

418204FX **Frontal Sinus Curette**, 55° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 55° gebogen, längsoval, 19 cm



418205FX

418205FX **Frontal Sinus Curette**, 90° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 90° gebogen, längsoval, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



404100FX **Antrum Curette by Faulkner**, double-ended, 21 cm
Kieferhöhlenkürette nach Faulkner, doppelendig, 21 cm



406101FX **Antrum Curette by Halle**, malleable, 21 cm, size 1
Kieferhöhlenlöffel nach Halle, biegsam, 21 cm, Fig. 1

406101FX	malleable / 21 cm, size 1	biegsam / 21 cm, Fig. 1
406102FX	malleable / 21 cm, size 2	biegsam / 21 cm, Fig. 2
406103FX	malleable / 21 cm, size 3	biegsam / 21 cm, Fig. 3



418303FX **Antrum Curette**, small, forward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, vorwärts schneidend, 19 cm



418304FX **Antrum Curette**, small, backward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, rückwärts schneidend, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



403101FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 1
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 1



403102FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 2
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 2



403103FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 3
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 3



403104FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 4
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 4

403105FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 5**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 5



403106FX

403106FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 6**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 6



418401FX **Sickle Knife, pointed, 19 cm**
Sichelmesser, spitz, 19 cm



418401FX	pointed / 19 cm	spitz / 19 cm
418402FX	round / 19 cm	abgerundet / 19 cm
418403FX	pointed, curved left / 19 cm	spitz, links gebogen / 19 cm
418404FX	pointed, curved right / 19 cm	spitz, rechts gebogen / 19 cm

153700FX **Sickle Knife by Plester, curved, 16.5 cm**
Sichelmesser nach Plester, gebogen, 16,5 cm



226300FX **Nasal Scissors, straight, serrated, WL 13 cm**
Nasenschere, gerade, gezahnt, NL 13 cm

226300FX straight, serrated / WL 13 cm
 gerade, gezahnt / NL 13 cm

226300FXF straight, serrated / WL 13 cm, with flush connector
 gerade, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226301FX curved left, serrated / WL 13 cm
 links gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226301FXF curved left, serrated / WL 13 cm, with flush connector
 links gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226302FX curved right, serrated / WL 13 cm
 rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226302FXF curved right, serrated / WL 13 cm, with flush connector
 rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226303FX curved up, serrated / WL 13 cm
 aufwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226304FX curved down, serrated / WL 13 cm
 abwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm



226400FX **Nasal Scissors**, straight, smooth, WL 11.5 cm
Nasenschere, gerade, glatt, NL 11,5 cm

226400FX	straight, smooth / WL 11.5 cm	gerade, glatt / NL 11,5 cm
226401FX	curved left, smooth / WL 11.5 cm	links gebogen, glatt / NL 11,5 cm
226402FX	curved right, smooth / WL 11.5 cm	rechts gebogen, glatt / NL 11,5 cm



226100FX **Nasal Scissors by Heymann**, standard, smooth blades, WL 9.5 cm
Nasenschere nach Heymann, Standard, glatte Schneiden, NL 9,5 cm

226100FX	standard, smooth blades / WL 9.5 cm	Standard, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226109FX	small, smooth blades / WL 9 cm	klein, glatte Schneiden / NL 9 cm
226111FX	large, smooth blades / WL 11 cm	groß, glatte Schneiden / NL 11 cm
226200FX	standard, serrated blades / WL 9.5 cm	Standard, gezahnte Schneiden / NL 9,5 cm
226201FX	small, curved left, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, links gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226202FX	small, curved right, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, rechts gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm



412502FX **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

412503FX **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 15 cm, width 3 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 15 cm, Schnittbreite 3 mm



413002FX

413002FX **Sphenoid Punch by FS-Kerrison**, 90° upbiting, detachable, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze nach FS-Kerrison, 90° nach oben schneidend, zerlegbar, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413001FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413002FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413003FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413004FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413021FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413022FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413023FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413024FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413402FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413403FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413404FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm



412101FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, WL 14 cm, width 4 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm



412101FX

412102FX

412301FX



412302FX

412401FX

412402FX

412101FX 90° upbiting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412102FX 90° downbiting cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412301FX 40° upbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412302FX 40° downbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach unten rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412401FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412402FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 2 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm



412600FX

412600FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 2 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 2 mm

412601FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 1 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 1 mm



413100FX

413100FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, 360° rotatable, WL 17 cm, width 3 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, 360° drehbar, NL 17 cm, Schnittbreite 3 mm



413200FX **Sphenoid Punch by McKenty**, through-cutting, rotatable, WL 14.5 cm, width 2 mm
Keilbeinstanze nach McKenty, durchschneidend, drehbar, NL 14,5 cm, Schnittbreite 2 mm



234603FX

234603FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 3,5 mm

234606FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 4,5 mm



412702FX



412702FX **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 2 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm

412703FX **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 3 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 3 mm



234835FX

234835FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234845FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234865FX

234865FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234866FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
 Nasennebenhöhlen



235036FXF


235036FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm



235046FXF


235046FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
 Nasennebenhöhlen



235066FXF

235066FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm



235076FXF

235076FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235035FXF

235035FX **Circular Cutting Punch**, straight, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235035FX	straight / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235035FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235045FX	straight / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235045FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235065FX

235065FX **Circular Cutting Punch**, 60° upturned, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 60° aufgebogen, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235065FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235065FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235075FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235075FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm



234945FX

234935FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234945FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234613FX

234613FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234616FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234623FX

234623FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234626FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



236311FX **Frontal Sinus Punch**, 45°, vertical, with flush connector, WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 45°, vertikal, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236311FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236312FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236313FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236314FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236333FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236334FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236343FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236344FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend



236301FX


236301FX **Frontal Sinus Punch**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236301FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236301FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend



236303FX

236303FX **Frontal Sinus Punch**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend



235501FX **Double Spoon Forceps**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
Doppellöffel-Zange, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235503FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235504FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235501FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235501FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235513FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235513FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm



235505FX **Double Spoon Forceps**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
Doppellöffel-Zange, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235507FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235509FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235509FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235510FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235510FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm




235224FX **Double Spoon Forceps**, 110°, vertical, oval, WL 14 cm, spoon Ø 4 mm
Doppellöffel-Zange, 110°, vertikal, NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm

235210FX 110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm 110°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235211FX 110°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm 110°, vertikal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235214FX 110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm 110°, horizontal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm

235224FX 110°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm 110°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm



235270FX

235270FX **Double Spoon Forceps**, 70°, horizontal, oval, WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
Doppellöffel-Zange, 70°, horizontal, NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235270FX 70°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235270FXF 70°, horiz., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235271FX 70°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235271FXF 70°, vert., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm



415100FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, oval, w. flush connector, WL 15 cm, spoon 2.5 x 3 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, oval, mit Spülanschluss, NL 15 cm, Löffel 2,5 x 3 mm



415105FX

415105FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, round, WL 18 cm, spoon Ø 4 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, rund, NL 18 cm, Löffel Ø 4 mm



415170FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 70° down, vertical opening, WL 12 cm, spoon Ø 3 mm
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 70° abgebogen, vertikal öffnend, NL 12 cm, Löffel Ø 3 mm



415210FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 110° down, horizontal opening, WL 13 cm, spoon 3 x 6 mm, with LL
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 110° abgebogen, seitlich öffnend, NL 13 cm, Löffel 3 x 6 mm, mit LL



236500FX

236501FX

236502FX

236500FX **S-Bite Nasal Forceps**, straight, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm
S-Bite Nasenzange, gerade, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236500FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm
 gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236501FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm
 gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236502FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm
 gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236600FX

236601FX

236602FX

236600FX **S-Bite Nasal Forceps**, 45° upcurved, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm
S-Bite Nasenzange, 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236600FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236601FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236602FX 45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm
 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235300FX




235300FX **Suction Forceps by Gruenwald**, straight, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, gerade, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



235301FX



235301FX **Suction Forceps by Gruenwald**, 45° upturned, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, 45°, aufgebogen, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



236702FX

236702FX **S-Bite Nasal Forceps**, 70°, vertical, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
S-Bite , 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236702FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236703FX 70°, right, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, rechts, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236704FX 70° left, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70° links, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236712FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, short curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, kurze Biegung



226901FX

226901FX **Nasal Forceps**, straight, through cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226902FX

226902FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226903FX

226903FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, klein, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226915FX



226915FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226904FX



226904FX **Nasal Spoon Forceps**, straight, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, gerade, ovaler Löffel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226905FX



226905FX **Nasal Spoon Forceps**, 45° upturned, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, 45° aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226906FX



226906FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226907FX



226907FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, backbiting, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebogen, rückwärts schneidend, NL 14 cm



226908FX



226908FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, large, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, groß, NL 14 cm



226909FX



226909FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, medium, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebog., ovaler Löffel, mittel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226910FX



226910FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226911FX



226911FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226912FX



226912FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226913FX



226913FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, medium, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, mittel, NL 11,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226914FX








226914FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



230100FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 11 cm, Fig. 0






Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	0 = 3,0 mm	230100FX	230200FX	230300FX
	1 = 3,5 mm	230101FX	230201FX	230301FX
	2 = 4,0 mm	230102FX	230202FX	230302FX
	3 = 5,0 mm	230103FX	230203FX	230303FX
	4 = 5,5 mm	230104FX	230204FX	-

230100FX	straight / WL 11 cm, size 0	gerade / NL 11 cm, Fig. 0
230101FX	straight / WL 11 cm, size 1	gerade / NL 11 cm, Fig. 1
230102FX	straight / WL 11 cm, size 2	gerade / NL 11 cm, Fig. 2
230103FX	straight / WL 11 cm, size 3	gerade / NL 11 cm, Fig. 3
230104FX	straight / WL 11 cm, size 4	gerade / NL 11 cm, Fig. 4
230200FX	45° upturned / WL 11 cm, size 0	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230201FX	45° upturned / WL 11 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230202FX	45° upturned / WL 11 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230203FX	45° upturned / WL 11 cm, size 3	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3
230204FX	45° upturned / WL 11 cm, size 4	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 4
230300FX	90° upturned / WL 11 cm, size 0	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230301FX	90° upturned / WL 11 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230302FX	90° upturned / WL 11 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230303FX	90° upturned / WL 11 cm, size 3	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3



231601FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 15 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 15 cm, Fig. 1



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	1 = 3,5 mm	231601FX	231701FX	231801FX
	2 = 4,0 mm	231602FX	231702FX	231802FX
	3 = 5,0 mm	231603FX	-	-

231601FX	straight / WL 15 cm, size 1	gerade / NL 15 cm, Fig. 1
231602FX	straight / WL 15 cm, size 2	gerade / NL 15 cm, Fig. 2
231603FX	straight / WL 15 cm, size 3	gerade / NL 15 cm, Fig. 3
231701FX	45° upturned / WL 15 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231702FX	45° upturned / WL 15 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2
231801FX	90° upturned / WL 15 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231802FX	90° upturned / WL 15 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2




230140FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, semi-detachable, WL 12 cm, Size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, teilzerlegbar, NL 12 cm, Fig. 0

230140FX	straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0 gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0
230141FX	straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1 gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1
230142FX	straight, semi-detachable / WL 12 cm, size 2 gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2
230240FX	45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0 45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0
230241FX	45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1 45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1
230242FX	45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2 45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2
230340FX	90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0 90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0
230341FX	90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1 90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1
230342FX	90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2 90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2



230600FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved left, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach links gebogen, NL 10 cm, Fig. 1

230700FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved right, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach rechts gebogen, NL 10 cm, Fig. 1



236900FX

236900FX **Suction Forceps by Blakesley**, straight, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, gerade, NL 10 cm, Fig. 0

236900FX	straight / WL 10 cm, size 0	gerade / NL 10 cm, Fig. 0
236901FX	straight / WL 10 cm, size 1	gerade / NL 10 cm, Fig. 1
236902FX	straight / WL 10 cm, size 2	gerade / NL 10 cm, Fig. 2



237000FX

237000FX **Suction Forceps by Blakesley**, 30° upturned, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, 30° aufgebogen, NL 10 cm, Fig. 0

237000FX	30° upturned / WL 10 cm, size 0	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 0
237001FX	30° upturned / WL 10 cm, size 1	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1
237002FX	30° upturned / WL 10 cm, size 2	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2



235900FX

235900FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

235900FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 0	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
235901FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 1	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
235902FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 2	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



236000FX

236000FX **Nasal Forceps by Blakesley**, 45° upturned, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

236000FX	45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 0	45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
-----------------	--	--

236001FX	45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 1	45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
-----------------	--	--

236002FX	45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 2	45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2
-----------------	--	--



227600FX

227600FX **Nasal Cutting Forceps by Struycken**, WL 11 cm
Conchotom nach Struycken, NL 11 cm



228601FX **Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke**, through-cutting, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Grünwald-Henke, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 1

228601FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228602FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2
228603FX	through-cutting / WL 11 cm, size 3	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 3



234300FX

234300FX **Nasal Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, gerade, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm

234345FX **Nasal Forceps by Wigand**, 45° upcurved, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm



234400FX **Nasal Cutting Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, large, WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
Conchotom nach Wigand, gerade, durchschneidend, groß, NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm



234400FX

234445FX

234500FX

234545FX

234400FX **straight, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm**
gerade, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234445FX **30° upcurved, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm**
30° aufgebogen, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234500FX **straight, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm**
gerade, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm

234545FX **30° upcurved, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm**
30° aufgebogen, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm



227100FX **Nasal Forceps by Takahashi**, straight, WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm
Nasenzange nach Takahashi, gerade, NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm



227100FX

227101FX

227102FX

227100FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm
227101FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm
227102FX	45° upturned / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	45° aufgebogen / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm



238101FX **Suction Forceps by Takahashi**, straight, WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm
Saugzange nach Takahashi, gerade, NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm



238101FX

238102FX

238201FX

238202FX

238101FX	straight / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238102FX	straight / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm
238201FX	45° upturned / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238202FX	45° upturned / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm



415600FX

415600FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm

- 415600FX** 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm
- 415600FXF** 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss
- 415601FX** 90-120° backbiter, jaws curved upwards / WL 10 cm
90-120° rückwärts, Maulteil nach oben / NL 10 cm
- 415602FX** 90-120° backbiter, jaws curved to right / WL 10 cm
90-120° rückwärts, Maulteil nach rechts / NL 10 cm
- 415603FX** 90-120° backbiter, jaws curved to left / WL 10 cm
90-120° rückwärts, Maulteil nach links / NL 10 cm
- 415604FX** 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm
- 415604FXF** 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss
- 415605FX** 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm
- 415605FXF** 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss



415610FX

415610FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm, drehbar

415630FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 13 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 13 cm, drehbar



235100FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235101FX

235102FX

235100FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235101FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235102FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235120FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235120FX

235121FX

235122FX

235120FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235121FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235122FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235110FX

235110FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235111FX

235111FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm




235115FX

235115FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235125FX

235125FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235150FX

235150FX **Antrum Punch by Tobey**, shaft curved, rotatable, backwards, WL 10 cm
Antrumstanze nach Tobey, Schaft abgebogen, drehbar, rückwärts, NL 10 cm



235200FX

235200FX **Antrum Suction Punch**, straight, upside backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrum-Saugstanze, gerade, nach oben rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235200FX straight, upside backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach oben rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235201FX straight, left side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach links rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235202FX straight, right side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach rechts rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



234902FXF

234901FXF **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234902FXF **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



234904FX

234903FX **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234904FX **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



230500FX

230500FX **Polyp Grasping Forceps by Wigand**, 60° upturned, WL 11 cm, spoon 6 x 14 mm
Polypenfasszange nach Wigand, 60° aufgebogen, NL 11 cm, Löffel 6 x 14 mm



234100FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, straight, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, gerade, gezahnt, NL 11 cm

234145FX **Nasal Forceps by Watson-Williams**, 45° upturned, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, 45° aufgebogen, gezahnt, NL 11 cm



234100FX

234145FX



234210FX

234210FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 1
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 1

234220FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 2
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 2



228100FX **Nasal Cutting Forceps by Schmeden**, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Conchotom nach Schmeden, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

228100FX	through-cutting / WL 11 cm, size 0	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
228101FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228102FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



228100FX





228101FX

228102FX



229101FX

229101FX **Nasal Cutting Forceps by Hartmann**, round, with grid, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Hartmann, rund, mit Fanggitter, NL 11 cm, Fig. 1

229101FX	round, with grid / WL 11 cm, size 1 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 1	
229102FX	round, with grid / WL 11 cm, size 2 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 2	
229103FX	round, with grid / WL 11 cm, size 3 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 3	
229104FX	round, with grid / WL 11 cm, size 4 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 4	



241100FX **Forceps by Struempel**, straight, oval, fenestrated, WL 10 cm
Zängchen nach Strümpel, gerade, oval, gefenstert, NL 10 cm



241100FX

241145FX

241190FX

241100FX	straight, oval, fenestrated / WL 10 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 10 cm
241145FX	45° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	45° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm
241190FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm



242100FX

242100FX **Scissors by Bellucci**, straight, WL 10 cm
Schere nach Bellucci, gerade, NL 10 cm





238519FX **Ethmoid Forceps by Draf**, straight, oval, fenestrated, WL 19 cm
Siebbeinzange nach Draf, gerade, oval, gefenstert, NL 19 cm

238513FX	straight, oval, fenestrated / WL 13 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 13 cm
238516FX	straight, oval, fenestrated / WL 16 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 16 cm
238519FX	straight, oval, fenestrated / WL 19 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 19 cm



238613FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 60° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 60° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238613FX	60° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238616FX	60° upturned, oval, fenestrated / WL 16 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238619FX	60° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm



238713FX



238713FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 90° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 90° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238713FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238716FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 16 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238719FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm



226570FX **Nasal Spoon Forceps**, straight, round cup, Ø 2.5 mm, WL 18 cm
Nasenlöffelzange, gerade, runder Löffel, Ø 2,5 mm, NL 18 cm



238813FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 13 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 13 cm

238816FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 16 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 16 cm



226540FX **Nasal Scissors**, straight, extra delicate, WL 19 cm
Nasenschere, gerade, extra zart, NL 19 cm

226540FX	straight, extra delicate / WL 19 cm	gerade, extra zart / NL 19 cm
226541FX	curved left, extra delicate / WL 19 cm	nach links gebogen, extra zart / NL 19 cm
226542FX	curved right, extra delicate / WL 19 cm	nach rechts gebogen, extra zart / NL 19 cm
226545FX	45° curved up, extra delicate / WL 19 cm	45° aufgebogen, extra zart / NL 19 cm



239101FX **Micro Elevator by Draf**, slightly curved, 25 cm, width 1 mm
Mikro-Elevatorium nach Draf, leicht gebogen, 25 cm, Breite 1 mm

239101FX	slightly curved / 25 cm, width 1 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 1 mm
239102FX	slightly curved / 25 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239103FX	strongly curved / 25 cm, width 3 mm	stark gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239104FX	angled / 25 cm, width 4 mm	abgewinkelt / 25 cm, Breite 4 mm



239301FX **Round Knife by Draf**, straight, 19 cm, Ø 1.5 mm
Rundschnittmesser nach Draf, gerade, 19 cm, Ø 1,5 mm

239301FX	straight / 19 cm, Ø 1.5 mm	gerade / 19 cm, Ø 1,5 mm
239302FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 1.5 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 1,5 mm
239401FX	45° angled, straight shaft / 19 cm, Ø 2 mm	45° abgewinkelt, gerader Schaft / 19 cm, Ø 2 mm
239402FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 2 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 2 mm
239501FX	straight, vertical cutting / 19 cm	gerade, vertikal schneidend / 19 cm
239502FX	bayonet-shaped, vertical cutting / 19 cm	bajonettförmig, vertikal schneidend / 19 cm



418350FX **Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis**, lateral curved sheath end, sharp, Ø 3 mm
Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis, Schaftende seitlich gebogen, scharf, Ø 3 mm

418350FX	lateral curved sheath end, sharp / Ø 3 mm	Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 3 mm
418351FX	lateral curved sheath end, sharp / Ø 5 mm	Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 5 mm
418352FX	tip angled 45°, sharp / Ø 3 mm	Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 3 mm
418353FX	tip angled 45°, sharp / Ø 5 mm	Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 5 mm



419000FX **Hook**, blunt, 90° angled, 19 cm, 0.5 mm
Häkchen, stumpf, 90° abgewinkelt, 19 cm, 0,5 mm








239003FX **Dissector**, tip 45° angled, sharp, 24 cm, 3 mm
Dissektor, Spitze 45° abgewinkelt, scharf, 24 cm, 3 mm








239201FX **Sickle Knife by Draf**, 19 cm
Sichelmesser nach Draf, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX [9,5 mm]	-
70	0.7	-	142107FX	-	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	-	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
-	-	-	-	-	-	-
95	0.6	-	250406FX	-	250806FX [0,5 mm]	-
95	0.8	-	-	-	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	-	250810FX	-
95	1.4	-	-	-	-	-
95	1.8	-	-	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	-	-	-	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	-	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	-	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	-	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
95	4.5	-	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	-	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	-	-	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	-	-
95	7.0	-	250470FX	250370FX	250870FX	-
125	0.6	-	260406FX	-	-	-
125	0.8	-	-	-	-	-
125	1.0	-	260410FX	-	-	-
125	1.4	-	-	-	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	-	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	-	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	-	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	-	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	-	260440FX	-	260840FX	-
125	4.5	-	260445FX	-	-	-
125	5.0	-	-	-	260850FX	-
125	6.0	-	260460FX	-	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	-	260470FX	-	260870FX	-



829700FX **Handpiece**, straight, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, gerade, mit externer Kühlung, für 7cm Bohrer

829700FX straight, with external cooling / for 7 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 7cm Bohrer

829720FX straight, with external cooling / for 9.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829750FX straight, with external cooling / for 12.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



829800FX **Handpiece**, angled, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, abgewinkelt, mit externer Kühlung, für 7 cm Bohrer

829800FX angled, with external cooling / for 7 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 7 cm Bohrer

829855FX angled, with external cooling / for 9.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829880FX angled, with external cooling / for 12.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX



397701FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 55 mm



397702FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 55 mm



397705FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 75 mm




397706FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 75 mm




041101FX **Nasal Speculum by Hartmann-Halle**, 15.5 cm, blade length 29 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle, 15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1

041101FX	15.5 cm, blade length 29 mm, size 1	15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1
041102FX	15.5 cm, blade length 33 mm, size 2	15,5 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 2
041103FX	15.5 cm, blade length 37 mm, size 3	15,5 cm, Blattlänge 37 mm, Fig. 3



041601FX **Nasal Speculum by Hartmann**, 15 cm, blade length 27 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann, 15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1


041601FX	15 cm, blade length 27 mm, size 1	15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1
041602FX	15 cm, blade length 30 mm, size 2	15 cm, Blattlänge 30 mm, Fig. 2
041603FX	15 cm, blade length 34 mm, size 3	15 cm, Blattlänge 34 mm, Fig. 3






041701FX **Nasal Speculum Model Vienna**, 14 cm, blade length 26 mm, size 1
Nasenspekulum Modell Wien, 14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1

041701FX	14 cm, blade length 26 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1
041702FX	14 cm, blade length 29.5 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 29,5 mm, Fig. 2
041703FX	14 cm, blade length 33 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 3




043101FX **Nasal Speculum by Hartmann**, for adults, 13 cm, blade length 34 mm
Nasenspekulum nach Hartmann, für Erwachsene, 13 cm, Blattlänge 34 mm

043101FX	for adults / 13 cm, blade length 34 mm	für Erwachsene / 13 cm, Blattlänge 34 mm
043102FX	for children / 13 cm, blade length 27 mm	für Kinder / 13 cm, Blattlänge 27 mm



042001FX **Nasal Speculum by Killian**, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042001FX	with set screw / 14 cm, blade length 40 mm, size 1	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042002FX	with set screw / 14 cm, blade length 55 mm, size 2	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042003FX	with set screw / 14 cm, blade length 75 mm, size 3	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042004FX	with set screw / 14 cm, blade length 90 mm, size 4	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4






042101FX **Nasal Speculum by Killian**, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1

042101FX	14 cm, blade length 40 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042102FX	14 cm, blade length 55 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042103FX	14 cm, blade length 75 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042104FX	14 cm, blade length 90 mm, size 4	14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4



300101FX **Nasal Speculum by Cottle**, with set screw, 13 cm, size 1, blade length 35 mm
Nasenspekulum nach Cottle, mit Stellschraube, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm


300101FX	with set screw / 13 cm, size 1, blade length 35 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300102FX	with set screw / 13 cm, size 2, blade length 50 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300103FX	with set screw / 13 cm, size 3, blade length 75 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300104FX	with set screw / 13 cm, size 4, blade length 90 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





300201FX **Nasal Speculum by Cottle, 13 cm, size 1, blade length 35 mm**
Nasenspekulum nach Cottle, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm

300201FX	13 cm, size 1, blade length 35 mm	13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300202FX	13 cm, size 2, blade length 50 mm	13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300203FX	13 cm, size 3, blade length 75 mm	13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300204FX	13 cm, size 4, blade length 90 mm	13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm



402201FX **Retractor by Middeldorpf, 21.5 cm, size 14 x 17 mm**
Wundhaken nach Middeldorpf, 21,5 cm, Größe 14 x 17 mm

402201FX	21.5 cm, size 14 x 17 mm	21,5 cm, Größe 14 x 17 mm
402202FX	22 cm, size 20 x 22 mm	22 cm, Größe 20 x 22 mm
402203FX	23.5 cm, size 26 x 30 mm	23,5 cm, Größe 26 x 30 mm



402601FX **Retractor by Langenbeck, 21 cm, size 35 x 7 mm**
Wundhaken nach Langenbeck, 21 cm, Größe 35 x 7 mm

402601FX	21 cm, size 35 x 7 mm	21 cm, Größe 35 x 7 mm
402602FX	21 cm, size 35 x 10 mm	21 cm, Größe 35 x 10 mm
402603FX	21 cm, size 35 x 15 mm	21 cm, Größe 35 x 15 mm
402604FX	21 cm, size 60 x 20 mm	21 cm, Größe 60 x 20 mm



400112FX **Lip Retractor by Sternberg, 12 cm**
Lippenretraktor nach Sternberg, 12 cm

400112FX	12 cm	12 cm
400114FX	14 cm	14 cm
400116FX	16 cm	16 cm



407200FX **Orbita Protector, 23.5 cm**
Orbitaschützer, 23,5 cm



407312FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 12 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 12 mm

407317FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 17 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 17 mm



086108FX **Towel Forceps by Backhaus, 8 cm**
Tuchklemme nach Backhaus, 8 cm

086108FX	8 cm	8 cm
086111FX	11 cm	11 cm
086113FX	13 cm	13 cm



920715FX **Rhino-Sheets**, sterile, pack of 10 x 6 pcs., 15 x 13 mm
Rhino Saugtupfer, steril, Packung zu 10 x 6 Stück, 15 x 13 mm



920740FX **Rhino-Sheets**, long, sterile, pack of 10 x 4 pcs., 40 x 12 mm
Rhino Saugtupfer, lang, steril, Packung zu 10 x 4 Stück, 40 x 12 mm

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
032416FX	10
041101FX	98
041102FX	98
041103FX	98
041601FX	99
041602FX	99
041603FX	99
041701FX	100
041702FX	100
041703FX	100
042001FX	101
042002FX	101
042003FX	101
042004FX	101
042101FX	102
042102FX	102
042103FX	102
042104FX	102
043101FX	100
043102FX	100
049415FX	9
049418FX	9
049420FX	9
049702FX	10
049703FX	10
049704FX	10
049712FX	10
049713FX	10
049714FX	10
049802FX	11
049803FX	11
049804FX	11
086108FX	107
086111FX	107
086113FX	107
110106FX	11
110107FX	11
110108FX	11
110110FX	11
110112FX	11
110115FX	11
110116FX	11
110118FX	12
110120FX	12
110122FX	12
110125FX	12
111106FX	12
111107FX	12
111108FX	12
111109FX	12
111110FX	12
111112FX	12
111115FX	12
111710FX	13
111810FX	13
118900FX	95
118901FX	96
118903FX	96

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
118904FX	96
136106FX	92
136108FX	92
136110FX	92
136114FX	92
136118FX	92
136123FX	92
136127FX	92
136131FX	92
136135FX	92
136140FX	92
136145FX	92
136150FX	92
136160FX	92
136170FX	92
136206FX	92
136208FX	92
136210FX	92
136214FX	92
136218FX	92
136221FX	92
136223FX	92
136227FX	92
136231FX	92
136235FX	92
136240FX	92
136245FX	92
136250FX	92
136260FX	92
136270FX	92
136414FX	92
136423FX	92
136431FX	92
136440FX	92
136450FX	92
136460FX	92
142106FX	92
142107FX	92
142108FX	92
142110FX	92
142114FX	92
142118FX	92
142121FX	92
142123FX	92
142125FX	92
142127FX	92
142131FX	92
142135FX	92
142140FX	92
142145FX	92
142150FX	92
142160FX	92
142170FX	92
142523FX	92
142527FX	92
142531FX	92
142535FX	92
142540FX	92

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
142545FX	92
142550FX	92
142560FX	92
142570FX	92
153700FX	30
201200FX	20
201210FX	20
215100FX	21
215200FX	21
215215FX	21
226100FX	32
226109FX	32
226111FX	32
226200FX	32
226201FX	32
226202FX	32
226300FX	31
226300FXF	31
226301FX	31
226301FXF	31
226302FX	31
226302FXF	31
226303FX	31
226304FX	31
226400FX	32
226401FX	32
226402FX	32
226540FX	88
226541FX	88
226542FX	88
226545FX	88
226570FX	87
226901FX	57
226902FX	57
226903FX	57
226904FX	58
226905FX	59
226906FX	59
226907FX	60
226908FX	60
226909FX	60
226910FX	61
226911FX	61
226912FX	62
226913FX	62
226914FX	63
226915FX	58
227100FX	72
227101FX	72
227102FX	72
227600FX	69
228100FX	83
228101FX	83
228102FX	83
228601FX	70
228602FX	70
228603FX	70
229101FX	84

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
229102FX	84
229103FX	84
229104FX	84
230100FX	64
230101FX	64
230102FX	64
230103FX	64
230104FX	64
230140FX	66
230141FX	66
230142FX	66
230200FX	64
230201FX	64
230202FX	64
230203FX	64
230204FX	64
230240FX	66
230241FX	66
230242FX	66
230300FX	64
230301FX	64
230302FX	64
230303FX	64
230340FX	66
230341FX	66
230342FX	66
230500FX	82
230600FX	67
230700FX	67
231601FX	65
231602FX	65
231603FX	65
231701FX	65
231702FX	65
231801FX	65
231802FX	65
234100FX	82
234145FX	82
234210FX	83
234220FX	83
234300FX	70
234345FX	70
234400FX	71
234445FX	71
234500FX	71
234545FX	71
234603FX	37
234606FX	37
234613FX	44
234616FX	44
234623FX	44
234626FX	44
234835FX	39
234845FX	39
234865FX	39
234866FX	39
234901FXF	81
234902FXF	81

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
234903FX	81
234904FX	81
234935FX	43
234945FX	43
235035FX	42
235035FXF	42
235036FXF	40
235045FX	42
235045FXF	42
235046FXF	40
235065FX	42
235065FXF	42
235066FXF	41
235075FX	42
235075FXF	42
235076FXF	41
235100FX	76
235101FX	76
235102FX	76
235110FX	78
235111FX	78
235115FX	78
235120FX	77
235121FX	77
235122FX	77
235125FX	79
235150FX	79
235200FX	80
235201FX	80
235202FX	80
235210FX	49
235211FX	49
235214FX	49
235224FX	49
235270FX	50
235270FXF	50
235271FX	50
235271FXF	50
235300FX	55
235301FX	55
235501FX	47
235501FXF	47
235502FX	47
235502FXF	47
235503FX	47
235504FX	47
235505FX	48
235505FXF	48
235506FX	48
235506FXF	48
235507FX	48
235508FX	48
235508FXF	48
235509FX	48
235509FXF	48
235510FX	48
235510FXF	48
235513FX	47

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
235513FXF	47
235514FX	47
235514FXF	47
235900FX	68
235901FX	68
235902FX	68
236000FX	69
236001FX	69
236002FX	69
236301FX	46
236301FXF	46
236302FX	46
236302FXF	46
236303FX	46
236303FXF	46
236304FX	46
236304FXF	46
236311FX	45
236312FX	45
236313FX	45
236314FX	45
236333FX	45
236334FX	45
236343FX	45
236344FX	45
236500FX	53
236501FX	53
236502FX	53
236600FX	54
236601FX	54
236602FX	54
236702FX	56
236703FX	56
236704FX	56
236712FX	56
236900FX	67
236901FX	67
236902FX	67
237000FX	68
237001FX	68
237002FX	68
238101FX	73
238102FX	73
238201FX	73
238202FX	73
238513FX	86
238516FX	86
238519FX	86
238613FX	86
238616FX	86
238619FX	86
238713FX	87
238716FX	87
238719FX	87
238813FX	88
238816FX	88
239003FX	91
239101FX	89

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
239102FX	89
239103FX	89
239104FX	89
239201FX	91
239301FX	89
239302FX	89
239401FX	89
239402FX	89
239501FX	89
239502FX	89
241100FX	85
241145FX	85
241190FX	85
242100FX	85
250106FX	13
250108FX	13
250110FX	13
250112FX	13
250115FX	13
250220FX	14
250221FX	14
250318FX	92
250323FX	92
250327FX	92
250331FX	92
250335FX	92
250340FX	92
250345FX	93
250350FX	93
250360FX	93
250370FX	93
250406FX	92
250410FX	92
250423FX	92
250427FX	92
250435FX	92
250440FX	92
250445FX	93
250450FX	93
250470FX	93
250723FX	92
250727FX	92
250731FX	92
250740FX	92
250806FX	92
250808FX	92
250810FX	92
250818FX	92
250823FX	92
250831FX	92
250835FX	92
250840FX	92
250845FX	93
250850FX	93
250860FX	93
250870FX	93
250931FX	92
250940FX	92

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
250950FX	93
250960FX	93
260318FX	93
260323FX	93
260327FX	93
260331FX	93
260335FX	93
260406FX	93
260410FX	93
260418FX	93
260421FX	93
260423FX	93
260425FX	93
260427FX	93
260431FX	93
260435FX	93
260440FX	93
260445FX	93
260460FX	93
260470FX	93
260823FX	93
260831FX	93
260840FX	93
260850FX	93
260860FX	93
260870FX	93
300101FX	103
300102FX	103
300103FX	103
300104FX	103
300201FX	104
300202FX	104
300203FX	104
300204FX	104
305100FX	21
305900FX	21
360100FX	22
397701FX	97
397702FX	97
397705FX	97
397706FX	98
400112FX	106
400114FX	106
400116FX	106
402201FX	105
402202FX	105
402203FX	105
402601FX	105
402602FX	105
402603FX	105
402604FX	105
403101FX	29
403102FX	29
403103FX	29
403104FX	29
403105FX	30
403106FX	30
404100FX	28

