

Precision meets Quality

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

FENTEX*medical* GmbH


take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17
info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

FENTEX *Instruments · Made in Germany*

© FENTEXmedical GmbH · 2023 · Art.-Nr 003FX





Edition 2023

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.



FENTEXmedical GmbH is certified according to EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 and directive 93/42/EEC.

Katalogausgabe 2023

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 und der Richtlinie 93/42/EWG.



Contact Details

Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH
take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49(0) 7467 - 949 62 0
Fax +49(0) 7467 - 949 62 17

infol@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

Sinus Surgery Nasennebenhöhlen

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH is a medical company specializing in manufacturing and marketing of surgical instruments and endoscopy systems for ENT and Head & Neck surgeons.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

FENTEXmedical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb chirurgischer Instrumente und Endoskopiesysteme für die Hals- Nasen und Ohrenheilkunde spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

Sinus Surgery Nasennebenhöhlen

Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT-, Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- and Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.

Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.



728500FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm

728500FX	autoclavable / 0°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728530FX	autoclavable / 30°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm
728570FX	autoclavable / 70°, WL 110 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 110 mm, Ø 2,7 mm



728200FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm

728200FX	autoclavable / 0°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728230FX	autoclavable / 30°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm
728270FX	autoclavable / 70°, WL 140 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 140 mm, Ø 2,7 mm



728100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

728100FX	autoclavable / 0°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 0°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728130FX	autoclavable / 30°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 30°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm
728170FX	autoclavable / 70°, WL 195 mm, Ø 2.7 mm	autoklavierbar / 70°, NL 195 mm, Ø 2,7 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



730100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm

730100FX	autoclavable / 0°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 0°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730130FX	autoclavable / 30°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 30°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730145FX	autoclavable / 45°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 45°, NL 150 mm, Ø 3 mm
730170FX	autoclavable / 70°, WL 150 mm, Ø 3 mm	autoklavierbar / 70°, NL 150 mm, Ø 3 mm



750100FX **Hi-View Telescope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
Hi-View Optik, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750100FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750130FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750145FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750170FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



750300FX **HD Sinuscope**, autoclavable, 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm
HD Sinuskop, autoklavierbar, 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm

750300FX	autoclavable / 0°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 0°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750330FX	autoclavable / 30°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 30°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750345FX	autoclavable / 45°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 45°, NL 185 mm, Ø 4 mm
750370FX	autoclavable / 70°, WL 185 mm, Ø 4 mm	autoklavierbar / 70°, NL 185 mm, Ø 4 mm



741200FX **Protection Tube**, for Telescopes
Schutzhülse, für Optiken



863100FX



863110FX



863101FX

863100FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, pipette bottle, 25 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Pipettenflasche, 25 ml

863110FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, spray bottle, 15 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Sprühflasche, 15 ml

863101FX **Antifog solution „ULTRA STOP“**, injection vial, sterile, 30 ml
Antibeslagmittel „ULTRA STOP“, Durchstechflasche, steril, 30 ml



863116FX **ENDO-PAD**, sterile, for use with 863101FX, Ø 34 mm, pack of 6 pcs.
ENDO-PAD, steril, zur Verwendung mit 863101FX, Ø 34 mm, Packung zu 6 Stück

863120FX **ENDO-PAD**, sterile, with antifog solution, Ø 34 mm, pack of 10 pcs.
ENDO-PAD, steril, mit Antibeslagmittel, Ø 34 mm, Packung zu 10 Stück

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418500FX

418500FX **Sinuscopy Trocar**, beak-shaped distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schnabelförmig, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm



418600FX

418600FX **Sinuscopy Trocar**, oblique distal tip, for 4 mm scopes, Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
Sinuskopie-Trokar, Ende schräg, für 4 mm Optiken, Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418600FX oblique distal tip, for 4 mm scopes / Ø 5 mm, length of cannula 8.5 cm
 Ende schräg, für 4 mm Optiken / Ø 5 mm, Länge Trokarhülse 8,5 cm

418603FX oblique distal tip, for 2.7 mm scopes / Ø 3.3 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 2,7 mm Optiken / Ø 3,3 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm

418604FX oblique distal tip, for 3 mm scopes / Ø 4 mm, length of cannula 7.5 cm
 Ende schräg, für 3 mm Optiken / Ø 4 mm, Länge Trokarhülse 7,5 cm



049415FX **Antrum Trocar Needle by Lichtwitz**, WL 10 cm, Ø 1.5 mm
Kieferhöhlenpunktionsnadel n. Lichtwitz, NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049415FX WL 10 cm, Ø 1.5 mm NL 10 cm, Ø 1,5 mm

049418FX WL 10 cm, Ø 1.8 mm NL 10 cm, Ø 1,8 mm

049420FX WL 10 cm, Ø 2 mm NL 10 cm, Ø 2 mm



032416FX **Ear Dressing Forceps by Jansen**, bayonet-shaped, 16 cm
Ohrpinzette nach Jansen, bajonettförmig, 16 cm



049702FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049702FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049703FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049704FX	long curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm



049712FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, short curved, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, kurz gebogen, Luer-Lock, 15 cm, Ø 2,5 mm

049712FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2.5 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 2,5 mm
049713FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 3 mm
049714FX	short curved, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm	kurz gebogen, Luer-Lock / 15 cm, Ø 4 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



049802FX **Antrum Cannula by Van Eicken**, long curved, Luer-Lock, malleable, 15 cm, Ø 2.5 mm
Spülröhrchen nach Van Eicken, lang gebogen, Luer-Lock, biegsam, 15 cm, Ø 2,5 mm

049802FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 2.5 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 2,5 mm
049803FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 3 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 3 mm
049804FX	long curved, Luer-Lock, malleable / 15 cm, Ø 4 mm	lang gebogen, Luer-Lock, biegsam / 15 cm, Ø 4 mm




110106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

110106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110107FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
110108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



110116FX **Suction Tube by Frazier**, ball point tip, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.


110116FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
110118FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
110120FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
110122FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
110125FX	ball point tip, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	olivenförmiges Ende, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.



111106FX **Suction Tube by Frazier**, with graduation, with cut-off hole, WL 10 cm, 6 Fr.
Saugrohr nach Frazier, mit Graduierung, mit Unterbrecherloch, NL 10 cm, 6 Charr.

111106FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 6 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 6 Charr.
111107FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 7 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 7 Charr.
111108FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 8 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 8 Charr.
111109FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 9 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 9 Charr.
111110FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 10 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 10 Charr.
111112FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 12 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 12 Charr.
111115FX	with graduation, with cut-off hole / WL 10 cm, 15 Fr.	mit Graduierung, mit Unterbrecherloch / NL 10 cm, 15 Charr.

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



250106FX **Suction Tube by Frazier**, straight tip, with cut-off hole, WL 15 cm, 6 Fr.
Saugkanüle nach Frazier, gerades Ende, mit Unterbrecherloch, NL 15 cm, 6 Charr.

250106FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 6 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 6 Charr.
250108FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 8 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 8 Charr.
250110FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 10 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 10 Charr.
250112FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 12 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 12 Charr.
250115FX	straight tip, with cut-off hole / WL 15 cm, 15 Fr.	gerades Ende, mit Unterbrecherloch / NL 15 cm, 15 Charr.



111710FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, slightly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, leicht gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.

111810FX **Suction Tube by Kahn-Frazier**, strongly curved, malleable shaft, WL 15 cm, 10 Fr.
Saugrohr nach Kahn-Frazier, stark gebogen, biegsamer Schaft, NL 15 cm, 10 Charr.



250220FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved upwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze aufwärts gebogen, kugelförmiges E, NL 13 cm, Ø 3 mm




250221FX **Suction Tube by Frank-Pasquini**, tip curved downwards, ball end, WL 13 cm, Ø 3 mm
Saugrohr nach Frank-Pasquini, Spitze abwärts gebogen, kugelförmiges En, NL 13 cm, Ø 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



730116FX **Bipolar Forceps**, straight, with guiding pin, 16 cm, tip 0.5 mm
Bipolare Pinzette, gerade, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 0,5 mm



730116FX **730119FX** **731116FX** **731119FX** **732116FX** **732119FX**

730116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 0,5 mm
730119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 0.5 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 0,5 mm
731116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
731119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
732116FX	straight, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
732119FX	straight, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	gerade, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



741116FX **Bipolar Forceps**, angled, with guiding pin, 16 cm, tip 1 mm
Bipolare Pinzette, abgewinkelt, mit Führungsstift, 16 cm, Spitze 1 mm



741116FX **741119FX** **742116FX** **742119FX**

741116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 1 mm
741119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 1 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 1 mm
742116FX	angled, with guiding pin / 16 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 16 cm, Spitze 2 mm
742119FX	angled, with guiding pin / 19.5 cm, tip 2 mm	abgewinkelt, mit Führungsstift / 19,5 cm, Spitze 2 mm



761116FX **Bipolar Forceps**, bayonet, with guiding pin, 16.5 cm, straight tip 1 mm
Bipolare Pinzette, bajonett, mit Führungsstift, 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm



761116FX

761119FX

762119FX

761116FX	bayonet, with guiding pin / 16.5 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 16,5 cm, gerade Spitze 1 mm
761119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 1 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 1 mm
762119FX	bayonet, with guiding pin / 19 cm, straight tip 2 mm	bajonett, mit Führungsstift / 19 cm, gerade Spitze 2 mm



750861FX **Bipolar Forceps**, angular, with suction, 19 cm, tip 2 mm
Bipolare Pinzette, kniegebogen, mit Saugung, 19 cm, Spitze 2 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



726504FX **Bipolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 4,5 m



726506FX **Bipolar Cable**, for US Standard + ERBE ICC units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für US Standard + ERBE ICC Generatoren, 4,5 m



726508FX **Bipolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 4,5 m



726516FX **Bipolar Cable**, for Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa units, 4.5 m
Bipolares HF Kabel, für Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa Gen., 4,5 m




726313FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, non-stick, WL 13 cm, Ø 3.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, Antihaft, NL 13 cm, Ø 3,3 mm




726314FX **Coagulation Suction Cannula**, monopolar, malleable, non-stick, WL 13 cm, Ø 4.3 mm
Koagulations-Saugrohr, monopolar, biegsam, Antihaft, NL 13 cm, Ø 4,3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



726514FX **Monopolar Cable**, for Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Conmed, Valleylab, Bowa, Bovie Gen., 3,5 m



726524FX **Monopolar Cable**, for ERBE, Storz, Wolf units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für ERBE, Storz, Wolf Generatoren, 3,5 m



726534FX **Monopolar Cable**, for Martin, Berchtold, Aesculap units, 3.5 m
Monopolares HF Kabel, für Martin, Berchtold, Aesculap Gen., 3,5 m



201200FX **Septum Needle**, angled, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, kniegebogen, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm



201210FX **Septum Needle**, straight, Luer-Lock, WL 10.5 cm, Ø 0.8 mm
Septumkanüle, gerade, Luer-Lock, NL 10,5 cm, Ø 0.8 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



215100FX **Elevator by Freer**, double-ended, semi-sharp / blunt, 20 cm
Doppelelevatorium nach Freer, halbscharf / stumpf, 20 cm



215200FX **Elevator by Freer**, double-ended, sharp / blunt, 18 cm
Doppelelevatorium nach Freer, scharf / stumpf, 18 cm



215215FX **Elevator by Weiss**, double-ended, blunt / blunt
Doppelelevatorium nach Weiss, stumpf / stumpf



305100FX **Elevator by Masing**, double-ended, sharp / blunt, graduated, 21.5 cm
Doppelelevatorium nach Masing, scharf / stumpf, graduiert, 21,5 cm



305900FX **Suction Elevator by Gorney**, with Mandrin, 19 cm
Saugelevatorium nach Gorney, mit Mandrin, 19 cm



360100FX

360100FX

Suction Elevator by Guillen, straight tip, 20 cm
Saugelevatorium nach Guillen, Spitze gerade, 20 cm



418719FX

Maxillary Sinus Seeker, double-ended, ball ends, 19 cm, Ø 1.2 mm and 2 mm
Kieferhöhlensonde, doppelendig, kugelförmige Enden, 19 cm, Ø 1,2 mm und 2 mm



418825FX

Frontal Sinus Seeker by Castelnuovo, double-ended, curved, 21 cm
Stirnhöhhlensonde nach Castelnuovo, doppelendig, gebogen, 21 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418826FX **Frontal Sinus Seeker by Kuhn**, double-ended, both sides curved 90°, 22 cm, Fig. 2
Stirnhöhlensonde nach Kuhn, doppelendig, beide Seiten 90° gebogen, 22 cm, Fig. 2



407125FX **Frontal Sinus Bougie by Ritter-Halle**, 16 cm, Ø 2,5 mm
Stirnhöhlenbougie nach Ritter-Halle, 16 cm, Ø 2,5 mm

407125FX	16 cm, Ø 2,5 mm	16 cm, Ø 2,5 mm
407130FX	16 cm, Ø 3 mm	16 cm, Ø 3 mm
407140FX	16 cm, Ø 4 mm	16 cm, Ø 4 mm
407150FX	16 cm, Ø 5 mm	16 cm, Ø 5 mm



418210FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, strong pattern, Ø 3 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, kräftiges Modell, Ø 3 mm

418211FX **Frontal Sinus Rasp by Wigand**, slender pattern, Ø 2.5 mm
Stirnhöhlenraspel nach Wigand, schlankes Modell, Ø 2,5 mm



408600FX **Antrum Rasp by Watson-Williams**, slightly curved, blunt, 23 cm
Kieferhöhlenraspel nach Watson-Williams, leicht gebogen, stumpf, 23 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



411100FX **Chisel by West**, 18 cm, width 4 mm
Flachmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



411200FX **Gouge by West**, 18 cm, width 4 mm
Hohlmeißel nach West, 18 cm, Breite 4 mm



418100FX **Antrum Elevator by Sewall**, 19.5 cm
Kieferhöhlen-Elevatorium nach Sewall, 19,5 cm



418101FX **Antrum Curette**, oval, 19 cm, size 1
Antrumlöffel, oval, 19 cm, Fig. 1

418101FX	oval / 19 cm, size 1	oval / 19 cm, Fig. 1
418102FX	oval / 19 cm, size 2	oval / 19 cm, Fig. 2
418103FX	oval / 19 cm, size 3	oval / 19 cm, Fig. 3



418201FX **Antrum Curette**, round, small, 19 cm
Antrumlöffel, rund, klein, 19 cm



418202FX **Antrum Curette**, oblong, small, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, klein, 19 cm



418203FX **Antrum Curette**, oblong, large, 19 cm
Antrumlöffel, längsoval, groß, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



418204FX



418204FX **Frontal Sinus Curette**, 55° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 55° gebogen, längsoval, 19 cm



418205FX



418205FX **Frontal Sinus Curette**, 90° curved, oblong, 19 cm
Stirnhöhlenlöffel, 90° gebogen, längsoval, 19 cm



404100FX **Antrum Curette by Faulkner**, double-ended, 21 cm
Kieferhöhlenkürette nach Faulkner, doppelendig, 21 cm



406101FX **Antrum Curette by Halle**, malleable, 21 cm, size 1
Kieferhöhlenlöffel nach Halle, biegsam, 21 cm, Fig. 1

406101FX	malleable / 21 cm, size 1	biegsam / 21 cm, Fig. 1
-----------------	---------------------------	-------------------------

406102FX	malleable / 21 cm, size 2	biegsam / 21 cm, Fig. 2
-----------------	---------------------------	-------------------------

406103FX	malleable / 21 cm, size 3	biegsam / 21 cm, Fig. 3
-----------------	---------------------------	-------------------------



418303FX **Antrum Curette**, small, forward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, vorwärts schneidend, 19 cm



418304FX **Antrum Curette**, small, backward cutting, 19 cm
Antrum-Kürette, klein, rückwärts schneidend, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



403101FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 1**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 1



403102FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 2**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 2



403103FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 3**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 3



403104FX **Antrum Curette by Coakley, 18 cm, size 4**
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 4

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



403105FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 5
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 5



403106FX

403106FX **Antrum Curette by Coakley**, 18 cm, size 6
Kieferhöhlenkürette nach Coakley, 18 cm, Fig. 6



418401FX **Sickle Knife**, pointed, 19 cm
Sichelmesser, spitz, 19 cm

418401FX	pointed / 19 cm	spitz / 19 cm
418402FX	round / 19 cm	abgerundet / 19 cm
418403FX	pointed, curved left / 19 cm	spitz, links gebogen / 19 cm
418404FX	pointed, curved right / 19 cm	spitz, rechts gebogen / 19 cm



153700FX **Sickle Knife by Plester**, curved, 16.5 cm
Sichelmesser nach Plester, gebogen, 16,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226300FX **Nasal Scissors**, straight, serrated, WL 13 cm
Nasenschere, gerade, gezahnt, NL 13 cm

226300FX straight, serrated / WL 13 cm
gerade, gezahnt / NL 13 cm

226300FXF straight, serrated / WL 13 cm, with flush connector
gerade, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226301FX curved left, serrated / WL 13 cm
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226301FXF curved left, serrated / WL 13 cm, with flush connector
links gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226302FX curved right, serrated / WL 13 cm
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226302FXF curved right, serrated / WL 13 cm, with flush connector
rechts gebogen, gezahnt / NL 13 cm, mit Spülanschluss

226303FX curved up, serrated / WL 13 cm
aufwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm

226304FX curved down, serrated / WL 13 cm
abwärts gebogen, gezahnt / NL 13 cm



226400FX **Nasal Scissors**, straight, smooth, WL 11.5 cm
Nasenschere, gerade, glatt, NL 11,5 cm

226400FX	straight, smooth / WL 11.5 cm	gerade, glatt / NL 11,5 cm
226401FX	curved left, smooth / WL 11.5 cm	links gebogen, glatt / NL 11,5 cm
226402FX	curved right, smooth / WL 11.5 cm	rechts gebogen, glatt / NL 11,5 cm



226100FX **Nasal Scissors by Heymann**, standard, smooth blades, WL 9.5 cm
Nasenschere nach Heymann, Standard, glatte Schneiden, NL 9,5 cm

226100FX	standard, smooth blades / WL 9.5 cm	Standard, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226109FX	small, smooth blades / WL 9 cm	klein, glatte Schneiden / NL 9 cm
226111FX	large, smooth blades / WL 11 cm	groß, glatte Schneiden / NL 11 cm
226200FX	standard, serrated blades / WL 9.5 cm	Standard, gezahnte Schneiden / NL 9,5 cm
226201FX	small, curved left, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, links gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm
226202FX	small, curved right, smooth blades / WL 9.5 cm	klein, rechts gebogen, glatte Schneiden / NL 9,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



- 412502FX** **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm
- 412503FX** **Bone Punch**, through-cutting, with hooked jaw, WL 15 cm, width 3 mm
Knochenstanze, durchschneidend, mit Hakenmaul, NL 15 cm, Schnittbreite 3 mm



413002FX

413002FX **Sphenoid Punch by FS-Kerrison**, 90° upbiting, detachable, WL 18 cm, width 2 mm
Knochenstanze nach FS-Kerrison, 90° nach oben schneidend, zerlegbar, NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413001FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413002FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413003FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413004FX 90° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413021FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 1 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 1 mm

413022FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413023FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413024FX 40° upbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 40° nach oben schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

413402FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 2 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 2 mm

413403FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 3 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 3 mm

413404FX 90° downbiting, detachable / WL 18 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend, zerlegbar / NL 18 cm, Schnittbreite 4 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



412101FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, WL 14 cm, width 4 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm



412101FX

412102FX

412301FX



412302FX

412401FX

412402FX

412101FX 90° upbiting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach oben schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412102FX 90° downbiting cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 90° nach unten schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412301FX 40° upbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412302FX 40° downbiting backward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach unten rückwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412401FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 4 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 4 mm

412402FX 40° upbiting forward cutting / WL 14 cm, width 2 mm
 40° nach oben vorwärts schneidend / NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm



412600FX

412600FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 2 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 2 mm

412601FX **Antrum Punch by Beyer**, 90° upbiting, WL 9 cm, width 1 mm
Kieferhöhlenstanze nach Beyer, 90° nach oben schneidend, NL 9 cm, Schnittbreite 1 mm



413100FX

413100FX **Sphenoid Punch by Hajek-Kofler**, 90° upbiting, 360° rotatable, WL 17 cm, width 3 mm
Knochenstanze nach Hajek-Kofler, 90° nach oben schneidend, 360° drehbar, NL 17 cm, Schnittbreite 3 mm



413200FX **Sphenoid Punch by McKenty**, through-cutting, rotatable, WL 14.5 cm, width 2 mm
Keilbeinstanze nach McKenty, durchschneidend, drehbar, NL 14,5 cm, Schnittbreite 2 mm



234603FX



234603FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 3,5 mm

234606FX **Circular Cutting Punch**, 70° upcurved, with flush connector, WL 13 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 70° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 4,5 mm



412702FX



412702FX **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 2 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 2 mm

412703FX **Frontal Sinus Punch**, 70° upturned sheath, 40° upbiting, WL 14 cm, width 3 mm
Stirnhöhlenstanze, 70° aufgebog.Schaft, 40° oben schneidend, NL 14 cm, Schnittbreite 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234835FX

234835FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234845FX **Circular Cutting Punch**, straight, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234865FX

234865FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234866FX **Circular Cutting Punch**, 65° upturned, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



235036FXF



235036FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm




235046FXF




235046FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, straight, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), gerade, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235066FXF

235066FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 3,5 mm



235076FXF

235076FXF **Circular Cutting Punch (Gear Type)**, 65° upturned, with flush connector, WL 18 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik), 65° aufgebogen, mit Spülanschluss, NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235035FXF




235035FX **Circular Cutting Punch**, straight, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, gerade, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235035FX	straight / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235035FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235045FX	straight / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235045FXF	straight, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm	gerade, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm



235065FX



235065FX **Circular Cutting Punch**, 60° upturned, WL 18 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, 60° aufgebogen, NL 18 cm, Ø 3,5 mm

235065FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 3.5 mm 60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235065FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 3.5 mm 60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 3,5 mm
235075FX	60° upturned / WL 18 cm, Ø 4.5 mm 60° aufgebogen / NL 18 cm, Ø 4,5 mm
235075FXF	60° upturned, with flush connector / WL 18 cm, Ø 4.5 mm 60° aufgebogen, mit Spülanschluss / NL 18 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234945FX



234935FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234945FX **Circular Cutting Punch**, with central suction channel, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, mit zentraler Absaugung, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234613FX

234613FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234616FX **Circular Cutting Punch**, forward cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, vorwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm



234623FX

234623FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 3.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 3,5 mm

234626FX **Circular Cutting Punch**, reverse cutting, with flush connector, WL 16 cm, Ø 4.5 mm
Rundkopfstanze, rückwärts schneidend, mit Spülanschluss, NL 16 cm, Ø 4,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236311FX **Frontal Sinus Punch**, 45°, vertical, with flush connector, WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 45°, vertikal, mit Spülanschluss, NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236311FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236312FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236313FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236314FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236333FX 45°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236334FX 45°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 45°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236343FX 90°, vertical, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

236344FX 90°, horizontal, with flush connector / WL 13 cm, Ø 3 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 13 cm, Ø 3 mm durchschneidend

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236301FX



236301FX **Frontal Sinus Punch**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236301FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend


236301FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236302FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend



236303FX



236303FX **Frontal Sinus Punch**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
Stirnhöhlen-Stanze, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236303FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

236304FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, Ø 2 mm through-cutting
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Ø 2 mm durchschneidend

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235501FX **Double Spoon Forceps**, 55°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
Doppellöffel-Zange, 55°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235503FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235504FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235501FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235501FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235502FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235513FX 55°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235513FXF 55°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FX 55°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235514FXF 55°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
55°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm



235505FX **Double Spoon Forceps**, 90°, vertical, WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
Doppellöffel-Zange, 90°, vertikal, NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235505FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235506FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 2 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 2 mm

235507FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235508FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 3 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 3 mm

235509FX 90°, vertical / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235509FXF 90°, vertical, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

235510FX 90°, horizontal / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm


235510FXF 90°, horizontal, with flush connector / WL 14.5 cm, spoon Ø 4 mm
 90°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14,5 cm, Löffel Ø 4 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235224FX **Double Spoon Forceps**, 110°, vertical, oval, WL 14 cm, spoon Ø 4 mm
Doppellöffel-Zange, 110°, vertikal, NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm

235210FX	110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm	110°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm
235211FX	110°. vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm	110°, vertikal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm
235214FX	110°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm	110°, horizontal, oval / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm
235224FX	110°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 4 mm	110°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 4 mm



235270FX

235270FX **Double Spoon Forceps**, 70°, horizontal, oval, WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
Doppellöffel-Zange, 70°, horizontal, NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235270FX 70°, horizontal, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235270FXF 70°, horiz., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, horizontal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm


235271FX 70°, vertical, oval / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

235271FXF 70°, vert., oval, with flush connector / WL 14 cm, spoon Ø 2.6 mm
 70°, vertikal, mit Spülanschluss / NL 14 cm, Löffel Ø 2,6 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



415100FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, oval, w. flush connector, WL 15 cm, spoon 2.5 x 3 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, oval, mit Spülanschluss, NL 15 cm, Löffel 2,5 x 3 mm



415105FX

415105FX **Biopsy and Grasping Forceps**, double-action, round, WL 18 cm, spoon Ø 4 mm
Probeexzisions- und Fasszange, doppelbeweglich, rund, NL 18 cm, Löffel Ø 4 mm



415170FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 70° down, vertical opening, WL 12 cm, spoon Ø 3 mm
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 70° abgebogen, vertikal öffnend, NL 12 cm, Löffel Ø 3 mm



415210FX **Maxillary Biopsy Forceps**, sheath 110° down, horizontal opening, WL 13 cm, spoon 3 x 6 mm, with LL
Kieferhöhlen Probeexzisionszange, Schaft 110° abgebogen, seitlich öffnend, NL 13 cm, Löffel 3 x 6 mm, mit LL



236500FX



236501FX



236502FX

236500FX **S-Bite Nasal Forceps**, straight, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm
S-Bite Nasenzange, gerade, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236500FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236501FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236502FX straight, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm
gerade, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm



236600FX



236601FX



236602FX

236600FX

S-Bite Nasal Forceps, 45° upcurved, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm

S-Bite Nasenzange, 45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236600FX

45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm

45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2 mm

236601FX

45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2.5 mm

45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 2,5 mm

236602FX

45° upcurved, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 3 mm

45° aufgebogen, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausstanzung 3 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235300FX



235300FX **Suction Forceps by Gruenwald**, straight, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, gerade, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



235301FX



235301FX **Suction Forceps by Gruenwald**, 45° upturned, through-cutting, WL 10 cm, bite 2 mm
Saugzange nach Grünwald, 45°, aufgebogen, durchschneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2 mm



236702FX



236702FX **S-Bite Nasal Forceps**, 70°, vertical, serrated, through-cutting, WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
S-Bite , 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend, NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236702FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236703FX 70°, right, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70°, rechts, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236704FX 70° left, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, long curved
 70° links, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, lange Biegung

236712FX 70°, vertical, serrated, through-cutting / WL 13 cm, bite 2 mm, short curved
 70°, vertikal, gezahnt, durchschneidend / NL 13 cm, Ausschnitt 2 mm, kurze Biegung

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226901FX

226901FX **Nasal Forceps**, straight, through cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226902FX

226902FX **Nasal Forceps**, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226903FX

226903FX **Nasal Forceps**, shaft curved up, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, klein, NL 14 cm



226915FX



226915FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, small, WL 14 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 14 cm



226904FX



226904FX

Nasal Spoon Forceps, straight, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, gerade, ovaler Löffel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226905FX



226905FX **Nasal Spoon Forceps**, 45° upturned, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, 45° aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226906FX



226906FX **Nasal Spoon Forceps**, shaft curved up, oval cup, WL 14 cm
Nasenlöffelzange, Schaft aufgebogen, ovaler Löffel, NL 14 cm



226907FX



226907FX

Nasal Forceps, shaft curved up, backbiting, WL 14 cm

Nasenzange, Schaft aufgebogen, rückwärts schneidend, NL 14 cm



226908FX



226908FX

Nasal Forceps, shaft curved up, through-cutting, large, WL 14 cm

Nasenzange, Schaft aufgebog., durchschneidend, groß, NL 14 cm



226909FX



226909FX

Nasal Spoon Forceps, shaft curved up, oval cup, medium, WL 14 cm

Nasenlöffelzange, Schaft aufgebog., ovaler Löffel, mittel, NL 14 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226910FX



226910FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226911FX



226911FX **Nasal Forceps**, straight, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, gerade, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



226912FX



226912FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, small, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, klein, NL 11,5 cm



226913FX



226913FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, medium, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, mittel, NL 11,5 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



226914FX








226914FX

Nasal Forceps, 45° upturned, through-cutting, large, WL 11.5 cm
Nasenzange, 45° aufgebogen, durchschneidend, groß, NL 11,5 cm



230100FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 11 cm, Fig. 0



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	0 = 3,0 mm	230100FX	230200FX	230300FX
	1 = 3,5 mm	230101FX	230201FX	230301FX
	2 = 4,0 mm	230102FX	230202FX	230302FX
	3 = 5,0 mm	230103FX	230203FX	230303FX
	4 = 5,5 mm	230104FX	230204FX	-

230100FX	straight / WL 11 cm, size 0	gerade / NL 11 cm, Fig. 0
230101FX	straight / WL 11 cm, size 1	gerade / NL 11 cm, Fig. 1
230102FX	straight / WL 11 cm, size 2	gerade / NL 11 cm, Fig. 2
230103FX	straight / WL 11 cm, size 3	gerade / NL 11 cm, Fig. 3
230104FX	straight / WL 11 cm, size 4	gerade / NL 11 cm, Fig. 4

230200FX	45° upturned / WL 11 cm, size 0	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230201FX	45° upturned / WL 11 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230202FX	45° upturned / WL 11 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230203FX	45° upturned / WL 11 cm, size 3	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3
230204FX	45° upturned / WL 11 cm, size 4	45° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 4

230300FX	90° upturned / WL 11 cm, size 0	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 0
230301FX	90° upturned / WL 11 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 1
230302FX	90° upturned / WL 11 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 2
230303FX	90° upturned / WL 11 cm, size 3	90° aufgebogen / NL 11 cm, Fig. 3



231601FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, WL 15 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, gerade, NL 15 cm, Fig. 1



Pattern Schneide	Size Fig.	0°	45°	90°
	1 = 3,5 mm	231601FX	231701FX	231801FX
	2 = 4,0 mm	231602FX	231702FX	231802FX
	3 = 5,0 mm	231603FX	-	-

231601FX	straight / WL 15 cm, size 1	gerade / NL 15 cm, Fig. 1
231602FX	straight / WL 15 cm, size 2	gerade / NL 15 cm, Fig. 2
231603FX	straight / WL 15 cm, size 3	gerade / NL 15 cm, Fig. 3
231701FX	45° upturned / WL 15 cm, size 1	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231702FX	45° upturned / WL 15 cm, size 2	45° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2
231801FX	90° upturned / WL 15 cm, size 1	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 1
231802FX	90° upturned / WL 15 cm, size 2	90° aufgebogen / NL 15 cm, Fig. 2



230140FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, semi-detachable, WL 12 cm, Size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, teilzerlegbar, NL 12 cm, Fig. 0

230140FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230141FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230142FX straight, semi-detachable / WL 12 cm, size 2
gerade, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

230240FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230241FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230242FX 45° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2
45° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

230340FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 0
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 0

230341FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 1
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 1

230342FX 90° upturned, semi-detachable / WL 12 cm, Size 2
90° aufgebogen, teilzerlegbar / NL 12 cm, Fig. 2

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



230600FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved left, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach links gebogen, NL 10 cm, Fig. 1

230700FX **Nasal Forceps by Blakesley**, curved right, WL 10 cm, size 1
Nasenzange nach Blakesley, nach rechts gebogen, NL 10 cm, Fig. 1



236900FX

236900FX **Suction Forceps by Blakesley**, straight, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, gerade, NL 10 cm, Fig. 0

236900FX	straight / WL 10 cm, size 0	gerade / NL 10 cm, Fig. 0
236901FX	straight / WL 10 cm, size 1	gerade / NL 10 cm, Fig. 1
236902FX	straight / WL 10 cm, size 2	gerade / NL 10 cm, Fig. 2



237000FX



237000FX **Suction Forceps by Blakesley**, 30° upturned, WL 10 cm, size 0
Saugzange nach Blakesley, 30° aufgebogen, NL 10 cm, Fig. 0

237000FX	30° upturned / WL 10 cm, size 0	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 0
237001FX	30° upturned / WL 10 cm, size 1	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1
237002FX	30° upturned / WL 10 cm, size 2	30° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2



235900FX



235900FX **Nasal Forceps by Blakesley**, straight, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, gerade, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

235900FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 0	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
235901FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 1	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
235902FX	straight, through-cutting / WL 11 cm, size 2	gerade, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



236000FX



236000FX **Nasal Forceps by Blakesley**, 45° upturned, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Nasenzange nach Blakesley, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

236000FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 0
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0

236001FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 1
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1

236002FX 45° upturned, through-cutting / WL 11 cm, size 2
 45° aufgebogen, durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



227600FX



227600FX **Nasal Cutting Forceps by Struycken**, WL 11 cm
Conchotom nach Struycken, NL 11 cm



228601FX **Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke**, through-cutting, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Grünwald-Henke, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 1

228601FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228602FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2
228603FX	through-cutting / WL 11 cm, size 3	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 3



234300FX



234300FX **Nasal Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, gerade, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm

234345FX **Nasal Forceps by Wigand**, 45° upcurved, through-cutting, WL 14 cm, bite 3 x 4 mm
Nasenzange nach Wigand, 45° aufgebogen, durchschneidend, NL 14 cm, Schnittgröße 3 x 4 mm



234400FX **Nasal Cutting Forceps by Wigand**, straight, through-cutting, large, WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
Conchotom nach Wigand, gerade, durchschneidend, groß, NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm



234400FX



234445FX



234500FX



234545FX

234400FX straight, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
gerade, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234445FX 30° upcurved, through-cutting, large / WL 14 cm, bite 11.5 x 2.5 mm
30° aufgebogen, durchschneidend, groß / NL 14 cm, Schnittgröße 11,5 x 2,5 mm

234500FX straight, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm
gerade, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm

234545FX 30° upcurved, through-cutting, small / WL 14 cm, bite 6 x 2 mm
30° aufgebogen, durchschneidend, klein / NL 14 cm, Schnittgröße 6 x 2 mm



227100FX **Nasal Forceps by Takahashi**, straight, WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm
Nasenzange nach Takahashi, gerade, NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm



227100FX

227101FX

227102FX

227100FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 2.5 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 2,5 mm
227101FX	straight / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	gerade / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm
227102FX	45° upturned / WL 11 cm, spoon 10 x 3 mm	45° aufgebogen / NL 11 cm, Löffel 10 x 3 mm



238101FX **Suction Forceps by Takahashi**, straight, WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm
Saugzange nach Takahashi, gerade, NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm



238101FX

238102FX

238201FX

238202FX

238101FX	straight / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238102FX	straight / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	gerade / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm
238201FX	45° upturned / WL 10 cm, size 1 = 3.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 1 = 3,5 mm
238202FX	45° upturned / WL 10 cm, size 2 = 2.5 mm	45° aufgebogen / NL 10 cm, Fig. 2 = 2,5 mm



415600FX

415600FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm

415600FX 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm

415600FXF 90-120° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

415601FX 90-120° backbiter, jaws curved upwards / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach oben / NL 10 cm

415602FX 90-120° backbiter, jaws curved to right / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach rechts / NL 10 cm

415603FX 90-120° backbiter, jaws curved to left / WL 10 cm
 90-120° rückwärts, Maulteil nach links / NL 10 cm

415604FX 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm

415604FXF 140-155° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 140-155° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

415605FX 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm
 115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm

415605FXF 115-140° backbiter, jaws curved downward / WL 10 cm, with flush connector
 115-140° rückwärts, Maul nach unten / NL 10 cm, mit Spülanschluss

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



415610FX

415610FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 10 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 10 cm, drehbar

415630FX **Antrum Grasping Forceps**, 90-120° backbiter, jaws curved downward, WL 13 cm, rotatable
Kieferhöhlenfasszange, 90-120° rückwärts, Maulteil nach unten, NL 13 cm, drehbar



235100FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235101FX

235102FX

235100FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235101FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235102FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 2.5 mm
 nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235120FX **Antrum Punch by Ostrum**, upside backwards, with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, nach oben rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235120FX



235121FX



235122FX

235120FX upside backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach oben rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235121FX left backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach links rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

235122FX right backwards, with flush connector / WL 10 cm, bite 1.5 mm
 nach rechts rückwärts, mit Spülanschluss / NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235110FX



235110FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235111FX



235111FX **Antrum Punch by Ostrum**, rotatable, backw., with flush connector, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze nach Ostrum, drehbar, rückwärts, mit Spülanschluss, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm



235115FX




235115FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 1.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 1,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



235125FX

235125FX **Antrum Punch**, rotatable, backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrumstanze, drehbar, rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm



235150FX

235150FX **Antrum Punch by Tobey**, shaft curved, rotatable, backwards, WL 10 cm
Antrumstanze nach Tobey, Schaft abgebogen, drehbar, rückwärts, NL 10 cm



235200FX

235200FX **Antrum Suction Punch**, straight, upside backward cutting, WL 10 cm, bite 2.5 mm
Antrum-Saugstanze, gerade, nach oben rückwärts schneidend, NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235200FX straight, upside backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach oben rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235201FX straight, left side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach links rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

235202FX straight, right side backward cutting / WL 10 cm, bite 2.5 mm
gerade, nach rechts rückwärts schneidend / NL 10 cm, Ausschnitt 2,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234902FXF



234901FXF **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234902FXF **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



234904FX



234903FX **Antrum Side-Biting Punch**, right side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, rechtsschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm

234904FX **Antrum Side-Biting Punch**, left side cutting, with flush connector, WL 10 cm
Antrum Seitwärtsstanze, linksschneidend, mit Spülanschluss, NL 10 cm



230500FX



230500FX

Polyp Grasping Forceps by Wigand, 60° upturned, WL 11 cm, spoon 6 x 14 mm
Polypenfasszange nach Wigand, 60° aufgebogen, NL 11 cm, Löffel 6 x 14 mm



234100FX

Nasal Forceps by Watson-Williams, straight, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, gerade, gezahnt, NL 11 cm

234145FX

Nasal Forceps by Watson-Williams, 45° upturned, serrated jaws, WL 11 cm
Nasenzange nach Watson-Williams, 45° aufgebogen, gezahnt, NL 11 cm



234100FX



234145FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



234210FX



234210FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 1
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 1

234220FX **Polyp Forceps by Watson-Williams**, WL 11 cm, size 2
Polypenzange nach Watson-Williams, NL 11 cm, Fig. 2



228100FX **Nasal Cutting Forceps by Schmeden**, through-cutting, WL 11 cm, size 0
Conchotom nach Schmeden, durchschneidend, NL 11 cm, Fig. 0

228100FX	through-cutting / WL 11 cm, size 0	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 0
228101FX	through-cutting / WL 11 cm, size 1	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 1
228102FX	through-cutting / WL 11 cm, size 2	durchschneidend / NL 11 cm, Fig. 2



228100FX



228101FX




228102FX



229101FX

229101FX **Nasal Cutting Forceps by Hartmann**, round, with grid, WL 11 cm, size 1
Conchotom nach Hartmann, rund, mit Fanggitter, NL 11 cm, Fig. 1

229101FX	round, with grid / WL 11 cm, size 1 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 1	
229102FX	round, with grid / WL 11 cm, size 2 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 2	
229103FX	round, with grid / WL 11 cm, size 3 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 3	
229104FX	round, with grid / WL 11 cm, size 4 rund, mit Fanggitter / NL 11 cm, Fig. 4	

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



241100FX **Forceps by Struempel**, straight, oval, fenestrated, WL 10 cm
Zängchen nach Strümpel, gerade, oval, gefenstert, NL 10 cm



241100FX



241145FX



241190FX

241100FX	straight, oval, fenestrated / WL 10 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 10 cm
241145FX	45° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	45° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm
241190FX	90° upturned, oval, fenestrated / WL 10 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 10 cm



242100FX



242100FX **Scissors by Bellucci**, straight, WL 10 cm
Schere nach Bellucci, gerade, NL 10 cm



238519FX **Ethmoid Forceps by Draf**, straight, oval, fenestrated, WL 19 cm
Siebbeinzange nach Draf, gerade, oval, gefenstert, NL 19 cm

238513FX	straight, oval, fenestrated / WL 13 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 13 cm
238516FX	straight, oval, fenestrated / WL 16 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 16 cm
238519FX	straight, oval, fenestrated / WL 19 cm	gerade, oval, gefenstert / NL 19 cm



238613FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 60° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 60° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238613FX	60° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238616FX	60 ° upturned, oval, fenestrated / WL 16 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238619FX	60 ° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	60° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



238713FX



238713FX **Ethmoid Forceps by Draf**, 90 ° upturned, oval, fenestrated, WL 13 cm
Siebbeinzange nach Draf, 90° aufgebogen, oval, gefenstert, NL 13 cm

238713FX	90 ° upturned, oval, fenestrated / WL 13 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 13 cm
238716FX	90 ° upturned, oval fenestrated / WL 16 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 16 cm
238719FX	90 ° upturned, oval, fenestrated / WL 19 cm	90° aufgebogen, oval, gefenstert / NL 19 cm



226570FX **Nasal Spoon Forceps**, straight, round cup, Ø 2.5 mm, WL 18 cm
Nasenlöffelzange, gerade, runder Löffel, Ø 2,5 mm, NL 18 cm



238813FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 13 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 13 cm

238816FX **Ethmoid Scissors by Draf**, straight, WL 16 cm
Siebbeinschere nach Draf, gerade, NL 16 cm



226540FX **Nasal Scissors**, straight, extra delicate, WL 19 cm
Nasenschere, gerade, extra zart, NL 19 cm

226540FX	straight, extra delicate / WL 19 cm	gerade, extra zart / NL 19 cm
226541FX	curved left, extra delicate / WL 19 cm	nach links gebogen, extra zart / NL 19 cm
226542FX	curved right, extra delicate / WL 19 cm	nach rechts gebogen, extra zart / NL 19 cm
226545FX	45° curved up, extra delicate / WL 19 cm	45° aufgebogen, extra zart / NL 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



239101FX **Micro Elevator by Draf**, slightly curved, 25 cm, width 1 mm
Mikro-Elevatorium nach Draf, leicht gebogen, 25 cm, Breite 1 mm

239101FX	slightly curved / 25 cm, width 1 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 1 mm
239102FX	slightly curved / 25 cm, width 3 mm	leicht gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239103FX	strongly curved / 25 cm, width 3 mm	stark gebogen / 25 cm, Breite 3 mm
239104FX	angled / 25 cm, width 4 mm	abgewinkelt / 25 cm, Breite 4 mm



239301FX **Round Knife by Draf**, straight, 19 cm, Ø 1.5 mm
Rundschnittmesser nach Draf, gerade, 19 cm, Ø 1,5 mm

239301FX	straight / 19 cm, Ø 1.5 mm	gerade / 19 cm, Ø 1,5 mm
239302FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 1.5 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 1,5 mm
239401FX	45° angled, straight shaft / 19 cm, Ø 2 mm	45° abgewinkelt, gerader Schaft / 19 cm, Ø 2 mm
239402FX	bayonet-shaped / 19 cm, Ø 2 mm	bajonettförmig / 19 cm, Ø 2 mm
239501FX	straight, vertical cutting / 19 cm	gerade, vertikal schneidend / 19 cm
239502FX	bayonet-shaped, vertical cutting / 19 cm	bajonettförmig, vertikal schneidend / 19 cm



418350FX **Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis**, lateral curved sheath end, sharp, Ø 3 mm
Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis, Schaftende seitlich gebogen, scharf, Ø 3 mm

418350FX lateral curved sheath end, sharp / Ø 3 mm Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 3 mm

418351FX lateral curved sheath end, sharp / Ø 5 mm Schaftende seitlich gebogen, scharf / Ø 5 mm

418352FX tip angled 45°, sharp / Ø 3 mm Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 3 mm

418353FX tip angled 45°, sharp / Ø 5 mm Spitze 45° gewinkelt, scharf / Ø 5 mm



419000FX **Hook**, blunt, 90° angled, 19 cm, 0.5 mm
Häkchen, stumpf, 90° abgewinkelt, 19 cm, 0,5 mm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen




239003FX **Dissector**, tip 45° angled, sharp, 24 cm, 3 mm
Dissektor, Spitze 45° abgewinkelt, scharf, 24 cm, 3 mm




239201FX **Sickle Knife by Draf**, 19 cm
Sichelmesser nach Draf, 19 cm

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
70	0.6	-	142106FX	136106FX	136206FX (9,5 mm)	-
70	0.7	-	142107FX	-	-	-
70	0.8	-	142108FX	136108FX	136208FX	-
70	1.0	-	142110FX	136110FX	136210FX	-
70	1.4	-	142114FX	136114FX	136214FX	136414FX
70	1.8	-	142118FX	136118FX	136218FX	-
70	2.1	-	142121FX	-	136221FX	-
70	2.3	142523FX	142123FX	136123FX	136223FX	136423FX
70	2.5	-	142125FX	-	-	-
70	2.7	142527FX	142127FX	136127FX	136227FX	-
70	3.1	142531FX	142131FX	136131FX	136231FX	136431FX
70	3.5	142535FX	142135FX	136135FX	136235FX	-
70	4.0	142540FX	142140FX	136140FX	136240FX	136440FX
70	4.5	142545FX	142145FX	136145FX	136245FX	-
70	5.0	142550FX	142150FX	136150FX	136250FX	136450FX
70	6.0	142560FX	142160FX	136160FX	136260FX	136460FX
70	6.5	-	-	-	-	-
70	7.0	142570FX	142170FX	136170FX	136270FX	-
-	-	-	-	-	-	-
95	0.6	-	250406FX	-	250806FX (0,5 mm)	-
95	0.8	-	-	-	250808FX	-
95	1.0	-	250410FX	-	250810FX	-
95	1.4	-	-	-	-	-
95	1.8	-	-	250318FX	250818FX	-
95	2.1	-	-	-	-	-
95	2.3	250723FX	250423FX	250323FX	250823FX	-
95	2.5	-	-	-	-	-
95	2.7	250727FX	250427FX	250327FX	-	-
95	3.1	250731FX	-	250331FX	250831FX	250931FX
95	3.5	-	250435FX	250335FX	250835FX	-
95	4.0	250740FX	250440FX	250340FX	250840FX	250940FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen

Length mm	mm	Diamond, coarse	Diamond, fine	Round, stainless	Round, Tungsten carbide	Cross-Cut, Tungsten carbide
Länge mm	mm	Diamand, grob	Diamant, fein	rund, rostfrei	rund, HM	Querger, HM
Bilder fehlen						
95	4.5	-	250445FX	250345FX	250845FX	-
95	5.0	-	250450FX	250350FX	250850FX	250950FX
95	6.0	-	-	250360FX	250860FX	250960FX
95	6.5	-	-	-	-	-
95	7.0	-	250470FX	250370FX	250870FX	-
125	0.6	-	260406FX	-	-	-
125	0.8	-	-	-	-	-
125	1.0	-	260410FX	-	-	-
125	1.4	-	-	-	-	-
125	1.8	-	260418FX	260318FX	-	-
125	2.1	-	260421FX	-	-	-
125	2.3	-	260423FX	260323FX	260823FX	-
125	2.5	-	260425FX	-	-	-
125	2.7	-	260427FX	260327FX	-	-
125	3.1	-	260431FX	260331FX	260831FX	-
125	3.5	-	260435FX	260335FX	-	-
125	4.0	-	260440FX	-	260840FX	-
125	4.5	-	260445FX	-	-	-
125	5.0	-	-	-	260850FX	-
125	6.0	-	260460FX	-	260860FX	-
125	6.5	-	-	-	-	-
125	7.0	-	260470FX	-	260870FX	-



829700FX **Handpiece**, straight, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, gerade, mit externer Kühlung, für 7cm Bohrer

829700FX straight, with external cooling / for 7 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 7cm Bohrer

829720FX straight, with external cooling / for 9.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829750FX straight, with external cooling / for 12.5 cm burrs gerade, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



829800FX **Handpiece**, angled, with external cooling, for 7 cm burrs
Bohrhandstück, abgewinkelt, mit externer Kühlung, für 7 cm Bohrer

829800FX angled, with external cooling / for 7 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 7 cm Bohrer

829855FX angled, with external cooling / for 9.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 9,5 cm Bohrer

829880FX angled, with external cooling / for 12.5 cm burrs abgewinkelt, mit externer Kühlung / für 12,5 cm Bohrer



118900FX **Flexible Arm with Holding Rod**
Flexibler Arm mit Haltestange



118901FX **Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Spannkloben, für Flexiblen Arm 118900FX



118903FX **Telescope Clamp**, for Flexible Arm 118900FX
Optik-Klammer, für Flexiblen Arm 118900FX



118904FX **Adapter**, for Flexible Arm 118900FX
Adapter, für Flexiblen Arm 118900FX

Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



397701FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 55 mm



397702FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 55 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 55 mm



397705FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, right blade shortened, 15 cm, blade length left 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, rechtes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge links 75 mm




397706FX **Nasal Speculum by Killian**, for 118900FX, left blade shortened, 15 cm, blade length right 75 mm
Nasenspekulum nach Killian, für 118900FX, linkes Blatt gekürzt, 15 cm, Blattlänge rechts 75 mm



041101FX **Nasal Speculum by Hartmann-Halle**, 15.5 cm, blade length 29 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle, 15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1


041101FX	15.5 cm, blade length 29 mm, size 1	15,5 cm, Blattlänge 29 mm, Fig. 1
041102FX	15.5 cm, blade length 33 mm, size 2	15,5 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 2
041103FX	15.5 cm, blade length 37 mm, size 3	15,5 cm, Blattlänge 37 mm, Fig. 3






041601FX **Nasal Speculum by Hartmann**, 15 cm, blade length 27 mm, size 1
Nasenspekulum nach Hartmann, 15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1


041601FX	15 cm, blade length 27 mm, size 1	15 cm, Blattlänge 27 mm, Fig. 1
041602FX	15 cm, blade length 30 mm, size 2	15 cm, Blattlänge 30 mm, Fig. 2
041603FX	15 cm, blade length 34 mm, size 3	15 cm, Blattlänge 34 mm, Fig. 3



041601FX



041602FX




041603FX




041701FX **Nasal Speculum Model Vienna**, 14 cm, blade length 26 mm, size 1
Nasenspekulum Modell Wien, 14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1


041701FX	14 cm, blade length 26 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 26 mm, Fig. 1
041702FX	14 cm, blade length 29.5 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 29,5 mm, Fig. 2
041703FX	14 cm, blade length 33 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 33 mm, Fig. 3



041701FX



041702FX




041703FX




043101FX **Nasal Speculum by Hartmann**, for adults, 13 cm, blade length 34 mm
Nasenspekulum nach Hartmann, für Erwachsene, 13 cm, Blattlänge 34 mm

043101FX	for adults / 13 cm, blade length 34 mm	für Erwachsene / 13 cm, Blattlänge 34 mm
043102FX	for children / 13 cm, blade length 27 mm	für Kinder / 13 cm, Blattlänge 27 mm



043101FX




043102FX



042001FX **Nasal Speculum by Killian**, with set screw, 14 cm, blade length 40 mm, size 1
Nasenspekulum nach Killian, mit Stellschraube, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042001FX	with set screw / 14 cm, blade length 40 mm, size 1	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042002FX	with set screw / 14 cm, blade length 55 mm, size 2	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042003FX	with set screw / 14 cm, blade length 75 mm, size 3	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042004FX	with set screw / 14 cm, blade length 90 mm, size 4	mit Stellschraube / 14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





042101FX **Nasal Speculum by Killian, 14 cm, blade length 40 mm, size 1**
Nasenspekulum nach Killian, 14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1


042101FX	14 cm, blade length 40 mm, size 1	14 cm, Blattlänge 40 mm, Fig. 1
042102FX	14 cm, blade length 55 mm, size 2	14 cm, Blattlänge 55 mm, Fig. 2
042103FX	14 cm, blade length 75 mm, size 3	14 cm, Blattlänge 75 mm, Fig. 3
042104FX	14 cm, blade length 90 mm, size 4	14 cm, Blattlänge 90 mm, Fig. 4





300101FX **Nasal Speculum by Cottle**, with set screw, 13 cm, size 1, blade length 35 mm
Nasenspekulum nach Cottle, mit Stellschraube, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm


300101FX	with set screw / 13 cm, size 1, blade length 35 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300102FX	with set screw / 13 cm, size 2, blade length 50 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300103FX	with set screw / 13 cm, size 3, blade length 75 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300104FX	with set screw / 13 cm, size 4, blade length 90 mm	mit Stellschraube / 13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm





300201FX **Nasal Speculum by Cottle, 13 cm, size 1, blade length 35 mm**
Nasenspekulum nach Cottle, 13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm

300201FX	13 cm, size 1, blade length 35 mm	13 cm, Fig. 1, Blattlänge 35 mm
300202FX	13 cm, size 2, blade length 50 mm	13 cm, Fig. 2, Blattlänge 50 mm
300203FX	13 cm, size 3, blade length 75 mm	13 cm, Fig. 3, Blattlänge 75 mm
300204FX	13 cm, size 4, blade length 90 mm	13 cm, Fig. 4, Blattlänge 90 mm



Sinus Surgery
Nasennebenhöhlen



402201FX Retractor by **Middeldorpf**, 21.5 cm, size 14 x 17 mm
Wundhaken nach Middeldorpf, 21,5 cm, Größe 14 x 17 mm

402201FX	21.5 cm, size 14 x 17 mm	21,5 cm, Größe 14 x 17 mm
402202FX	22 cm, size 20 x 22 mm	22 cm, Größe 20 x 22 mm
402203FX	23.5 cm, size 26 x 30 mm	23,5 cm, Größe 26 x 30 mm



402601FX Retractor by **Langenbeck**, 21 cm, size 35 x 7 mm
Wundhaken nach Langenbeck, 21 cm, Größe 35 x 7 mm

402601FX	21 cm, size 35 x 7 mm	21 cm, Größe 35 x 7 mm
402602FX	21 cm, size 35 x 10 mm	21 cm, Größe 35 x 10 mm
402603FX	21 cm, size 35 x 15 mm	21 cm, Größe 35 x 15 mm
402604FX	21 cm, size 60 x 20 mm	21 cm, Größe 60 x 20 mm



400112FX **Lip Retractor by Sternberg, 12 cm**
Lippenretraktor nach Sternberg, 12 cm

400112FX	12 cm	12 cm
400114FX	14 cm	14 cm
400116FX	16 cm	16 cm



407200FX **Orbita Protector, 23.5 cm**
Orbitaschützer, 23,5 cm



407312FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 12 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 12 mm

407317FX **Spatula, malleable, 20 cm, width 17 mm**
Spatel, biegsam, 20 cm, Breite 17 mm



086108FX Towel Forceps by Backhaus, 8 cm
Tuchklemme nach Backhaus, 8 cm

086108FX	8 cm	8 cm
086111FX	11 cm	11 cm
086113FX	13 cm	13 cm



920715FX **Rhino-Sheets**, sterile, pack of 10 x 6 pcs., 15 x 13 mm
Rhino Saugtupfer, steril, Packung zu 10 x 6 Stück, 15 x 13 mm



920740FX **Rhino-Sheets**, long, sterile, pack of 10 x 4 pcs., 40 x 12 mm
Rhino Saugtupfer, lang, steril, Packung zu 10 x 4 Stück, 40 x 12 mm

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
032416FX	10
041101FX	98
041102FX	98
041103FX	98
041601FX	99
041602FX	99
041603FX	99
041701FX	100
041702FX	100
041703FX	100
042001FX	101
042002FX	101
042003FX	101
042004FX	101
042101FX	102
042102FX	102
042103FX	102
042104FX	102
043101FX	100
043102FX	100
049415FX	9
049418FX	9
049420FX	9
049702FX	10
049703FX	10
049704FX	10
049712FX	10
049713FX	10
049714FX	10
049802FX	11
049803FX	11
049804FX	11
086108FX	107
086111FX	107
086113FX	107
110106FX	11
110107FX	11
110108FX	11
110110FX	11
110112FX	11
110115FX	11
110116FX	12
110118FX	12
110120FX	12
110122FX	12
110125FX	12
111106FX	12
111107FX	12
111108FX	12
111109FX	12
111110FX	12
111112FX	12
111115FX	12
111710FX	13
111810FX	13
118900FX	95
118901FX	96
118903FX	96

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
118904FX	96
136106FX	92
136108FX	92
136110FX	92
136114FX	92
136118FX	92
136123FX	92
136127FX	92
136131FX	92
136135FX	92
136140FX	92
136145FX	92
136150FX	92
136160FX	92
136170FX	92
136206FX	92
136208FX	92
136210FX	92
136214FX	92
136218FX	92
136221FX	92
136223FX	92
136227FX	92
136231FX	92
136235FX	92
136240FX	92
136245FX	92
136250FX	92
136260FX	92
136270FX	92
136414FX	92
136423FX	92
136431FX	92
136440FX	92
136450FX	92
136460FX	92
142106FX	92
142107FX	92
142108FX	92
142110FX	92
142114FX	92
142118FX	92
142121FX	92
142123FX	92
142125FX	92
142127FX	92
142131FX	92
142135FX	92
142140FX	92
142145FX	92
142150FX	92
142160FX	92
142170FX	92
142523FX	92
142527FX	92
142531FX	92
142535FX	92
142540FX	92

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
142545FX	92
142550FX	92
142560FX	92
142570FX	92
153700FX	30
201200FX	20
201210FX	20
215100FX	21
215200FX	21
215215FX	21
226100FX	32
226109FX	32
226111FX	32
226200FX	32
226201FX	32
226202FX	32
226300FX	31
226300FXF	31
226301FX	31
226301FXF	31
226302FX	31
226302FXF	31
226303FX	31
226304FX	31
226400FX	32
226401FX	32
226402FX	32
226540FX	88
226541FX	88
226542FX	88
226545FX	88
226570FX	87
226901FX	57
226902FX	57
226903FX	57
226904FX	58
226905FX	59
226906FX	59
226907FX	60
226908FX	60
226909FX	60
226910FX	61
226911FX	61
226912FX	62
226913FX	62
226914FX	63
226915FX	58
227100FX	72
227101FX	72
227102FX	72
227600FX	69
228100FX	83
228101FX	83
228102FX	83
228601FX	70
228602FX	70
228603FX	70
229101FX	84

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
229102FX	84
229103FX	84
229104FX	84
230100FX	64
230101FX	64
230102FX	64
230103FX	64
230104FX	64
230140FX	66
230141FX	66
230142FX	66
230200FX	64
230201FX	64
230202FX	64
230203FX	64
230204FX	64
230240FX	66
230241FX	66
230242FX	66
230300FX	64
230301FX	64
230302FX	64
230303FX	64
230340FX	66
230341FX	66
230342FX	66
230500FX	82
230600FX	67
230700FX	67
231601FX	65
231602FX	65
231603FX	65
231701FX	65
231702FX	65
231801FX	65
231802FX	65
234100FX	82
234145FX	82
234210FX	83
234220FX	83
234300FX	70
234345FX	70
234400FX	71
234445FX	71
234500FX	71
234545FX	71
234603FX	37
234606FX	37
234613FX	44
234616FX	44
234623FX	44
234626FX	44
234835FX	39
234845FX	39
234865FX	39
234866FX	39
234901FXF	81
234902FXF	81

Numerical Index

Numerischer Index

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
234903FX	81	235513FXF	47	239102FX	89	250950FX	93
234904FX	81	235514FX	47	239103FX	89	250960FX	93
234935FX	43	235514FXF	47	239104FX	89	260318FX	93
234945FX	43	235900FX	68	239201FX	91	260323FX	93
235035FX	42	235901FX	68	239301FX	89	260327FX	93
235035FXF	42	235902FX	68	239302FX	89	260331FX	93
235036FXF	40	236000FX	69	239401FX	89	260335FX	93
235045FX	42	236001FX	69	239402FX	89	260406FX	93
235045FXF	42	236002FX	69	239501FX	89	260410FX	93
235046FXF	40	236301FX	46	239502FX	89	260418FX	93
235065FX	42	236301FXF	46	241100FX	85	260421FX	93
235065FXF	42	236302FX	46	241145FX	85	260423FX	93
235066FXF	41	236302FXF	46	241190FX	85	260425FX	93
235075FX	42	236303FX	46	242100FX	85	260427FX	93
235075FXF	42	236303FXF	46	250106FX	13	260431FX	93
235076FXF	41	236304FX	46	250108FX	13	260435FX	93
235100FX	76	236304FXF	46	250110FX	13	260440FX	93
235101FX	76	236311FX	45	250112FX	13	260445FX	93
235102FX	76	236312FX	45	250115FX	13	260460FX	93
235110FX	78	236313FX	45	250220FX	14	260470FX	93
235111FX	78	236314FX	45	250221FX	14	260823FX	93
235115FX	78	236333FX	45	250318FX	92	260831FX	93
235120FX	77	236334FX	45	250323FX	92	260840FX	93
235121FX	77	236343FX	45	250327FX	92	260850FX	93
235122FX	77	236344FX	45	250331FX	92	260860FX	93
235125FX	79	236500FX	53	250335FX	92	260870FX	93
235150FX	79	236501FX	53	250340FX	92	300101FX	103
235200FX	80	236502FX	53	250345FX	93	300102FX	103
235201FX	80	236600FX	54	250350FX	93	300103FX	103
235202FX	80	236601FX	54	250360FX	93	300104FX	103
235210FX	49	236602FX	54	250370FX	93	300201FX	104
235211FX	49	236702FX	56	250406FX	92	300202FX	104
235214FX	49	236703FX	56	250410FX	92	300203FX	104
235224FX	49	236704FX	56	250423FX	92	300204FX	104
235270FX	50	236712FX	56	250427FX	92	305100FX	21
235270FXF	50	236900FX	67	250435FX	92	305900FX	21
235271FX	50	236901FX	67	250440FX	92	360100FX	22
235271FXF	50	236902FX	67	250445FX	93	397701FX	97
235300FX	55	237000FX	68	250450FX	93	397702FX	97
235301FX	55	237001FX	68	250470FX	93	397705FX	97
235501FX	47	237002FX	68	250723FX	92	397706FX	98
235501FXF	47	238101FX	73	250727FX	92	400112FX	106
235502FX	47	238102FX	73	250731FX	92	400114FX	106
235502FXF	47	238201FX	73	250740FX	92	400116FX	106
235503FX	47	238202FX	73	250806FX	92	402201FX	105
235504FX	47	238513FX	86	250808FX	92	402202FX	105
235505FX	48	238516FX	86	250810FX	92	402203FX	105
235505FXF	48	238519FX	86	250818FX	92	402601FX	105
235506FX	48	238613FX	86	250823FX	92	402602FX	105
235506FXF	48	238616FX	86	250831FX	92	402603FX	105
235507FX	48	238619FX	86	250835FX	92	402604FX	105
235508FX	48	238713FX	87	250840FX	92	403101FX	29
235508FXF	48	238716FX	87	250845FX	93	403102FX	29
235509FX	48	238719FX	87	250850FX	93	403103FX	29
235509FXF	48	238813FX	88	250860FX	93	403104FX	29
235510FX	48	238816FX	88	250870FX	93	403105FX	30
235510FXF	48	239003FX	91	250931FX	92	403106FX	30
235513FX	47	239101FX	89	250940FX	92	404100FX	28

Numerical Index
Numerischer Index

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
406101FX	28
406102FX	28
406103FX	28
407125FX	23
407130FX	23
407140FX	23
407150FX	23
407200FX	106
407312FX	106
407317FX	106
408600FX	24
411100FX	25
411200FX	25
412101FX	35
412102FX	35
412301FX	35
412302FX	35
412401FX	35
412402FX	35
412502FX	33
412503FX	33
412600FX	36
412601FX	36
412702FX	38
412703FX	38
413001FX	34
413002FX	34
413003FX	34
413004FX	34
413021FX	34
413022FX	34
413023FX	34
413024FX	34
413100FX	36
413200FX	37
413402FX	34
413403FX	34
413404FX	34
415100FX	51
415105FX	51
415170FX	52
415210FX	52
415600FX	74
415600FXF	74
415601FX	74
415602FX	74
415603FX	74
415604FX	74
415604FXF	74
415605FX	74
415605FXF	74
415610FX	75
415630FX	75
418100FX	25
418101FX	26
418102FX	26
418103FX	26
418201FX	26

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
418202FX	26
418203FX	26
418204FX	27
418205FX	27
418210FX	24
418211FX	24
418303FX	28
418304FX	28
418350FX	90
418351FX	90
418352FX	90
418353FX	90
418401FX	30
418402FX	30
418403FX	30
418404FX	30
418500FX	9
418600FX	9
418603FX	9
418604FX	9
418719FX	22
418825FX	22
418826FX	23
419000FX	90
726313FX	18
726314FX	18
726504FX	17
726506FX	17
726508FX	17
726514FX	19
726516FX	17
726524FX	19
726534FX	19
728100FX	6
728130FX	6
728170FX	6
728200FX	6
728230FX	6
728270FX	6
728500FX	6
728530FX	6
728570FX	6
730100FX	7
730116FX	15
730119FX	15
730130FX	7
730145FX	7
730170FX	7
731116FX	15
731119FX	15
732116FX	15
732119FX	15
741116FX	15
741119FX	15
741200FX	8
742116FX	15
742119FX	15
750100FX	7

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page
750130FX	7
750145FX	7
750170FX	7
750300FX	7
750330FX	7
750345FX	7
750370FX	7
750861FX	16
761116FX	16
761119FX	16
762119FX	16
829700FX	94
829720FX	94
829750FX	94
829800FX	94
829855FX	94
829880FX	94
863100FX	8
863101FX	8
863110FX	8
863116FX	8
863120FX	8
920715FX	108
920740FX	108

Kat. Nr.	Seite
Cat. No.	Page

Author / Description	Page
Adapter	96
Antifog solution "ULTRA STOP"	8
Antrum Cannula by Van Eicken	10, 11
Antrum Curette	26, 28
Antrum Curette by Coakley	29, 30
Antrum Curette by Faulkner	28
Antrum Elevator by Sewall	25
Antrum Grasping Forceps	74, 75
Antrum Punch	78, 79
Antrum Punch by Beyer	36
Antrum Punch by Ostrum	76, 77, 78
Antrum Punch by Tobey	79
Antrum Rasp by Watson-Williams	24
Antrum Side-Biting Punch	81
Antrum Suction Punch	80
Antrum Trocar Needle by Lichtwitz	9
Biopsy and Grasping Forceps	51
Bipolar Cable	17
Bipolar Forceps	15, 16
Bone Punch	33
Burr	92, 93
Chisel by West	25
Circular Cutting Punch	37, 39, 42, 43, 44
Circular Cutting Punch (Gear Type)	40, 41
Clamp	96
Coagulation Suction Cannula	18
Dissector	91
Double Spoon Forceps	47, 48, 49, 50
ENDO-PAD	8
Ear Dressing Forceps by Jansen	10
Elevator by Freer	21
Ethmoid Forceps by Draf	86, 87
Ethmoid Scissors by Draf	88
Flexible Arm with Holding Rod	95
Forceps by Struempel	85
Frontal Sinus Bougie by Ritter-Halle	23
Frontal Sinus Curette	27
Frontal Sinus Punch	38, 45, 46
Frontal Sinus Rasp by Wigand	24
Frontal Sinus Seeker by Castelnuovo	22
Frontal Sinus Seeker by Kuhn	23
Gouge by West	25
HD Sinuscope	7
Handpiece	94
Hi-View Telescope	6, 7
Hook	90
Lip Retractor by Sternberg	106
Maxillary Biopsy Forceps	52
Maxillary Sinus Seeker	22
Micro Elevator by Draf	89
Monopolar Cable	19
Nasal Cutting Forceps by Gruenwald-Henke	70
Nasal Cutting Forceps by Hartmann	84
Nasal Cutting Forceps by Schmeden	83
Nasal Cutting Forceps by Struycken	69
Nasal Cutting Forceps by Wigand	71
Nasal Forceps	57, 58, 60, 61, 62, 63
Nasal Forceps by Blakesley	64, 65, 66, 67, 68, 69

Author / Description	Page
Nasal Forceps by Blakesley-Wilde	64
Nasal Forceps by Takahashi	72
Nasal Forceps by Watson-Williams	82
Nasal Forceps by Wigand	70
Nasal Scissors	31, 32, 88
Nasal Scissors by Heymann	32
Nasal Speculum Model Vienna	100
Nasal Speculum by Cottle	103, 104
Nasal Speculum by Hartmann	99, 100
Nasal Speculum by Hartmann-Halle	98
Nasal Speculum by Killian	97, 98, 101, 102
Nasal Spoon Forceps	58, 59, 60, 87
Orbita Protector	106
Polyp Forceps by Watson-Williams	83
Polyp Grasping Forceps by Wigand	82
Protection Tube	8
Retractor by Langenbeck	105
Rhino-Sheets	108
Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis	90
Round Knife by Draf	89
S-Bite Nasal Forceps	53, 54, 56
Scissors by Bellucci	85
Septum Needle	20
Sickle Knife	30
Sickle Knife by Draf	91
Sickle Knife by Plester	30
Sinuscopy Trocar	9
Spatula	106
Sphenoid Punch by FS-Kerrison	34
Sphenoid Punch by Hajek-Kofler	35, 36
Sphenoid Punch by McKenty	37
Suction Elevator by Gorney	21
Suction Elevator by Guillen	22
Suction Forceps by Blakesley	67, 68
Suction Forceps by Gruenwald	55
Suction Forceps by Takahashi	73
Suction Tube by Frank-Pasquini	14
Suction Tube by Frazier	11, 12, 13
Telescope Clamp	96
Towel Forceps by Backhaus	107

Alphabetical Index

Author / Description	Page
----------------------	------

Author / Description	Page
----------------------	------

Autor / Beschreibung	Seite
Adapter	96
Antibeschlagmittel „ULTRA STOP“	8
Antrum Seitwärtsstanze	81
Antrum-Kürette.	28
Antrum-Saugstanze	80
Antrumlöffel.	26
Antrumstanze.	78, 79
Antrumstanze nach Ostrum	76, 77, 78
Antrumstanze nach Tobey	79
Bipolare Pinzette	15, 16
Bipolares HF Kabel.	17
Bohrer	92, 93
Bohrhandstück	94
Conchotom nach Grünwald-Henke	70
Conchotom nach Hartmann	84
Conchotom nach Schmeden	83
Conchotom nach Struycken	69
Conchotom nach Wigand.	71
Dissektor	91
Doppelevatorium nach Freer	21
Doppellöffel-Zange	47, 48, 49, 50
ENDO-PAD	8
Flachmeißel nach West	25
Flexibler Arm mit Haltestange	95
HD Sinuskop	7
Hi-View Optik	6, 7
Hohlmeißel nach West	25
Häkchen	90
Keilbeinstanze nach McKenty	37
Kieferhöhlen Probeexzisionszange	52
Kieferhöhlen-Elevatorium nach Sewall.	25
Kieferhöhlenfasszange.	74, 75
Kieferhöhlenkürette nach Coakley	29, 30
Kieferhöhlenkürette nach Faulkner.	28
Kieferhöhlenpunktionsnadel n. Lichtwitz.	9
Kieferhöhlenraspel nach Watson-Williams.	24
Kieferhöhlensonde	22
Kieferhöhlenstanze nach Beyer	36
Knochenstanze	33
Knochenstanze nach FS-Kerrison.	34
Knochenstanze nach Hajek-Kofler	35, 36
Koagulations-Saugrohr	18
Lippenretraktor nach Sternberg	106
Mikro-Elevatorium nach Draff	89
Monopolares HF Kabel.	19
Nasendöfelzange	58, 59, 60, 87
Nasenschere	31, 32, 88
Nasenschere nach Heymann	32
Nasenspekulum Modell Wien	100
Nasenspekulum nach Cottle.	103, 104
Nasenspekulum nach Hartmann	99, 100
Nasenspekulum nach Hartmann-Halle.	98
Nasenspekulum nach Killian	97, 98, 101, 102
Nasenzange.	57, 58, 60, 61, 62, 63
Nasenzange nach Blakesley.	64, 65, 66, 67, 68, 69
Nasenzange nach Blakesley-Wilde	64
Nasenzange nach Takahashi.	72
Nasenzange nach Watson-Williams	82

Autor / Beschreibung	Seite
Nasenzange nach Wigand	70
Ohrpinzette nach Jansen.	10
Optik-Klammer	96
Orbitaschützer	106
Polypenfasszange nach Wigand	82
Polypenzange nach Watson-Williams.	83
Probeexzisions- und Fasszange.	51
Rhino Saugtupfer	108
Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis	90
Rundkopfstanze.	37, 39, 42, 43, 44
Rundkopfstanze (Zahnradmechanik)	40, 41
Rundschnittmesser nach Draff.	89
S-Bite Nasenzange	53, 54, 56
Saugelevatorium nach Gorney.	21
Saugelevatorium nach Guillen.	22
Saugkanüle nach Frazier.	13
Saugrohr nach Frank-Pasquini	14
Saugrohr nach Frazier	11, 12
Saugrohr nach Kahn-Frazier	13
Saugzange nach Blakesley.	67, 68
Saugzange nach Grünwald.	55
Saugzange nach Takahashi	73
Schere nach Bellucci.	85
Schutzhülse	8
Septumkanüle	20
Sichelmesser	30
Sichelmesser nach Draff	91
Sichelmesser nach Plester	30
Siebbeinschere nach Draff	88
Siebbeinzange nach Draff.	86, 87
Sinuskopie-Trokar	9
Spannkloben	96
Spatel	106
Spülröhrchen nach Van Eicken	10, 11
Stirnhöhlen-Stanze.	45, 46
Stirnhöhlenbougie nach Ritter-Halle	23
Stirnhöhlenlöffel	27
Stirnhöhlenraspel nach Wigand	24
Stirnhöhlensonde nach Castelnuovo	22
Stirnhöhlensonde nach Kuhn	23
Stirnhöhlenstanze	38
Tuchklemme nach Backhaus	107
Wundhaken nach Langenbeck.	105
Zängchen nach Strümpel	85

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------

Autor / Beschreibung	Seite
----------------------	-------